

OMNIPRAX PRO VŠECHNY LÉKAŘE



**BUDOUCNOST
FONENDOSKOPŮ JE ZDE!
viz. strana 24**

Objednávejte:
www.omniprax.cz
596 731 310
info@omniprax.cz

Ceny, slevy a akce platí od 3.11. do 30.11.2025.

ADSCOPE

Univerzální fonendoskop pro nejnáročnější klientelu

- dobře ohebné hadičky bez ftalátů, super měkké olivky ze silikonu
- speciálně formovaná hrudní koncovka zaručuje dokonalý poslech
- adjustovatelná membrána pro poslech vysokých i nízkých frekvencí
- protichladový kroužek na membráně
- hmotnost hrudní koncovky 79 g
- celková hmotnost 152 g
- průměr membrány 5,5 cm
- délka hadiček 53 cm
- celková délka 76 cm

Dva páry náhradních olivek a identifikační štítek pro označení jména majitele jsou součástí dodávky.

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
AD-615FV	Barva ametystová	2 390,00	2 151,00
AD-615MRS	Barva metalicky malinová	2 390,00	2 151,00
AD-615BK	Barva černá	2 390,00	2 151,00
AD-615BD	Barva burgundská	2 390,00	2 151,00
AD-615DG	Barva zelená	2 390,00	2 151,00
AD-615LB	Barva nebeská	2 390,00	2 151,00
AD-615LV	Barva levandulová	2 390,00	2 151,00
AD-615MCA	Barva metalická karibská	2 390,00	2 151,00
AD-615R	Barva červená	2 390,00	2 151,00
AD-615N	Barva námořnická	2 390,00	2 151,00
AD-615O	Barva pomerančová	2 390,00	2 151,00
AD-615P	Barva růžová	2 390,00	2 151,00
AD-615RB	Barva modrá	2 390,00	2 151,00
AD-615TL	Barva zelenomodrá	2 390,00	2 151,00
AD-615TQ	Barva tyrkysová	2 390,00	2 151,00
AD-615V	Barva indigo	2 390,00	2 151,00
AD-615ST	Barva taktická	2 390,00	2 151,00
AD-615MG	Barva metalicky šedá	2 390,00	2 151,00
AD-615MCB	Barva metalicky nebeská	2 390,00	2 151,00
AD-615G	Barva šedá	2 390,00	2 151,00
AD-615FG	Barva diamantová	2 390,00	2 151,00

Barvy fonendoskopů si můžete prohlédnout na www.omnibox.cz.

SLEVA
10%



Speciální hrudní koncovka pro výborný poslech

2 151⁰⁰

LITTMANN® CLASSIC III

Nejnovější fonendoskop Littmann®

- membrána na obou stranách
- vhodný pro auskultaci dospělých i dětí
- malou membránu lze sejmut a vytvořit tak klasický trychtýř
- nový typ hadiček s dlouhou životností
- hadičky odolné dezinfekčním roztokům
- olivky z příjemného materiálu netlačí v uších
- celková délka 69 cm
- průměr velké membrány 4,3 cm
- průměr malé membrány 3,3 cm
- hmotnost 150 g



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
G5 5620	Barva černá	4 680,00	3 978,00
G5 5622	Barva námořnická	4 680,00	3 978,00
G5 5627	Barva vínová	4 680,00	3 978,00
G5 5803	Barva black edition	4 680,00	3 978,00
G5 5809	Barva čokoládová	4 680,00	3 978,00
G5 5832	Barva levandulová	4 680,00	3 978,00
G5 5835	Barva tyrkysová	4 680,00	3 978,00
G5 5839	Barva citrónová	4 680,00	3 978,00
G5 5621	Barva šedá	4 680,00	3 978,00
G5 5623	Barva karibská modrá	4 680,00	3 978,00
G5 5831	Barva švestková	4 680,00	3 978,00
G5 5648	Barva malinová	4 680,00	3 978,00
G5 5912C	Barva marína	4 680,00	3 978,00
G5 5910C	Barva růžové šampaňské	4 680,00	3 978,00
G5 5630	Barva nebeská	4 680,00	3 978,00
G5 5875	Barva limetková	4 680,00	3 978,00
G5 5633	Barva perlová	4 680,00	3 978,00

Barvy fonendoskopů si můžete prohlédnout na www.omnibox.cz.

3 978⁰⁰

SLEVA
15%



3M

LITTMANN® CARDIOLOGY IV**Nový fonendoskop Littmann® se speciální hrudní koncovkou**

Na obou stranách koncovky je jednodílná membrána pro nejlepší možný poslech dětí a dospělých, vynikající přenos tónů vysoké i nízké frekvence. Dvojitá hadička vede zvuky nezávisle do obou uší, prakticky stereofonní poslech, systém eliminuje rušivé hluky z okolí. Měkké olivky dobře sedí v uších a netlačí. Dvojitou pružinu lze individuálně přizpůsobit podle velikosti hlavy. Hadíčky ze speciálního, nejmodernějšího materiálu, který neobsahuje latex, je odolný čistícím a dezinfekčním prostředkům.



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
G5 6152	A Barva černá, délka hadiček 69 cm	7 900,00	7 110,00
G5 6151	A Barva černá, délka hadiček 56 cm	7 900,00	7 110,00
G5 6154	C Barva námořnická modrá, délka hadiček 56 cm	7 900,00	7 110,00
G5 6155	E Barva lovecká zelená, délka hadiček 56 cm	7 900,00	7 110,00
G5 6156	F Barva švestková, délka hadiček 56 cm	7 900,00	7 110,00
G5 6158	Barva malinová, délka hadiček 56 cm	7 900,00	7 110,00

LITTMANN® CLASSIC II - PRO DĚTI

- kroužek proti chladu
- orientovaná lyra a měkké olivky
- dvoufrekvenční membrána
- délka fonendoskopu 71 cm
- hmotnost 125 g
- průměr membrány 37 mm

SLEVA
15%
3M


Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
G5 2113	Barva černá	3 990,00	3 391,50
G5 2119	Barva karibská modrá	3 990,00	3 391,50
G5 2153	Barva karibská modrá/duhová	4 310,00	3 663,50
G5 2122	Barva rubínová	3 990,00	3 391,50

G5 2153 - duhová koncovka

od 3 391⁵⁰

BOOSTER

Elektronický zesilovač zvuků

- zesilovač umožňuje až 40-ti násobné zesílení poslechových zvuků
- hlasitost lze snižovat a zvyšovat pomocí tlačítek
- lze rovněž ukládat poslechový nálezh do paměti (15, 30, 60 nebo 120 vteřin)
- Booster lze připevnit mezi hrudní koncovku a hadičku u mnohých fonendoskopů (ne ke všem)
- fonendoskop není součástí dodávky

Pomocí mobilní aplikace EKO, která je k dispozici pro systémy iOS a Android, lze Booster připojit přes Bluetooth k telefonu a poslechový nálezh přehrát.

Technické vlastnosti:

- akumulátor napájený přes USB kabel z jakékoli USB nabíječky (nabíječka není součástí dodávky)
- 8 hodin provozu na jedno nabití

Obj. kód	Cena Kč
G-32594	7 900,00



7 900⁰⁰

NON-LITTMANN DIGITAL DUAL

Zesilující fonendoskop Dual

- otočná koncovka
- membrána průměru 43,3 mm, trychtýř průměru 36 mm
- velmi měkké olivky
- černá barva hadiček
- součástí dodávky fonendoskop, náhradní membrána a olivky, zesilovač Booster



**SLEVA
10%**

8 091⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
G-32610	8 990,00	8 091,00

LITTMANN® DIGITAL

Zesilující fonendoskop Littmann® Cardiology IV

- na obou stranách koncovky je jednodílná membrána pro nejlepší možný poslech dětí a dospělých
- vynikající přenos tónů vysoké i nízké frekvence.
- dvojité hadičky vede zvuky nezávisle do obou uší, prakticky stereofonní poslech, systém eliminuje rušivé hluky z okolí
- měkké olivky dobře sedí v uších a netlačí
- dvojitou pružinu lze individuálně přizpůsobit podle velikosti hlavy.
- hadičky ze speciálního, nejmodernějšího materiálu, který neobsahuje latex, je odolný čistícím a dezinfekčním prostředkům
- průměry hrudní koncovky 3,3 a 4,3 cm
- celková délka 69 cm
- celková hmotnost 232 g
- hmotnost hrudní koncovky 67 g
- součástí dodávky fonendoskop Littmann® a zesilovač Booster



9 990⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
G-32600	9 990,00

HBP 1120

Ambulantní tlakoměr pro měření dospělých a dětí od 3 let

- indikace arytmií
- výběr z 5 manžet různých velikostí
- auskultační nebo oscilometrické měření
- velký, dobře čitelný displej
- napájení bateriemi nebo pomocí síťového adaptéru
- přesnost ± 3 mmHg
- hmotnost 510 g
- rozměry 130 x 170 x 120 mm

Součást dodávky: tlakoměr, manžeta M, síťový adaptér

OMRON

SLEVA
10%



6 210⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
HEM-1120	Tlakoměr HBP 1120	6 900,00	6 210,00
HEM-GS2-SS	Manžeta XS, 12-17 cm, šířka 7 cm, délka 1 m	1 120,00	1 008,00
HEM-GS2-S	Manžeta S, 17-22 cm, šířka 10 cm, délka 1 m	1 190,00	1 071,00
HEM-GS2-M	Manžeta M, 22-32 cm, šířka 14 cm, délka 1 m	1 290,00	1 161,00
HEM-GS2-L	Manžeta L, 32-42 cm, šířka 17 cm, délka 1 m	1 590,00	1 431,00
HEM-GS2-XL	Manžeta XL, 42-50 cm, šířka 20 cm, délka 1 m	2 390,00	2 151,00

TONOMETR S EKG

Přístroj měří krevní tlak a jednorázově EKG. Po dokončení záznamu EKG se výsledky zobrazí v aplikaci OMRON connect. Připojení pomocí Bluetooth k mobilnímu telefonu s aplikací Omron connect (Android, iOS).

- měkká manžeta pro normální a silnou paži (22 - 42 cm)
- přesnost ± 3 mmHg
- hmotnost 550 g
- rozměry 232 x 98 x 123 mm

Součást dodávky: tlakoměr, manžeta L, 4 ks baterií AA, cestovní pouzdro



OMRON

SLEVA
10%



4 455⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
HEM-1430	4 950,00	4 455,00

HBP 1320

Ambulantní tlakoměr pro měření dospělých a dětí od 3 let

- snadné přenášení pomocí rukovjeti
- možnost nastavení 4 rozsahů tlakování u oscilometrického měření (auto, 220, 250, 280 mmHg)
- indikace arytmií
- výběr z 5 manžet různých velikostí
- auskultační nebo oscilometrické měření
- velký, dobře čitelný displej
- napájení pomocí akumulátoru
- přesnost ± 3 mmHg
- hmotnost 620 g
- rozměry 123 x 201 x 99 mm

Součást dodávky: tlakoměr, manžeta M, manžeta L, akumulátor, síťový adaptér

OMRON

8 901⁰⁰



SLEVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
HEM-1320	Tlakoměr HBP 1320řící módy	9 890,00	8 901,00
HEM-GS2-SS	Manžeta XS, 12-17 cm, šířka 7 cm, délka 1 m	1 120,00	1 008,00
HEM-GS2-S	Manžeta S, 17-22 cm, šířka 10 cm, délka 1 m	1 190,00	1 071,00
HEM-GS2-M	Manžeta M, 22-32 cm, šířka 14 cm, délka 1 m	1 290,00	1 161,00
HEM-GS2-L	Manžeta L, 32-42 cm, šířka 17 cm, délka 1 m	1 590,00	1 431,00
HEM-GS2-XL	Manžeta XL, 42-50 cm, šířka 20 cm, délka 1 m	2 390,00	2 151,00

ZÁPĚŠŤOVÝ BEZHLUČNÝ TONOMETR

Zápěstový tlakoměr pro měření krevního tlaku ve dne i v noci během spánku. Připojení pomocí Bluetooth k aplikaci Omron connect pro mobilní telefony se systémem Android/iOS

- 3 automatická měření během noci
- neslyšitelný kompresor nebudí uživatele během spánku
- vhodný i pro obézní pacienty s obvodem zápěstí 13,5 až 21,5 cm
- přesnost ± 3 mmHg
- hmotnost 110 g
- rozměry 101 x 55 x 17 mm

Součást dodávky: tlakoměr, manžeta, 2 ks baterií typu AAA, cestovní pouzdro

SLEVA
10%



5 301⁰⁰

OMRON

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
HEM-1530	5 890,00	5 301,00



AMBULANT KLASIK

Bezrtuťový manuální tlakoměr do všech typů ambulancí

- stejná přesnost jako rtuťový tlakoměr
- stejný postup měření jako u rtuťového tlakoměru
- navíc automatické zobrazení tepové frekvence
- dobře čitelný displej nastavitelný do různých poloh
- madlo pro snadné přenášení
- snadno se dezinfikuje a čistí
- neobsahuje toxické látky
- snadno vyměnitelné manžety pro všechny typy pacientů
- napájení 2 bateriemi typu AA, vydrží až na 2000 měření
- rozsah měření 0 - 300 mm Hg
- 40 - 180 pulzů za minutu
- přesnost ± 3 mm Hg
- hmotnost 520 g
- rozměry 98 x 67 x 324 mm
- součást dodávky: tlakoměr, manžeta pro dospělé (22 - 32 cm), baterie

2 966³⁰

SLEVA
15%

DOPORUČEN BRITSKOU
SPOLEČNOSTÍ PRO HYPERTENZI



Obj. kód	Cena Kč	-15 % Kč
UM-102A	3 490,00	2 966,50

AMBULANT PLUS

Bezrtuťový manuální tlakoměr do všech typů ambulancí

- stejná přesnost jako rtuťový tlakoměr
- stejný postup měření jako u rtuťového tlakoměru
- navíc automatické zobrazení tepové frekvence
- dobře čitelný displej nastavitelný do různých poloh
- košík pro uložení manžety v zadní části přístroje
- snadno se dezinfikuje a čistí
- snadno vyměnitelné manžety pro všechny typy pacientů
- možnost připojení na pojízdný stojan
- napájení 2 bateriemi typu AA, vydrží na 2000 měření
- rozsah měření 0 - 300 mm Hg, 40 - 180 pulzů za minutu
- přesnost ± 3 mm Hg
- hmotnost 540 g
- rozměry 98 x 326 x 202 mm
- součást dodávky: tlakoměr, manžeta pro dospělé (22 - 32 cm), baterie

3 440⁰⁰

DOPORUČEN BRITSKOU
SPOLEČNOSTÍ PRO HYPERTENZI



SLEVA
20%



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
UM-102B	Ambulant Plus, manžeta pro dospělé, 22 - 32 cm	4 300,00	3 440,00
UM-ST001	Pojízdný stojan	5 340,00	4 272,00

AMBULANT PROFI

Bezrtuťový profesionální automatický tlakoměr

- manuální i automatické měření, auskultační nebo oscilometrická metoda
- automatické zobrazení tepové frekvence
- automatické zobrazení nepravidelného pulzu
- dobře čitelný, podsvícený displej
- zobrazení teploty místnosti na displeji
- možnost nastavení tlakování manžety (auto, 220/250/280 mm Hg)
- možnost nastavení rychlosti vypouštění manžety (2,5 nebo 5,0 mm Hg)
- košík pro uložení manžety v zadní části přístroje
- neobsahuje toxické látky
- napájení akumulátorem, na jedno nabití až 300 měření
- rozsah měření 0 - 299 mm Hg
- 40 - 200 pulzů za minutu
- přesnost ± 3 mm Hg
- hmotnost 550 g
- rozměry 120 x 200 x 140 mm
- součást dodávky: tlakoměr, manžeta pro dospělé (22 - 32 cm), akumulátor, síťový adaptér

7 888⁰⁰

SCHVÁLEN BRITSKOU
SPOLEČNOSTÍ PRO HYPERTENZI

SLEVA
15%



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
UM-211	Ambulant Profi, manžeta pro dospělé, 22 - 32 cm	9 280,00	7 888,00
CUF-KS-A	Manžeta pro dospělé, 22-32 cm	1 000,00	850,00
CUF-KS-LA	Manžeta pro pro velké dospělé, 31-45 cm	1 220,00	1 037,00
CUF-KS-LL	Manžeta pro obézní, 41-50 cm	1 780,00	1 513,00
CUF-KS-SA	Manžeta pro malé dospělé, děti, 16-24 cm	1 000,00	850,00
CUF-KS-SS	Manžeta pro děti, 12-17 cm	1 000,00	850,00

DURASHOCK®

- nerozbitný tlakoměr
- neobsahuje mechanické díly
- odolný nárazům a pádům na zem
- vydrží pád z výšky 75 cm bez poškození
- přesnost ± 3 mm Hg
- hmotnost 60 g
- elegantní design
- velká, dobře čitelná stupnice
- konektor pro rychlou výměnu manžet
- odolný balonek pro rychlé nafukování
- manžeta pro dospělé
- pro obvod paže od 29 do 42 cm
- pouzdro

SLEVA
10%

2 421⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
E3 DS5401189CB	2 690,00	2 421,00

BABYPRESS

Lékařský ambulantní tlakoměr pro měření tlaku dětí a kojenců

- veselý design manžet
- rozsah měření do 300 mm Hg, přesnost ± 3 mm Hg
- součástí dodávky dvě manžety, pro děti a pro kojence

1 512⁰⁰



SLEVA
10%

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
E3 1090K-SET	1 680,00	1 512,00

OMRON M6 NEW

Automatický digitální tlakoměr

- velký displej, který přehledně zobrazuje systolický a diastolický tlak a pulz a indikuje eventuální arytmiie pacienta
- tuhá prodloužená manžeta pro měření dospělých a obézních
- k tomuto tlakoměru nelze připojit měkkou manžetu ani manžetu pro měření dětí
- síťový adaptér

OMRON

SLEVA
10%

2 331⁰⁰

SÍŤOVÝ ADAPTÉR ZDARMA



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
HEM-M6 AC	2 590,00	2 331,00

OMRON 907

Profesionální automatický tlakoměr

Tlakoměr tiše a rychle nafukuje manžetu a měří tlak buď zcela automaticky oscilometrickou metodou, nebo je možno tlak měřit standardní auskultační Korotkovovou metodou pomocí fonendoskopu. Tlakoměr je napájen pomocí transformátoru přímo ze sítě elektrického rozvodu nebo pomocí akumulátoru, který je součástí dodávky. Akumulátor na jedno nabití umožňuje až 300 měření.

OMRON

SLEVA
10%

15 570⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
E3 907	Omron 907, manžeta pro dospělé	17 300,00	15 570,00
HEM-nms907	Standardní manžeta	3 010,00	2 709,00
HEM-nmv907	Velká manžeta	3 260,00	2 934,00

OMRON M3 NEW

Pažní digitální tlakoměr

- kontrola správného utažení manžety, nový design displeje pro optimální úhel pohledu
- měkká, prodloužená manžeta pro měření dospělých i obézních
- k tlakoměru lze připojit dětskou manžetu
- síťový adaptér

SÍŤOVÝ ADAPTÉR ZDARMA

SLEVA
10%

1 926⁰⁰

OMRON



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
HEM-M3 AC	Omron M3 NEW, měkká, široká manžeta	2 140,00	1 926,00
HEM-EASY CH	Měkká manžeta pro děti, pro nový tlakoměr M3	1 230,00	1 107,00

ADVISIT

Přesný jednoruční ambulantní tlakoměr

- přesnost ± 3 mm Hg
- světélkující displej
- tlačítkový vypouštěcí ventil v zadní části přístroje
- manžeta pro dospělé (obvod paže 23 - 40 cm)
- japonská měřicí jednotka

1 990⁰⁰

**SLEVA
17%**

Obj. kód	Cena Kč	-17 % Kč
AD-703-11ABK	2 390,00	1 990,00



BOSOMED

Mechanický jednoruční ambulantní tlakoměr

- dvojitá hadička
- průměr manometru 60 mm
- ochrana proti nárazu
- součástí dodávky manžeta pro dospělé s integrovaným fonendoskopem

**SLEVA
20%**

Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
E3 04	2 250,00	1 800,00



1 800⁰⁰

PRECISA®

Deformační tlakoměr

- pouzdro tlakoměru z hliníku
- přesnost ± 3 mm Hg
- dobře čitelná stupnice průměru 53 mm
- kovová rychlospojka mezi manžetou a tlakoměrem
- včetně manžety pro dospělé a vinylové tašky

1 836⁰⁰

**SLEVA
10%**



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
1362	2 040,00	1 836,00

BOSOMAN

Mechanický jednoruční ambulantní tlakoměr

- dvojitá hadička
- průměr manometru 60 mm
- ochrana proti nárazu
- součástí dodávky manžeta pro dospělé

**SLEVA
15%**



1 725⁵⁰

Obj. kód	Cena Kč	-15 % Kč
E3 0101	2 030,00	1 725,50

OMNISCOPE

Otoskop s neznížitelným osvětlením

Osvětlovací těleso má životnost 100 000 hodin (cca. 11 let). Jasně bílé "sluneční" světlo, jas světla 10x vyšší než u otoskopu s halogenovým osvětlením. Světlo neobsahuje ultrafialové paprsky, nedochází k únavě očí u lékaře. Odolný držák z lehkého hliníku používaného při výrobě letadel. Provoz na lithiový akumulátor (kapacita 2200 mA), akumulátor má životnost 800 nabíjecích cyklů (nabíjí se 4 hodiny, svítí 3,5 hodiny). Možnost připojení balonku pro provedení pneumatického testu. Výkyvná lupa (zvětšuje 3x). Součástí dodávky je akumulátor, nabíjecí stojan a sada ušních spekul různých velikostí (4x 25 ks, 5, 4, 3, 2,5 mm).

SLEVA
30%



8 750⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
SO-ADA-D	12 500,00	8 750,00

OMNISCOPE PLUS

Otoskop a hrdloskop s neznížitelným osvětlením

- životnost 100 000 hodin (cca 11 let)
- jasné bílé "sluneční" světlo
- jas světla 10 x vyšší než u halogenového osvětlení
- světlo neobsahuje ultrafialové paprsky
- odolné držáky z lehkého hliníku
- lithiový akumulátor (kapacita 2200 mA)
- životnost akumulátoru 800 nabíjecích cyklů
- možnost připojení balonku pro provedení pneumatického testu
- výkyvná lupa (zvětšuje 3x)
- 2 akumulátory, nabíjecí stojan
- sada ušních spekul různých velikostí (4 x 25 ks, 5, 4, 3, 2,5 mm)



Otoskop



Hrdloskop



Nabíjecí stojan nabíjí pouze v jednom slotu

10 200⁰⁰

SLEVA
25%

Obj. kód	Cena Kč	-25 % Kč
SO-ST-ADA-D	13 600,00	10 200,00

OTOPLUS

Otoskop s neznížitelným osvětlením

- životnost osvětlovacího tělesa 100 000 hodin (cca 11 let)
- jasné bílé, "sluneční" světlo, jas světla 10 x vyšší než u otoskopu s halogenovým osvětlením
- žádné ultrafialové paprsky, nedochází k únavě očí u lékaře.
- lehoučký držák z kvalitního hliníku používaného při výrobě letadel
- provoz na lithiový akumulátor (kapacita 2200 mA)
- životnost akumulátoru 800 nabíjecích cyklů (nabíjí se 4 hodiny, svítí 3,5 hodiny)
- možnost připojení balonku pro provedení pneumatického testu
- výkyvná lupa (zvětšuje 3x)
- součástí dodávky síťový adaptér a 100 ks spekul různého průměru



8 370⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
SO-05-B	8 370,00

BODYMETER

Svinovací metr

- připevní se na stěnu do výšky 2,2 m
- rameno metru se stahuje k temeni hlavy pacienta
- v okénku se odečte výška
- rozsah měření 0 - 2200 mm
- dílky po 1 mm
- rozměry 140 x 130 x 35 mm
- hmotnost 180 g



349⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
MZ10017	349,00

PERIMETER

Měřítka obvodu se používá ke snadnému zjištění obvodu končetin, kloubů, břicha, apod. Po vytažení měřítka ze schránky se stiskne tlačítko a měřítka se opět rychle navine zpět do schránky. Rozsah měření je 50 až 1500 mm, dílky po 1 mm, rozměry měřítka jsou 55 x 20 x 80 mm, hmotnost je 45 g.



194²⁵



**SLEVA
25%**

Obj. kód	Cena Kč	-25 % Kč
MZ10021	259,00	194,25

SCALUS MIDI

Profesionální ambulantní váha

Váha má certifikát prvotního ověření a je následně metrologicky ověřitelná. Prohlášení o shodě jako prostředek zdravotnické techniky třídy I.

- velmi široká váhací plocha
- velký LCD displej na midi sloupku
- funkce tara, hold, BMI a matka/dítě
- provoz na baterie nebo síťový adaptér, adaptér je součástí dodávky
- zatížitelnost 250 kg
- dílky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozměry 35 x 45 x 27 cm
- rozměry váhací plochy 35 x 45 cm
- hmotnost 7 kg



DO 250 kg



**SLEVA
10%**

11 160⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
M320000-02	12 400,00	11 160,00

BACILLOL® TISSUES

Účinná dezinfekce lékařských přístrojů a povrchů

- rozsáhlé spektrum účinnosti
- rychlá účinnost za 30 vteřin
- výborná materiálová snášenlivost

od 252⁸⁰



**SLEVA
20%**

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
E1 975670-s	Dóza se 100 ks	338,00	270,40
E1 975673-s	Náhradní náplň, 100 ks	316,00	252,80

BABYLA STANDARD

Kompaktní kojenecká váha

- velká váhací plocha
- dobře čitelný LCD displej, písmena výšky 30 mm
- funkce tara
- napájení bateriemi nebo síťovým adaptérem (adaptér je součástí dodávky)

Technické vlastnosti:

- zatížitelnost 20 kg
- dílky po 5 g
- rozměry 60 x 38 x 8 cm
- rozměry váhací plochy: 60 x 28 x 4 cm
- hmotnost 2,6 kg

Váha není metrologicky ověřitelná.

2 345⁰⁰

**SLEVA
30%**



DO 20 kg

Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
M1126000	3 350,00	2 345,00

PROFISCALE

- ověřitelná váha podle Zákona o zdravotnickém prostředku, třída III
- rozsah měření výškoměru 88 - 200 cm
- funkce matka/dítě, dítě lze vážit společně s matkou
- dobře čitelný displej, číslice 25 mm
- rozměry vážící plochy 365 x 360 x 80 mm
- rozsah vážení 250 kg
- dílky po 0,1 kg
- síťový adaptér

CERTIFIKÁT PRVOTNÍHO OVĚŘENÍ



DO 250 kg

od 12 591⁰⁰



SLEVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
K8 250100HM	A Váha na stativu, s výškoměrem	21 700,00	19 530,00
K8 250100PM	Váha na stativu, bez výškoměru	21 300,00	19 170,00
K8 MPC250100	B S volně umístitelným displejem na kabelu, bez výškoměru	14 400,00	12 960,00
K8 MPD250100	C Displej pevně spojen s váhou, bez výškoměru	13 990,00	12 591,00

SCALUS MINI

Profesionální lékařská ambulantní váha

- velmi široká vážící plocha
- velký LCD displej, integrovaný v základně váhy
- funkce tara, hold, BMI a matka/dítě
- provoz na baterie
- zatížitelnost 250 kg
- dílky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozměry 38 x 30 x 4,4 cm
- rozměry vážící plochy 38 x 30 cm

Váha má certifikát prvotního ověření a je následně metrologicky ověřitelná. Prohlášení o shodě jako prostředek zdravotnické techniky třídy I.



DO 250 kg

9 090⁰⁰

SLEVA
10%

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
M320000	10 100,00	9 090,00

TANITA BD-590

Kompaktní kojenecká váha

- dobře umývatelná vážící plocha (rozměry 580 x 390 mm)
- velký, dobře čitelný LCD displej
- snadno se ovládá jedním tlačítkem
- váží do 20 kg (dílky po 10 g)
- napájení 4 běžnými tužkovými bateriemi
- měřítko na měření délky kojence



DO 20 kg

3 017⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
BD-590	4 310,00	3 017,00

SCALUS MAXI

Profesionální lékařská ambulantní váha

- velmi široká vážící plocha
- velký LCD displej na maxi sloupku
- funkce tara, hold, BMI a matka/dítě
- provoz na baterie nebo síťový adaptér, adaptér je součástí dodávky
- váha má integrovaná kolečka, je snadno přemístitelná
- zatížitelnost 250 kg
- dílky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozměry 35 x 45 x 92 cm
- rozměry vážící plochy 35 x 45 cm
- hmotnost 7,7 kg

Váha má certifikát prvotního ověření a je následně metrologicky ověřitelná. Prohlášení o shodě jako prostředek zdravotnické techniky třídy I.

SLEVA
10%

13 140⁰⁰



DO 250 kg



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
M320000-01	14 600,00	13 140,00

OXYMETRUS

Snadno použitelný, spolehlivý pulzní oxymetr

- ovládání jedním tlačítkem
- otočný displej
- výsledky jsou přehledně zobrazeny na LCD displeji
- měření SpO₂: rozsah měření: 0 - 100 %, přesnost: 70-100 %, ±2 %, dílky po 1 %
- tepová frekvence měření: 30 - 250 p/min., přesnost: ±2 p/min., dílky po 1 p/min.
- napájení 2 bateriemi AAA
- rozměry 5,9 x 3,3 x 3,2 cm
- hmotnost 52 g s bateriemi



790⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
UP-200	790,00


TRIFLO

Přístroj pro nácvik dýchání k opakovanému použití

Pacient trénuje dýchání po operacích plic, hrudníku, břicha. Součástí dodávky je jeden náústek.



473⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
H7 0300	473,00

HUMANOFECAL

- test ke stanovení okultního krvácení ve stolici
- zcela specifický, snadný, hygienický
- velmi citlivý, německá kvalita

od 904⁰⁰



**SLEVA
20%**

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
C3 5010	Humanofecal, 10 ks	1 130,00	904,00
C3 5020	Humanofecal, 20 ks	1 960,00	1 568,00
C3 5050	Humanofecal, 50 ks	4 170,00	3 336,00

RI-PEN®

Diagnostická svítilna

- napájení 2 bateriemi AAA
- odolné kovové pouzdro
- barva modrá

**SLEVA
20%**

366⁴⁰

Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
5071-526	458,00	366,40



RI-CLIP®

Škrtidlo ovladatelné jednou rukou

- rychlé a snadné zaškrtnutí končetiny

**SLEVA
10%**

358²⁰

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
5000	398,00	358,20



STADIOMETR

Mechanický, snadno přenosný stadiometr - výškoměr

- pro všechny lékařské praxe zabývající se měřením růstu dětí a dospívajících osob
- snadno odečitatelná stupnice
- distanční držáky pro zajištění stabilní a přesné svislé polohy
- rozsah měření od 150 do 2100 mm
- dílky po 1 mm
- rozměry v postaveném stavu 34 x 214 x 41 cm
- rozměry ve složeném stavu 35 x 62 x 12 cm
- hmotnost 2,3 kg
- kalibrační list součástí dodávky

**SLEVA
10%**

2 916⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
MZ10042	3 240,00	2 916,00



TEMPUS DOUBLE

Multifunkční teploměr využívá vysoce přesné bezkontaktní technologie pro okamžité poskytování přesných výsledků. Klinicky schválená přesnost pro použití v nemocnicích, lékařských zařízeních a domovech. **Kombinuje měření v uchu a na čele** - lze tak testovat a křížově kontrolovat výsledky. Bezpečnější a více hygienický než rtuťový teploměr a ústní teploměry, je pohodlný a snadno se používá u miminek a dětí i když spí. Není potřeba žádný jednorázový kryt sondy, šetří náklady a životní prostředí.

- infračervená (IR) technologie záznamu teploty
- lehký, kompaktní design
- 4 režimy měření: ucho/čelo/povrch/pokožková teplota
- bezpečný, hygienický a snadno použitelný pro kojence, děti i dospělé
- není potřeba krytů sondy – šetří náklady a je šetrný k životnímu prostředí
- zvukový alarm teploty nad 37,5 °C

903⁰⁰

SLEVA
30%

Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
UT-801	1 290,00	903,00



TEPLOMĚR KALIBROVANÝ

Používá se pro měření maximální a minimální teploty v lednici v ordinacích, lékárnách, při převozu léků, při skladování léků u distributorů, apod. Nezbytné měřidlo pro skladování léků a očkovačích látek (termolabilních léčiv), které je nutno skladovat za určených teplotních podmínek. Teploměr zaznamenává okamžitou, minimální a maximální teplotu. Měřicí cyklus je zahájen vymazáním paměti externího čidla "OUT" - "RESET". Teploměr je kalibrován v rozsahu pracovní teploty pro skladování léků v lednici ve 3 bodech (2, 4 a 8 °C). Maximální odchylka teploměru v těchto bodech je 0,5 °C. Za příplatek (500,- Kč) lze teploměr kalibrovat i pro jiný teplotní rozsah (v jiných bodech). Nutno sdělit při objednávce a určit požadovaný pracovní rozsah teploměru. Měřicí rozsah teploměru je v intervalu -50 až +70 °C. Součástí dodávky je kalibrační list, který prokazuje přesnost teploměru ±0,5 °C v intervalu +2 až +8 °C.

SLEVA
10%

999⁰⁰

KALIBRAČNÍ LIST

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
VDI-TM2100	1 110,00	999,00



CALIBRUS DUO

Duální, automatický kalibrováný teploměr

- měří teplotu v lednici a v příruční lékárně
- zaznamenává maximální a minimální teplotu
- teplotní rozsah -10 až +50 °C, -20 až +50 °C
- **přesnost ±0,5 °C**
- **akustická signalizace překročení mezních teplot**
- rozměry 137 x 17 x 83 mm
- součástí dodávky kalibrační list

Přístroj pracuje zcela automaticky: není již zapotřebí mačkat žádná tlačítka, stačí pouze odečíst MAX a MIN teplotu přímo z displeje. Teploměr je kalibrován v rozsahu pracovní teploty pro skladování léků v lednici ve 3 bodech (2, 4 a 8 °C).

1 809⁰⁰

SLEVA
10%

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
VDI-30-3048	2 010,00	1 809,00



KALIBRAČNÍ LIST

DIGITEMP

Cenově výhodný vodotěsný digitální teploměr pro měření tělesné teploty. Rozsah měření je od 32 do 42 °C.

SLEVA
30%



59⁹²

Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
E3 15ECO	85,60	59,92

AZT

Automatický zapisovač teploty s pamětí do chladničky

- maximální pohodlí a klid
- umístí se do chladničky
- začne zapisovat teplotu v nastaveném intervalu (od 10 vteřin do 18 hodin), je přednastavený interval zápisu každých 6 hodin
- naměřené hodnoty teploty se ukládají do paměti přístroje nepřetržitě
- paměť na 32000 záznamů (při nastavení intervalu zápisu 1x za 6 hodin je to více než 18 let provozu)
- v případě kontroly SÚKL nebo hygieny se přístroj připojí k počítači přes USB rozhraní a naměřená data se vytisknou
- vyměnitelná, běžně dostupná baterie CR 2032
- i pokud je baterie vybitá, data se nevymažou
- personál nemusí každý den zapisovat data z teploměru do knihy
- data se zapisují stále, o víkendech, o svátcích
- rozsah měřených teplot od -30 do +60 °C, dílky po 0,1 °C, přesnost ±0,5 °C
- lze nastavit vizuální alarm informující o překročení limitní teploty
- je přednastavena spodní limitní teplota 2 °C a horní limitní teplota 8 °C
- kalibrace v teplotním rozsahu od 2 do 8 °C pro chladničku
- za příplatek 500,- Kč lze kalibrovat i v jiném teplotním rozsahu
- kalibrační list je součástí dodávky
- rozměry 84 x 36 x 14 mm, hmotnost 23 g

KALIBRAČNÍ LIST

AZT 0208 plně nahrazuje vedení záznamní knihy teplot chladicího zařízení pro termolabilní léčiva a látky.

1 908⁰⁰

SLEVA
10%

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
VDI-AZT-0208	2 120,00	1 908,00



MINMAX PLUS

Digitální teploměr pro měření venkovních nebo vnitřních teplot a jejich minimálních a maximálních hodnot splňuje podmínky pro měření teploty v lednicích v lékárnách a ve zdravotnických zařízeních. Teploměr je dodáván se speciálním rámečkem, pomocí kterého může být připevněn na sklo. Měřicí cyklus měření MAX a MIN teploty je započat po stlačení tlačítka RESET. Teploměr je kalibrován v rozsahu pracovní teploty pro skladování léků v lednici ve 3 bodech (2, 4 a 8 °C).

- rozsah měření: -30 až +50 °C
- přesnost měření: ±0,8 °C (při teplotě -20 až +10 °C), jinak ±1 °C
- rozlišení: 0,1 °C
- rozměry 64 x 44 x 14 mm (s rámečkem 90 x 72 x 18 mm)

990⁰⁰

SLEVA
10%

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
VDI 30.1042 CAL	1 100,00	990,00



KALIBRAČNÍ LIST

PROJET

Bezpečný vyplachovač zevního zvukovodu

- rychlé, hygienické a snadné odstranění ušního mazu a cizích těles ze zvukovodu
- dlouhá vyplachovací hadička
- dlouhý přívodní kabel
- nožní ovládání
- možnost připevnění na stěnu
- elektronická kontrola vodního tlaku a průtoku
- snadné čištění
- velká nádobka na vodu
- tichý provoz

Technické vlastnosti:

- napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 0,1 A
- tlak 0,25 až 3 bary
- otáčky 450 - 1200 za minutu
- výkon 500 ml/2 - 3 minuty
- rozměr 180 x 175 x 145 mm
- objem 500 ml

SLEVA
10%

9 450⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
IS 19070	10 500,00	9 450,00

NEBULUS

Kompresorový nebulizér

Speciálně navržený pro léčbu astmatu, alergií a jiných respiračních onemocnění. Není zapotřebí koordinace dechu – vyžaduje jen velmi málo tréninku. Snadná montáž, jasně označené díly, aby se zabránilo chybné montáži, snadno čitelná hladina léků, lehce se čistí - obsahuje biologicky kompatibilní polypropylenový (PP) materiál. Splňuje hygienické normy (lze vyvařit a/nebo autoklávat).

- masky pro děti i dospělé
- praktická taška na přenášení
- maximální kapacita roztoku rozprašovače 6 ml
- nízká hluchost 55 dB
- malá velikost částic cca. 3 µm
- rychlost nebulizace 0,25 ml/min
- rychlost výstupu aerosolu 0,06 ml/min

973⁰⁰

SLEVA
30%



Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
UN-014	1 390,00	973,00

SERVOCARE MINI

Malý, dobře přenosný inhalátor s velkým výkonem

- tichý provoz
- vhodný pro všechny neolejové inhalační roztoky
- automatická čistící funkce
- malé rozměry
- vhodný i pro děti
- náustky lze vyvařovat
- výkon 0,20 ml/min
- velikost kapek: menší než 5 mikrometrů
- plnicí objem do 8 ml
- rozměry 120 x 50 x 50 mm
- napájení 2 bateriemi typu AA nebo pomocí USB kabelu z USB adaptéru (adaptér není součástí dodávky)
- příkon 2 W

Součástí dodávky: inhalátor s náustkem, inhalační maska s adaptérem pro děti a dospělé, USB kabel, taška

SLEVA
20%



Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
ES 812	1 680,00	1 344,00

1 344⁰⁰

PROPULSE

Vyplachovač zevního zvukovodu

Bezpečnost a pohodlí: Přístroj ProPulse nabízí bezpečnější a pohodlnější alternativu k tradičním ručním injekčním stříkačkám na čištění uší. Je ideální pro odstraňování ušního mazu, keratinu a cizích těles.

Systém s proměnlivým tlakem: Využívá řízený pulzní vodní proud, jehož tlak lze přizpůsobit citlivým ušním podmínkám, například jemné bubínkové membráně.

Hygienický design: Zařízení je dodáváno se 100 jednorázovými nástavci QrX Tips, které minimalizují riziko křížové infekce a zajišťují vysoký hygienický standard.

Bez použití rukou: Nožní spínač poskytuje zdravotnickému personálu plnou kontrolu nad přístrojem a umožňuje mít ruce volné během zákroku.

Přenosnost: Díky kompaktní velikosti je vhodný i pro domácí návštěvy.

Součást dodávky: Elektrický vyplachovač, nožní spínač, síťový adaptér, 100 ušních sond.

Země původu: Spojené království.

10 990⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
M-KIT6100	10 990,00

NOVINKA



SWANN-MORTON®**Sterilní skalpelové čepelky**

Nejostřejší čepelky na trhu, kvalitní anglická ocel, jednotlivě sterilně baleny. Za objednávací kód napište **místo kódu XX číslo čepelky**, kterou požadujete.

• cena za balení se 100 ks

**426⁰⁰**
SLEVA
10%


Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
blade-XX	474,00	426,60

OSCIMED® ERGO II**Oscilační pila na sádku a pryskyřičné obvazy**

- hmotnost 860 g
- ergonomický a kompaktní design
- tichý provoz (67 dB)
- výkon 130 W
- 14 500 oscilací za minutu
- délka 230 mm
- přívodní kabel délky 3 m
- kotouče se snadno a rychle vyměňují bez použití nářadí
- **součástí dodávky kotouč na syntetiku o průměru 50 mm a kotouč na sádku o průměru 65 mm**

17 991⁰⁰
SLEVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
OSC-340	Oscimed® Ergo II	19 990,00	17 991,00
OSC-WP-50	Kotouč na sádku, průměr 50 mm	1 130,00	1 017,00
OSC-WP-65	Kotouč na sádku, průměr 65 mm	1 130,00	1 017,00
OSC-BS-50	Kotouč na syntetiku, průměr 50 mm	1 130,00	1 017,00
OSC-BS-65	Kotouč na syntetiku, průměr 65 mm	1 130,00	1 017,00

SOUPRAVA NÁSTROJŮ PRO LÉKAŘE**Kvalitní nerez nástroje v látkové taštičce**

Souprava obsahuje 9 nástrojů: jehlece, chirurgické nůžky rovné, nůžky na stehy, chirurgické nůžky zahnuté, pinzeta na úlomky, chirurgická pinzeta, anatomická pinzeta, 2 držáky skalpelů.

**1 072⁰⁰**
SLEVA
20%


Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
IS 006	1 340,00	1 072,00

**CHIRURGICKÉ NŮŽKY ROVNÉ, TUPÉ**
SLEVA
30%
**142⁰⁰**

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-30 % Kč
IS 694	Délka 11,5 cm	204,00	142,80
IS 695	Délka 13,0 cm	204,00	142,80
IS 026	Délka 14,5 cm	204,00	142,80

CHIRURGICKÉ NŮŽKY ROVNÉ, HROTNATÉ
SLEVA
30%
od 142⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-30 % Kč
IS 688	Délka 11,5 cm	204,00	142,80
IS 689	Délka 13,0 cm	204,00	142,80
IS 023	Délka 14,5 cm	204,00	142,80
IS 690	Délka 16,0 cm	204,00	142,80



EPIGLU®

Lepidlo pro rychlé ošetření ran

Tkáňové lepidlo slepí rychle řeznou nebo tržně zhmožděnou ránu až do délky 10 cm. Rána je chráněna před infekcí, odpadá bolestivé šití rány, kosmetický efekt je velmi příznivý, na ráně nejsou vidět stehy. Lepidlo je vhodné pro ošetření čerstvých, nezanícených kožních ran. Podkožní šití lepidlem nelze nahradit. **Epiglu®** se rovněž dodává **v tubách pro opakované použití**. Ošetření jedné rány opakovaně použitelným lepidlem je cenově výhodné.



od 259⁰⁰



Čerstvá hlubší rána na horním rtu (čtyřleté dítě)



Okraje rány jsou adaptovány a slepeny k sobě lepidlem Epiglu®



Zahojená rána po 11 dnech

Obj. kód	Popis	Cena Kč
EPIGLUSD	1 dávka, 0,3 g	259,00
EPIGLU1P	1 tuba se 3 g	3 990,00
EPIGLU2P	2 tuby po 3 g	4 980,00
EPIGLU4P	4 tuby po 3 g	7 990,00

PRŮBOJNÍK STIEFEL®

Ostré jednotlivě sterilně balené průbojníky pro získání kožních vzorků. Vynikající brus, originál Stiefel®.

216⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč
I4 1002	Průměr 2,0 mm	216,00
I4 1003	Průměr 3,0 mm	216,00
I4 10035	Průměr 3,5 mm	216,00
I4 1004	Průměr 4,0 mm	216,00
I4 1005	Průměr 5,0 mm	216,00
I4 1006	Průměr 6,0 mm	216,00
I4 1008	Průměr 8,0 mm	216,00



KYRETA STIEFEL®

Sterilní precizní kyreta s extrémně ostrými řeznými hranami. Ergonomické držadlo, originál Stiefel®.

288⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč
I4 5004	Průměr 4,0 mm	288,00
I4 5007	Průměr 7,0 mm	288,00



DERMAFREEZER

Kryoterapeutická souprava

- k jednoduché, bezpečné a účinné terapii bradavic a dalších kožních útvarů u pacientů od 4 let
- k terapii bradavic na nohou a rukou, stařeckých a pigmentových skvrn, apod.
- 60 aplikátorů (30 s ostrou špičkou, 30 s oblou špičkou)
- nádoba s chladicím sprejem, objem 170 ml
- směs dimethyléru s propanem a isobutanem

2 048⁰⁰




**SLEVA
20%**

Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
H7 80003	2 560,00	2 048,00

CAUTERIUS

Souprava obsahuje bateriový držák pro 2 AA baterie, 4 nesterilní elektrody (2x typ 30568, 2x typ 30571) a pouzdro. Tento kauter se používá ve všech oblastech medicíny pro malé chirurgické zákroky.



**SLEVA
20%**

3 112⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
G-30584	Cauterius, bateriový kauter, 4 elektrody	3 890,00	3 112,00
G-30568	Elektroda, sterilní	287,00	229,60
G-30571	Elektroda, sterilní	278,00	222,40
G-30570	Elektroda, sterilní, prodloužená, délka 12,5 cm	383,00	306,40
G-30569	Elektroda, sterilní, flexibilní, délka 5 cm	383,00	306,40



CRYOALFA® PEN**Systém pro úspěšnou lékařskou praxi**

Cryoalfa® Pen je nový kryoterapeutický přístroj pro maximálně jednoduché a účinné provedení kryoterapeutického zákroku v jakékoli lékařské praxi i při návštěvě pacienta doma. Přístroj používá ocelové lahvičky s čistěným a filtrovaným N₂O lékařské kvality. Lahvičku lze kdykoliv odšroubovat od trysky, aniž by bylo nutno plyn vypouštět. Oxid dusný ochlazuje tkáň rychlostí 100 K za minutu. Během 12 vteřin dojde k ochlazení tkáně o průměru 10 mm do hloubky 3 mm na -40 °C. Chladicí výkon je 18 W, terapeutický efekt je velmi účinný. Použití tekutého oxidu dusného je nejmodernější metoda kryoterapie.

- › Pacienti chtějí být krásnější - proč jim to neumožnit?
- › Je to velmi snadné a v každé lékařské ambulanci proveditelné.
- › Má to nízké pořizovací náklady - zvyšuje to výnosy lékařské ambulance.
- › Uspokojuje to pacienty - nezatěžuje to lékaře.

Kontaktní adaptér se používá při terapii kožních změn v kosmetické medicíně nebo ve stomatologii. Při použití kontaktního adaptéru nepůsobí tekutý dusík na tkáň přímo, ale ochlazuje kontaktní adaptér a ten se po vychlazení přikládá na kožní lézi (stejný systém jako např. Histofreezer® nebo Dermafreezer®). Kontaktní adaptér je součástí kryokosmetického přístroje nebo jej lze koupit samostatně a používat s kryochirurgickým přístrojem.

Kdo s přístrojem pracuje?

Dermatolog, praktický lékař, pediatr, gynekolog, chirurg, internista, stomatolog.

Jaké jsou indikace?

Stařecké pigmentace, akné, juvenilní veruky, solární keratózy, bazaliomy, pigmentové névy, měkké fibromy, kavernózní angiomy, keloidy, běžné veruky, seboroické veruky, plantární veruky, kondylomy, spinaliomy, sarkomy, anulární granulomy, prurigo, a mnoho dalších.

Jaké jsou přednosti?

Snadná obsluha, velmi přesné dávkování dusíku (nedochází k poškození okolní zdravé tkáně), levný provoz.



Dokonale a rychle zmrazená tkáň

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
CR-S 9.12.07-B	Kryochirurgický přístroj (dávkovač s tryskou + 1 lahvička N ₂ O)	5 690,00	4 836,50
CR-SK 9.12.07-B	Kryokosmetický přístroj (kontaktní adaptér + 1 lahvička N ₂ O)	5 690,00	-----

SLEVA
15%



od 4 836⁵⁰

SLEVA
17%

od 4 988³⁰



Kontaktní adaptér

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-17 % Kč
CR-CAS-C3	Kontaktní adaptér, průměr 3 mm	6 010,00	4 988,30
CR-CAS-C5	Kontaktní adaptér, průměr 5 mm	6 010,00	4 988,30
CR-CAS-C7	Kontaktní adaptér, průměr 7 mm	7 700,00	6 391,00



Lahvičky jsou naplněny tekutým N₂O, který ochlazuje tkáň rychlostí 100 stupňů K za 1 minutu. Během 12 vteřin dojde k ochlazení tkáně o průměru 10 mm do hloubky 3 mm na minus 40 °C.

Obj. kód	Popis	Cena Kč
CR-K16	Lahvička s 16 g N ₂ O	952,00
CR-K25	Lahvička s 25 g N ₂ O	1 240,00



od 952⁰⁰

OMNILUX

Supervýkonná čelní svítidla

Obrovský světelný výkon (3 W), studené, naprosto bílé "sluneční" světlo (pozorované detaily nejsou barevně zkresleny), 10 x vyšší svítivost než mají halogenové čelní lampy.

- nastavitelné ohnisko a úhel svitu
- možnost předřadit lupu (zvětšení 1,7x)
- nezníčitelné LED diody (životnost 100 000 hodin)
- intenzita osvětlení 50 000 luxů, intenzitu lze regulovat
- napájení lehoučkým lithiovým akumulátorem (na jedno nabití svítí 3,5 hodiny, životnost 800 cyklů)
- měkký kožený čelní pás (netlačí, je nastavitelný na různé obvody hlavy)
- naprostá mobilita (bez bateriové skříňky, bez kabelů)
- ekonomický provoz (bez baterií, bez nutnosti měnit žárovky)

Součást dodávky: svítidla, 2 lithiové akumulátory, nabíječka



**SLEVA
20%**

12 480⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
KS-03	Omnilux	15 600,00	12 480,00
KH-1.7	Lupa pro Omnilux, zvětšení 1,7 x	1 380,00	1 104,00

EXAMINUS

Dokonalá vyšetřovací svítidla s nezníčitelným osvětlením

- životnost 100 000 hodin (cca 11 let)
- jasné bílé „sluneční“ světlo
- jas světla 10x vyšší než u halogenového osvětlení
- světlo neobsahuje ultrafialové paprsky
- obsahuje akumulátor
- součástí dodávky síťový adaptér

NEVYMĚŇUJÍ SE BATERIE ANI ŽÁROVKY



3 808⁰⁰

**SLEVA
20%**

Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
ST-05-B	4 760,00	3 808,00

MS LED

Výkonná lampa pro malou chirurgii

Lampu lze připevnit na stůl, na stěnu, na otočné rameno nebo na pojízdný stojan. Svorky, ramena a stojan nejsou součástí dodávky, objednávají se zvlášť.

- bílé světlo (teplota světla 4500 K)

MS LED

- výkonné LED diody (výkon 8 W, intenzita 25 000 luxů ve vzdálenosti 50 cm od lampy)
- bez regulace intenzity osvětlení

MS LED PLUS

- výkonné LED diody (výkon 12 W, intenzita 45 000 luxů ve vzdálenosti 50 cm od lampy)
- s regulací intenzity osvětlení

SLEVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
M183500	MS LED	11 200,00	10 080,00
M187001	MS LED PLUS	15 700,00	14 130,00
B010190	Svorka na stůl	521,00	468,90
BRK002725	Nástěnný držák, vzdálenost od stěny 3 cm	903,00	812,70
B010150	Výkyvné rameno 40 cm, včetně nástěnného držáku	5 610,00	5 049,00
09651	Pojízdný stojan	4 170,00	3 753,00



od 10 080⁰⁰

MS FLEX

Výkonná lampa pro malou chirurgii

Lampu lze připevnit na stůl, na stěnu, na otočné rameno nebo na pojízdný stojan. Rameno, stojan a držáky nejsou součástí dodávky, objednávají se zvlášť. Bílé světlo (teplota světla 4500 K). Součástí dodávky je svorka na stůl. Délka flexibilního krku je 70 cm.

MS FLEX

- výkonné LED diody (výkon 8 W, intenzita 25 000 luxů ve vzdálenosti 50 cm od lampy)
- bez regulace intenzity osvětlení

MS FLEX PLUS

- výkonné LED diody (výkon 12 W, intenzita 45 000 luxů ve vzdálenosti 50 cm od lampy)
- s regulací intenzity osvětlení



od 11 160⁰⁰

SLEVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
M183500FL	MS Flex, výkonná lampa, flexibilní krk	12 400,00	11 160,00
M18700FL	MS Flex Plus, výkonná lampa, flexibilní krk	16 800,00	15 120,00
B010190	Svorka na stůl	521,00	468,90
BRK002725	Nástěnný držák, vzdálenost od stěny 3 cm	903,00	812,70
B010150	Výkyvné rameno 40 cm, včetně nástěnného držáku	5 610,00	5 049,00
09651	Pojízdný stojan	4 170,00	3 753,00

SERVOCOMFORT

Ambulantní vyšetřovací lampa na pojízdném stojanu

- moderní LED technologie a nízká spotřeba
- homogenní pole osvětlení
- vynikající reprodukce barev pro přirozené a kontrastní zobrazení tkání
- regulace intenzity v 5 stupních
- hlava lampy se málo zahřívá
- ovládací prvky integrované v krytu napájení
- intenzita osvětlení 44000 luxů ve vzdálenosti 50 cm a 16000 luxů ve vzdálenosti 100 cm
- průměr světelného pole 180 mm ve vzdálenosti 50 cm a 300 mm ve vzdálenosti 100 cm
- teplota světla 4000 - 5500 K
- příkon 10 W
- nastavení výšky od 700 do 1850 mm pomocí ohebného krku
- délka ohebného ramene 600 mm
- hmotnost 13 kg
- pojízdný stojan



SLEVA
20%

13 120⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
R8 5900	16 400,00	13 120,00

CULTURA M

Malý a kompaktní laboratorní inkubátor

Inkubátor udržuje stálou teplotu 37 °C, která je nutná např. pro inkubaci testů Uricult. Do inkubátoru lze vložit až 18 nádobek se vzorky, 12 petriho misek nebo jiných krevních placetek. Teplota je nastavena na 35 °C, nastavení lze plynule měnit v rozmezí od 25 do 45 °C. Přístroj má průhledné přední víko, kterým lze dobře pozorovat vložené nádoby, snadno se čistí, je malý a kompaktní a nevyžaduje žádnou údržbu. Přístroj švýcarské výroby odpovídá evropským standardům CE. Zevnější rozměry 310 x 155 x 168 mm, vnitřní rozměry 220 x 120 x 150 mm, hmotnost 1,1 kg, napájení 220 V, 50 Hz, příkon 30 W. Přesnost udržení stálé nastavené teploty je ± 1 °C.



**SLEVA
10%**

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
C7 140651	Cultura M, inkubátor	8 060,00	7 254,00
C7 71701	Plastový držák zkumavek pro inkubátor	2 310,00	2 079,00

ULTRASAFE

Ultrasafe se používá k bezpečnému a téměř bezbolestnému odběru krve pro diagnostické účely ve všech oblastech medicíny. Lanceta je sterilní a její ostří je chráněno před i po použití, nehrozí zranění personálu infikovanou krví. Pomocí této lancety se získá optimální množství krve pro diagnostické účely. Zelená je vhodná pro odběr krve v oblasti paty u novorozenců i starších dětí.

Postup práce je jednoduchý:

1. z lancety se sejme průhledná čepička
2. lanceta se přitiskne na odběrové místo
3. přitisknutím na odběrové místo se uvolní pérový mechanismus a lanceta penetruje kůži
4. po punkci se vloží lanceta do kontejneru na infikovaný odpad

• cena za balení se 100 ks



Obj. kód	Popis	Cena Kč
A2 393413	17G, zelená, hloubka vpichu 2,0 mm	398,00
A2 397413	21G, modrá, hloubka vpichu 1,8 mm	398,00
A2 395413	21G, oranžová, hloubka vpichu 2,2 mm	398,00
A2 396413	21G, růžová, hloubka vpichu 2,8 mm	398,00
A2 394413	26G, žlutá, hloubka vpichu 1,8 mm	398,00
A2 398413	28G, fialová, hloubka vpichu 1,8 mm	398,00

398⁰⁰

MOČOVÉ TESTOVACÍ PROUŽKY

- dobře očitelná stupnice
- dlouhé datum použitelnosti
- cena za balení se 100 ks

Typ proužků	Parametry										
	Glukóza	Bílkovina	pH	Krev	Bilirubin	Ketony	S. hmotnost	Leukocyty	Nitrity	Urobilinogen	Kys. askorbová
K4 6098	x	x	x								
K4 6111	x	x	x	x				x	x	x	x
K4 6092	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
K4 6099	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
K4 6120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
K4 6098	Servotest 3	288,00	230,40
K4 6111	Servotest 8	442,00	353,60
K4 6092	Servotest 9	457,00	365,60
K4 6099	Servotest 10	593,00	474,40
K4 6120	Servotest 11	658,00	526,40

**SLEVA
20%**

od 230⁰⁰



COAGUCHEK® TEST

Testovací proužky pro CoaguChek® XS

- cena za balení s 24 ks

**SLEVA
20%**

3 536⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
C1 1001266	4 420,00	3 536,00

CRP ECONOMY

Test pro stanovení hladiny C-reaktivního proteinu v krvi nebo v séru

- výsledek testu se odečítá za 5 minut
- všechny potřebné součásti testu v balení
- krev se odebírá běžnou lancetou z břicha prstu
- test není nutno uchovávat v ledničce
- cena za balení s 10 ks

**SLEVA
10%**

1 053⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
C3 401030	1 170,00	1 053,00

RES-Q-OXY

Praktický ambulantní pulzní oxymetr pro rychlé a přesné měření saturace krve kyslíkem, tepové frekvence, perfuzního indexu a teploty u dospělých a dětí. Vysoce kontrastní barevný displej s automatickým otáčením, optimální čitelnost i za jasného denního světla. Dobíjecí baterie až pro 20 hodin nepřetržitého používání. Interní úložiště dat pro až 500 hodin měření SpO_2 . Volitelně připojitelný ušní teploměr pro záznam tělesné teploty.

- technologie senzoru SpO_2 : LED s dvojitou vlnovou délkou
- zobrazení SpO_2 : 0 - 100 %
- přesnost měření SpO_2 : ± 3 % (v rozsahu 70-100 %)
- měření pulsu: 30 - 250 tepů/min
- přesnost měření pulsu: ± 2 tepy nebo ± 2 %
- technologie teplotního senzoru: IR ušní senzor (teploměr není součástí dodávky oxymetru)
- rozsah měření teploty: 32 - 43 °C
- přesnost měření: $\pm 0,2$ °C
- doba snímání: méně než 5 sekund
- perfuzní index: zobrazení $PI 0,2 - 20$ %
- metoda měření: kontinuální měření nebo namátková kontrola
- ukládání dat: až 500 hodin
- displej: barevný TFT s automatickou rotací
- baterie: Li-Ion, 2000 mAh
- nabíjení přes nabíjecí kolébku nebo USB kabel
- rozměry: 158 x 73 x 25 mm (v x š x t)
- hmotnost: 230 gramů

Součást dodávky: pulzní oxymetr Res-Q-Oxy s ochranou proti nárazům. Prstový klip senzor pro dospělé. Nabíjecí kolébka s nabíjecím kabelem USB a síťovým adaptérem.

I PRO MĚŘENÍ NOVOROZENCŮ
A MALÝCH DĚTÍ

5 990⁰⁰



NOVINKA

Obj. kód	Popis	Cena Kč
N4 SP20	RES-Q-OXY, ambulantní pulzní oxymetr	5 990,00
N4 SP20-6	Infračervený teploměr	2 490,00
N4 SP20-1	SpO_2 klip senzor pro dospělé	2 590,00
N4 SP20-2	SpO_2 klip senzor pro děti	2 590,00
N4 SP20-5	SpO_2 senzor pro novorozence a děti pod 12 kg	2 590,00

RES-Q-OXY-EXTREME

Tento pulzní oxymetr je první volbou, pokud potřebujete robustní a spolehlivý oxymetr pro venkovní použití. Díky silikonovému senzoru lze používat u dospělých i u dětí. OLED displej zobrazuje saturaci kyslíkem (SpO_2), tepovou frekvenci, intenzitu pulsu a pletysmogram. Díky silikonovému pouzdru je pulzní oxymetr optimálně odolný proti nárazům a nečistotám a pomocí přiložené spony na opasek jej lze zabezpečit proti ztrátě. S baterií je možné nepřetržité měření po dobu 8 hodin.

- OLED displej
- SpO_2 : 70 - 100 %
- tepová frekvence: 30 - 235 tepů za minutu
- přesnost SpO_2 : ± 3 % (70 - 100 %)
- přesnost tepové frekvence: ± 2 tepy za minutu
- napájení: 1 baterie AAA
- rozměry: 63,5 x 47 x 39,5 mm
- hmotnost: 50 g (bez baterie)

Součást dodávky: pulzní oxymetr, baterie AAA, spona na opasek

4 990⁰⁰



NOVINKA

Obj. kód	Cena Kč
N4 700	4 990,00

DERMLITE DL 100

Profesionální dermatoskop

- 8 bílých diod
- trvalá polarizace
- čočka o průměru 15 mm zvětšuje 10x
- napájení lithiovou baterií (umožní až 1200 vyšetření)
- hmotnost 99 g

9 180⁰⁰

**SLEVA
10%**



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
DL-100	10 200,00	9 180,00

DERMLITE CARBON

Kapesní dermatoskop s LED osvětlením

- LED diody a polarizace světla
- není zapotřebí používat olej
- přirozené osvětlení
- dokonalý přístroj pro ambulantní lékaře k včasné diagnóze melanomu
- 16 bílých LED diod
- přepínatelná polarizace
- zvětšuje 10x
- napájení lithiovou baterií (až 1 200 vyšetření)
- hmotnost 99 g

16 080⁰⁰

**SLEVA
20%**



Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
DLC	20 100,00	16 080,00



DERMLITE V

Profesionální dermatoskop s variabilním polarizačním systémem

- obrovská čočka průměru 32 mm
- zvětšení 10x
- polarizované a nepolarizované osvětlení
- plynulé nastavení polarizovaného osvětlení v celém polarizačním rozsahu
- UV osvětlení, vlnová délka 365 nm
- PigmentBoost pro vizualizaci pigmentových lézí
- velmi intenzivní LED svítidla pro iluminaci povrchu kůže
- odnímatelná kontaktní destička 10 mm průměru, lze ji autoklávovat
- napájení stolní nabíječkou nebo USB-C kabelem
- 3 intenzity osvětlení ve všech modech
- univerzální držák pro připevnění k mobilnímu telefonu a pořízení fotografií
- rozměry 182 x 58 x 36 mm
- hmotnost 285 g




39 933⁰⁰

**SLEVA
13%**



Obsah balení:

- dermatoskop
- stolní nabíječka
- USB-C kabel 2 m
- oční krytka s magnetem
- nerez měřítka s magnetem
- kožená taštička
- plastové pouzdro
- univerzální konektor pro připevnění k mobilním telefonům
- čisticí hadřík z mikrovlákna



Obj. kód	Cena Kč	-13 % Kč
DL5	45 900,00	39 933,00

EKG PÁS KOMFORTNÍ

EKG pás umožňuje bleskové rozmístění hrudních a končetinových elektrod, rychlé provedení EKG vyšetření a snižuje náklady na spotřební materiál. Pás se umístí na hrudník pacienta, konektor se připojí k EKG přístroji. U tohoto pásu se používá jen jedna zemní svorková končetinová elektroda, ostatní 3 končetinové elektrody jsou integrovány v pásu. EKG pás lze připojit ke všem typům EKG přístrojů, které mají standardní konektor.

SLEVA
15%
17 170⁰⁰


Obj. kód	Cena Kč	-15 % Kč
TAP11060/h-LM	20 200,00	17 170,00

EKG GEL**Dobře vodivý EKG gel**

- nezanechává stopy na kůži
- snadno se s ním pracuje
- vynikající vodivost

SLEVA
10%


Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
H5 03333	250 ml	82,90	74,61
H5 0334	Kubitrainer, 5 litrů	587,00	528,30

od 74⁰⁰
EKG SPREJ**Dobře vodivý EKG sprej**

- nezanechává stopy na kůži
- objem 230 ml

SLEVA
15%
110⁵⁰


Obj. kód	Cena Kč	-15 % Kč
H5 5230	130,00	110,50

HRUDNÍ EKG ELEKTRODA

- cena za balení s 6 ks

SLEVA
30%
994⁰⁰


Obj. kód	Popis	Cena Kč	-30 % Kč
G-33368	Průměr 17 mm	1 420,00	994,00
G-33365	Průměr 24 mm	1 420,00	994,00
G-33369	Průměr 29 mm	1 420,00	994,00

KONČETINOVÁ EKG ELEKTRODA
SLEVA
10%
od 468⁰⁰


Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
G-33364	Pro dospělé, 4 ks, různé barvy	981,00	882,90
G-33363	Pro děti, 4 ks, různé barvy	1 110,00	999,00
H5 1802	Pro dospělé, 1 ks	520,00	468,00
H5 1803	Pro děti, 1 ks	688,00	619,20

EKG ELEKTRODA PĚNOVÁ


- velmi dobře vodící gel
- pěnový podklad
- pro dospělé

od 154⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
H5 0305	Průměr 55 mm, 30 ks	154,00
H5 03055	Průměr 55 mm, 300 ks	1 340,00
H5 0306	Průměr 50 mm, 30 ks	189,00

BUDOUCNOST FONENDOSKOPŮ

- až 40násobné zesílení zvuků
- 8násobné potlačení okolního hluku
- fonokardiogram a 3 kanálové EKG v mobilní aplikaci
- až 60 hodin provozu na jedno nabití
- srdeční šelesty jsou dobře slyšitelné i v hlučném prostředí
- rychlejší a častější odhalení srdečních onemocnění



NOVINKA



*Reproduktory integrovány
v lyře v blízkosti ušních olívek*



*Auskultovat lze i bez připojené lyry pomocí
mobilu a sluchátek*



Barevný displej



*3kanálové EKG
dostupné přes aplikaci*



*Napájení přes USB-C
až 60 hodin provozu*

BUDOUCNOST FONENDOSKOPŮ

EKO CORE 500™

Profesionální zesilující fonendoskop s 3kanálovým EKG

Inovativní digitální stetoskop vyvinutý speciálně pro klinickou praxi, první pomoc a veterinární lékařství. S nejmodernější technologií TrueSound poskytuje stetoskop mimořádně čistou kvalitu zvuku a až 40násobné zesílení; tím je zajištěna přesná auskultace i v hlučném prostředí. Aktivní 8násobné potlačení hluku umožňuje detekci fibrilace, šelestů a dalších poruch rytmu během několika sekund. Barevný displej s vysokým rozlišením zobrazuje jednorázovou křivku EKG v reálném čase, srdeční frekvenci a další údaje. Srdeční onemocnění jako např. šelest nebo fibrilaci lze tak diagnostikovat rychleji.



Uložený 3svodový EKG záznam a fonokardiogram lze zaslat e-mailem jako pdf soubor

Vlastnosti

- kombinace 3kanalového EKG s vynikající kvalitou poslechu
- 8násobné potlačení okolního hluku
- až 40násobné zesílení zvuků
- 3 audio filtry (kardio, plicní, rozšířený)
- 3kanalové EKG a fonokardiogram se zobrazuje v aplikaci v telefonu
- záznam EKG i fonokardiogram lze uložit v telefonu a přehrát včetně zvuku
- délku záznamu lze zvolit od 15 do 120 vteřin
- v mobilu lze ukládat jména pacientů s přiřazenými záznamy
- záznamy lze zasílat e-mailem jako pdf soubory
- reproduktory jsou integrovány v lyře v blízkosti ušních olivek
- aplikace pro iOS a Android zdarma ke stažení
- možnost poslouchat srdeční zvuky i pomocí sluchátek připojených bezdrátově k telefonu
- dobíjecí lithiová baterie pro nepřetržitý provoz až po dobu 300 minut, pro běžný provoz až po dobu 60 hodin

Materiál

- olivky a membrána - silikon
- lyra - eloxovaný hliník
- hadičky - vinyl
- neobsahuje latex ani ftalátová změkčovadla

Součást dodávky

- Eko CORE 500™ digitální fonendoskop
- USB-C nabíjecí kabel
- náhradní olivky
- návod k použití v češtině
- prohlášení o shodě
- CE certifikát

17 990⁰⁰



3kanalové EKG a fonokardiogram se zobrazuje v aplikaci

Technické údaje

- celková délka 69 cm
- celková hmotnost 186 g
- hmotnost hrudní koncovky 88 g
- průměr membrány 3 cm
- konektivita Bluetooth 4.2
- nabíjení pomocí USB-C kabelu
- frekvenční rozsah 20 Hz - 2000 Hz

3 AUDIO FILTRY



Kardio



Plicní



Rozšířený

NOVINKA

Obj. kód	Cena Kč
PD150457	17 990,-

EMERGENCY

- pohotovostní taška
- vhodná do vozidla lékaře, ambulance a domácnosti

Taška Emergency obsahuje: 1 resuscitační vak „ambuvak“ s maskou, 3 ústní vzduchovody (velikost 2, 3 a 4), 1 škrtidlo, 1 dezinfekční sprej se sterilními čtverečky, 2 intravenózní flexily, 1 fixační náplast pro fixaci flexil, 1 box na použité jehly, 1 infúzní soupravu, 1 nůžky na rozstřížení oděvu, 1 reflexní vestu, 1 kládívko pro rozbíjení okna vozidla s integrovaným nožem pro přezázení pásů, 1 čelní svítilnu, 1 sortiment obvazů podle normy DIN 13164. Rozměry 33 x 22 cm, hmotnost 2,4 kg.



4 488⁰⁰

**SLEVA
20%**

Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
T-IRR	5 610,00	4 488,00



RESUSCITAČNÍ VAK

Vak je vhodný k jednorázovému použití a jako součást pohotovostních kufříků. Součástí vaku je hadička, kterou se vak připojí k regulátoru tlaku na kyslíkové láhvi.

**SLEVA
15%**

884⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
E5 03010-S	Vak, objem 1 500 ml, 1 maska pro dospělé	1 040,00	884,00
E5 03020-S	Vak, objem 550 ml, 1 maska pro děti	1 040,00	884,00
E5 03030-S	Vak, objem 280 ml, 1 maska pro kojenče	1 040,00	884,00

ZÁCHRANNÁ FÓLIE

- chrání před prochazením a hypotermií
- rozměr 160 x 240 cm

**SLEVA
35%**

Obj. kód	Cena Kč	-35 % Kč
901624	62,70	40,76



40⁷⁶

BURNSHIELD HYDROGEL

Rychlá terapie popálenin

- aplikuje se na popálenou nebo opařenou část těla
- ihned ránu ochladí
- neobsahuje žádné oleje ani tuky
- používá se i v oblasti obličeje
- je vhodný i pro použití u dětí
- snižuje bolest
- snižuje riziko infekce
- objem 50 ml

**158⁰⁰
SLEVA
20%**



Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
N9 3021	198,00	158,40

KOMBI

Lékařský kufřík Kombi je určen pro poskytnutí odborné lékařské pomoci. Kufřík má rozměry 44 x 31 x 14,5 cm a s plným vybavením (včetně kyslíkové láhve a regulátoru tlaku) váží pouze 6,3 kg. Ve víku kufříku je těsnění, které brání zaprášení a znečištění pomůcek uložených v kufříku. Obě části kufříku lze otevřít do vodorovné polohy. Součástí kufříku je úchyt pro jeho připevnění na stěnu, 3 taštičky naplněné lékařskými pomůckami a úchyty pro připevnění kyslíkové láhve o vodním objemu 1 litr (láhev a regulátor tlaku nejsou součástí ceny kufříku, objednávají se zvlášť). Všechny pomůcky jsou přehledně umístěny v průhledných taštičkách. **Kufřík Kombi obsahuje tyto pomůcky:**

- resuscitační vak "ambuvak" (objem 1600 ml), pro použití u dospělých i dětí
- dýchač masky velikosti 3 a 5 (používají se s resuscitačním vakem)
- kyslíkový rezervoár
- kyslíkovou spojovací hadičku
- inhalační masku se zásobním vakem
- kyslíkový katetr s kompresí
- jednoruční škrtidlo
- dezinfekční sprej 50 ml pro dezinfekci kůže
- 4 sterilní tampony
- 6 intravenózních flexil (G14, G18, G20)
- 2 fixační náplasti
- 1 box pro uložení použitých jehel
- 1 infúzní soupravu
- 1 roli náplasti
- 6 stříkaček (2 ml, 5 ml, 10 ml)
- 6 jehel (č. 1 a 4)
- 3 ústní vzduchovody (velikosti 2, 3 a 4)
- 1 hyperventilační masku
- soupravu obvazů, obinadel, náplastí a krytí (72 kusů), obsah soupravy odpovídá normě DIN 13157

**SLEVA
10%**



16 110⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
T-1045	Kombi	17 900,00	16 110,00
rvr	Regulátor tlaku regulovatelný na průtok 0 - 25 l/min	7 540,00	-----

**KYSLÍKOVÁ LÁHVE NENÍ
SOUČÁSTÍ DODÁVKY**

ZOO SORTIMENT

- figurky ze zdravotně nezávadného malovaného plastu
- zaručeně nejedovaté
- určené jako dárky pro malé pacienty
- cena za balení se 104 ks

464⁹⁵



SLEVA
15%

Obj. kód	Cena Kč	-15 % Kč
P1 004	547,00	464,95

PEDIATRICKÉ ŠKRTIDLO

- ergonomické
- snadno ovladatelné

428⁴⁰

SLEVA
10%



Magic




ZOO

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
G2 906-MAGIC	Magic	476,00	428,40
G2 906-ZOO	ZOO	476,00	428,40

SRDCE

SLEVA
10%

1 872⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
E3 G08	2 080,00	1 872,00

GLORA

Hasičský přístroj do ambulance, domácnosti i do vozidla

Vysoký hasičský výkon, možnost kdykoliv přerušit hašení a následně pokračovat. Jednoduché ověření provozuschopnosti přes zvláštní ventil. Prášková náplň 2 kg.

1 253⁰⁰

SLEVA
30%



Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
GL-P2 G	1 790,00	1 253,00

LEBKA

- třídílný model
- hmotnost 0,7 kg

3 315⁰⁰

SLEVA
15%



Obj. kód	Cena Kč	-15 % Kč
E3 A20	3 900,00	3 315,00

EMITNÍ MISKA

Délka 250 mm, sterilizovatelná v autoklávu při teplotě 130 °C.

SLEVA
10%

121⁵⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
18 21564	Barva růžová	135,00	121,50
18 21561	Barva modrá	135,00	121,50
18 21562	Barva petrolejová	135,00	121,50
18 21563	Barva tyrkysová	135,00	121,50
18 2503	Barva bílá	135,00	121,50

SERVOSPORT

- k podchlazení tkáně u otoků a zranění
- obsahuje mentol a mátu
- neobsahuje freony
- objem 300 ml

165⁹⁰

SLEVA
30%



Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
H7 05	237,00	165,90

PIERCER BLOMDAHL = SYSTÉM PRO ÚSPĚŠNOU LÉKAŘSKOU PRAXI A SPOKOJENÉ PACIENTY



Made in Sweden

BLOMDAHL
medical ear piercing



PROČ SYSTÉM BLOMDAHL?

Nepoužíváme zlato a chirurgickou ocel

V západní populaci je 10% obyvatel alergických na zlato nebo nikl, chirurgická ocel obsahuje 8-16% niklu.

Procedura je sterilní

Piercer nepřichází do styku s kůží, nemusí se dezinfikovat, kazeta obsahuje sterilní náušníci, rána nehnisá.

Procedura je méně bolestivá, méně krvácející a přesnější, než propichování uší jehlou.

Procedura je rychlá a snadná

Dítě se méně bojí.

Nastřelená náušnice má skrytý hrot

Nehrozí poranění kůže za uchem ostrým hrotem náušnice.

Rána se rychle hojí

Speciální design náušnice zajišťuje dostatečný přívod vzduchu k ráně.

Snadné nasazení trvalé náušnice

Otvor v uchu je dostatečně velký pro trvalou náušnici, neboť dočasná náušnice má vhodný průměr dířku.

Prostředek zdravotnické techniky

Výroba a sterilizace všech komponentů systému Blomdahl probíhá ve Švédsku podle přísných norem pro výrobu chirurgických implantátů (prostředků zdravotnické techniky), v souladu s normou ISO 13485, přesto, že to zatím zákon nevyžaduje, neboť piercer podle evropské legislativy dosud není prostředkem zdravotnické techniky.

Silná marketingová podpora poskytovatelům

www.facebook.com/blomdahlcz/

www.harmed.cz/piercing

od 2 512⁵⁰

Startovací souprava Piercer Blomdahl obsahuje 1 přístroj Piercer Blomdahl, dezinfekční čtverečky, značkovací fix, 1 svorku na vlasy, zrcátko, 1 trénovací ucho, 12 vzorků náušnic, podrobný návod a 10 sterilních plastových náušnic s bílým krystalem.

Startovací souprava Piercer Blomdahl DOUBLE obsahuje navíc 1 přístroj, 1 trénovací ucho a 1 svorku na vlasy.

SLEVA
25-45 %



Souprava se 2 přístroji je vhodná pro provedení simultánního piercingu obou uší. Tato procedura je klienty stále častěji požadována. Provedení simultánního piercingu je dětmi vnímáno jako podstatně méně bolestivé než piercing každého ucha zvlášť.

Obj. kód	Popis	Cena Kč	Sleva Kč	Sleva
11-108-0115	PIERCER UCHA BLOMDAHL DOUBLE, startovací souprava, 2 přístroje, 10 plastových náušnic krystal	6 280,00	3 454,00	45 %
11-101-0115	PIERCER UCHA BLOMDAHL, startovací souprava, 1 přístroj, 10 plastových náušnic krystal	3 350,00	2 512,50	25 %

PLASTOVÉ NÁUŠNICE SEDMIKRÁSKA

Náušnice neobsahují nikl, ucho po piercingu nehnisá. Délka dířku je 6 mm, průměr hlavičky je 5 mm.

• cena za balení s 10 ks



1 890⁵⁰

12-0114-56
Fialka/Krystal

12-0114-55
Akvarin/Krystal

12-0114-83
Krystal/Růže

12-0114-57
Růže/Růže

12-0114-45
Duha/Alexandrit

12-0114-43
Safir

12-0114-41
Krystal

12-0114-42
Růžový kamínek

12-0114-98
Světlá fantazie

12-0114-99
Fantazie

12-0114-47
Světlý růžový
kamínek/Ametyst

12-0114-46
Alexandrit/Růžový
kamínek

PIERCER BLOMDAHL = SYSTÉM PRO ÚSPĚŠNOU LÉKAŘSKOU PRAXI A SPOKOJENÉ PACIENTY

Aby se klienti mohli snadno orientovat o nejbližším místě, kde se ušní piercing Blomdahl provádí, je na serveru www.harmed.cz zveřejněn "Seznam poskytovatelů bezpečného ušního piercingu Blomdahl".

Pokud si přejete zveřejnit i Vaši ambulanci v tomto "Seznamu" pošlete nám, prosíme, krátký e-mail na info@omnipraxis.cz se souhlasem zveřejnění. Děkuje.



BLOMDAHL
medical ear piercing



NÁUŠNICE PŘÍRODNÍ TITAN

Délka dráčku je 6 mm, průměr hlavičky je 4 mm.

• cena za balení s 10 ks

1 890⁰⁰



12-1210-00
Plochý tvar



12-1201-01
Krystal

NÁUŠNICE PŘÍRODNÍ TITAN TIFFANY

Délka dráčku je 6 mm, průměr hlavičky je 4 mm. Jsou opatřeny krystaly.

• cena za balení s 10 ks

1 890⁰⁰



12-1203-01
Krystal

NÁUŠNICE POZLACENÝ TITAN

Délka dráčku je 6 mm, průměr hlavičky je 4 mm.

• cena za balení s 10 ks

1 890⁰⁰



12-1301-01
Krystal



12-1310-00
Plochý tvar

NÁUŠNICE TITAN TIFFANY

Délka dráčku je 6 mm, průměr hlavičky je 4 mm. Jsou opatřeny krystaly.

• cena za balení s 10 ks

1 890⁰⁰



12-1403-01
Krystal



12-1303-01
Krystal

12-1303-59
Perla

NÁUŠNICE STŘÍBRNÝ TITAN

Délka dráčku je 6 mm, průměr hlavičky je 4 mm.

• cena za balení s 10 ks

1 890⁰⁰



12-1401-03
Růže



12-1401-05
Akvamárín



12-1401-01
Krystal



12-1410-00
Plochý tvar

NÁUŠNICE PŘÍRODNÍ TITAN SEDMIKRÁSKA

Délka dráčku je 6 mm, průměr hlavičky je 4 mm.

• cena za balení s 10 ks

1 890⁰⁰



12-12166-01
Krystal



12-12166-55
Akvamárín/Krystal



12-12166-92
Růže/Krystal

NÁUŠNICE ČERNÝ TITAN

Délka dráčku je 6 mm.

• cena za balení s 10 ks

1 890⁰⁰



12-1526-00
Plochý tvar
průměr 5 mm



12-1510-00
Plochý tvar
průměr 4 mm

PLASTOVÉ NÁUŠNICE

Náušnice neobsahují nikl. Délka dráčku je 6 mm, průměr hlavičky je 4 mm.

• cena za balení s 10 ks



12-0103-26
Fialka



12-0103-01
Krystal



12-0103-03
Růžový kamíněk



12-0103-04
Safir



12-0103-05
Akvamárín



12-0103-02
Duha



12-0103-10
Rubín



12-0103-07
Gagát

1 340⁰⁰

NABÍDKOVÝ STOJAN

Do stojanu lze umístit 18 vzorků nastřelovacích náušnic.



189⁰⁰

VZORKOVÉ NÁUŠNICE NALEZNETE NA
www.omnipraxis.cz

Obj. kód Cena Kč
403-0104-01 189,00

AKCE

ke stojanu obdržíte
zdarma látkový
banner s reklamou na
oboustranný piercing
Blomdahl.



MAXICREP®


Ekonomická papírová role na vyšetřovací lehátka

- 2 vrstvy kvalitního bílého papíru
- hmotnost 40 g/m²
- perforace po 38 cm
- jednotlivě hygienicky balena
- délka 150 m

SLEVA
10%

od 1 926⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
K7 40	Šířka 40 cm, 6 ks	2 140,00	1 926,00
K7 45	Šířka 45 cm, 6 ks	2 630,00	2 367,00
K7 50	Šířka 50 cm, 6 ks	2 780,00	2 502,00
K7 55	Šířka 55 cm, 4 ks	2 140,00	1 926,00
K7 59	Šířka 59 cm, 4 ks	2 480,00	2 232,00



DUOCREP®

Papírová role na vyšetřovací lehátka

- dvě vrstvy kvalitního bílého papíru (hmotnost 40 g/m²)
- perforace po 30 cm
- délka 50 m

SLEVA
20%

od 146⁴⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
G7 5040	Šířka 40 cm	183,00	146,40
G7 5046	Šířka 46 cm	206,00	164,80
G7 5050	Šířka 50 cm	209,00	167,20
G7 5055	Šířka 55 cm	236,00	188,80
G7 5059	Šířka 59 cm	248,00	198,40



OMNICREP STANDARD

Ekonomická papírová role na vyšetřovací lehátka

Tato role je vhodná pro běžné použití ve všech typech ambulancí.

- délka 50 m, šířka 58 cm
- 2 vrstvy
- papír 2x 16 g/m²
- perforace po 38 cm
- počet útržků 132
- bílá barva

149⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
108.015.SG	149,00



NOBACREP®

Role z pevného neběleného ekologického papíru

- hmotnost 46 g/m²
- perforace po 28 cm
- hygienicky balena v ochranném obalu
- délka 50 m

od 115⁰⁰

SLEVA
15%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
650539	Šířka 39 cm	136,00	115,60
650549	Šířka 49 cm	178,00	151,30
650555	Šířka 55 cm	192,00	163,20
650559	Šířka 59 cm	206,00	175,10



OMNICREP PLUS

Vlísová role na vyšetřovací lehátka

- délka 70 m, šířka 50 cm
- odolný, příjemný materiál
- 1 vrstva netkané textilie
- perforace po 38 cm
- počet útržků 184
- bílá barva

159⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
108.033.SA	159,00



OMNICREP AQUA

Nepromokavá role na vyšetřovací lehátka

- délka 50 m, šířka 50 cm
- 3 vrstvy (2x papír 21 g/m², 1x HDPE 6 g/m²)
- perforace po 38 cm
- počet útržků 132

od 129⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč
108.023.SA	Barva bílá	129,00
108.023.SG	Barva zelená	149,00
108.023.SB	Barva modrá	149,00
108.023.SBL	Barva černá	179,00
108.023.PR	Dětské obrázky	179,00



SUPERECO Skládané ručníky

- bělený recyklát
- 75% bělost
- 2 vrstvy
- cena za balení 20x 250 ks = 5000 ks

1 350⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
72450	1 350,00

BIO Jemný BIO toaletní papír

- rychle se rozkládá v odpadu - do 15 s
- velmi pevný a zároveň měkký
- 4 role nahradí 9 klasických roliček
- cena za balení se 4 rolemi

4 role Bio = 9 běžných rolí



59⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
10300N	59,00

HYDROSOL Skládané splachovatelné papírové ručníky

Splachovatelný třívrstvý papírový ručník je vhodný pro vysoce rizikové provozovny, kde lze ručníky namísto do odpadkového koše vhadzovat do toalety. Velmi rychle se rozkládá v odpadu (do 9 vteřin).

- cena za balení s 15x 170 ks = 2550 ks

1 062⁵⁰

SLEVA
15%



Obj. kód	Cena Kč	-15 % Kč
72115	1 250,00	1 062,50

LEONIDA Kvalitní značkové skládané ručníky

- dvě vrstvy sněhově bílé buničiny
- dobře savé, netrhavé
- kvalitní osušení, nízká spotřeba
- bez cizorodých příměsí, skelných vláken, apod.
- rozměry 22 x 22 cm
- vhodné i do kuchyně
- cena za balení 15x 210 ks = 3150 ks

907⁵⁰

SLEVA
25%



Obj. kód	Cena Kč	-25 % Kč
72121	1 210,00	907,50

PROFESSIONAL Pevný, měkký, dvouvrstvý toaletní papír

- velký návin 500 útržků, 55 m
- délka útržku 11 cm
- průměr role 120 mm
- cena za balení se 4 rolemi

4 role Professional = 10 běžných rolí



125⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
10080	125,00

BIO Dvouvrstvé papírové ručníky skládané

- z BIO ekologicky recyklované celulózy
- nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou
- rozměr 21,5 x 21 cm
- cena za balení s 15x 200 ks

SLEVA
20%

832⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
72321	1 040,00	832,00

DEZINFEKCE & HYGIENA RUKOU

MANUSEPT® BASIC

Dezinfekce rukou

- bez barviv a parfemace
- základní spektrum účinnosti
- dobrá snášenlivost s pokožkou

od 154⁹⁹

**SLEVA
15%**



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
B-977142	Láhev 500 ml	182,00	154,70
B-977140	Láhev 1000 ml	313,00	266,05
B-977145	Kanistr 5 l	1340,00	1139,00

STERILLIUM® MED

Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou

- bez barviv a parfemace
- zvláčňující efekt
- okamžitý účinek

**SLEVA
10%**

od 116¹⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
B-981036	Láhev 100 ml	129,00	116,10
B-981037	Láhev 500 ml	313,00	281,70
B-981038	Láhev 1000 ml	521,00	468,90
B-981039	Kanistr 5 l	2230,00	2007,00

STERILLIUM® GEL PURE

Alkoholový gelový přípravek

- hygienická a chirurgická dezinfekce rukou
- vynikající péče o pokožku
- baktericidní
- fungicidní na kvasinky
- tuberkulocidní
- mykobaktericidní
- virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV
- nezávislý na dostupnosti umyvadla či vody

od 115²⁰

**SLEVA
10%**



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
B-980388	Láhev 475 ml, pumpička	286,00	257,40
B-981314	Lahvička 100 ml, bez pumpičky	128,00	115,20

STERILLIUM PURE

- první přípravek na dezinfekci rukou, který mohou bez obav používat alergici, astmatici a lidé s atopickým ekzémem
- výborně hydratuje pokožku
- neobsahuje barviva nebo parfemace
- má stejnou účinnost jako přípravek Sterillium
- baktericidní, protikvasinkový, virucidní na obalené viry, tuberkulocidní a mykobaktericidní (vše za nejvýše 30 s)

od 98⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
B-9816831	Láhev 100 ml	98,00
B-9816841	Láhev 500 ml	219,00
B-9816861	Láhev 1000 ml	369,00
B-9816871	Kanistr 5 l	1690,00

NOVINKA

SEPTODERM GEL

Gelový alkoholový dezinfekční přípravek na bázi kombinace alkoholů. Určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. S obsahem zvláčňujících přísad pro extra ochranu pokožky.

- hygienická a chirurgická dezinfekce rukou
- rychlá a dlouhotrvající účinnost
- široké spektrum účinku včetně plného spektra virů a mykobakterií
- zanechává pocit svěží, jemné a vláčné pokožky
- příjemná aplikace a nižší spotřeba díky gelové formulaci
- **objem 500 ml**

349⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
70000265	349,00



STELLISEPT® MED

Antibakteriální emulze pro mytí rukou a těla

- hygienické mytí rukou
- nedráždí pokožku ani sliznice

od 131²⁰

**SLEVA
20%**



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
B-975661	Láhev 100 ml	164,00	131,20
E1 975665	Láhev 500 ml	339,00	271,20
E1 975660	Láhev 1000 ml	588,00	470,40

CITROCLOREX 2%

Dezinfekční přípravek k okamžitému použití, neředí se, rychle působí. Pro dezinfekci kůže a sliznic.

- objem 250 ml

243⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
3061580	243,00

SEPTODERM BAREVNÝ

Dezinfekce pokožky - tekutá barevná alkoholová dezinfekce - neobsahuje jód - obsahuje barvivo k označení operačního pole - dobrá snášenlivost s pokožkou - rychlá a dlouhotrvající účinnost - dezinfikuje, čistí a odmašťuje pokožku.

Spektrum účinnosti: Baktericidní (včetně TBC), fungicidní, virucidní

- objem 500 ml

269⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
70000213	269,00

SEPTODERM®

Tekutá alkoholová dezinfekce pokožky

- výborná snášenlivost s pokožkou
- bez barviv, parfémů a alergenních složek
- snadná aplikace pomocí mechanického rozprašovače
- rychlý a dlouhotrvající účinek
- objem 250 ml

297⁰⁰



SKINSEPT F

Vysoce účinný bezbarvý přípravek určený k dezinfekci operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi apod. Neobsahuje jód. Neředí se.

od 230⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
3020640	350 ml, s rozprašovačem	243,00
3020620	500 ml	230,00

ALKOTIP® ECOBOX

Dezinfekční a čistící polštářky

- napuštěny 70 % alkoholem
- snadno se odebírají ze zásobní nádoby
- rozměry 44 x 44 mm
- cena za balení se 155 ks

202⁵⁰



**SLEVA
10%**

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
G6 0202	225,00	202,50

ALKOTIP®

Alkotip® čtverečky jsou napuštěny 70 % isopropylalkoholem a používají se k čištění kůže před venepunkcí a jinými drobnými zákroky.

od 155⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
G6 02	62 x 26 mm, 100 ks	155,00
G6 0250	62 x 26 mm, 250 ks	288,00
G6 03	45 x 87 mm, 100 ks	262,00
G6 04	90 x 110 mm, 100 ks	420,00
G6 01	Alkoholové čistící tyčinky, délka 100 mm, 50 ks	288,00

DEZINFEKCE POVRCHŮ, PŘÍSTROJŮ A NÁSTROJŮ

BACILLOL® 30 FOAM

Dezinfekce citlivých povrchů

- vynikající materiálová snášenlivost
- působí rychle
- snadná aplikace z lahve s pěnovačem
- bez barviv a parfemace

od 289^{so}

SLEVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
E1 981307	Láhev 750 ml, pěnovač	322,00	289,80
B-981127	Kanýstr 5 l	1 720,00	1 548,00

BACILLOL® TISSUES

Dezinfekční ubrousky

- rozsáhlé spektrum účinnosti
- rychlá účinnost za 30 vteřin
- výborná materiálová snášenlivost

od 252^{so}

SLEVA
20%



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
E1 975670-s	Dóza se 100 ks	338,00	270,40
E1 975673-s	Náhradní náplň, 100 ks	316,00	252,80

MIKROBAC® TISSUES

Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekční ubrousky

- vhodné pro čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků
- cena za balení s 80 ks

SLEVA
10%



475²⁰

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
E1 977040	528,00	475,20

KORSOLEX® BASIC

Účinná dezinfekce nástrojů a endoskopů

- rozsáhlé spektrum účinnosti
- vhodný do ultrazvukové lázně

SLEVA
15%



od 1 462^{so}

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
E1 972672	Kanýstr 2 l	1 720,00	1 462,00
E1 972679	Kanýstr 5 l	3 460,00	2 941,00

BACILLOL® AF

Alkoholový prostředek pro rychlou dezinfekci ploch

- neobsahuje aldehydy
- nezanechává rezidua, bez vonných přísad

od 249^{so}



Obj. kód	Popis	Cena Kč
E1 973385	Láhev 500 ml	249,00
E1 973380	Láhev 1000 ml	451,00
E1 973389	Kanýstr 5 l	1 680,00

BACILLOL 30 SENSITIVE TISSUES

Ubrousky bez aldehydů pro rychlou dezinfekci citlivých povrchů

- baktericidní, fungicidní
- virucidní na obalené viry
- účinné na noroviry, polyomaviry, rotaviry

Rychlá účinná dezinfekce:

- displejů, klávesnic, dotykových obrazovek, mobilních telefonů
- citlivých povrchů vyrobených z makrolonu, akrylového skla, polysulfonu, umělé kůže
- citlivých povrchů zdravotnických prostředků, jako např. monitorovacích systémů, apod.
- citlivých, neinvazivních zdravotnických prostředků, např. mamografických zařízení, vyšetřovacích lamp, apod.

Výhody:

- rychlý účinek
- ubrousky se netrhají
- roztok dobře smáčí povrchy, rychle osychá
- bez aldehydů, barviv, parfemace
- není nutno používat rukavice

SLEVA
10%



od 332¹⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
E1 981312	80 ks, 180 x 200 mm	420,00	378,00
B-9818650	40 ks, 250 x 380 mm	369,00	332,10

BOMIX® PLUS

Bezaldehydový přípravek na dezinfekci nástrojů

- vynikající čistící účinek
- široké spektrum účinnosti
- výborná materiálová snášenlivost
- příjemná vůně

od 1 107^{so}

SLEVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
B-980320	Láhev 2 l	1 230,00	1 107,00
B-980321	Kanýstr 5 l	2 380,00	2 142,00

SANI-CLOTH® AF

Kvarterní amoniový přípravek bez alkoholu, který vytváří roztok dva v jednom ideální pro čištění a dezinfekci. Tuberkulocidní, virucidní, baktericidní, kvasinkocidní účinek během 2 minut. Použití pro běžné čištění a dezinfekci, oblasti s vysokou frekvencí pohybu, povrchy s vysokým počtem dotykových bodů, běžné vybavení a neinvazivní zdravotnické prostředky. Předem dávkované, jednorázové čistící a dezinfekční ubrousky bez alkoholu, které se málo žmolují a nevyžadují míchání ani odměřování. Neobsahuje alkohol, bělidla ani PHMB, nedráždí pokožku ani nezpůsobuje senzibilizaci.

• cena za balení s 200 ks

SLEVA
20%

311²⁰



Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
P-EAF1120	389,00	311,20

SUPER SANI-CLOTH®

Dvosložkový přípravek dva v jednom na bázi kvarterního amonia a alkoholu. Je ideální pro použití v prostředí s vysokou frekvencí pohybu a v oblastech, ke je důležité zachovat integritu neinvazivních zdravotnických prostředků. Je účinný proti bakteriím, obaleným i neobaleným virům, kvasinkám a TBC do 60 sekund. Nevyžaduje míchání a odměřování. Dekontaminace povrchu je vždy spolehlivá, snadná a účinná. Neobsahuje PHMB, nepředstavuje žádné známé riziko vyvolání alergických reakcí. Výroba v Británii.

• cena za balení s 200 ks

413¹⁰

SLEVA
10%



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
P-ESC1600	459,00	413,10

OCHRANNÝ POVLAK

- modrá plastová fólie
- použitelný do rozměrů matrace 100 x 210 cm
- po stranách gumičky
- cena za balení s 10 ks

395¹⁰



SLEVA
10%

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
H7 2001	439,00	395,10

PERVIN/PERLAN

- hygienická nezávadnost
- pevnost a odolnost proti oděru
- mimořádná savost (cca 10-ti násobek vlastní hmotnosti)



Obj. kód	Popis	Cena Kč
VT-3200018	Přířezy, podložka 0,95 x 1,50 m, 100 ks	2 190,00
VT-3200017	Přířezy, prostěradlo 1,40 x 2,50 m, 25 ks	1 390,00
VT-3200019	Přířezy, ručník 0,95 x 0,50 m, 100 ks	659,00
VT-3200020	Přířezy, utěrka 0,42 x 0,48 m, 200 ks	629,00
VT-3200011	Role, 0,50 x 100 m, 1 ks	739,00
VT-3200010	Role, 0,70 x 100 m, 1 ks	989,00
VT-3200012	Role, 0,95 x 100 m, 1 ks	1 290,00
VT-3400040	Perforovaná role, 40 x 50 cm, 50 útržků	229,00
VT-3400043	Perforovaná role, 30 x 40 cm, 50 útržků	139,00

od 139⁰⁰

PROSAVON

Krémové tekuté mýdlo s olivovým olejem

od 191⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
70000092	500 ml, pumpička	191,00
70000094	1 l	236,00
70000096	Kanystr 5 l	947,00



BAKTOLIN® PURE

Emulze pro mytí rukou a pokožky

- hypoalergenní
- bez barviv a parfemace
- pro pokožku příznivá hodnota pH 5,5
- neobsahuje alkalická mýdla
- moderní šetrné povrchově aktivní látky
- příjemný pocit při mytí

SLEVA
15%

od 154⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
B-973585	Láhev 500 ml	182,00	154,70
B-973580	Láhev 1000 ml	339,00	288,15
B-973589	Kanystr 5 l	1 320,00	1 122,00



DEZINFEKCE POVRCHŮ A PODLAH

MIKROBAC PLUS

Mikrobac Plus je koncentrát na bázi KAS a aminů pro přípravu dezinfekčního a čistícího roztoku pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků a ploch. Používá se v oblasti zdravotní péče (nemocnice, domovy pro seniory, pečovatelské a záchranné služby, zubní a lékařské praxe) a ve veřejných prostorách. Pro každodenní dezinfekci a čištění všech voděodolných povrchů ve všech hygienicky významných oblastech. Vzhledem ke svému složení s malým oděrem je vhodný zejména pro použití v blízkosti pacientů nebo klientů. Pouze pro profesionální použití.

- baktericidní, tuberkulocidní
- virucidní na obalené viry
- protikvasinková účinnost
- **objem 5 l**

1 980⁰⁰

NOVINKA



Obj. kód	Cena Kč
B-9819170	1 980,00

INCIDIN OXYFOAM S

Dezinfekční prostředek se sporocidním účinkem na bázi peroxidu vodíku, spray.

- **objem 750 ml**

454⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
3115830	454,00

INCIDIN LIQUID

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou a bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch postřikem. Neředí se, připraven k okamžitému použití.

od 311⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
3086930	600 ml, bez rozprašovače	311,00
10200449	Rozprašovač pro láhev 600 ml	98,00
3042450	1 l	482,00
3042470	5 l	1 970,00

INCIDIN PRO

Nejmodernější kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený pro profesionální dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch.

od 1 593⁰⁰

**SLEVA
10%**



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
3076620	2 l	1 770,00	1 593,00
3076730	6 l	3 730,00	3 357,00

NOBATUCH®

Nobatuch utěrka je vyrobena z měkkého a nealergického materiálu. Používá se k čištění a umývání ve všech oblastech medicíny. Rozměry jsou 32 x 34 cm.

- **cena za balení s 50 ks**

**SLEVA
20%**



104⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
674000	130,00	104,00

BUNICITÉ ČTVEREČKY

- mnohavrstvá bělená buničitá vata
- navinutá na roli
- lehce se oddělují
- 4 x 5 cm
- 8 vrstev
- nesterilní
- **cena za balení s 2 x 500 ks**

67⁶⁸

**SLEVA
20%**



Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
1230200310	84,60	67,68

BACOBAN® NEALKO TISSUES**Rychlá dezinfekce všech lékařských přístrojů a povrchů**

- účinek během 5 minut
- neobsahují alkohol, fenoly a aldehydy
- vhodný i pro ultrazvukové sondy
- cena za balení s 50 ks

**198⁰⁰**

Obj. kód	Cena Kč
BACDLTU	198,00

BACOBAN® NEALKO

- dezinfekční prostředek na povrchy zdravotnických prostředků
- dlouhodobá účinnost - až 10 dnů
- neobsahuje alkohol, fenoly a aldehydy

od 270⁰⁰**SLEVA
10%****PRO DEZINFEKCI
ULTRAZVUKOVÝCH SOND**

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
BACDL1	Láhev s 500 ml hotového 1% roztoku, rozprašovač	301,00	270,90
BACWB1	Láhev s 1000 ml koncentrátu a s odměrkou	1 450,00	1 305,00

BACOBAN®**Moderní superúčinný dezinfekční prostředek**

- účinnosti až 10 dnů
- mikrobiologický účinek během 5 minut

559⁰⁰**SLEVA
10%**

**Dezinfekce
+
Dlouhodobý antimikrobiální efekt
+
Redukce nákladů na čištění ploch**

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
BAC500	Láhev bez rozprašovače, 500 ml	622,00	559,80
BSP500	Rozprašovač pro láhev 500 ml	113,00	101,70

INJEKT

Sterilní dvoudílné stříkačky

- zelený píst pro dobrou čitelnost stupnice
- úsporný píst bez mrtvého prostoru
- cena za balení se 100 ks

SLEVA
10%

od 125¹⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
I4 4606027V	Objem 2/3 ml	139,00	125,10
I4 4606051V	Objem 5/6 ml	189,00	170,10
I4 4606108V	Objem 10/12 ml	279,00	251,10
I4 4606205V	Objem 20/24 ml	369,00	332,10

INZULIN

Značkové sterilní stříkačky

- dobře chodící píst
- konektor luer
- perfektní průhlednost válce
- jednotlivě sterilně baleny

od 129⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
I3 040100	U40, objem 1 ml, bez jehly, 100 ks	410,00
I3 0605	U40, objem 1 ml, jehla 0,33 x 12,7 mm, 10 ks	129,00
I3 06044	U100, objem 0,5 ml, jehla 0,33 x 12,7 mm, 100 ks	1 030,00

NEOPOINT®

- velmi ostré jehly
- konektor luer
- cena za balení se 100 ks

SLEVA
10%

od 78⁴⁸



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
L1 0220	Šedá, 27G 3/4, 12 mm x 0,40 mm	87,20	78,48
L1 0301	Šedá dlouhá, 27G 1 1/2, 40 mm x 0,40 mm	138,00	124,20
L1 0101	Hnědá, 26G 1/2, 12 mm x 0,45 mm	107,00	96,30
L1 0218	Hnědá dlouhá, 26G 7/8, 16 mm x 0,45 mm	87,20	78,48
L1 0102	Oranžová, 25G 5/8, 16 mm x 0,50 mm	107,00	96,30
L1 0302	Oranžová dlouhá, 25G 1 1/2, 40 mm x 0,50 mm	138,00	124,20
L1 0217	Fialová, 24G 1, 25 mm x 0,55 mm	87,20	78,48
L1 0216	Modrá, 23G 1, 25 mm x 0,60 mm	87,20	78,48
L1 0214	Modrá dlouhá, 23G 1 1/4, 30 mm x 0,60 mm	87,20	78,48
L1 0212	Černá, 22G 1 1/4, 30 mm x 0,70 mm	87,20	78,48
L1 0202	Zelená, 21G 1 1/2, 40 mm x 0,80 mm	87,20	78,48
L1 0105	Zelená dlouhá, 21G 2, 50 mm x 0,80	231,00	207,90
L1 0201	Žlutá, 20G 1 1/2, 40 mm x 0,90 mm	87,20	78,48
L1 0107	Žlutá dlouhá, 20G 2 3/4, 50 mm x 0,90 mm	242,00	217,80
L1 0104	Běžová, 19G 1 1/2, 40 mm x 1,10 mm	113,00	101,70
L1 0103	Růžová, 18G 1 1/2, 40 mm x 1,20 mm	113,00	101,70

MEDIWARE® LUER

Značková sterilní stříkačka s perfektně lehce chodícím a dobře těsnícím pístem a konektorem luer. Popis válce je velmi dobře čitelný a nesmazává se.

od 3¹²

SLEVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
I3 0510	Centrální koncovka luer, objem 2/3 ml	3,47	3,12
I3 0511	Centrální koncovka luer, objem 5/6 ml	4,49	4,04
I3 0512	Centrální koncovka luer, objem 10/12 ml	5,40	4,86
I3 0513	Excentrická koncovka luer, objem 20/25 ml	8,18	7,36
I3 040700	Excentrická koncovka luer, objem 50/60 ml	23,60	21,24

JANET

Proplachovací stříkačky s katetrovou násadou

- velmi dobře chodící gumový píst
- sterilně baleny

od 33⁵⁸

SLEVA
15%



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
I3 041200	Objem 100 ml	104,00	88,40
I3 040800	Objem 60 ml	39,50	33,58

MEDIWARE® LUER LOCK

Značková sterilní stříkačka s perfektně lehce chodícím a dobře těsnícím pístem a šroubovacím konektorem luer lock. Popis válce je velmi dobře čitelný a nesmazává se.

od 5¹⁵



Obj. kód	Popis	Cena Kč
I3 0501	Objem 2/3 ml	5,15
I3 0502	Objem 5/6 ml	6,47
I3 0503	Objem 10/12 ml	7,79
I3 0504	Objem 20/25 ml	13,00
I3 0506	Objem 50/60 ml	26,30

WING-FLO

Křídlatá jehla s hadičkou, ostrá kanyla, jednotlivě sterilně balena, koncovka Luer Lok, barevné kódování průměru.

- cena za balení s 50 ks

402⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
I4 0027	Wing-Flo, křídlatá jehla s hadičkou, 0,40 x 19 mm, 27G, šedá	402,00
I4 0025	Wing-Flo, křídlatá jehla s hadičkou, 0,50 x 19 mm, 25G, oranžová	402,00
I4 0023	Wing-Flo, křídlatá jehla s hadičkou, 0,60 x 19 mm, 23G, modrá	402,00
I4 0022	Wing-Flo, křídlatá jehla s hadičkou, 0,70 x 19 mm, 22G, černá	402,00
I4 0021	Wing-Flo, křídlatá jehla s hadičkou, 0,80 x 19 mm, 21G, zelená	402,00
I4 0020	Wing-Flo, křídlatá jehla s hadičkou, 0,90 x 19 mm, 20G, žlutá	402,00
I4 0019	Wing-Flo, křídlatá jehla s hadičkou, 1,1 x 19 mm, 19G, běžová	402,00
I4 0018	Wing-Flo, křídlatá jehla s hadičkou, 1,2 x 19 mm, 18G, růžová	402,00

INFÚZNÍ SOUPRAVA

od 21³⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
GA606103	Infúzní souprava Gama 103	21,30
GA606127	Infúzní souprava Gama 127	22,50

SAFE TOUCH

Bezpečná křídlatá jehla s hadičkou

Vylučuje možnost zranění personálu infekční jehlou. Venepunkce se provádí běžným způsobem. Při vytážení jehly z žíly se stiskne boční pružná část, jehla zajede bezpečně do ochranné trubičky, ze které není možno ji vytáhnout. Pružná křídélka a hadička se šroubovacím konektorem luer lock se zátkou pro snadnou venepunkci.



Obj. kód	Popis	Cena Kč
I4 6025	0,5 x 20 mm, 25G, oranžová	26,30
I4 6023	0,6 x 20 mm, 23G, modrá	26,30
I4 6022	0,7 x 20 mm, 22G, černá	26,30
I4 6021	0,8 x 20 mm, 21G, zelená	26,30
I4 6019	1,1 x 20 mm, 19G, béžová	26,30

26³⁰

INTROCAN

- intravenózní bezpečnostní kanyla

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



37⁵⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč
4251601-01	0,7 x 19 mm, 24G, žlutá	37,50
4251628-01	0,9 x 25 mm, 22G, modrá	37,50
4251644-01	1,1 x 32 mm, 20G, růžová	37,50
4251679-01	1,3 x 45 mm, 18G, zelená	37,50
4251687-01	1,3 x 32 mm, 18G, zelená	37,50
4251695-01	1,7 x 50 mm, 16G, šedá	37,50

SERVOBOX

Bezpečné nádoby na použité jehly a stříkačky

- záklopka brání vypadnutí infikovaných předmětů
- bezpečnostní hermetický uzávěr
- beze zbytku spalitelné, nezatežují životní prostředí

od 18⁵⁴

**SLEVA
10%**

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
I9 0101	Žlutá, 100 ml	20,60	18,54
I9 0105	Žlutá, 500 ml	34,20	30,78
I9 0150	Nádoba žlutá, 500 ml	42,50	38,25
I9 0115	Žlutá, 1500 ml	46,60	41,94
I9 0117	Žlutá, 1700 ml	54,80	49,32
I9 0120	Žlutá, 2000 ml	57,50	51,75
I9 0125	Černá, 5000 ml	206,00	185,40
I9 0130	Černá, 11000 ml	342,00	307,80
I9 0135	Černá, 20000 ml	547,00	492,30



MEDIWARE LANCET

Ostré a bezpečné krevní lancety, jednotlivě sterilně balené. Speciálně formovaný konkávní hrot zajišťuje maximální množství odebrané krve při minimálním poranění tkáně.

- cena za balení s 500 ks



Obj. kód	Cena Kč
B2 01500	448,00

448⁰⁰

TRANSOFIX

Oboustranný bodec

- pro transfer tekutin mezi nádobami



**SLEVA
30%**

12⁸⁸



Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
I4 4090500	18,40	12,88

ÚSTNÍ ROUŠKA

Roušku lze snadno opakovaně nasadit, má optimální filtrační vlastnosti a nízký dýchací odpor. Měkké gumíčky pro pohodlné umístění za ušima.

- cena za balení s 50 ks

59⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
672042	59,00

CURAPLAST®

Náplasti tělové barvy

- baleny v kotouči a v kartonku
- snadno se vytahují
- rozměry 2 x 4 cm
- cena za balení s 250 ks

259⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
30625	259,00

NOBAHAFT®

- elastické fixační obinadlo
- latexová vrstva
- přilnavé k sobě
- nelepí se k ráně

od 23⁶⁰



Délka 4 m, barva bílá

Obj. kód	Šířka	Cena Kč
470004	4 cm	23,60
470006	6 cm	25,00
470008	8 cm	28,70
470010	10 cm	38,00
470012	12 cm	45,90

Délka 20 m

Šířka	Barva modrá	Barva zelená	Barva červená	Cena Kč
6 cm	471206	472206	473206	116,00
8 cm	471208	472208	473208	128,00



CURATEST®

Alergologická testovací náplast

Curatest je pokožku nedráždíci náplast z netkané textilie, určená pro epikutánní testy.

- snadná manipulace při vkládání a aplikaci
- drží dobře a trvale
- popisovatelný, odnímatelný boční okraj pro usnadnění diagnostiky
- dobře savé polštářky z netkané textilie
- šetrná k pokožce
- podkladová netkaná textilie: bílá, 100% polypropylen
- uchycení testovací komory: polyesterová fólie
- cena za balení s 50 ks

770⁴⁰

**SLEVA
10%**

Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
30054	856,00	770,40



SEDISAFE®

Rychlosedimentační systém

Pipety z plastu k jednorázovému hygienickému použití. Pipety obsahují komůrku naplněnou natrium citrátem, nemusí se používat krev s NaCl. Velmi rychlé a hygienické provedení sedimentace.

980⁰⁰

**SLEVA
30%**



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-30 % Kč
A9 244467	Sedimentační pipety s NaCl, 100 ks	1400,00	980,00
A9 184010	Sedimentační stojan	323,00	226,10

BABYPORE

Dětské náplasti s polštářkem

- voděodolné
- vhodné pro citlivou kůži
- rozměry 16 x 56 mm
- cena za balení s 20 ks

51⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
1320900001	51,00



AKU TAPE

Speciální tejpovací náplast pro kineziologický tejping

Používá se k ošetření bolestivých kloubů, často po sportovních zraněních. Náplast se nalepí přes kloub. Pevně drží a působí trvalý posun kůže proti podkoží - vytváří se tak trvalá masáž vazů. Tlakem na receptory kůže se vyplavují tělní endorfiny, které výrazně snižují pocit bolesti. Kineziologickým tejpováním lze dosáhnout těchto efektů: snížení bolesti, zlepšení svalového tonusu, protizánětlivého působení, snížení otoku, zlepšení prokrvení, zmírnění neurovegetativních poruch.



473⁰⁰



**SLEVA
10%**

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
S8 AT001	5 cm x 5 m, barva červená	526,00	473,40
S8 AT002	5 cm x 5 m, barva modrá	526,00	473,40
S8 AT104	5 cm x 5 m, barva černá	526,00	473,40
S8 AT003	5 cm x 5 m, barva tělová	526,00	473,40
S8 AT015	2,5 cm x 5 m, barva červená, 2 role	526,00	473,40
S8 AT016	2,5 cm x 5 m, barva modrá, 2 role	526,00	473,40
S8 AT017	2,5 cm x 5 m, barva černá, 2 role	526,00	473,40
S8 AT004	2,5 cm x 5 m, barva tělová, 2 role	526,00	473,40

DLAHA NA PRSTY

Dlaha je vyrobena z hliníkového pásku, na jedné straně obsahuje výplňový měkký materiál. Dlaha se snadno tvaruje, zkracuje se pomocí nůžek. Používá se k rychlé a snadné imobilizaci prstů.

**SLEVA
10%**

od 37¹⁷



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
943212	48 cm x 1,2 cm	41,30	37,17
943218	48 cm x 1,8 cm	43,40	39,06
943225	48 cm x 2,5 cm	45,50	40,95

RUDADERM JUNIOR

Náplasti s dětskými motivy

- ekonomické balení
- dětské motivy
- sterilní, jednotlivě balené
- vhodné pro ošetření menších poranění, míst vpichu
- se savým polštářkem
- hypoalergenní
- cena za balení s 500 ks



od 299⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
091105	1,6 x 5,7 cm	299,00
091206	1,9 x 7,6 cm	319,00

RUDAMED® JUNIOR

Sterilní náplast pro ošetření dětských pacientů

- voděodolná, pružná
- kontaktní krycí polštářek
- potištěna dětskými motivy
- šířka 6 cm, délka 10 cm
- cena za balení s 10 ks

25⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
084106	25,00



NÁVLEKY STANDARD

Návleky se používají ke krátkodobým návštěvám jednotek intenzivní péče, lékařských ambulancí a dalších čistých místností. Jsou vyrobeny z polyetylenu. Jsou určeny k jednorázovému použití.

- cena za balení se 100 ks

109⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
675100	109,00



GEKALAST®

- elastické fixační obinadlo
- délka v nataženém stavu 4 m

SLEVA
10%



od 6¹²

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
10228	6 cm x 4 m	6,80	6,12
10232	8 cm x 4 m	8,24	7,42
10211	10 cm x 4 m	9,68	8,71
10217	12 cm x 4 m	12,30	11,07

NOBASTRETCH®

Hnědé, jemně tkané trvale elastické obinadlo s dlouhým tahem je vyrobeno z 97 % z bavlny a ze 3 % z elastanu. Je natažitelné o 170 %. Je vhodné ke kompresím a podpoře svalového a pohybového aparátu. Lze docílit individuálně nastavitelného trvalého klidového tlaku. To je vhodné zvláště u pacientů, kteří musí šetřit nemocná nebo zraněná místa a nesmějí je zatěžovat. Používá se u sportovních zranění. Ve flebologii a ve vnitřním lékařství se používá k podpoře snižování otoků dolních končetin. Délka 7 m.



Obj. kód	Popis	Cena Kč
480706	6 cm x 7 m	85,10
480708	8 cm x 7 m	99,40
480710	10 cm x 7 m	113,00
480712	12 cm x 7 m	140,00

od 85¹⁰



NOBATEL®

Lehké obinadlo se středním tahem je vyrobeno ze 49 % z bavlny a z 51 % z polyamidu. Je natažitelné o 80 %. Používá se jako univerzální obinadlo ve všech oborech medicíny. Délka 5 m.

- cena za balení s 10 ks



od 106²⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
425504	4 cm x 5 m	118,00	106,20
425506	6 cm x 5 m	133,00	119,70
425508	8 cm x 5 m	147,00	132,30
425510	10 cm x 5 m	191,00	171,90
425512	12 cm x 5 m	218,00	196,20
425515	15 cm x 5 m	270,00	243,00
425520	20 cm x 5 m	340,00	306,00

SLEVA
10%

NOBATEX®

Bílé elastické fixační obinadlo se skládá z 71 % z buničité vaty a z 29 % z polyamidu. Má krepovanou strukturu. Používá se k modelaci a fixaci sádrových dlah. Rovněž se používá k fixaci krytí ran, kde se s výhodou využívá jeho výplňový efekt. Délka 4 m.

- cena za balení s 20 ks



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
413345	4 cm x 4 m	98,20	78,56
413365	6 cm x 4 m	128,00	102,40
413385	8 cm x 4 m	140,00	112,00
413405	10 cm x 4 m	168,00	134,40
413425	12 cm x 4 m	194,00	155,20

od 78⁵⁰



SLEVA
20%

NOBALASTIK®

Obinadlo se středním tahem obsahuje 67 % bavlny, 27 % polyamidu a 6 % elastanu. Používá se k fixaci všech typů dlah, při sportovních zraněních k podpůrnému a kompresnímu účinku, v chirurgii ke kompresi hrudníku při zlomeninách žeber a ke stabilizaci krytí ran, ve flebologii k podpůrným obvazům.

- cena za balení s 10 ks

od 119³⁵



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
451304	4 cm x 5 m	141,00	119,85
451306	6 cm x 5 m	173,00	147,05
451308	8 cm x 5 m	182,00	154,70
451310	10 cm x 5 m	229,00	194,65
451312	12 cm x 5 m	270,00	229,50
451315	15 cm x 5 m	339,00	288,15

SLEVA
15%

NOBA® UNIVERSAL

- univerzální obinadlo
- přírodní barva
- elastické, natažitelné o 120 %
- délka 5 m
- cena za balení s 10 ks

SLEVA
30%

od 89⁶⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-30 % Kč
430504	4 cm x 5 m	128,00	89,60
430506	6 cm x 5 m	142,00	99,40
430508	8 cm x 5 m	182,00	127,40
430510	10 cm x 5 m	201,00	140,70
430512	12 cm x 5 m	234,00	163,80
430515	15 cm x 5 m	285,00	199,50
430520	20 cm x 5 m	373,00	261,10



PUR-ZELLIN®

Buničité čtverečky na roli

- okraje tamponů zesílené
- tampony tvaru polštářku
- neprašné, neotírají se
- k čištění pokožky před injekcemi
- jako savý polštářek při malých zraněních
- k lokální dezinfekci
- rozměry 4 x 5 cm
- cena za balení s 500 ks

69³⁰

SLEVA
30%

Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
H2 1432130	99,00	69,30

ZELLTIP ECONOMY

Buničité čtverečky

- extrémně savé
- nepraší
- snadno se oddělují

SLEVA
30%

84⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-30 % Kč
G6 0801	A Zelltip čtverečky, 2 x 520 ks	120,00	84,00
G6 0802	B Omnibox, zásobník na buničité čtverečky	370,00	259,00



MULOVÉ TAMPONY

Jsou vyrobeny z bělených bavlněných vláken. Používají se ve všech oblastech chirurgie, traumatologie a v dalších oborech medicíny.

od 4³¹

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-30 % Kč
877015	Nesterilní, průměr 2,5 cm, 250 ks	198,00	138,60
877020	Nesterilní, průměr 3,0 cm, 250 ks	235,00	164,50
877025	Nesterilní, průměr 3,5 cm, 250 ks	356,00	249,20
877033	Nesterilní, průměr 4,0 cm, 250 ks	456,00	319,20
877040	Nesterilní, průměr 4,5 cm, 250 ks	539,00	377,30
877050	Nesterilní, průměr 5,0 cm, 250 ks	878,00	614,60
735220	Sterilní, velikost švestky, 2 ks	6,16	4,31
735520	Sterilní, velikost švestky, 5 ks	12,30	8,61
735620	Sterilní, velikost švestky, 10 ks	18,30	12,81
735720	Sterilní, velikost švestky, 20 ks	34,30	24,01

SLEVA
30%



STERILUX® NESTERILNÍ

Klasická gázová komprese se založenými okraji

- lze vícenásobně rozložit
- nevytváří třepivé okraje
- výborná savost, prodyšnost, měkkost, hebkost
- k všestrannému ošetření ran
- při prvním ošetření znečištěných ran
- jako tampon při malých zákrocích
- 100 % bavlna
- cena za balení se 100 ks

SLEVA
20%

od 26⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
416800	5 x 5 cm	32,60	26,08
416802	7,5 x 7,5 cm	65,20	52,16
416804	10 x 10 cm	105,00	84,00
418805	10 x 20 cm	248,00	198,40



OMNISPAT STANDARD

Ústní lopatky dřevěné

- nesterilní
- vyrobeny z čistě opracovaného dřeva
- lopatky jsou sterilizovatelné
- délka 15 cm, šířka 1,8 cm
- cena za balení se 100 ks

SLEVA
20%



39⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč	-20 % Kč
922500	49,50	39,60

VELMI SAVÉ KRYTÍ NESTERILNÍ

Vysoce savé krytí na ránu je opatřeno na straně, která nepřiléhá k ráně, pro tekutiny neprostupným zeleným vlísem. Sací korpus má enormní savost a používá se u silně secernujících, infikovaných nebo chronických ran a při tzv. vlhkém hojení ran.

- cena za balení s 25 ks

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-30 % Kč
840011	10 cm x 10 cm	69,10	48,37
840012	10 cm x 20 cm	128,00	89,60
840015	15 cm x 25 cm	194,00	135,80
840022	20 cm x 20 cm	271,00	189,70
840024	20 cm x 40 cm	437,00	305,90

SLEVA
30%

od 48³⁷



VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE

DRACULA

Univerzální nástěnný držák krabiček s rukavicemi

- pomocí samolepicích pásek se přilepí na stěnu
- posuvná čelist umožňuje uchytit krabičku
- zatížitelnost držáku je 1 kg

172²⁰



SLEVA
30%

Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
N9 0850	246,00	172,20

VYŠETŘOVACÍ PRST NOBA®

Pružný pevný vyšetřovací prst z latexu, neprská, snadno se nasazuje.

- cena za balení se 100 ks



65²⁸

SLEVA
20%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
902352	Malý (S)	81,60	65,28
902353	Střední (M)	81,60	65,28
902354	Velký (L)	81,60	65,28
902355	Extra velký (XL)	81,60	65,28

NOBAGLOVE NITRIL ULTRA MODRÉ

Nepudrované lékařské vyšetřovací a ochranné rukavice. Jsou vyrobeny z nitrilového kaučuku. Nesterilní, modrofialové jednorázové rukavice jsou oboustranné, stejné pro pravou i levou ruku. Používají se pro lékařská vyšetření, pro diagnostické a terapeutické účely, pro manipulaci s kontaminovaným zdravotnickým materiálem, pro ochranu před křížovou kontaminací, ale také pro manipulaci s chemikáliemi v lékařství, zdravotnictví nebo laboratořích. Jsou schváleny pro kontakt s potravinami.

- cena za balení se 100 ks



113⁹⁰

SLEVA
15%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
905951	Malé (S)	134,00	113,90
905952	Střední (M)	134,00	113,90
905953	Velké (L)	134,00	113,90

NOBAGLOVE NITRIL CLASSIC

Nitrilové nepudrované vyšetřovací rukavice

- bez pudru, bez latexu, pro citlivou kůži
- nealergizují
- velmi elastické
- netrhají se
- pevné
- cena za balení se 100 ks

99²⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
905561	Malé (S)	124,00	99,20
905562	Střední (M)	124,00	99,20
905563	Velké (L)	124,00	99,20



SLEVA
20%

NOBAGLOVE NITRIL ULTRA BÍLÉ

Nepudrované lékařské vyšetřovací a ochranné rukavice. Jsou vyrobeny z nitrilového kaučuku. Nesterilní, bílé jednorázové rukavice jsou oboustranné, stejné pro pravou i levou ruku. Používají se pro lékařská vyšetření, pro diagnostické a terapeutické účely, pro manipulaci s kontaminovaným zdravotnickým materiálem, pro ochranu před křížovou kontaminací, ale také pro manipulaci s chemikáliemi v lékařství, zdravotnictví nebo laboratořích. Jsou schváleny pro kontakt s potravinami.

- cena za balení se 100 ks

SLEVA
15%

113⁹⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
905981	Malé (S)	134,00	113,90
905982	Střední (M)	134,00	113,90
905983	Velké (L)	134,00	113,90



SOFTHAND® LATEX

Latexové nepudrované vyšetřovací rukavice

- velmi pružné
- výborné úchopové vlastnosti
- netrhají se
- cena za balení se 100 ks

180⁹⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
H9 0400	Extra malé (XS)	201,00	180,90
H9 0401	Malé (M)	201,00	180,90
H9 0402	Střední (M)	201,00	180,90
H9 0403	Velké (L)	201,00	180,90
H9 0404	Extra velké (XL)	201,00	180,90

SLEVA
10%

CURAPOR®

Sterilní samolepicí obvaz

- připraven k okamžitému použití
- ošetření ran a převazy ran všeho druhu
- spolehlivé uzavření obvazu ze všech stran

SLEVA
10%

od 56⁶¹



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
32902	7 cm x 5 cm, 5 ks	62,90	56,61
32903	10 cm x 8 cm, 5 ks	90,30	81,27

DERMAPLAST®

Značkové poinjekční náplasti

- nelepí se k ráně
- nealergizují
- pevně drží
- cenově výhodné
- rozměry 4 x 1,6 cm
- cena za balení s 250 ks

SLEVA
30%



Obj. kód	Cena Kč	-30 % Kč
535381	224,00	156,80

156⁸⁰

RUDANAHT®

Sterilní náplastový steh

Výborně lepicí elastické náplastové pásy se používají k adaptaci okrajů ran u čerstvých zranění. Rovněž je možno je použít na operační rány. Tělová barva.



od 20⁰⁰

SLEVA
20%

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-20 % Kč
060803	75 mm x 3 mm, 5 ks	28,70	22,96
060806	75 mm x 6 mm, 3 ks	25,00	20,00

RUDAVLIES® STERILNÍ

Sterilní rychloobvaz je vyroben z bílého elastického vlásu, který je opatřen hypoalergenním polyakrylátovým lepidlem. Polštářek se nelepí k ráně a má velmi vysokou sací schopnost. Lepidlo výborně drží a nezanechává stopy na kůži.

- cena za balení s 50 ks



od 101⁷⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč	-10 % Kč
072585	5 cm x 7 cm	113,00	101,70
072586	10 cm x 6 cm	214,00	192,60
072587	10 cm x 8 cm	242,00	217,80
072588	12 cm x 10 cm	345,00	310,50
072590	15 cm x 10 cm	402,00	361,80
072591	20 cm x 10 cm	502,00	451,80
072592	25 cm x 10 cm	601,00	540,90
072593	30 cm x 10 cm	886,00	797,40
072595	35 cm x 10 cm	1010,00	909,00

SLEVA
10%

MINISTRIPS®

Poinjekční náplast

- flexibilní hnědý plast
- odolná vodě, nešpiní se
- jednotlivě balena
- cena za balení s 500 ks

od 234⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
090094	0,9 x 3,8 cm	234,00
090105	1,6 cm x 5,7 cm	259,00
090206	1,9 cm x 7,6 cm	292,00
090307	2,5 cm x 7,6 cm	359,00

RUDASILK®

Hypoalergenní hedvábná náplast je opatřena polyakrylátovým lepidlem. Je vhodná k fixaci krytí, obvazů, sond, katetrů, apod. ve všech oborech medicíny.

SLEVA
15%



od 22⁰²



Obj. kód	Popis	Cena Kč	-15 % Kč
070591	1,25 cm x 9 m, bez bočních kroužků	25,90	22,02
070592	2,5 cm x 9 m, bez bočních kroužků	51,40	43,69
070595	5 cm x 9 m, bez bočních kroužků	76,00	64,60

VARNÁ KONVICE KE 411

Nová varná konvice Catler KE 411 nabízí nejen vysoký výkon, který vodu ohřeje bleskově, ale také krásný skleněný design s modrým podsvícením. Díky LED podsvícení si užijete podmanivou krásu vařící vody.

Konvice je vybavena ochranou proti přehřátí. Kvalitní bezpečnostní sklo v kombinaci s nerezem zkrášlí každou kuchyňskou linku. S kapacitou 1 litr šetříte čas i energii, ohříváte jen tolik vody, kolik potřebujete. V tom vám pomůže i dobře viditelný vodoznak.

- objem 1 l
- modré led světlo zabudované v těle konvice
- výklopné víko, snadné otevírání víka stisknutím tlačítka
- skryté nerezové topné těleso
- ochrana proti vyvaření a přehřátí
- při varu se automaticky vypne
- ukazatel hladiny vody
- konektor strix
- příkon 2200 W



NOVINKA

790⁰⁰

Obj. kód	Cena Kč
KE 411	790,00

THE SMART KETTLE

Rychlovarná konvice s nastavením teploty

- objem 1,7 l
- otočná základna o 360°
- oboustranný vodoznak
- vyjímatelný filtr
- podsvětlená tlačítka ovládacího panelu
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- nastavení teplot: 80, 85, 90, 95 a 100 °C
- funkce pro udržení nastavené teploty po dobu 20 minut
- zvuková signalizace dosažení nastavené teploty/varu
- automatické vypnutí
- ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
- příkon: 2200 W
- rozměry: 22,2 x 19 x 24,8 cm

**SLEVA
10%**

2 699¹⁰



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
SKE825BSS	2 999,00	2 699,10

RYCHLOVARNÁ TERMOKONVICE KE 8120

Rychlovarná konvice Catler KE 8120 s regulací teploty přináší inteligentní řešení do každodenního vaření vody. Je to konvice a termoska zároveň. Elektrická konvice vodu rychle uvaří a termoska ji díky vrstvě vakua mezi pláštěmi uchová horkou až několik hodin. Nevaříte zbytečně litry vody, šetříte čas i životní prostředí. Voda zůstane dostatečně horká s minimem energie na dohřátí. Požadovanou teplotu vody navolíte na přehledném dotykovém panelu. Konvice pracuje tiše a maximálně bezpečně - stěny jsou chladné i při varu a díky zámku víka její obsah při převrnutí nevyteče. Konvice uchová vodu horkou i studenou až několik hodin.

- objem 1,5 l
- dotykový panel s volbou
- teploty od 40 do 100 °C
- robustní vnější i vnitřní plášť z nerezové oceli
- ovládací panel s nastavením teploty
- maximálně bezpečná
- zámek víka proti opaření
- kvalitní nerez zvenku i zevnitř
- anti-drip hubice
- 360° základna strix
- automatické vypnutí
- světelný spínač
- příkon 1500 W - 1800 W
- délka přívodního kabelu 70 cm
- výška podstavce 3 cm
- rozměry (VxŠxH) 28 x 15 x 22 cm

1 889⁰⁰



NOVINKA

Obj. kód	Cena Kč
KE 8120	1 889,00

THE TEA MAKER

Automatický čajovar

1. Do konvice nalijete vodu (max. 1,2 l).
2. Na nerezové sítko položíte sypaný čaj nebo čaj v sáčku.
3. Nastavíte program pro správnou teplotu louhování čaje (zelený, černý, bílý...).
4. Nastavíte požadovanou intenzitu čajového výluhu (silný, střední, slabý).
5. Nastavíte čas, ve který má být čaj hotov.

A odejdete domů...

Před Vaším příchodem do ambulance přístroj automaticky ohřeje vodu na správnou teplotu podle typu čaje, sítko s čajem sjede dolů a vyjede nahoru přes ohřátou vodu, čaj se tak správně vyluhuje. Nakonec se sítko zastaví nahoře, aby čaj nebyl ponořen ve vodě a dále se nelouhoval.

Po příchodu do ambulance máte správně vylouhovaný a temperovaný čaj k okamžitému použití.

5 399¹⁰

**SLEVA
10%**



Obj. kód	Cena Kč	-10 % Kč
BTM800	5 999,00	5 399,10

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO SERVOCOMFORT

Cenově výhodné lékařské lehátko

- dvoudílné
- nastavitelná opěrka hlavy
- ocelový rám s práškovým nástřikem RAL 9002
- tloušťka čalounění 50 mm
- zatížitelnost 225 kg
- rozměry 65 x 195 cm, výška 65 cm
- hmotnost 35 kg

Lehátko nemá nivelační šrouby pro nastavení výšky.



12 990⁰⁰

NOVINKA

Obj. kód	Popis	Cena Kč
F8 211108W	Vyšetřovací lehátko Servocomfort, barva bílá	12 990,00
F8 211108S	Vyšetřovací lehátko Servocomfort, barva černá	12 990,00
S7 200097	Držák papírových rolí max. šířky 50 cm	990,00

VYŠETŘOVACÍ ŽIDLE SERVOCOMFORT

- polstrované sedátko s dezinfikovatelným potahem ze syntetické kůže
- bílá barva
- hliníková 5ramenná základna
- kolečka na tvrdou podlahu s chromovanými kryty
- bezpečnostní plynová pružina s plynulým nastavením
- nastavitelná výška 41,5 - 52,5 cm
- průměr sedáku 39 cm
- výška sedáku cca 5 cm
- max. nosnost 120 kg
- hmotnost 5,8 kg

5 990⁰⁰

NOVINKA



Obj. kód	Cena Kč
F8 1296W	5 990,00

SCHŮDEK K LEHÁTKŮM XXL

Tento schůdek má zesílený rám s přídavnými příčnými výztuhami pro maximální zatížení 250 kg. Povrch je opatřen protiskluzovou vrstvou.

- rozměry horní plochy 27,9 x 35,6 cm
- plocha základny 30,5 x 40,6 cm
- výška 22,5 cm
- max. nosnost 250 kg

NOVINKA



1 980⁰⁰


Obj. kód	Cena Kč
M1 6560	1 980,00

VYŠETŘOVACÍ VOZÍK MEDINET

- odolná ocelová konstrukce 20 x 20 mm, nástřik práškovou šedohliníkovou barvou RAL 9007
- zaoblené hrany profilů, odolnost proti chemikáliím, snadno se čistí
- předmontované kolejničky pro 1 zásuvku
- 1 zásuvka na hladce se pohybujících kuličkových vedeních součástí dodávky
- ergonomická rukojeť, rozteč 192 mm, nástřik práškovou šedohliníkovou barvou RAL 9007
- deska stolu a police v perlově bílé barvě
- dvojitá krytá kolečka průměru 75 mm
- možnost připevnění další zásuvky (celkem max. 2 zásuvky)
- rozměry 58 x 45 cm, výška 75 cm
- pracovní zátěž celková do 50 kg, zásuvka do 10 kg, deska stolu a police do 20 kg
- německá kvalita se 100letou tradicí

Dodává se v rozloženém stavu.

NOVINKA



9 990⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena Kč
F7 0101	Vyšetřovací vozík Medinet, jedna zásuvka	9 990,00
S7 201300	Kompletní zásuvka navíc pro vozík Medinet	3 890,00

EKO PRODUKTY

VELKÝ SORTIMENT DALŠÍCH EKONOMICKÝCH VÝROBKŮ NA WWW.OMNIPRAX.CZ

RUKAVICE EKO NITRIL

Vyšetřovací rukavice

- bezlatexové
- nealergizující nepudrované
- cena za balení se 100 ks

79⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena Kč
EKO-Nitril-XS	Extra malé (XS)	79,00
EKO-Nitril-S	Malé (M)	79,00
EKO-Nitril-M	Střední (M)	79,00
EKO-Nitril-L	Velké (L)	79,00
EKO-Nitril-XL	Extra velké (XL)	79,00

INFÚZNÍ SOUPRAVA EKO

Infúzní souprava pro gravitační infúze

- komůrka objemu 13 ml
- délka komůrky 50 mm
- bakteriální filtr
- velké dávkovací kolečko
- luer lock konektor na konci hadičky
- spojovací hadička bez latexu

14⁹⁰



Obj. kód	Cena Kč
H7 0303-ECO	14,90

OXYMETR EKO

Snadno použitelný, spolehlivý pulzní oxymetr

- ovládání jedním tlačítkem
- otočný displej
- výsledky jsou přehledně zobrazeny na LCD displeji
- měření SpO₂: rozsah měření: 0 - 100 %, přesnost: 70-100 %, ± 2 %, dílky po 1 %
- tepová frekvence měření: 30 - 250 p/min., přesnost: ± 2 p/min., dílky po 1 p/min.
- napájení 2 bateriemi AAA
- rozměry 5,9 x 3,3 x 3,2 cm
- hmotnost 52 g s bateriemi

790⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
UP-200	790,00

FONENDOSKOP STANDARD EKO

- hadička 110 cm
- průměr koncovky 45 mm

390⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
G5 00162	390,00

BACOBAN® NEALKO TISSUES

Rychlá dezinfekce všech lékařských přístrojů a povrchů

- účinek během 5 minut
- neobsahují alkohol, fenoly a aldehydy
- vhodný i pro ultrazvukové sondy
- cena za balení s 50 ks

198⁰⁰



Obj. kód	Cena Kč
BACDLTU	198,00

TEPLOMĚR EKO

Infračervený teploměr

- technologie dvojité sondy pro rychlé a přesné měření teploty
- bezkontaktní měření pro zamezení křížové infekce
- automatická detekce vzdálenosti mezi teploměrem a pacientem zajišťuje maximální přesnost
- bezkontaktní a rychlé měření teploty během pouhé 1 sekundy
- přepínatelné režimy měření pro záznam tělesné teploty, teploty povrchů (kojenecké lahve, kaše atd.) nebo pokojové teploty
- zobrazení naměřených hodnot na jasném a přehledném LCD displeji
- tichá vibrační funkce alarmu, neruší spící testované osoby
- vhodné pro všechny věkové skupiny, dospělé, děti, kojence
- automatické vypnutí při nepoužívání (30 sekund)

Technické specifikace

- rozsah měření tělesné teploty: 32-43 °C, odchylka $\pm 0,2-0,3$ °C
- rozsah měření povrchů: 0-60 °C
- rozsah měření pokojové teploty: 0-40 °C
- rozměry: cca. 154 x 40 x 31 mm
- hmotnost: 64 gramů (bez baterií)
- napájení: 2 baterie AA

Obj. kód	Cena Kč
E3 25-315	990,00

990⁰⁰



TLAKOMĚR MANUÁL EKO

- pohodlná a nastavitelná manžeta s rozsahem od 18 do 42 cm obvodu paže
- přesnost ± 3 mm Hg, stupnice po 2 mm Hg
- rozsah měření 0 - 300 mm Hg
- rozměry 220 x 110 x 60 mm, hmotnost 409 g

Snadno čitelný displej – usnadňuje rychlou a snadnou interpretaci dat. **Klinická přesnost** – zajišťuje konzistentně přesné naměřené hodnoty pro vyšší diagnostickou jistotu. **Robustní design** - vyroben pro dlouhou životnost a snadné použití v náročných zdravotnických prostředích.



Obj. kód	Cena Kč
UA-100	590,00