

HARRMED PRE VŠETKÝCH LEKÁROV



**BUDÚCNOŠŤ
FONENDOSKOPOV JE TU!**
viď. strana 24

Objednávajte:
www.harrmed.sk
02/3241 0603
info@harrmed.sk

Ceny, zľavy a akcie platia od 3.11. do 30.11.2025.

ADSCOPE

Univerzálny fonendoskop pre najnáročnejšiu klientelu

- dobre ohybné hadičky bez ťtalátov
- špeciálne formovaná hrudná koncovka zaručuje dokonalé počúvanie
- adjustovateľná membrána na počúvanie vysokých aj nízkych frekvencií
- protichladový krúžok na membráne
- hmotnosť hrudnej koncovky 79 g
- celková hmotnosť 152 g
- priemer membrány 5,5 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm
- celková dĺžka 76 cm

Dva páry náhradných oliviek a identifikačný štítok na označenie mena majiteľa sú súčasťou dodávky.

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
AD-615FV	Farba ametystová	93,44	84,10
AD-615MRS	Farba metalicky malinová	93,44	84,10
AD-615BK	Farba čierna	93,44	84,10
AD-615BD	Farba burgundská	93,44	84,10
AD-615DG	Farba zelená	93,44	84,10
AD-615LB	Farba nebeská	93,44	84,10
AD-615LV	Farba levandulová	93,44	84,10
AD-615MCA	Farba metalická karibská	93,44	84,10
AD-615R	Farba červená	93,44	84,10
AD-615N	Farba námornícka	93,44	84,10
AD-615O	Farba pomarančová	93,44	84,10
AD-615P	Farba ružová	93,44	84,10
AD-615RB	Farba modrá	93,44	84,10
AD-615TL	Farba zelenomodrá	93,44	84,10
AD-615TQ	Farba tyrkysová	93,44	84,10
AD-615V	Farba indigo	93,44	84,10
AD-615ST	Farba taktická	93,44	84,10
AD-615MG	Farba metalicky šedá	93,44	84,10
AD-615MCB	Farba metalicky nebeská	93,44	84,10
AD-615G	Farba šedá	93,44	84,10
AD-615FG	Farba diamantová	93,44	84,10

Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harmedmed.sk

ZĽAVA
10%



Špeciálna hrudná koncovka pre výborné počúvanie

84¹⁰

LITTMANN® CLASSIC III

Najnovší fonendoskop Littmann®

- membrána na oboch stranách
- vhodný pre auskultáciu dospelých i detí
- malú membránu možno sňať a vytvoriť tak klasický lievik
- nový typ hadičiek s dlhou životnosťou
- hadičky odolné dezinfekčným roztokom
- olivky z príjemného materiálu netlačí v ušiach
- celková dĺžka 69 cm
- priemer veľkej membrány 4,3 cm
- priemer malej membrány 3,3 cm
- hmotnosť 150 g

Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harmedmed.sk



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
G5 5620	Farba čierna	182,98	155,53
G5 5622	Farba námornícka	182,98	155,53
G5 5627	Farba vínová	182,98	155,53
G5 5803	Farba black edition	182,98	155,53
G5 5809	Farba čokoládová	182,98	155,53
G5 5832	Farba levandulová	182,98	155,53
G5 5835	Farba tyrkysová	182,98	155,53
G5 5839	Farba citrónová	182,98	155,53
G5 5621	Farba šedá	182,98	155,53
G5 5623	Farba karibská modrá	182,98	155,53
G5 5831	Farba slivková	182,98	155,53
G5 5648	Farba malinová	182,98	155,53
G5 5912C	Farba marína	182,98	155,53
G5 5910C	Farba ružové šampanské	182,98	155,53
G5 5630	Farba nebeská	182,98	155,53
G5 5875	Farba limetková	182,98	155,53
G5 5633	Farba perlová	182,98	155,53

155⁵³

ZĽAVA
15%



3M

LITTMANN® CARDIOLOGY IV

Nový fonendoskop Littmann® so špeciálnou hrudnou koncovkou

Na oboch stranách koncovky je jednodielna membrána pre najlepšie možné počúvanie detí a dospelých, vynikajúci prenos tónov vysokej aj nízkej frekvencie. Dvojitá hadička vedie zvuky nezávisle do oboch uší, prakticky stereofónne počúvanie, systém eliminuje rušivé hluky z okolia. Mäkké olivky dobre sedia v ušiach a netlačia. Dvojitú pružinu možno individuálne prispôsobiť podľa veľkosti hlavy. Hadíčky zo špeciálneho, najmodernejšieho materiálu, ktorý neobsahuje latex, je odolný čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
G5 6152	A Farba čierna, dĺžka hadičiek 69 cm	308,87	277,98
G5 6151	A Farba čierna, dĺžka hadičiek 56 cm	308,87	277,98
G5 6154	C Farba námornícka modrá, dĺžka hadičiek 56 cm	308,87	277,98
G5 6155	E Farba lovecká zelená, dĺžka hadičiek 56 cm	308,87	277,98
G5 6156	F Farba slivková, dĺžka hadičiek 56 cm	308,87	277,98
G5 6158	Farba malinová, dĺžka hadičiek 56 cm	308,87	277,98

LITTMANN® CLASSIC II - PRE DETI

- krúžok proti chladu
- dvojfrekvenčná membrána
- dĺžka fonendoskopu 71 cm
- hmotnosť 125 g
- priemer membrány 37 mm



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
G5 2113	Farba čierna	156,00	132,60
G5 2119	Farba karibská modrá	156,00	132,60
G5 2153	Farba karibská modrá/dúhová	168,51	143,23
G5 2122	Farba rubínová	156,00	132,60

G5 2153 - dúhová koncovka

BOOSTER

Elektronický zosilňovač zvukov

- zosilňovač umožňuje až 40-násobné zosilnenie počúvacích zvukov
 - hlasitosť je možné znížovať a zvyšovať pomocou tlačidiel
 - možno tiež ukladať posluchový nálež do pamäte (15, 30, 60 alebo 120 sekúnd)
 - Booster je možné pripnúť medzi hrudnú koncovku a hadičku u mnohých fonendoskopov (nie ku všetkým)
 - fonendoskop nie je súčasťou dodávky
- Pomocou mobilnej aplikácie EKO, ktorá je k dispozícii pre systémy iOS a Android, je možné Booster pripnúť cez Bluetooth k telefónu a posluchový nálež prehrať.

Technické vlastnosti:

- akumulátor napájaný cez USB kábel z akejkoľvek USB nabíjačky (nabíjačka nie je súčasťou dodávky)
- 8 hodín prevádzky na jedno nabitie

Obj. kód	Cena €
G-32594	308,87



308⁸⁷

NON-LITTMANN DIGITAL DUAL

Zosilňujúci fonendoskop Dual

- otočná koncovka
- membrána priemeru 43,3 mm, lieviek priemeru 36 mm
- veľmi mäkké olivky
- čierna farba hadičiek
- súčasťou dodávky fonendoskop, náhradná membrána a olivky, zosilňovač Booster



**ZĽAVA
10%**

316³³

Obj. kód	Cena €	-10 % €
G-32610	351,48	316,33

LITTMANN® DIGITAL

Zosilňujúci fonendoskop Littmann® Cardiology IV

- na oboch stranách koncovky je jednodielna membrána pre najlepšie možné počúvanie detí a dospelých
- vynikajúci prenos tónov vysokej aj nízkej frekvencie.
- dvojité hadičky vedie zvuky nezávisle do oboch uší, prakticky stereofónne počúvanie, systém eliminuje rušivé hluky z okolia
- mäkké olivky dobre sedia v ušiach a netlačia
- dvojité pružiny je možné individuálne prispôsobiť podľa veľkosti hlavy.
- hadičky zo špeciálneho, najmodernejšieho materiálu, ktorý neobsahuje latex, je odolný čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
- priemery hrudnej koncovky 3,3 a 4,3 cm
- celková dĺžka 69 cm
- celková hmotnosť 232 g
- hmotnosť hrudnej koncovky 67 g
- súčasťou dodávky fonendoskop Littmann® a zosilňovač Booster



390⁵⁸



Obj. kód	Cena €
G-32600	390,58

HBP 1120

Ambulantný tlakomer na meranie dospelých a detí od 3 rokov

- indikácia arytmií
- výber z 5 manžiet rôznych veľkostí
- auskultačné alebo oscilometrické meranie
- veľký, dobre čitateľný displej
- napájanie batériami alebo pomocou sieťového adaptéra
- presnosť ± 3 mmHg
- hmotnosť 510 g
- rozmery 130 x 170 x 120 mm

Súčasť dodávky: tlakomer, manžeta M, sieťový adaptér

OMRON

ZĽAVA
10%



262⁹¹

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
HEM-1120	Tlakomer HBP 1120	291,45	262,31
HEM-GS2-SS	XS, 12-17 cm, šírka 7 cm, dĺžka 1 m	47,31	42,58
HEM-GS2-S	S, 17-22 cm, šírka 10 cm, dĺžka 1 m	50,26	45,23
HEM-GS2-M	M, 22-32 cm, šírka 14 cm, dĺžka 1 m	54,49	49,04
HEM-GS2-L	L, 32-42 cm, šírka 17 cm, dĺžka 1 m	67,16	60,44
HEM-GS2-XL	XL, 42-50 cm, šírka 20 cm, dĺžka 1 m	100,95	90,86

TONOMETER S EKG

Prístroj meria krvný tlak a jednorázové EKG. Po dokončení záznamu EKG sa výsledky zobrazia v aplikácii OMRON connect. Pripojenie pomocou Bluetooth k mobilnému telefónu s aplikáciou Omron connect (Android, iOS).

- mäkká manžeta pre normálnu a silnú ruku (22 - 42 cm)
- presnosť ± 3 mmHg
- hmotnosť 550 g
- rozmery 232 x 98 x 123 mm

Súčasť dodávky: tlakomer, manžeta L, 4 ks batérií AA, cestovné puzdro



OMRON

ZĽAVA
10%



188¹⁷

Obj. kód	Cena €	-10 % €
HEM-1430	209,08	188,17

HBP 1320

Ambulantný tlakomer na meranie dospelých a detí od 3 rokov

- ľahké prenášanie pomocou rukoveti
- možnosť nastavenia 4 rozsahov tlakovania pri oscilometrickom meraní (auto, 220, 250, 280 mmHg)
- indikácia arytmií
- výber z 5 manžiet rôznych veľkostí
- auskultačné alebo oscilometrické meranie
- veľký, dobre čitateľný displej
- napájanie pomocou akumulátora
- presnosť ± 3 mmHg
- hmotnosť 620 g
- rozmery 123 x 201 x 99 mm

Súčasť dodávky: tlakomer, manžeta M, manžeta L, akumulátor, sieťový adaptér

OMRON

375⁹⁷



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
HEM-1320	Tlakomer HBP 1320	417,74	375,97
HEM-GS2-SS	XS, 12-17 cm, šírka 7 cm, dĺžka 1 m	47,31	42,58
HEM-GS2-S	S, 17-22 cm, šírka 10 cm, dĺžka 1 m	50,26	45,23
HEM-GS2-M	M, 22-32 cm, šírka 14 cm, dĺžka 1 m	54,49	49,04
HEM-GS2-L	L, 32-42 cm, šírka 17 cm, dĺžka 1 m	67,16	60,44
HEM-GS2-XL	XL, 42-50 cm, šírka 20 cm, dĺžka 1 m	100,95	90,86

ZÁPÄSTNÝ BEZHLUČNÝ TONOMETER

Zápästný tlakomer na meranie krvného tlaku cez deň aj v noci počas spánku. Pripojenie pomocou Bluetooth k aplikácii Omron connect pre mobilné telefóny so systémom Android/iOS

- 3 automatické merania počas noci
- nepočuteľný kompresor nebudí používateľa počas spánku
- vhodný aj pre obežných pacientov s obvodom zápästia 13,5 až 21,5 cm
- presnosť ± 3 mmHg
- hmotnosť 110 g
- rozmery 101 x 55 x 17 mm

Súčasť dodávky: tlakomer, manžeta, 2 ks batérií typu AAA, cestovné puzdro

ZĽAVA
10%



223⁹¹

OMRON

Obj. kód	Cena €	-10 % €
HEM-1530	248,79	223,91



AMBULANT KLASIK

Bezortuťový manuálny tlakomer

- rovnaká presnosť ako ortuťový tlakomer
- rovnaký postup merania ako u ortuťového tlakomeru
- navyše automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- dobre čitateľný displej nastaviteľný do rôznych polôh
- madlo pre jednoduché prenášanie
- ľahko sa dezinfikuje a čistí
- neobsahuje toxické látky
- ľahko vymeniteľné manžety pre všetky typy pacientov
- napájanie 2 batériami typu AA, vydrží až na 2000 meraní
- rozsah merania 0 - 300 mm Hg
- 40 - 180 pulzov za minútu
- presnosť ± 3 mm Hg
- hmotnosť 520 g
- rozmery 98 x 67 x 324 mm
- súčasť dodávky: tlakomer, manžeta pre dospelých (22 - 32 cm), batérie

125³⁰

ZĽAVA
15%

ODPORÚČANÝ BRITSKOU
SPOLOČNOSŤOU PRE HYPERTENZIU



Obj. kód	Cena €	-15 % €
UM-102A	147,41	125,30

AMBULANT PLUS

Bezortuťový manuálny tlakomer

- rovnaká presnosť ako ortuťový tlakomer
- rovnaký postup merania ako u ortuťového tlakomeru
- navyše automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- dobre čitateľný displej nastaviteľný do rôznych polôh
- madlo pre jednoduché prenášanie
- ľahko sa dezinfikuje a čistí
- ľahko vymeniteľné manžety pre všetky typy pacientov
- napájanie 2 batériami typu AA, vydrží na 2000 meraní
- rozsah merania 0 - 300 mm Hg, 40 - 180 pulzov za min.
- presnosť ± 3 mm Hg
- hmotnosť 540 g
- rozmery 98 x 326 x 202 mm
- súčasť dodávky: tlakomer, manžeta pre dospelých (22 - 32 cm), batérie

145³⁰

ODPORÚČANÝ BRITSKOU
SPOLOČNOSŤOU PRE HYPERTENZIU



ZĽAVA
20%



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
UM-102B	Ambulant Plus, manžeta pre dospelých, 22 - 32 cm	181,63	145,30
UM-ST001	Pojazdný stojan	225,56	180,45

AMBULANT PROFI

Bezortuťový profesionálny automatický tlakomer

- rovnaká presnosť ako ortuťový tlakomer
- manuálne aj automatické meranie, auskultačná alebo oscilometrická metóda
- automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- automatické zobrazenie nepravdivého pulzu
- dobre čitateľný, podsvietený displej
- zobrazenie teploty miestnosti na displeji
- možnosť nastavenia tlakovania manžety (auto, 220/250/280 mm Hg)
- možnosť nastavenia rýchlosti vypúšťania manžety (2,5 alebo 5,0 mm Hg)
- košík pre uloženie manžety v zadnej časti prístroja
- napájanie akumulátorom, na jedno nabitie až 300 meraní
- rozsah merania 0 - 299 mm Hg, 40 - 200 pulzov za minútu
- presnosť ± 3 mm Hg
- hmotnosť 550 g, rozmery 120 x 200 x 140 mm
- súčasť dodávky: tlakomer, manžeta pre dospelých (22 - 32 cm), akumulátor, sieťový adaptér

333¹⁸

SCHVÁLENÝ BRITSKOU
SPOLOČNOSŤOU PRE HYPERTENZIU

ZĽAVA
15%



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
UM-211	Ambulant Profi, manžeta pre dospelých, 22 - 32 cm	391,98	333,18
CUF-KS-A	Manžeta pre dospelých, 22-32 cm	42,24	35,90
CUF-KS-LA	Manžeta pre veľkých dospelých, 31-45 cm	51,53	43,80
CUF-KS-LL	Manžeta pre obéznych, 41-50 cm	75,19	63,91
CUF-KS-SA	Manžeta pre malých dospelých, deti, 16-24 cm	42,24	35,90
CUF-KS-SS	Manžeta pre deti, 12-17 cm	42,24	35,90

DURASHOCK®

- nerozbitný tlakomer
- neobsahuje mechanické diely
- odolný nárazom a pádom na zem
- vydrží pád z výšky 75 cm bez poškodenia
- presnosť ± 3 mm Hg
- hmotnosť 60 g
- elegantný dizajn
- veľká, dobre čitateľná stupnica
- konektor pre rýchlu výmenu manžiet
- odolný balónik pre rýchle nafukovanie
- manžeta pre dospelých
- pre obvod paže od 29 do 42 cm
- puzdro

ZĽAVA
10%

102²⁶



Obj. kód	Cena €	-10 % €
E3 D55401189CB	113,62	102,26

BABYPRESS

Lekársky ambulantný tlakomer na meranie tlaku detí a dojčiat

- veselý dizajn manžiet
- rozsah merania do 300 mm Hg, presnosť ± 3 mm Hg
- súčasťou dodávky dve manžety, pre deti a pre dojčatá

63⁸⁶



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
E3 1090K-SET	70,96	63,86

OMRON M6 NEW

Automatický digitálny tlakomer

- veľký displej, ktorý prehľadne zobrazuje systolický a diastolický tlak a pulz a indikuje prípadné arytmie pacienta
- tuhá predĺžená manžeta pre meranie dospelých a obéznych
- k tomuto tlakomeru nemožno pripojiť mäkkú manžetu ani manžetu pre meranie detí
- sieťový adaptér

OMRON

ZĽAVA
10%

98⁴⁶

SIEŤOVÝ ADAPTÉR ZADARMO



Obj. kód	Cena €	-10 % €
HEM-M6 AC	109,40	98,46

OMRON 907

Profesionálny automatický tlakomer

Tlakomer ticho a rýchlo nafukuje manžetu a meria tlak buď úplne automaticky oscilometrickou metódou, alebo je možné tlak merať Korotkovovou metódou pomocou fonendoskopu. Tlakomer je napájaný pomocou transformátora priamo zo siete elektrického rozvodu alebo pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou dodávky. Akumulátor na jedno nabitie umožňuje až 300 meraní.

OMRON

ZĽAVA
10%

657⁶⁶



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
E3 907	Omron 907, manžeta pre dospelých	730,73	657,66
HEM-nms907	Štandardná manžeta	127,14	114,43
HEM-nmv907	Veľká manžeta	137,70	123,93

OMRON M3 NEW

Digitálny tlakomer

- kontrola správneho utiahnutia manžety, nový dizajn displeja pre optimálny uhol pohľadu
- mäkká, predĺžená manžeta pre meranie dospelých i obéznych
- k tlakomeru možno pripojiť detskú manžetu
- sieťový adaptér

SIEŤOVÝ ADAPTÉR ZADARMO

ZĽAVA
10%

81³⁵



OMRON

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
HEM-M3 AC	Omron M3 NEW	90,39	81,35
HEM-EASY CH	Manžeta pre deti, iba pre nový tlakomer M3	51,95	46,76

ADVISIT

Presný jednoručný ambulantný tlakomer

- presnosť ± 3 mm Hg
- svetielkujúci displej
- tlačidlový vypúšťací ventil v zadnej časti prístroja
- manžeta pre dospelých (obvod paže 23 - 40 cm)
- japonská meracia jednotka

83⁷⁹

ZĽAVA
17%

Obj. kód	Cena €	-17 % €
AD-703-11ABK	100,95	83,79



BOSOMED

Mechanický jednoručný ambulantný tlakomer

- dvojitá hadička
- priemer manometra 60 mm
- ochrana proti nárazu
- súčasťou dodávky manžeta pre dospelých s integrovaným fonendoskopom

ZĽAVA
20%

Obj. kód	Cena €	-20 % €
E3 04	95,04	76,03



76⁰³

PRECISA®

Deformačný tlakomer

- puzdro tlakomeru z hliníka
- presnosť ± 3 mm Hg
- dobre čitateľná stupnica priemeru 53 mm
- kovová rýchlospojka medzi manžetou a tlakomerom
- precízny vypúšťací ventil pre pomalé vypúšťanie manžety
- vrátane manžety pre dospelých a vinylové tašky

77⁵⁵



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
1362	86,17	77,55

BOSOMAN

Mechanický jednoručný ambulantný tlakomer

- dvojitá hadička
- priemer manometra 60 mm
- ochrana proti nárazu
- súčasťou dodávky manžeta pre dospelých

ZĽAVA
15%



72⁸⁹

Obj. kód	Cena €	-15 % €
E3 0101	85,75	72,89

OMNISCOPE

Otoskop s nezničitelným osvetlením

Osvetľovacie teleso má životnosť 100 000 hodín (cca. 11 rokov). Jasné biele "slnéčné" svetlo, jas svetla 10x vyšší ako pri otoskope s halogénovým osvetlením. Svetlo neobsahuje ultrafialové lúče, nedochádza k únave očí u lekára. Odolný držiak z ľahkého hliníka používaného pri výrobe lietadiel. Prevádzka na lítiový akumulátor (kapacita 2200 mA), akumulátor má životnosť 800 nabíjajúcich cyklov (nabíja sa 4 hodiny, svieti 3,5 hodiny). Možnosť pripojenia balónika na vykonanie pneumatického testu. Výkyvná lupa (zväčšuje 3x). Súčasťou dodávky je akumulátor, nabíjací stojan a sada ušných špekúl rôznych veľkostí (4 x 25 ks, 5, 4, 3, 2,5 mm).

ZĽAVA
30%



342¹⁰



Obj. kód	Cena €	-30 % €
SO-ADA-D	488,72	342,10

OMNISCOPE PLUS

Otoskop a hrdloskop s nezničitelným osvetlením

- životnosť 100 000 hodín (cca. 11 rokov)
- jasné biele "slnéčné" svetlo
- jas svetla 10x väčší než u halogénového osvetlenia
- svetlo neobsahuje ultrafialové lúče
- odolné držiaky z ľahkého hliníka
- lítiový akumulátor (kapacita 2200 mA)
- životnosť akumulátora 800 nabíjajúcich cyklov
- možnosť pripojenia balónika pre prevedenie pneumatického testu
- výkyvná lupa (zväčšuje 3x)
- 2 akumulátory, nabíjací stojan
- sada ušných špekúl rôznych veľkostí (4 x 25 ks, 5, 4, 3, 2,5 mm)



Otoskop



Hrdloskop

398⁷⁹

ZĽAVA
25%

Obj. kód	Cena €	-25 % €
SO-ST-ADA-D	531,72	398,79



Nabíjací stojan nabíja iba v jednom slot

OTOPLUS

Otoskop s nezničitelným osvetlením

- životnosť osvetľovacieho telesa 100 000 hodín (cca. 11 rokov)
- jasné biele "slnéčné" svetlo, jas svetla 10x väčší než u otoskopu s halogénovým osvetlením
- žiadne ultrafialové lúče, nedochádza k únave očí u lekára.
- ľahký držiak z kvalitného hliníka používaného pri výrobe lietadiel
- prevádzka na lítiový akumulátor (kapacita 2200 mA)
- životnosť akumulátora 800 nabíjajúcich cyklov (nabíja sa 4 hodiny, svieti 3,5 hodiny)
- možnosť pripojenia balónika pre prevedenie pneumatického testu
- výkyvná lupa (zväčšuje 3x)
- súčasťou dodávky je sieťový adaptér a 100 ks špekúl rôzneho priemeru



327²⁴



Obj. kód	Cena €
SO-05-B	327,24

BODYMETER

Zvinovací meter

- pripevní sa na stenu do výšky 2,2 m
- rameno metra sa sťahuje k temenu hlavy pacienta
- v okienku sa zobrazí výška
- rozsah merania 0 - 2200 mm
- dieliky po 1 mm
- rozmery 140 x 130 x 35 mm
- hmotnosť 180 g



134

Obj. kód	Cena €
MZ10017	13,64

PERIMETER

Mierka obvodu sa používa k jednoduchému zisteniu obvodu končatín, kĺbov, brucha, a pod. Po vytiahnutí mierky zo schránky sa stlačí tlačidlo a mierka sa opäť rýchlo navinie späť do schránky. Rozsah merania je 50 až 1500 mm, dieliky po 1 mm, rozmery mierky sú 55 x 20 x 80 mm, hmotnosť je 45 g.



ZĽAVA
25%

Obj. kód	Cena €	-25 % €
MZ10021	10,13	7,60

SCALUS MIDI

Profesionálna lekárska ambulantná váha

Váha má certifikát prvotného overenia a je následne metrologicky overiteľná. Vyhlásenie o zhode ako prostriedok zdravotníckej techniky triedy I.

- veľmi široká vážiaca plocha
- veľký LCD displej na midi stĺpiku
- funkcia tara, hold, BMI a matka / dieťa
- prevádzka na batérie alebo sieťový adaptér, adaptér je súčasťou dodávky
- zaťažiteľnosť 250 kg
- dieliky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozmery 35 x 45 x 27 cm
- rozmery vážiacej plochy 35 x 45 cm
- hmotnosť 7 kg



DO 250 kg



ZĽAVA
10%

436³³

Obj. kód	Cena €	-10 % €
M320000-02	484,81	436,33

BACILLOL® TISSUES

Účinná dezinfekcia lekárskeho prístroja a povrchov

- rozsiahle spektrum účinnosti
- rýchla účinnosť za 30 sekúnd
- výborná materiálová znášanlivosť

od 10⁶⁸



ZĽAVA
20%

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
E1 975670-s	Dóza so 100 ks	14,28	11,42
E1 975673-s	Náhradná náplň, 100 ks	13,35	10,68

BABYLA STANDARD

Kompaktná dojčenská váha

- veľká vážiaca plocha
- dobre čitateľný LCD displej, písmená výšky 30 mm
- funkcia tara
- napájanie batériami alebo sieťovým adaptérom (adaptér je súčasťou dodávky)

Technické vlastnosti:

- zaťažiteľnosť 20 kg
- dieliky po 5 g
- rozmery 60 x 38 x 8 cm
- rozmery vážiacej plochy: 60 x 28 x 4 cm
- hmotnosť 2,6 kg

Váha nie je metrologicky overiteľná.

91³³

ZĽAVA
30%



DO 20 kg

Obj. kód	Cena €	-30 % €
M1126000	130,98	91,69

PROFISCALE

- overiteľná váha podľa Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, trieda III
- rozsah merania výškomeru 88 - 200 cm
- funkcia matka / dieťa, dieťa možno vážiť spoločne s matkou
- dobre čitateľný displej, číslice 25 mm
- rozmery vážiacej plochy 365 x 360 x 80 mm
- rozsah váženia 250 kg
- dieliky po 0,1 kg
- sieťový adaptér
- **certifikát prvotného overenia**

CERTIFIKÁT PRVOTNÉHO OVERENIA



B



DO 250 kg

od 492²⁷



A

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
K8 250100HM	A Váha na statíve, s výškomerom	848,41	763,57
K8 250100PM	Váha na statíve, bez výškomeru	832,77	749,49
K8 MPC250100	B S displejom na kábli, bez výškomeru	563,00	506,70
K8 MPD250100	C Displej pevne spojený s váhou, bez výškomeru	546,97	492,27

SCALUS MINI

Profesionálna lekárska ambulantná váha

- veľmi široká vážiaca plocha
- veľký LCD displej, integrovaný v základni váhy
- funkcia tara, hold, BMI a matka / dieťa
- prevádzka na batérie
- zaťažiteľnosť 250 kg
- dieliky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozmery 38 x 30 x 4,4 cm
- rozmery vážiacej plochy 38 x 30 cm

Váha má certifikát prvotného overenia a je následne metrologicky overiteľná. Vyhlásenie o zhode ako prostriedok zdravotníckej techniky triedy I.



DO 250 kg

355³⁹

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
M320000	394,88	355,39

TANITA BD-590

Kompaktná dojčenská váha

- dobre umývateľná vážiaca plocha (rozmery 580 x 390 mm)
- veľký, dobre čitateľný LCD displej
- ľahko sa ovláda jedným tlačidlom
- váži do 20 kg (dieliky po 10 g)
- napájanie 4 bežnými ceruzkovými batériami
- mierka na meranie dĺžky dojčata



DO 20 kg

117⁹⁶



Obj. kód	Cena €	-30 % €
BD-590	168,51	117,96

SCALUS MAXI

Profesionálna lekárska ambulantná váha

- veľmi široká vážiaca plocha
- veľký LCD displej na maxi stĺpiku
- funkcia tara, hold, BMI a matka / dieťa
- prevádzka na batérie alebo sieťový adaptér, adaptér je súčasťou dodávky
- váha má integrovanú koliesku, je ľahko premiestniteľná
- k váhe možno pripojiť výškomer
- zaťažiteľnosť 250 kg
- dieliky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozmery 35 x 45 x 92 cm
- rozmery vážiacej plochy 35 x 45 cm
- hmotnosť 7,7 kg

Váha má certifikát prvotného overenia a je následne metrologicky overiteľná. Vyhlásenie o zhode ako prostriedok zdravotníckej techniky triedy I.

ZĽAVA
10%

513⁷⁴

DO 250 kg



Obj. kód	Cena €	-10 % €
M320000-01	570,82	513,74

OXYMETRUS

Ľahko použiteľný, spoľahlivý pulzný oxymeter

- ovládanie jedným tlačidlom
- otočný displej
- výsledky sú prehľadne zobrazené na LCD displeji
- meranie SpO₂: rozsah merania: 0 - 100 %, presnosť: 70 - 100 %, ± 2 %, dieliky po 1 %
- tepová frekvencia merania: 30 - 250 p/min., presnosť: ± 2 p/min., dieliky po 1 p/min.
- napájanie 2 batériami AAA
- rozmery 5,9 x 3,3 x 3,2 cm
- hmotnosť 52 g s batériami

33³⁷



Obj. kód	Cena €
UP-200	33,37


TRIFLO

Prístroj pre nácvik dýchania

Pacient trénuje dýchanie po operáciách pľúc, hrudníka, brucha. Súčasťou dodávky je jeden náustok.



19⁹⁹



Obj. kód	Cena €
H7 0300	19,98

HUMANOFECAL

- test na stanovenie okultného krvácania v stolici
- úplne špecifický, ľahký, hygienický
- veľmi citlivý, nemecká kvalita

od 38¹⁸



ZĽAVA
20%

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
C3 5010	Humanofecal, 10 ks	47,73	38,18
C3 5020	Humanofecal, 20 ks	82,79	66,23
C3 5050	Humanofecal, 50 ks	176,14	140,91

RI-PEN®

Diagnostické svietidlo

- napájanie 2 batériami AAA
- odolné kovové púzdro
- farba modrá

ZĽAVA
20%

14³³

Obj. kód	Cena €	-20 % €
5071-526	17,91	14,33



RI-CLIP®

Škrtdlo ovládateľné jednou rukou

- rýchle a jednoduché zaškrtenie končatiny

ZĽAVA
10%

14⁰⁰

Obj. kód	Cena €	-10 % €
5000	15,56	14,00



STADIOMETER

Mechanický, ľahko prenosný stadiometer - výškomer

- pre všetky lekárske praxe zaoberajúce sa meraním rastu detí a dospelujúcich osôb
- ľahko odpočítateľná stupnica
- dištančné držiaky pre zaistenie stabilnej a presne zvislej polohy
- rozsah merania od 150 do 2100 mm
- dieliky po 1 mm
- rozmery v postavenom stave 34 x 214 x 41 cm
- rozmery v zloženom stave 35 x 62 x 12 cm
- hmotnosť 2,3 kg
- kalibračný list súčasťou dodávky

ZĽAVA
10%

114⁰¹

Obj. kód	Cena €	-10 % €
MZ10042	126,68	114,01



TEMPUS DOUBLE

Multifunkčný teplomer využíva vysoko presné bezkontaktné technológie na okamžité poskytovanie presných výsledkov. Klinicky schválená presnosť pre použitie v nemocniciach, lekárskech zariadeniach a domovoch. **Kombinuje meranie v uchu a na čele** - možno tak testovať a krížovo kontrolovať výsledky. Bezpečnejší a viac hygienický ako ortuťový teplomer a ústne teplomery, je pohodlný a ľahko sa používa u bábätiak a detí aj keď spia. Nie je potrebný žiadny jednorazový kryt sondy, šetrí náklady a životné prostredie.

- infračervená (IR) technológia záznamu teploty
- ľahký, kompaktný design
- 4 režimy merania: ucho/čelo/povrch/izbová teplota
- bezpečný, hygienický a ľahko použiteľný pre dojčatá, deti i dospelých
- nie je potreba krytov sondy – šetrí náklady a je šetrný k životnému prostrediu
- zvukový alarm teploty nad 37,5 °C

ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
UT-801	54,49	38,14



DIGITEMP

Cenovo výhodný vodotesný digitálny teplomer na meranie telesnej teploty. Rozsah merania je od 32 do 42 °C.



Obj. kód	Cena €	-30 % €
E3 15ECO	3,62	2,53

AZT

Automatický zapisovač teploty s pamäťou do chladničky

- umiestni sa do chladničky
- začne zapisovať teplotu v nastavenom intervale (od 10 sekúnd do 18 hodín), je prednastavený interval zápisu každých 6 hodín
- namerané hodnoty teploty sa ukladajú do pamäte prístroja nepretržite
- pamäť na 32000 záznamov (pri nastavení intervalu zápisu 1x za 6 hodín je to viac ako 18 rokov prevádzky)
- v prípade kontroly hygieny sa prístroj pripojí k počítaču cez USB rozhranie a namerané dáta sa vytlačia
- dáta možno tiež vytlačiť napr. každý mesiac a archivovať ich
- vymeniteľná, bežne dostupná batéria CR 2032
- aj ak je batéria vybitá, dáta sa nevymažú
- personál nemusí každý deň zapisovať dáta z teplomeru do knihy
- dáta sa zapisujú stále, cez víkendy, cez sviatky
- presnosť $\pm 0,5$ °C
- rozsah meraných teplôt od -30 do +60 °C, dieliky po 0,1 °C
- možno nastaviť vizuálny alarm informujúce o prekročení limitnej teploty
- je prednastavená spodná limitná teplota 2 °C a horná limitná teplota 8 °C
- kalibrácia v teplotnom rozsahu od 2 do 8 °C pre chladničku
- kalibračný list súčasťou dodávky
- rozmery 84 x 36 x 14 mm, hmotnosť 23 g

AZT 0208 plne nahrádza vedenie záznamné knihy teplôt chladiaceho zariadenia pre termolabilné liečivá a látky.

74^{°C}

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
VDI-AZT-0208	82,89	74,60



KALIBRAČNÝ LIST



TEPLOMER KALIBROVANÝ

Používa sa na meranie maximálnej a minimálnej teploty v chladničke v ordináciách, lekárnach, pri prevoze liekov, pri skladovaní liekov u distribútorov, a pod. Nevyhnutné meradlo pre skladovanie liekov a očkovacích látok (termolabilných liečiv), ktoré je nutné skladovať za určitých teplotných podmienok. Teplomer zaznamenáva okamžitú, minimálnu a maximálnu teplotu. Merací cyklus je zahájený vymazaním pamäte externého čidla "OUT" - "RESET". Teplomer je kalibrovaný v rozsahu pracovnej teploty pre skladovanie liekov v chladničke v 3 bodoch (2, 4 a 8 °C). Maximálna odchýlka teplomeru v týchto bodoch je 0,5 °C. Za príplatok (500,- Sk) je možné teplomer kalibrovat' aj pre iný teplotný rozsah (v iných bodoch). Nutné oznámiť pri objednávke a určiť požadovaný pracovný rozsah teplomeru. Merací rozsah teplomeru je v intervale -50 až +70 °C. Súčasťou dodávky je kalibračný list, ktorý preukazuje presnosť teplomeru $\pm 0,5$ °C v intervale +2 až +8 °C.

ZĽAVA
10%

39^{°C}

KALIBRAČNÝ LIST

Obj. kód	Cena €	-10 % €
VDI-TM2100	43,40	39,06



CALIBRUS DUO

Duálny, automatický kalibrovaný teplomer

- meria teplotu v chladničke a v príručnej lekární
- zaznamenáva maximálnu a minimálnu teplotu
- displej umiestnený v príručnej lekární, čidlo v chladničke
- rozsahy -10 až +50 °C, -20 až +50 °C
- rozmery 137 x 17 x 83 mm
- súčasťou dodávky kalibračný list

Prístroj pracuje úplne automaticky: nie je už potrebné stlačiť žiadne tlačidlá, stačí iba odpočítať MAX a MIN teplotu priamo z displeja. Po 24 hodinách dôjde automaticky k vymazaniu hodnôt z pamäte a začína nový cyklus merania.

70^{°C}

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
VDI-30-3048	78,59	70,73



KALIBRAČNÝ LIST

MINMAX PLUS

Teplomer na meranie vonkajších alebo vnútorných teplôt a ich minimálnych a maximálnych hodnôt spĺňa podmienky pre meranie teploty v chladničkách v lekárnach a v zdravotníckych zariadeniach. Teplomer je dodávaný so špeciálnym rámkom, pomocou ktorého môže byť pripevnený na sklo. Cyklus merania MAX a MIN teploty je iniciovaný po stlačení tlačidla RESET. Teplomer je kalibrovaný v rozsahu pracovnej teploty pre skladovanie liekov v chladničke v 3 bodoch (2, 4 a 8 °C).

- rozsah merania: -30 až +50 °C
- presnosť merania: $\pm 0,8$ °C (pri teplote -20 až +10 °C), inak ± 1 °C
- rozlíšenie: 0,1 °C
- rozmery 64 x 44 x 14 mm (s rámčekom 90 x 72 x 18 mm)

38^{°C}

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
VDI 30.1042 CAL	43,01	38,71



KALIBRAČNÝ LIST

PROJET

Bezpečný vyplachovač vonkajšieho zvukovodu

- rýchle, hygienické a ľahké odstránenie ušného mazu a cudzích telies zo zvukovodu
- dlhá vyplachovacia hadička
- dlhý privodný kábel
- nožné ovládanie
- možnosť pripavenia na stenu
- elektronická kontrola vodného tlaku a prietoku
- ľahké čistenie
- veľká nádobka na vodu
- tichá prevádzka

Technické vlastnosti:

- napájanie 230 V, 50 Hz
- príkon 0,1 A
- tlak 0,25 až 3 bary
- otáčky 450 - 1200 za minútu
- výkon 500 ml/2 - 3 minúty
- rozmer 180 x 175 x 145 mm
- objem 500 ml

Obj. kód	Cena €	-10 % €
IS 19070	410,52	369,47

369⁴⁷

ZĽAVA
10%



NEBULUS

Kompresorový nebulizér

Špeciálne navrhnutý na liečbu astmy, alergií a iných respiračných ochorení. Nie je potrebná koordinácia dychu – vyžaduje len veľmi málo tréningu.

Jednoduchá montáž, jasne označené diely, aby sa zabránilo chybej montáži, ľahko čitateľná hladina liekov, ľahko sa čistí - obsahuje biologicky kompatibilný polypropylénový (PP) materiál. Spĺňa hygienické normy (možno vyvariť alebo autoklavovať).

- jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
- masky pre deti i dospelých
- praktická taška na prenášanie
- maximálna kapacita roztoku rozprašovača 6 ml
- nízka hlučnosť 55 dB
- malá veľkosť častíc cca. 3 µm
- rýchlosť nebulizácie 0,25 ml/min
- rýchlosť výstupu aerosólu 0,06 ml/min

28⁷⁷

ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
UN-014	41,10	28,77



SERVOCARE MINI

Malý, dobre prenosný inhalátor s veľkým výkonom

- tichá prevádzka
- vhodný pre všetky neolejové inhalačné roztoky
- automatická čistiaca funkcia
- malé rozmery
- vhodný aj pre deti
- náustky je možné vyvárať
- výkon 0,20 ml/min
- veľkosť kvapiek: menšia ako 5 mikrometrov
- plniaci objem do 8 ml
- rozmery 120 x 50 x 50 mm
- napájanie 2 batériami typu AA alebo pomocou USB kábla z USB adaptéra (adaptér nie je súčasťou dodávky)
- príkon 2 W

Súčasť dodávky: inhalátor s náustkom, inhalačná maska s adaptérom pre deti a dospelých, USB kábel, taška

ZĽAVA
20%

Obj. kód	Cena €	-20 % €
ES 812	70,96	56,77



56⁷⁷

PROPULSE

Vyplachovač vonkajšieho zvukovodu

Bezpečnosť a pohodlie: Prístroj ProPulse ponúka bezpečnejšiu a pohodlnejšiu alternatívu k tradičným ručným injekčným striekačkám na čistenie uší. Je ideálny na odstraňovanie ušného mazu, keratínu a cudzích telies.

Systém s premenlivým tlakom: Využíva riadený pulzný vodný prúd, ktorého tlak je možné prispôbiť citlivým ušným podmienkam, napríklad jemnej bubienkovej membráne.

Hygienický dizajn: Zariadenie je dodávané so 100 jednorazovými nástavcami QrX Tips, ktoré minimalizujú riziko krížovej infekcie a zaisťujú vysoký hygienický štandard.

Bez použitia rúk: Nožný spínač poskytuje zdravotníckemu personálu plnú kontrolu nad prístrojom a umožňuje mať ruky voľné počas zákroku.

Prenosnosť: Vďaka kompaktnej veľkosti je vhodný aj pre domáce návštevy.

Súčasť dodávky: Elektrický vyplachovač, nožný spínač, sieťový adaptér, 100 ušných sond.

Krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo.

429⁶⁸

Obj. kód	Cena €
M-KIT6100	429,68



NOVINKA



SWANN-MORTON®**Sterilné skalpelové čepeľky**

Najostrejšie čepeľky na trhu, kvalitná anglická oceľ, jednotlivito sterilne balené.
Za objednávací kód napíšte **namiesto kódu XX číslo čepeľky**, ktorú požadujete.

- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
10%
**18⁰²**

Obj. kód	Cena €	-10 % €
blade-XX	20,02	18,02

OSCIMED® ERGO II**Oscilačná píla na sadru a živicové obvazy**

- hmotnosť 860 g
- ergonomický a kompaktný dizajn
- tichá prevádzka (67 dB)
- výkon 130 W
- 14 500 oscilácií za minútu
- dĺžka 230 mm
- prívodný kábel dĺžky 3 m
- kotúče sa ľahko a rýchlo vymieňajú bez použitia náradia
- súčasťou dodávky kotúč na syntetiku s priemerom 50 mm a kotúč na sadru s priemerom 65 mm**

703⁴⁰
ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
OSC-340	Oscimed® Ergo II	781,55	703,40
OSC-WP-50	Kotúč na sadru, priemer 50 mm	44,18	39,76
OSC-WP-65	Kotúč na sadru, priemer 65 mm	44,18	39,76
OSC-BS-50	Kotúč na syntetiku, priemer 50 mm	44,18	39,76
OSC-BS-65	Kotúč na syntetiku, priemer 65 mm	44,18	39,76

SÚPRAVA NÁSTROJOV PRE LEKÁRA**Kvalitné nerez nástroje v látkovej taštičke**

Súprava obsahuje 9 nástrojov: jehlece, chirurgické nožnice rovné, nožnice na stehy, chirurgické nožnice zahnuté, pinzeta na úlomky, chirurgická pinzeta, anatomická pinzeta, 2 držáky skalpelov.

**41⁹¹**
ZĽAVA
20%

Obj. kód	Cena €	-20 % €
15 006	52,39	41,91

**CHIRURGICKÉ NÔŽKY ROVNÉ, TUPÉ**
ZĽAVA
30%
5⁵⁹

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
15 694	Dĺžka 11,5 cm	7,98	5,59
15 695	Dĺžka 13,0 cm	7,98	5,59
15 026	Dĺžka 14,5 cm	7,98	5,59

**CHIRURGICKÉ NÔŽKY ROVNÉ, HROTNATÉ**
ZĽAVA
30%
od 5⁵⁹

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
15 688	Dĺžka 11,5 cm	7,98	5,59
15 689	Dĺžka 13,0 cm	7,98	5,59
15 023	Dĺžka 14,5 cm	7,98	5,59
15 690	Dĺžka 16,0 cm	11,49	8,04



EPIGLU®

Lepidlo na rýchle ošetrenie rán

Tkanivové lepidlo zlepí rýchlo reznú alebo trhovo pomliaždenú ranu až do dĺžky 10 cm. Rana je chránená pred infekciou, odpadá bolestivé šitie rany, kozmetický efekt je veľmi priaznivý, na rane nie sú viditeľné stehy. Lepidlo je vhodné na ošetrenie čerstvých, nezapálených kožných rán. Podkožné šitie lepidlom nemožno nahraďovať. Epiglu® sa tiež dodáva v tubách na opakované použitie. Ošetrenie jednej rany opakovaným použitím lepidla je cenovo výhodné.



od 10[€]



Čerstvá hlbšia rana na hornej pere (štvorročné dieťa)



Okraje rany sú adaptované a zlepené k sebe lepidlom Epiglu®



Zahojená rana po 11 dňoch

Obj. kód	Popis	Cena €
EPIGLUSD	1 dávka, 0,3 g	10,94
EPIGLU1P	1 tuba s 3 g	168,53
EPIGLU2P	2 tuby po 3 g	210,35
EPIGLU4P	4 tuby po 3 g	337,49

PRIEBOJNÍK STIEFEL®

Ostré jednotlivito sterilne balené priebojníky pre získanie kožných vzoriek. Vynikajúci brus, originál Stiefel®.

9¹²

Obj. kód	Popis	Cena €
I4 1002	Priemer 2,0 mm	9,12
I4 1003	Priemer 3,0 mm	9,12
I4 10035	Priemer 3,5 mm	9,12
I4 1004	Priemer 4,0 mm	9,12
I4 1005	Priemer 5,0 mm	9,12
I4 1006	Priemer 6,0 mm	9,12
I4 1008	Priemer 8,0 mm	9,12



KYRETA STIEFEL®

Sterilná precízna kyreta s extrémne ostrými reznými hranami. Ergonomické držadlo, originál Stiefel®.

12¹⁶

Obj. kód	Popis	Cena €
I4 5004	Priemer 4,0 mm	12,16
I4 5007	Priemer 7,0 mm	12,16



DERMAFREEZER

Kryoterapeutická súprava

- na jednoduchú, bezpečnú a účinnú terapiu bradavíc a ďalších kožných útvarov u pacientov od 4 rokov
- na terapiu bradavíc na nohách a rukách, stareckých a pigmentových škvrn, apod.
- 60 aplikátorov (30 s ostrou špičkou, 30 s oblou špičkou)
- nádoba s chladiacim sprejom, objem 170 ml
- zmes dimetyléru s propánom a izobutánom

86⁵⁰




Obj. kód	Cena €	-20 % €
H7 80003	108,13	86,50

**ZĽAVA
20%**

CAUTERIUS

Súprava obsahuje batériový držiak pre 2 AA batérie, 4 nesterilné elektródy (2x typ 30568, 2x typ 30571) a púzdro. Tento kauter sa používa vo všetkých oblastiach medicíny pre malé chirurgické zákroky.



**ZĽAVA
20%**

121⁶⁷

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
G-30584	Cauterius, batériový kauter, 4 elektródy	152,09	121,67
G-30568	Elektróda, sterilná	12,12	9,70
G-30571	Elektróda, sterilná	11,74	9,39
G-30570	Elektróda, sterilná, predĺžená, dĺžka 12,5 cm	16,18	12,94
G-30569	Elektróda, sterilná, flexibilná, dĺžka 5 cm	16,18	12,94



CRYOALFA® PEN**Systém pre úspešnú lekársku prax**

Cryoalfa® Pen predstavuje nový kryoterapeutický prístroj, ktorý umožňuje uskutočnenie maximálne jednoduchého a účinného kryoterapeutického zákroku nielen v akejkoľvek lekárskej ambulancii, ale aj pri návšteve pacienta doma. Súčasťou prístroja sú ocelové fľaše obsahujúce čistený a filtrovaný N_2O , ktorý kvalitou spĺňa lekárske kritériá. Fľašu možno kedykoľvek odskrutkovať od trysky bez toho, aby bolo potrebné vypúšťať plyn. Oxid dusný ochladzuje tkanivo rýchlosťou 100 K za minútu. Počas 12 sekúnd sa tkanivo s priemerom 10 mm ochladí do hĺbky 3 mm na mínus 40 °C. Chladiaci výkon je 18 W, terapeutický účinok je vysoký. Použitie tekutého oxidu dusného predstavuje najmodernejší spôsob kryoterapie.

- › **Pacienti chcú lepšie vyzerat' – prečo im nepomôcť?**
- › **Je to veľmi jednoduché a uskutočniteľné v každej ambulancii.**
- › **Potrebné zriaďovacie náklady sú nízke - výnosy ambulancie sa zvyšia.**
- › **Pacienti sú spokojní – lekár nemá starosti navyše.**

Kontaktný adaptér sa používa pri terapii kožných zmien v kozmetickej medicíne alebo v stomatológii. Pri použití kontaktného adaptéra nepôsobí tekutý dusík na tkanivo priamo, ale ochladzuje kontaktný adaptér a ten sa po vychladení prikladá na kožnú léziu (rovnaký systém, ako napr. Histofreezer® alebo Dermafreezer®). Kontaktný adaptér je súčasťou kryokozmetického prístroja alebo ho možno zakúpiť samostatne a používať s kryochirurgickým prístrojom.

Kto pracuje s prístrojom?

Dermatológ, praktický lekár, pediater, gynekológ, chirurg, internista, stomatológ.

Aké sú indikácie?

Starecké pigmentové škvrny, akné, juvenilné veruky, solárne keratózy, bazaliómy, pigmentové névy, mäkké fibrómy, kavérnózne angiómy, keloidy, bežné veruky, seboroické veruky, plantárne veruky, kondylómy, spinaliómy, sarkómy, anulárne granulómy, prurigo, a mnoho ďalších.

Aké sú výhody?

Jednoduchá obsluha, veľmi presné dávkovanie dusíka (nedochádza k poškodeniu zdravého okolitého tkaniva), lacná prevádzka (jedna fľaša je postačujúca pre 50 terapeutických zákrokov).

od 189⁰⁹**ZĽAVA
15%***Dávkovač s tryskou***Dokonale a rýchlo zmrazené tkanivo****ZĽAVA
17%****od 195⁰³***Kontaktný adaptér*

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
CR-S 9.12.07-B	Kryochirurgický prístroj (dávkovač s tryskou + 1 fľaštička N_2O)	222,46	189,09
CR-SK 9.12.07-B	Kryokozmetický prístroj (kontaktný adaptér + 1 fľaštička N_2O)	222,46	-----

Obj. kód	Popis	Cena €	-17 % €
CR-CAS-C3	Kontaktný adaptér, priemer 3 mm	234,97	195,03
CR-CAS-C5	Kontaktný adaptér, priemer 5 mm	234,97	195,03
CR-CAS-C7	Kontaktný adaptér, priemer 7 mm	301,05	249,87



Fľaštičky obsahujú 16 g tekutého N_2O , ktorý ochladzuje tkanivo rýchlosťou 100 K za 1 minútu. Počas 12 sekúnd sa tkanivo s priemerom 10 mm ochladí do hĺbky 3 mm na mínus 40 °C.

od 40²¹

Obj. kód	Popis	Cena €
CR-K16	Fľaštička s 16 g N_2O	40,21
CR-K25	Fľaštička s 25 g N_2O	52,38

OMNILUX

Supervýkonné čelné svietidlo

Obrovský svetelný výkon (3 W), studené, úplne biele "slnčné" svetlo (pozorované detaily nie sú farebne skreslené), 10 x vyššia svietivosť ako majú halogénové čelné lampy.

- nastaviteľné ohnisko a uhol svitu
- možnosť predradit' lupu (zväčšenie 1,7x)
- neznížitelné LED diódy (životnosť 100 000 hodín)
- intenzita osvetlenia 50 000 luxov, intenzitu je možné regulovať
- napájanie ľahkým lítiovým akumulátorom (na jedno nabitie svieti 3,5 hodiny, životnosť 800 cyklov)
- mäkký kožený čelný pás (netlačí, je nastaviteľný na rôzne obvody hlavy)
- úplná mobilita (bez batérieovej skrinky, bez káblov)
- ekonomická prevádzka (bez batérií, bez nutnosti meniť žiarovky)

Súčasť dodávky: svietidlo, 2 lítiové akumulátory, nabíjačka



**ZĽAVA
20%**

487⁹⁴

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
KS-03	Omnilux	609,92	487,94
KH-1.7	Lupa pre Omnilux, zväčšenie 1,7 x	53,95	43,16

EXAMINUS

Dokonalé vyšetровacie svietidlo s neznížitelným osvetlením

- životnosť 100 000 hodín (cca. 11 rokov)
- jasné biele "slnčné" svetlo
- jas svetla 10x väčší než u halogénového svietidla
- svetlo neobsahuje ultrafialové lúče
- obsahuje akumulátor
- súčasťou dodávky sieťový adaptér

NIE JE NUTNÉ MENIŤ BATÉRIE A ŽIAROVKY



148⁸⁸

**ZĽAVA
20%**

Obj. kód	Cena €	-20 % €
ST-05-B	186,10	148,88

MS LED**Výkonná lampu pre malú chirurgiu**

Lampu možno pripevniť na stôl, na stenu, na otočné rameno alebo na pojazdný stojan. Svorky, ramená a stojan nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa zvlášť.

- biele svetlo (teplota svetla 4500 K)

MS LED

- výkonné LED diódy (výkon 8 W, intenzita 25 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- bez regulácie intenzity osvetlenia

MS LED PLUS

- výkonné LED diódy (výkon 12 W, intenzita 45 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- s reguláciou intenzity osvetlenia

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
M183500	MS LED	437,89	394,10
M187001	MS LED PLUS	613,83	552,45
B010190	Svorka na stôl	20,37	18,33
BRK002725	Nástenný držiak, vzdialenosť od steny 3 cm	35,30	31,77
B010150	Výkyvné rameno 40 cm, vrátane nástenného držiaka	219,34	197,41
09651	Pojazdný stojan	163,04	146,74



od 394¹⁰

MS FLEX**Výkonná lampu pre malú chirurgiu**

Lampu možno pripevniť na stôl, na stenu, na otočné rameno alebo na pojazdný stojan. Rameno, stojan a držiaky nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa zvlášť. Biele svetlo (teplota svetla 4500 K). Súčasťou dodávky je svorka na stôl. Dĺžka flexibilného krku je 70 cm.

MS FLEX

- výkonné LED diódy (výkon 8 W, intenzita 25 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- bez regulácie intenzity osvetlenia

MS FLEX PLUS

- výkonné LED diódy (výkon 12 W, intenzita 45 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- s reguláciou intenzity osvetlenia



od 436³³

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
M183500FL	MS Flex, výkonná lampu, flexibilný krk	484,81	436,33
M18700FL	MS Flex Plus, výkonná lampu, flexibilný krk	656,83	591,15
B010190	Svorka na stôl	20,37	18,33
BRK002725	Nástenný držiak, vzdialenosť od steny 3 cm	35,30	31,77
B010150	Výkyvné rameno 40 cm, vrátane nástenného držiaka	219,34	197,41
09651	Pojazdný stojan	163,04	146,74

SERVOCOMFORT**Ambulantná vyšetrovacia lampu na pojazdnom stojane**

- moderná LED technológia a nízka spotreba
- homogénne polia osvetlenia
- vynikajúca reprodukcia farieb pre prirodzené a kontrastné zobrazenie tkanív
- regulácia intenzity v 5 stupňoch
- hlava lampy sa málo zahrieva
- ovládacie prvky integrované v kryte napájania
- intenzita osvetlenia 44000 luxov vo vzdialenosti 50 cm a 16000 luxov vo vzdialenosti 100 cm
- priemer svetelného poľa 180 mm vo vzdialenosti 50 cm a 300 mm vo vzdialenosti 100 cm
- teplota svetla 4000 - 5500 K
- príkon 10 W
- nastavenie výšky od 700 do 1850 mm pomocou ohybného krku
- dĺžka ohybného ramena 600 mm
- hmotnosť 13 kg
- pojazdný stojan



ZĽAVA
20%

512⁹⁶

Obj. kód	Cena €	-20 % €
R8 5900	641,20	512,96

CULTURA M

Malý a kompaktný laboratórny inkubátor

Inkubátor udržiava stálu teplotu 37 °C, ktorá je nutná napr. na inkubáciu testov Uricult. Do inkubátora možno vložiť až 18 nádobiek so vzorkami, 12 Petriho misiek alebo iných nádobiek. Teplota je nastavená na 35 °C, nastavenie sa dá plynulo meniť v rozmedzí od 25 do 45 °C. Prístroj má priehľadné predné viečko, ktorým možno dobre pozorovať vložené nádoby, ľahko sa čistí, je malý a kompaktný a nevyžaduje žiadnu údržbu. Prístroj švajčiarskej výroby zodpovedá európskym štandardom CE. Vonkajšie rozmery 310 x 155 x 168 mm, vnútorné rozmery 220 x 120 x 150 mm, hmotnosť 1,1 kg, napájanie 220 V, 50 Hz, príkon 30 W. Presnosť udržiavania stálej nastavenej teploty je $\pm 1^\circ\text{C}$.



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
C7 140651	Cultura M, inkubátor	315,12	283,61
C7 71701	Plastový držiak skúmaviek pre inkubátor	90,34	81,28

ULTRASAFE

Ultrasafe sa používa na bezpečný a takmer bezbolestný odber krvi na diagnostické účely vo všetkých oblastiach medicíny. Lanceta je sterilná a jej ostrie je chránené pred aj po použití, nehrozí zranenie personálu infikovanou krvou. Pomocou tejto lancety sa získava optimálne množstvo krvi na diagnostické účely. Zelená je vhodná na odber krvi v oblasti päty u novorodencov i starších detí.

Postup práce je jednoduchý:

1. z lancety sa sníme priehľadná čiapka
2. lanceta sa pritlačí na odberové miesto
3. pritlačením na odberové miesto sa uvoľní párový mechanizmus a lanceta penetruje kožu
4. po punkcii sa vloží lanceta do kontajnera na infikovaný odpad

• cena za balenie so 100 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
A2 393413	17G, zelená, hĺbka vpichu 2.0 mm	16,81
A2 397413	21G, modrá, hĺbka vpichu 1,8 mm	16,81
A2 395413	21G, oranžová, hĺbka vpichu 2,2 mm	16,81
A2 396413	21G, ružová, hĺbka vpichu 2,8 mm	16,81
A2 394413	26G, žltá, hĺbka vpichu 1.8 mm	16,81
A2 398413	28G, fialová, hĺbka vpichu 1,8 mm	16,81

16st

MOČOVÉ TESTOVACIE PRŮŽKY

- dobre odpočítateľná stupnica
- dlhé dátum expirácie
- cena za balenie so 100 ks

Typ průžkov	Parametre										
	Glukóza	Bielko- vina	pH	Krv	Bilirubin	Ketóny	S. hmotnosť	Leukocyty	Nitrity	Urobilinogén	Kys. askorbová
K4 6098	x	x	x								
K4 6111	x	x	x	x				x	x	x	x
K4 6092	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
K4 6099	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
K4 6120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
K4 6098	Servotest 3	12,16	9,73
K4 6111	Servotest 8	18,67	14,94
K4 6092	Servotest 9	19,30	15,44
K4 6099	Servotest 10	25,05	20,04
K4 6120	Servotest 11	27,79	22,23

ZĽAVA
20%

od 9st



COAGUCHEK® TEST

Testovacie prúžky pre CoaguChek® XS

- cena za balenie s 24 ks

ZĽAVA
20%

149st



Obj. kód	Cena €	-20 % €
C1 1001266	186,70	149,36


CRP ECONOMY

Test na stanovenie hladiny C-reaktívneho proteínu v krvi alebo v sére

- výsledok testu sa odpočíta za 5 minút
- všetky potrebné súčasti testu v balení
- krv sa odoberá bežnou lancetou z brucha prsta
- test nie je nutné uchovávať v chladničke
- cena za balenie s 10 ks

ZĽAVA
10%

44st



Obj. kód	Cena €	-10 % €
C3 401030	49,42	44,48

RES-Q-OXY

Praktický ambulantný pulzný oxymeter na rýchle a presné meranie saturácie krvi kyslíkom, tepovej frekvencie, perfúzneho indexu a teploty u dospelých a detí. Vysoko kontrastný farebný displej s automatickým otáčaním, optimálna čitateľnosť aj za jasného denného svetla. Dobíjacie batérie až pre 20 hodín nepretržitého používania. Interné úložisko dát pre až 500 hodín merania SpO₂. Voliteľne pripojiteľný ušný teplomer na záznam telesnej teploty.

- technológia senzora SpO₂: LED s dvojistou vlnovou dĺžkou
- zobrazenie SpO₂: 0 - 100 %
- presnosť merania SpO₂: ±3 % (v rozsahu 70-100 %)
- meranie pulzu: 30 - 250 tepov/min
- presnosť merania pulzu: ±2 tepy alebo ±2 %
- technológia teplotného senzora: IR ušný senzor (teplomer nie je súčasťou dodávky oxymetra)
- rozsah merania teploty: 32 - 43 °C
- presnosť merania: ±0,2 °C
- doba snímání: menej ako 5 sekúnd
- perfúzný index: zobrazenie PI 0,2 - 20 %
- metóda merania: kontinuálne meranie alebo náhodná kontrola
- ukladanie dát: až 500 hodín
- displej: farebný TFT s automatickou rotáciou
- batéria: Li-Ion, 2000 mAh
- nabíjanie cez nabíjaciu kolísku alebo USB kábel
- rozmery: 158 x 73 x 25 mm (v x š x t)
- hmotnosť: 230 gramov

Súčasť dodávky: pulzný oxymeter Res-Q-Oxy s ochranou proti nárazom. Prstový klip senzor pre dospelých. Nabíjacia kolíska s nabíjacím káblom USB a sieťovým adaptérom.

AJ NA MERANIE NOVORODENCOV
A MALÝCH DETÍ

234¹⁹



NOVINKA

Obj. kód	Popis	Cena €
N4 SP20	RES-Q-OXY, ambulantný pulzný oxymeter	234,19
N4 SP20-6	Infračervený teplomer	97,35
N4 SP20-1	SPO ₂ klip senzor pre dospelých	101,26
N4 SP20-2	SPO ₂ klip senzor pre deti	101,26
N4 SP20-5	SPO ₂ senzor pre novorodencov a deti pod 12 kg	101,26

RES-Q-OXY-EXTREME

Tento pulzný oxymeter je prvou voľbou, ak potrebujete robustný a spoľahlivý oxymeter na vonkajšie použitie. Vďaka silikónovému senzoru je možné používať u dospelých aj u detí. OLED displej zobrazuje saturáciu kyslíkom (SpO₂), tepovú frekvenciu, intenzitu pulzu a pletyzmogram. Vďaka silikónovému puzdru je pulzný oxymeter optimálne odolný proti nárazom a nečistotám a pomocou priloženej spony na opasok ho možno zabezpečiť proti strate. S batériou je možné nepretržité meranie po dobu 8 hodín.

- OLED displej
- SpO₂: 70 - 100 %
- tepová frekvencia: 30 - 235 tepov za minútu
- presnosť SpO₂: ±3 % (70 - 100 %)
- presnosť tepovej frekvencie: ±2 tepy za minútu
- napájanie: 1 batéria AAA
- rozmery: 63,5 x 47 x 39,5 mm
- hmotnosť: 50 g (bez batérie)

Súčasť dodávky: pulzný oxymeter, batérie AAA, spona na opasok

195¹⁰



NOVINKA

Obj. kód	Cena €
N4 700	195,10

DERMLITE DL 100

Profesionálny dermatoskop

- 8 bielych diód
- trvalá polarizácia
- šošovka s priemerom 15 mm zväčšuje 10x
- napájanie lítiovou batériou (umožní až 1200 vyšetrení)
- hmotnosť 99 g

358⁹¹

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Cena €	-10 % €
DL-100	398,79	358,91

DERMLITE CARBON

Vreckový dermatoskop s LED osvetlením


- LED diódy a polarizácia svetla
- nie je potrebné používať olej
- prirodzené osvetlenie
- dokonalý prístroj pre ambulantných lekárov na včasnú diagnózu melanómu
- 16 bielych LED diód
- prepínateľná polarizácia
- zväčšuje 10x
- napájanie lítiovou batériou (až 1 200 vyšetrení)
- hmotnosť 99 g

628⁶⁹

ZĽAVA
20%



Obj. kód	Cena €	-20 % €
DLC	785,86	628,69



DERMLITE V

Profesionálny dermatoskop s variabilným polarizačným systémom

- obrovská šošovka priemeru 32 mm
- zväčšenie 10x
- polarizované a nepolarizované osvetlenie
- plynulé nastavenie polarizovaného osvetlenia v celom polarizačnom rozsahu
- UV osvetlenie, vlnová dĺžka 365 nm
- PigmentBoost pre vizualizáciu pigmentových lézií
- veľmi intenzívne LED svetlo pre ilumináciu povrchu kože
- odnímateľná kontaktná dosička 10 mm priemeru, možno ju autoklávať
- napájanie stolnou nabíjačkou alebo USB-C káblom
- 3 intenzity osvetlenia vo všetkých módoch
- univerzálny držiak na pripojenie k mobilnému telefónu a zhotovenie fotografií
- rozmery 182 x 58 x 36 mm
- hmotnosť 285 g




1 561²⁷

ZĽAVA
13%



Obsah balenia:

- dermatoskop
- stolná nabíjačka
- USB-C kábel 2 m
- očná krytka s magnetom
- nerez mierka s magnetom
- kožená taštička
- plastové púzdro
- univerzálny konektor pre pripojenie k mobilným telefónom
- čistiaca handra z mikrovlákná



Obj. kód	Cena €	-13 % €
DL5	1 794,56	1 561,27

EKG PÁS KOMFORTNÝ

EKG pás umožňuje bleskové rozmiestnenie hrudných a končatinových elektród, rýchle prevedenie EKG vyšetrenia a znižuje náklady na spotrebný materiál. Pás sa umiestni na hrudník pacienta, konektor sa pripojí k EKG prístroji. U tohto pásu sa používa len jedna zemniacia svorková končatinová elektróda, ostatné 3 končatinové elektródy sú integrované v páse. EKG pás možno pripojiť ku všetkým typom EKG prístrojov, ktoré majú štandardný konektor.

ZĽAVA
15%
671³⁰

Obj. kód	Cena €	-15 % €
TAP11060/h-LM	789,76	671,30

EKG GEL**Dobre vodivý EKG gél**

- nezanecháva stopy na koži
- ľahko sa s ním pracuje
- vynikajúca vodivosť

ZĽAVA
10%


Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
H5 03333	250 ml	3,50	3,15
H5 0334	Kubitrainer, 5 litrov	24,79	22,31

od 3¹⁵**EKG SPREJ****Dobre vodivý EKG sprej**

- nezanecháva stopy na koži
- objem 230 ml

ZĽAVA
15%
4⁶⁷

Obj. kód	Cena €	-15 % €
H5 5230	5,49	4,67

HRUDNÁ EKG ELEKTRODA

- cena za balenie s 6 ks

ZĽAVA
30%
38⁸⁶


Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
G-33368	Priemer 17 mm	55,52	38,86
G-33365	Priemer 24 mm	55,52	38,86
G-33369	Priemer 29 mm	55,52	38,86

KONČATINOVÁ EKG ELEKTRODA
ZĽAVA
10%
od 18³⁰

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
G-33364	Pre dospelých, 4 ks, rôzne farby	38,35	34,52
G-33363	Pre deti, 4 ks, rôzne farby	43,40	39,06
H5 1802	Pre dospelých, 1 ks	20,33	18,30
H5 1803	Pre deti, 1 ks	26,90	24,21

EKG ELEKTRODA PENOVÁ


- veľmi dobre vodiaci gél
- penový podklad
- pre dospelých

od 6⁵⁰


Obj. kód	Popis	Cena €
H5 0305	Priemer 55 mm, 30 ks	6,50
H5 03055	Priemer 55 mm, 300 ks	56,60
H5 0306	Priemer 50 mm, 30 ks	7,98

BUDÚCNOSŤ FONENDOSKOPOV

- až 40násobné zosilnenie zvukov
- 8násobné potlačenie okolitého hluku
- fonokardiogram a 3kanálové EKG v mobilnej aplikácii
- až 60 hodín prevádzky na jedno nabitie
- srdcové šelesty sú dobre počuteľné aj v hlučnom prostredí
- rýchlejšie a častejšie odhalenie srdcových ochorení



NOVINKA



*Reproduktory integrované
v lýre v blízkosti ušných oliviek*



*Auskultovať je možné aj bez pripojenej lýry
pomocou mobilu a slúchadiel*



Farebný displej



3kanálové EKG
dostupné cez aplikáciu



*Napájanie cez USB-C
až 60 hodín prevádzky*

BUDÚCNOSŤ FONENDOSKOPOV

EKO CORE 500™

Profesionálny zosilňujúci fonendoskop s 3kanálovým EKG

Inovatívny digitálny stetoskop vyvinutý špeciálne pre klinickú prax, prvú pomoc a veterinárne lekárstvo. S najmodernejšou technológiou TrueSound poskytuje stetoskop mimoriadne čistú kvalitu zvuku a až 40násobné zosilnenie; tým je zaistená presná auskultácia aj v hlučnom prostredí. Aktívne 8násobné potlačenie hluku umožňuje detekciu fibrilácie, šelestov a ďalších porúch rytmu počas niekoľkých sekúnd. Farebný displej s vysokým rozlíšením zobrazuje jednocanálovú krivku EKG v reálnom čase, srdcovú frekvenciu a ďalšie údaje. Srdcové ochorenia ako napr. šelest alebo fibriláciu možno tak diagnostikovať rýchlejšie.



Uložený 3zvodový EKG záznam a fonokardiogram je možné zaslať e-mailom ako pdf súbor

Vlastnosti

- kombinácia 3kanálového EKG s vynikajúcou kvalitou počúvania
- 8násobné potlačenie okolitého hluku
- až 40násobné zosilnenie zvukov
- 3 audio filtre (kardio, pľúcny, rozšírený)
- 3kanálové EKG a fonokardiogram sa zobrazuje v aplikácii v telefóne
- záznam EKG aj fonokardiogram je možné uložiť v telefóne a prehrať vrátane zvuku
- dĺžku záznamu je možné zvoliť od 15 do 120 sekúnd
- v mobile je možné ukladať mená pacientov s priradenými záznamami
- záznamy je možné zasielať e-mailom ako pdf súbory
- reproduktory sú integrované v lyre v blízkosti ušných olíviek
- aplikácie pre iOS a Android zadarmo na stiahnutie
- možnosť počúvať srdcové zvuky aj pomocou slúchadiel pripojených bezdrôtovo k telefónu
- dobijacia lítiová batéria pre nepretržitú prevádzku až po dobu 300 minút, pre bežnú prevádzku až po dobu 60 hodín

Materiál

- olivky a membrána - silikón
- lyra - eloxovaný hliník
- hadičky - vinyl
- neobsahuje latex ani ftalátové zmäčkovadlá

Súčasť dodávky

- Eko CORE 500™ digitálny fonendoskop
- USB-C nabíjací kábel
- náhradné olivky
- návod na použitie
- vyhlásenie o zhode
- CE certifikát

750⁰⁰



3kanálové EKG a fonokardiogram sa zobrazujú v aplikácii

Technické údaje

- celková dĺžka 69 cm
- celková hmotnosť 186 g
- hmotnosť hrudnej koncovky 88 g
- priemer membrány 3 cm
- konektivita Bluetooth 4.2
- nabíjanie pomocou USB-C kábla
- frekvenčný rozsah 20 Hz - 2000 Hz

3 AUDIO FILTRE



Kardio



Pľúcny



Rozšírený

NOVINKA

Obj. kód	Cena €
PD150457	750,00

EMERGENCY

- pohotovostná taška
- vhodná do vozidla lekára, ambulancie a domácnosti

Taška Emergency obsahuje: 1 resuscitačný vak „ambuvak“ s maskou, 3 ústne vzduchovody (veľkosť 2, 3 a 4), 1 škrtidlo, 1 dezinfekčný sprej so sterilnými štvorčkami, 2 intravenózne kanyly, 1 fixačnú náplasť na fixáciu kanylí, 1 box na použité ihly, 1 infúziu súpravu, 1 nožničky na rozstrihnutie šiat, 1 reflexnú vestu, 1 kladivko na rozbitie okna vozidla s integrovaným nožom na prerezanie pásov, 1 čelnú lampu, 1 sortiment obvazov podľa normy DIN 13164. Rozmery 33 x 22 cm, hmotnosť 2,4 kg.



189⁵⁷

ZĽAVA
20%

Obj. kód	Cena €	-20 % €
T-IRR	236,96	189,57



RESUSCITAČNÝ VAK

Vak je vhodný na jednorazové použitie a ako súčasť pohotovostných kufríkov. Súčasťou vaku je hadička, ktorou sa vak pripojí k regulátoru tlaku na kyslíkovej fľaši.

ZĽAVA
15%

37³⁴



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
E5 03010-S	Vak, objem 1 500 ml, 1 maska pre dospelých	43,93	37,34
E5 03020-S	Vak, objem 550 ml, 1 maska pre deti	43,93	37,34
E5 03030-S	Vak, objem 280 ml, 1 maska pre dojčatá	43,93	37,34

ZÁCHRANNÁ FÓLIA

- chráni pred prechladnutím a hypotermiou
- rozmer 160 x 240 cm

ZĽAVA
35%

Obj. kód	Cena €	-35 % €
901624	2,65	1,72



1⁷²

BURNSHIELD HYDROGEL

Rýchla terapia popálenín

- aplikuje sa na popálenú alebo obarenú časť tela
- ihneď ranu ochladí
- neobsahuje žiadne oleje ani tuky
- používa sa aj v oblasti tváre
- je vhodný aj na použitie u detí
- znižuje bolesť
- znižuje riziko infekcie
- objem 50 ml

6⁹⁹

ZĽAVA
20%

Obj. kód	Cena €	-20 % €
N9 3021	8,36	6,69



KOMBI

Lekársky kufrík Kombi je určený pre poskytnutie odbornej lekárskej pomoci. Kufrík má rozmery 44 x 31 x 14,5 cm a s plným vybavením (vrátane kyslíkovej fľaše a regulátora tlaku) váži iba 6,3 kg. Vo veku kufríku je tesnenie, ktoré bráni zaprášeniu a znečisteniu pomôcok uložených v kufríku. Obe časti kufríka je možné otvoriť do vodorovnej polohy. Súčasťou kufríka je úchyt pre jeho pripavenie na stenu, 3 taštičky naplnené lekáskymi pomôckami a úchyty pre pripavenie kyslíkovej fľaše s vodným objemom 1 liter (fľaša a regulátor tlaku nie sú súčasťou ceny kufríka). Všetky pomôcky sú prehľadne umiestnené v priehľadných taštičkách. **Kufrík Kombi obsahuje tieto pomôcky:**

- resuscitačný vak "Ambuvak" (objem 1600 ml), pre použitie u dospelých aj detí
- dýchacie masky veľkosti 3 a 5 (používajú sa s resuscitačným vakom)
- kyslíkový rezervoár
- kyslíkovú spojovaciu hadičku
- inhalačnú masku so zásobným vakom
- kyslíkový katéter s kompresiou
- jednoručné škrtidlo
- dezinfekčný sprej 50 ml pre dezinfekciu kože
- 4 sterilné tampóny
- 6 intravenózných flexil (G14, G18, G20)
- 2 fixačné náplasti
- 1 box pre uloženie použitých ihli
- 1 infúziu súpravu
- 1 rolu náplasti
- 6 striekačiek (2 ml, 5 ml, 10 ml)
- 6 ihli (č. 1 a 4)
- 3 ústne vzduchovody (veľkosti 2, 3 a 4)
- 1 hyperventilačnú masku
- súpravu obvazov, náplastí a krytie (72 kusov), obsah súpravy zodpovedá norme DIN 13157

ZĽAVA
10%



680⁴⁷

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
T-1045	Kombi	756,08	680,47
rvr	Regulátor tlaku regulovateľný na prietok 0 - 25 l/min	318,48	-----

**KYSLÍKOVÁ FĽAŠA NIE JE
SÚČASŤOU DODÁVKY**

ZOO SORTIMENT

- figúrky zo zdravotne nezávadného maľovaného plastu
- zaručene nejedovaté
- určené ako darčeky pre malých pacientov
- cena za balenie so 104 ks

ZĽAVA
15%



Obj. kód	Cena €	-15 % €
P1 004	21,39	18,18

PEDIATRICKÉ ŠKRTIDLO

- ergonomické
- ľahko ovládateľné

ZĽAVA
10%



Magic




ZOO

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
G2 906-MAGIC	Magic	18,61	16,75
G2 906-ZOO	ZOO	18,61	16,75

SRDCE

ZĽAVA
10%

73¹⁹



Obj. kód	Cena €	-10 % €
E3 G08	81,32	73,19

GLORA

Hasiaci prístroj do ambulancie, domácnosti aj do vozidla

Vysoký hasiaci výkon, možnosť kedykoľvek prerušiť hasenie a následne pokračovať. Jednoduché overenie prevádzkyschopnosti cez zvláštny ventil. Prášková náplň 2 kg.

48⁹⁹

ZĽAVA
30%



Obj. kód	Cena €	-30 % €
GL-P2 G	69,98	48,99

LEBKA

- trojdílny model
- hmotnosť 0,7 kg

129⁶¹

ZĽAVA
15%



Obj. kód	Cena €	-15 % €
E3 A20	152,48	129,61

EMITNÉ MISKY

Plast, dĺžka 250 mm, sterilizovateľné v autokláve pri teplote 130 °C.

ZĽAVA
10%

4⁷⁵



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
18 21564	Farba ružová	5,28	4,75
18 21561	Farba modrá	5,28	4,75
18 21562	Farba petrolejová	5,28	4,75
18 21563	Farba tyrkysová	5,28	4,75
18 2503	Farba biela	5,28	4,75

SERVOSPORT

- na podchladenie tkaniva pri opuchoch a zranení
- obsahuje mentol a mäta
- neobsahuje freóny
- objem 300 ml

28¹⁵

ZĽAVA
30%



Obj. kód	Cena €	-30 % €
H7 05010	40,21	28,15

PIERCER BLOMDAHL = SYSTÉM PRE ÚSPEŠNÚ LEKÁRSKU PRAX A SPOKOJNÝCH PACIENTOV



Made in Sweden

BLOMDAHL
medical ear piercing



od 98²⁴

PREČO SYSTÉM BLOMDAHL?

Nepoužívame zlato a chirurgickú oceľ

V západnej populácii je 10% obyvateľov alergických na zlato alebo nikel, chirurgická oceľ obsahuje 8-16% niklu.

Procedúra je sterilná

Piercer neprichádza do styku s pokožkou, nemusí sa dezinfikovať, kazeta obsahuje sterilnú náušnicu, rana nehnisá.

Procedúra je menej bolestivá, menej krvácajúca a presnejšia, než prepichovanie uší ihlou.

Procedúra je rýchla a jednoduchá

Dieťa sa menej bojí.

Nastrelená náušnica má skrytý hrot

Nehrozí poranenie kože za ušom ostrým hrotom náušnice.

Rana sa rýchlo hojí

Špeciálny dizajn náušnice zaisťuje dostatočný prívod vzduchu k rane.

Jednoduché nasadenie trvalé náušnice

Otvor v uchu je dostatočne veľký pre trvalú náušnicu, pretože dočasná náušnica má vhodný priemer dierku.

Prostriedok zdravotníckej techniky

Výroba a sterilizácia všetkých komponentov systému Blomdahl prebieha vo Švédsku podľa prísnych noriem na výrobu chirurgických implantátov (prostriedkov zdravotníckej techniky), v súlade s normou ISO 13485, napriek tomu, že to zatiaľ zákon nevyžaduje, pretože piercer podľa európskej legislatívy ešte nie je prostriedkom zdravotníckej techniky.

Silná marketingová podpora poskytovateľom

www.facebook.com/blomdahlcz/

www.harmed.cz/piercing

ZĽAVA
25-45 %



Súprava s 2 prístrojmi je vhodná na vykonanie simultánneho piercingu oboch uší. Táto procedúra je klientmi stále častejšie požadovaná. Prevedenie simultánneho piercingu je deťmi vnímané ako podstatne menej bolestivé ako piercing každého ucha zvlášť.

Obj. kód	Popis	Cena €	Zľava €	Zľava
11-108-0115	PIERCER UCHA BLOMDAHL DOUBLE, štartovacia súprava, 2 prístroje, 10 plastových náušníc kryštál	245,53	135,04	45 %
11-101-0115	PIERCER UCHA BLOMDAHL, štartovacia súprava, 1 prístroj, 10 plastových náušníc kryštál	130,98	98,24	25 %

PLASTOVÉ NÁUŠNICE SEDMOKRÁSKA

Dĺžka dierky je 6 mm, priemer hlavičky je 5 mm.

• cena za balenie s 10 ks

12-0114-56
Fialka/Kryštál

12-0114-57
Ruže/Ruže

12-0114-83
Kryštál/Ruže

12-0114-55
Akvamarín/Kryštál

12-0114-45
Dúha/Alexandrit

12-0114-43
Zafír

12-0114-41
Kryštál

12-0114-42
Ružový kamienok

12-0114-98
Svetlá fantázia

12-0114-99
Fantázia

12-0114-47
Svetlý ružový
kamienok/Ametyst

12-0114-46
Alexandrit/Ružový
kamienok


73⁸⁹

PIERCER BLOMDAHL = SYSTÉM PRE ÚSPEŠNÚ LEKÁRSKU PRAX A SPOKOJNÝCH PACIENTOV

Ak si želáte zverejniť Vašu ambulanciu v Zozname poskytovateľov bezpečného ušného piercingu Blomdahl, pošlite nám, prosíme, krátky e-mail na info@harrmed.sk so súhlasom zverejnenia.



BLOMDAHL
medical ear piercing



NÁUŠNICE PRÍRODNÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1210-00
Plochý tvar



12-1201-01
Kryštál

NÁUŠNICE PRÍRODNÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1203-01
Kryštál

NÁUŠNICE POZLÁTENÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1301-01
Kryštál



12-1310-00
Plochý tvar

NÁUŠNICE TITÁN TIFFANY

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm. Sú osadené kryštálmi.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1403-01
Kryštál



12-1403-59
Perla



12-1303-01
Kryštál

12-1303-59
Perla

NÁUŠNICE STRIEBORNÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1401-03
Ruže



12-1401-05
Akvamarín



12-1401-01
Kryštál



12-1410-00
Plochý tvar

NÁUŠNICE PRÍRODNÉ TITAN SEDMOKRÁSKA

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-12166-01
Kryštál



12-12166-55
Akvamarín/Kryštál



12-12166-92
Ruže/Kryštál

NÁUŠNICE ČIERNY TITAN

Dĺžka drieku je 6 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1526-00
Plochý tvar
priemer 5 mm



12-1510-00
Plochý tvar
priemer 4 mm

PLASTOVÉ NÁUŠNICE

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks



12-0103-01
Kryštál



12-0103-03
Ružový kamienok



12-0103-04
Zafír



12-0103-26
Fialka



12-0103-12
Čierny diamant



12-0103-10
Rubín



12-0103-05
Akvamarín



12-0103-14
Modrý zirkón



12-0103-02
Dúha



12-0103-07
Gagát

52⁹⁹

PONUPOVÝ STOJAN

Do stojana je možné umiestniť 18 vzoriek nastrelovacích náušnic.



VZORKOVÉ NÁUŠNICE NÁJDETE NA
www.harrmed.sk

Obj. kód Cena €
403-0104-01 7,39

AKCIA

k stojanu dostanete zadarmo látkový banner s reklamou na obojstranný piercing Blomdahl.

7⁹⁹



MAXICREP®


Ekonomická papierová rola na vyšetrovacie lôžka

- 2 vrstvy kvalitného bieleho papiera
- hmotnosť 40 g/m²
- perforácia po 38 cm
- jednotlivo hygienicky balená
- dĺžka 150 m

ZĽAVA
10%

od 81³⁵

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
K7 40	Šírka 40 cm, 6 ks	90,39	81,35
K7 45	Šírka 45 cm, 6 ks	111,09	99,98
K7 50	Šírka 50 cm, 6 ks	117,42	105,68
K7 55	Šírka 55 cm, 4 ks	90,39	81,35
K7 59	Šírka 59 cm, 4 ks	104,75	94,28



DUOCREP®

Papierová rola na vyšetrovacie lôžka

- dve vrstvy kvalitného bieleho papiera (hmotnosť 40 g/m²)
- perforácia po 30 cm
- dĺžka 50 m

ZĽAVA
20%

od 6¹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
G7 5040	Šírka 40 cm	7,73	6,18
G7 5046	Šírka 46 cm	8,70	6,96
G7 5050	Šírka 50 cm	8,83	7,06
G7 5055	Šírka 55 cm	9,97	7,98
G7 5059	Šírka 59 cm	10,48	8,38



OMNICREP STANDARD

Ekonomická papierová rola na vyšetrovacie lehátka

Táto rola je vhodná na bežné použitie vo všetkých typoch ambulancií.

- dĺžka 50 m, šírka 58 cm
- 2 vrstvy
- papier 2x 16 g/m²
- perforácia po 38 cm
- počet útržkov 132
- biela farba

6²⁹

Obj. kód	Cena €
108.015.SG	6,29



NOBACREP®

Rolky z pevného nebieleného ekologického papiera

- hmotnosť 46 g/m²
- perforácia po 28 cm
- hygienicky balená v ochrannom obale
- dĺžka 50 m

od 4⁸⁸

ZĽAVA
15%

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
650539	Šírka 39 cm	5,74	4,88
650549	Šírka 49 cm	7,52	6,39
650555	Šírka 55 cm	8,11	6,89
650559	Šírka 59 cm	8,70	7,40



OMNICREP PLUS

Vlísová rola na vyšetrovacie lehátka

- dĺžka 70 m, šírka 50 cm
- odolný, príjemný materiál
- 1 vrstva netkanej textilie
- perforácia po 38 cm
- počet útržkov 184
- biela farba

6⁷²

Obj. kód	Cena €
108.033.SA	6,72



OMNICREP AQUA

Nepremokavá rola na vyšetrovacie lehátka

- dĺžka 50 m, šírka 50 cm
- 3 vrstvy (2x papier 21 g/m², 1x HDPE 6 g/m²)
- perforácia po 38 cm
- počet útržkov 132



Obj. kód	Popis	Cena €
108.023.SA	Farba biela	5,45
108.023.SG	Farba zelená	6,29
108.023.SB	Farba modrá	6,29
108.023.SBL	Farba čierna	7,56
108.023.PR	Detské obrázky	7,56

od 5⁴⁵



SUPERECO

Skladané uteráky

- bielený recyklát
- 75% belosť
- 2 vrstvy
- cena za balenie 20x 250 ks = 5000 ks

52⁷⁸


Obj. kód	Cena €
72450	52,78

BIO

Jemný BIO toaletný papier

- rýchlo sa rozkladá v odpadu - do 15 s
- veľmi pevný a zároveň mäkký
- 4 role nahradí 9 klasických roličiek
- cena za balenie so 4 rolami

4 role Bio = 9 bežných rolí


2³¹

Obj. kód	Cena €
10300N	2,31

LEONIDA

Kvalitné značkové skladané uteráky

- dve vrstvy snehovo bielej buničiny
- dobre savé, netrhavé
- kvalitné osušenie, nízka spotreba
- bez cudzorodých prímies, sklenených vlákien, apod.
- rozmery 22 x 22 cm
- vhodné aj do kuchyne
- cena za balenie 15x 210 ks = 3150 ks

35⁴⁸

ZĽAVA
25%


Obj. kód	Cena €	-25 % €
72121	47,31	35,48

PROFESSIONAL

Pevný, mäkký, dvojvrstvový toaletný papier

- veľký návin 500 útržkov, 55 m
- dĺžka útržku 11 cm
- priemer rolky 120 mm
- cena za balenie so 4 rolami

4 role Professional = 10 bežných rolí


4⁸⁹

Obj. kód	Cena €
10080	4,89

HYDROSOL

Skladané splachovateľné papierové uteráky

Splachovateľný trojvrstvový papierový uterák je vhodný pre vysoko rizikové prevádzkarne, kde možno uteráky namiesto do odpadkového koša vhadzovať do toalety. Veľmi rýchlo sa rozkladá v odpade (do 9 sekúnd).

- cena za balenie s 15 x 170 ks = 2550 ks

41⁵⁴

ZĽAVA
15%


Obj. kód	Cena €	-15 % €
72115	48,87	41,54

BIO

Dvojvrstvové papierové uteráky skladané

- z BIO ekologicky recyklovanej celulózy
- najlepší pomer medzi cenou a kvalitou
- rozmer 21,5 x 21cm
- cena za balenie s 15x 200 ks

ZĽAVA
20%

32⁵³


Obj. kód	Cena €	-20 % €
72321	40,66	32,53

DEZINFEKCIA & HYGIENA RÚK

MANUSEPT® BASIC

Dezinfekcia rúk

- bez farbív a parfumácie
- základné spektrum účinnosti
- dobrá znášanlivosť s pokožkou

od 6⁰⁵

ZĽAVA
15%



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
B-977142	Fľaša 500 ml	7,12	6,05
B-977140	Fľaša 1000 ml	12,24	10,40
B-977145	Kanister 5 l	52,39	44,53

STERILLIUM® MED

Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk

- bez farbív a parfumácie
- zvláčňujúci efekt
- okamžitý účinok

ZĽAVA
10%

od 4⁵⁴



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
B-981036	Fľaša 100 ml	5,04	4,54
B-981037	Fľaša 500 ml	12,24	11,02
B-981038	Fľaša 1000 ml	20,37	18,33
B-981039	Kanister 5 l	87,19	78,47

STERILLIUM® GEL PURE

Alkoholový gélový prípravok

- hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk
- vynikajúca starostlivosť o pokožku
- baktericídny
- fungicídny na kvasinky
- tuberkulocídny
- mykobaktericídny
- virucídny na obalené vírusy vr. HBV, HIV, HCV
- nezávislý na dostupnosti umývadla či vody

od 4⁵⁰

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
B-980388	Fľaša 475 ml, pumpička	11,18	10,06
B-981314	Fľaštička 100 ml, bez pumpičky	5,00	4,50

STERILLIUM PURE

- prvý prípravok na dezinfekciu rúk, ktorý môžu bez obáv používať alergici, astmatici a ľudia s atopickým ekzémom
- výborne hydratuje pokožku
- neobsahuje farbivá alebo parfumácie
- má rovnakú účinnosť ako prípravok Sterillium
- baktericídne, protikvasinkové, virucídne na obalené vírusy, tuberkulocídne a mykobaktericídne (všetko za najviac 30 s)

od 3⁸³



Obj. kód	Popis	Cena €
B-9816831	Fľaša 100 ml	3,83
B-9816841	Fľaša 500 ml	8,56
B-9816861	Fľaša 1000 ml	14,43
B-9816871	Kanister 5 l	66,07

SEPTODERM GEL

Gélový alkoholový dezinfekčný prípravok na báze kombinácie alkoholov. Určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. S obsahom zvláčňujúcich prísad pre extra ochranu pokožky.

- hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk
- rýchla a dlhotrvajúca účinnosť
- široké spektrum účinku vrátane plného spektra vírusov
- zanecháva pocit sviežej, jemnej a vláčnej pokožky
- príjemná aplikácia a nižšia spotreba vďaka gélovej formulácii
- objem 500 ml

13⁶⁴



Obj. kód	Cena €
70000265	13,64

STELLISEPT® MED

Antibakteriálna emulzia na umývanie rúk a tela

- hygienické umývanie rúk
- nedráždi pokožku ani sliznice

od 5¹³

ZĽAVA
20%



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
B-975661	Fľaša 100 ml	6,41	5,13
E1 975665	Fľaša 500 ml	13,25	10,60
E1 975660	Fľaša 1000 ml	22,99	18,39

CITROCLOREX 2%

Dezinfekčný prípravok na okamžité použitie, neriedi sa, rýchlo pôsobí. Na dezinfekciu kože a slizníc.

- objem 250 ml

9⁵⁰



Obj. kód	Cena €
3061580	9,50

SEPTODERM BAREVNÝ

Dezinfekcia pokožky - tekutá farebná alkoholová dezinfekcia - neobsahuje jód - obsahuje farbivo na označenie operačného poľa - dobrá znášanlivosť s pokožkou - rýchla a dlhotrvajúca účinnosť - dezinfikuje, čistí a odmasťuje pokožku.

Spektrum účinnosti: Baktericídny (vrátane TBC), fungicídny, virucídny

- objem 500 ml

10⁵²



Obj. kód	Cena €
70000213	10,52

SEPTODERM®

Tekutá alkoholová dezinfekcia pokožky

- výborná znášanlivosť s pokožkou
- bez parfumov a alergénnych zložiek
- ľahká aplikácia pomocou mechanického rozprašovača
- rýchly a dlhotrvajúci účinok
- objem 250 ml

11⁶¹



Obj. kód	Cena €
70000211	11,61

SKINSEPT F

Vysoko účinný bezfarebný prípravok určený na dezinfekciu operačného poľa a kože pred injekciami, punkciami apod. Neobsahuje jód. Neriedi sa.

od 8⁹⁹



Obj. kód	Popis	Cena €
3020640	350 ml, s rozprašovačom	9,50
3020620	500 ml	8,99

ALKOTIP® ECOBOX

Dezinfekčné a čistiace vankúšiky

- napustené 70% alkoholom
- ľahko sa odoberajú zo zásobnej nádoby
- rozmery 44 x 44 mm
- cena za balenie so 155 ks

8⁵⁵




ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
G6 0202	9,50	8,55

ALKOTIP®

Alkotip® štvorčeky sú napustené 70% izopropylalkoholom a používajú sa na čistenie pokožky pred venepunkciou a inými drobnými zákrokmi. Sterilné štvorčeky sa používajú na oddelení JIS, ARO a pod., u pacientov ohrozených infekciou, a tiež ako súčasť balenia niektorých liečiv, ktoré sa aplikujú intravenózne, intramuskulárne alebo intradermálne.

od 6⁵⁵



Obj. kód	Popis	Cena €
G6 02	62 x 26 mm, 100 ks	6,55
G6 0250	62 x 26 mm, 250 ks	12,16
G6 03	45 x 87 mm, 100 ks	11,07
G6 04	90 x 110 mm, 100 ks	17,74
G6 01	Alkoholové čistiace tyčinky, dĺžka 100 mm, 50 ks	8,83

DEZINFEKČIA POVRCHOV, PRÍSTROJOV A NÁSTROJOV

BACILLOL® 30 FOAM

Dezinfekcia citlivých povrchov

- vynikajúca materiálková znášanlivosť
- pôsobí rýchlo
- ľahká aplikácia z fľaše s napeňovačom
- bez farbív a parfumácie

od 12²⁴

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
E1 981307	Fľaša 750 ml, napeňovač	13,60	12,24
B-981127	Kanister 5 l	72,65	65,39

BACILLOL® TISSUES

Dezinfekčné obrúsky

- rozsiahle spektrum účinnosti
- rýchla účinnosť za 30 sekúnd
- výborná materiálková znášanlivosť

od 10⁶⁸

ZĽAVA
20%



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
E1 975670-s	Dóza so 100 ks	14,28	11,42
E1 975673-s	Náhradná náplň, 100 ks	13,35	10,68

MIKROBAC® TISSUES

Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekčné obrúsky

- vhodné pre čistenie a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok
- cena za balenie s 80 ks

ZĽAVA
10%



20⁰⁷

Obj. kód	Cena €	-10 % €
E1 977040	22,30	20,07

KORSOLEX® BASIC

Účinná dezinfekcia nástrojov a endoskopov

- rozsiahle spektrum účinnosti
- vhodný do ultrazvukového kúpeľa

ZĽAVA
15%



od 61⁷⁵

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
E1 972672	Kanister 2 l	72,65	61,75
E1 972679	Kanister 5 l	146,15	124,23

BACILLOL® AF

Alkoholový prostriedok pre rýchlu dezinfekciu plôch

- neobsahuje aldehydy
- nezanecháva reziduá, bez vonných prísad

od 10⁵²



Obj. kód	Popis	Cena €
E1 973385	Fľaša 500 ml	10,52
E1 973380	Fľaša 1000 ml	19,05
E1 973389	Kanister 5 l	70,96

BACILLOL 30 SENSITIVE TISSUES

- Obrúsky bez aldehydov na rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov
- baktericídne, fungicídne
- virucídne na obalené vírusy
- účinné na norovírusy, polyomaviry, rotavírusy

Rýchla účinná dezinfekcia:

- displejov, klávesníc, dotykových obrazoviek, mobilných telefónov
- citlivých povrchov vyrobených z makrolonu, akrylového skla, polysulfónu, umelej kože
- citlivých povrchov zdravotníckych pomôcok, ako napr. monitorovacích systémov, a pod.
- citlivých, neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, napr. mamografických zariadení, vyšetrovacích lúčov, a pod.

Výhody:

- rýchly účinok
- obrásky sa nethrajú
- roztok dobre zmáča povrchy, rýchlo osychá
- bez aldehydov, farbív, parfumácie
- nie je nutné používať rukavice

ZĽAVA
10%

od 14⁰³



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
E1 981312	80 ks, 180 x 200 mm	17,74	15,97
B-9818650	40 ks, 250 x 380 mm	15,59	14,03

BOMIX® PLUS

Bezaldehydový prípravok na dezinfekciu nástrojov

- vynikajúci čistiaci účinok
- široké spektrum účinnosti
- výborná materiálková znášanlivosť
- príjemná vôňa

od 46⁷⁶

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
B-980320	Fľaša 2 l	51,95	46,76
B-980321	Kanister 5 l	100,53	90,48

SANI-CLOTH® AF

Kvartérny amóniový prípravok bez alkoholu, ktorý vytvára roztok dva v jednom ideálny na čistenie a dezinfekciu. Tuberkulocídny, virucidný, baktericídny, kvasinkocídny účinok v priebehu 2 minút. Použitie na bežné čistenie a dezinfekciu, oblasti s vysokou frekvenciou pohybu, povrchy s vysokým počtom dotykových bodov, bežné vybavenie a neinvazívne zdravotnícke pomôcky. Vopred dávkované, jednorazové čistiace a dezinfekčné obrúsky bez alkoholu, ktoré sa málo žmolkujú a nevyžadujú miešanie ani odmeriavanie. Neobsahuje alkohol, bieliadla ani PHMB, nedráždi pokožku ani nespôsobuje senzibilizáciu.

• cena za balenie s 200 ks

ZĽAVA
20%

13¹⁴



Obj. kód	Cena €	-20 % €
P-EAF1120	16,43	13,14

SUPER SANI-CLOTH®

Dvojsložkový prípravok dva v jednom na báze kvartérneho amónia a alkoholu. Je ideálny pre použitie v prostredí s vysokou frekvenciou pohybu a v oblastiach, kde je dôležité zachovať integritu neinvazívnych zdravotníckych pomôcok. Je účinný proti baktériám, obaleným aj neobaleným vírusom, kvasinkám a TBC do 60 sekúnd. Nevyžaduje miešanie a odmeriavanie. Dekontaminácia povrchu je vždy spoľahlivá, jednoduchá a účinná. Neobsahuje PHMB, nepredstavuje žiadne známe riziko vyvolania alergických reakcií. Výroba v Británii.

• cena za balenie s 200 ks

17⁴⁵

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Cena €	-10 % €
P-ESC1600	19,39	17,45

OCHRANNÝ POVLAK

- modrá plastová fólia
- použiteľný do rozmerov matracu 100 x 210 cm
- po stranách gumičky
- cena za balenie s 10 ks

15⁴⁴



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
H7 2001	17,16	15,44

PERVIN/PERLAN

- hygienická nezávadnosť
- pevnosť a odolnosť proti oderu
- mimoriadna savosť (cca 10-násobok vlastnej hmotnosti)

od 5⁴³



Obj. kód	Popis	Cena €
VT-3200018	Prírezy, podložka 0,95 x 1,50 m, 100 ks	85,62
VT-3200017	Prírezy, plachta 1,40 x 2,50 m, 25 ks	54,35
VT-3200019	Prírezy, uterák 0,95 x 0,50 m, 100 ks	25,77
VT-3200020	Prírezy, utierka 0,42 x 0,48 m, 200 ks	24,59
VT-3200011	Rola, 0,50 x 100 m, 1 ks	28,89
VT-3200010	Rola, 0,70 x 100 m, 1 ks	38,67
VT-3200012	Rola, 0,95 x 100 m, 1 ks	50,44
VT-3400040	Perforovaná rola, 40 x 50 cm, 50 útržkov	8,95
VT-3400043	Perforovaná rola, 30 x 40 cm, 50 útržkov	5,43

PROSAVON

Krémové tekuté mydlo s olivovým olejom

od 7⁴⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
70000092	Fľaša, objem 500 ml, pumpička	7,47
70000094	Fľaša, objem 1 l	9,23
70000096	Kanister, objem 5 l	37,03

BAKTOLIN® PURE

Emulzia na umývanie rúk a pokožky

- hypoalergénna
- bez farbív a parfumácie
- pre pokožku priaznivá hodnota pH 5,5
- neobsahuje alkalická mydla
- moderné šetrné povrchovo aktívne látky
- príjemný pocit počas umývania

ZĽAVA
15%

od 6⁰⁵

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
B-973585	Fľaša 500 ml	7,12	6,05
B-973580	Fľaša 1000 ml	13,25	11,26
B-973589	Kanister 5 l	51,61	43,87



DEZINFEKCIA POVRCHOV A PODLÁH

MIKROBAC PLUS

Mikrobac Plus je koncentrát na báze KAS a aminorov na prípravu dezinfekčného a čistiaceho roztoku pre profylaktickú dezinfekciu povrchov zdravotníckych pomôcok a plôch. Používa sa v oblasti zdravotnej starostlivosti (nemocnice, domovy pre seniorov, opatrovateľské a záchranné služby, zubnej a lekárskej praxe) a vo verejných priestoroch. Na každodennú dezinfekciu a čistenie všetkých vodeodolných povrchov vo všetkých hygienicky významných oblastiach. Vzhľadom na svoje zloženie s malým odérom je vhodný najmä na použitie v blízkosti pacientov alebo klientov. Len na profesionálne použitie.

- baktericídne, tuberkulocídne
- virucídne na obalené vírusy
- protikvasinková účinnosť
- **objem 5 l**

83⁶³

NOVINKA



Obj. kód	Cena €
B-9819170	83,63

INCIDIN OXYFOAM S

Dezinfekčný prostriedok sa sporocidným účinkom na báze peroxidu vodíka, spray.

- **objem 750 ml**

17⁷⁵



Obj. kód	Cena €
3115830	17,75

INCIDIN LIQUID

Tekutý dezinfekčný prípravok na báze alkoholov na priame použitie pre rýchlu a bezpečnú dezinfekciu predmetov a plôch postrekom. Neriedi sa, pripravený na okamžité použitie.

od 12¹⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
3086930	600 ml, bez rozprašovača	12,16
10200449	Rozprašovač pre fľašu 600 ml	3,83
3042450	1 l	18,84
3042470	5 l	77,02

INCIDIN PRO

Najmodernejší kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok určený pre profesionálnu dezinfekciu a čistenie všetkých umývateľných plôch.

od 62²⁸

**ZĽAVA
10%**



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
3076620	2 l	69,20	62,28
3076730	6 l	145,83	131,25

NOBATUCH®

Nobatuch utierka je vyrobená z mäkkého a nealergického materiálu. Používa sa na čistenie a umývanie vo všetkých oblastiach medicíny. Rozmery sú 32 x 34 cm.

- **cena za balenie s 50 ks**

**ZĽAVA
20%**



4⁰⁶

Obj. kód	Cena €	-20 % €
674000	5,08	4,06

BUNICITÉ ŠTVORČKY

- mnohovorstvá bielená buničitá vata
- ľahko sa oddeľujú
- 4 x 5 cm
- 8 vrstiev
- nesterilné
- **cena za balenie s 2 x 500 ks**

2⁸⁶

**ZĽAVA
20%**



Obj. kód	Cena €	-20 % €
1230200310	3,57	2,86

BACOBAN® NEALKO TISSUES**Rýchla dezinfekcia všetkých lekárskeho prístrojov a povrchov**

- účinok počas 5 minút
- neobsahuje alkohol, fenoly a aldehydy
- vhodný aj pre ultrazvukové sondy
- cena za balenie s 50 ks

**7⁷⁴**

Obj. kód	Cena €
BACDLTU	7,74

BACOBAN® NEALKO

- dezinfekčný prostriedok na povrchy zdravotníckych pomôcok
- dlhodobá účinnosť - až 10 dní
- neobsahuje alkohol, fenoly a aldehydy

od 10⁵**ZĽAVA
10%****NA DEZINFEKCIU
ULTRAZVUKOVÝCH SOND**

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
BACDL1	Fľaša s 500 ml hotového 1% roztoku, rozprašovač	11,77	10,59
BACWB1	Fľaša s 1000 ml koncentráta a odmerkou	56,69	51,02

BACOBAN®**Moderný superúčinný dezinfekčný prostriedok**

- účinnosť až 10 dní
- mikrobiologický účinok počas 5 minút

21⁵**ZĽAVA
10%**

**Dezinfekce
+
Dlouhodobý antimikrobiální efekt
+
Redukce nákladů na čištění ploch**

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
BAC500	Fľaša bez rozprašovača, 500 ml	24,32	21,89
BSP500	Rozprašovač pre fľašu 500 ml	4,42	3,98

INJEKT

Sterilné dvojdielne striekačky

- zelený piest pre dobrú čitateľnosť stupnice
- úsporný piest bez mŕtveho priestoru
- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
15%

od 5⁸⁵



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
I4 4606027V	Objem 2/3 ml	6,88	5,85
I4 4606051V	Objem 5/6 ml	8,95	7,61
I4 4606108V	Objem 10/12 ml	15,38	13,07
I4 4606205V	Objem 20/24 ml	21,92	18,63

INZULIN

Značkové sterilné striekačky

od 5⁴⁵

- dobre chodiaci piest
- konektor luer
- perfektná transparentnosť valca
- jednotlivo sterilne balené



Obj. kód	Popis	Cena €
I3 040100	U40, objem 1 ml, bez ihly, 100 ks	17,32
I3 0605	U40, objem 1 ml, ihla 0,33 x 12,7 mm, 10 ks	5,45
I3 06044	U100, objem 0,5 ml, ihla 0,33 x 12,7 mm, 100 ks	43,51

NEOPOINT®

- veľmi ostré ihly
- konektor luer
- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
10%

od 3³¹



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
L1 0220	Sivá, 27G 3/4, 16 mm x 0,40 mm	3,68	3,31
L1 0301	Sivá dlhá, 27G 1 1/2, 40 mm x 0,40 mm	5,83	5,25
L1 0101	Hnedá, 26G 1/2, 12 mm x 0,45 mm	4,52	4,07
L1 0218	Hnedá dlhá, 26G 7/8, 16 mm x 0,45 mm	3,68	3,31
L1 0102	Oranžová, 25G 5/8, 16 mm x 0,50 mm	4,52	4,07
L1 0302	Oranžová dlhá, 25G 1 1/2, 40 mm x 0,50 mm	5,83	5,25
L1 0217	Fialová, 24G 1, 25 mm x 0,55 mm	3,68	3,31
L1 0216	Modrá, 23G 1, 25 mm x 0,60 mm	3,68	3,31
L1 0214	Modrá dlhá, 23G 1 1/4, 30 mm x 0,60 mm	3,68	3,31
L1 0212	Čierna, 22G 1 1/4, 30 mm x 0,70 mm	3,68	3,31
L1 0202	Zelená, 21G 1 1/2, 40 mm x 0,80 mm	3,68	3,31
L1 0105	Zelená dlhá, 21G 2, 50 mm x 0,80	9,76	8,78
L1 0201	Žltá, 20G 1 1/2, 40 mm x 0,90 mm	3,68	3,31
L1 0107	Žltá dlhá, 20G 2 3/4, 50 mm x 0,90 mm	10,22	9,20
L1 0104	Béžová, 19G 1 1/2, 40 mm x 1,10 mm	4,77	4,29
L1 0103	Ružová, 18G 1 1/2, 40 mm x 1,20 mm	4,77	4,29

MEDIWARE® LUER LOCK

Značková sterilná striekačka s perfektné ľahko chodiacim a dobre tesniacim piestom a konektorom luer. Potlač valca je veľmi dobre čitateľná a nezmazáva sa.

od 0²²



Obj. kód	Popis	Cena €
I3 0501	Objem 2/3 ml	0,22
I3 0502	Objem 5/6 ml	0,27
I3 0503	Objem 10/12 ml	0,33
I3 0504	Objem 20/25 ml	0,55
I3 0506	Objem 50/60 ml	1,11

MEDIWARE® LUER

Značková sterilná striekačka s perfektné ľahko chodiacim a dobre tesniacim piestom a konektorom luer. Potlač valca je veľmi dobre čitateľná a nezmazáva sa.

od 0¹⁴

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
I3 0510	Centrálna koncovka luer, objem 2/3 ml	0,15	0,14
I3 0511	Centrálna koncovka luer, objem 5/6 ml	0,19	0,17
I3 0512	Centrálna koncovka luer, objem 10/12 ml	0,23	0,21
I3 0513	Excentrická koncovka luer, objem 20/25 ml	0,35	0,32
I3 040700	Excentrická koncovka luer, objem 50/60 ml	1,00	0,90

JANET

Preplachovacie striekačky

- veľmi dobre chodiaci gumový piest
- sterilne balené

ZĽAVA
15%

od 1⁴²



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
I3 041200	Objem 100 ml	4,39	3,73
I3 040800	Objem 60 ml	1,67	1,42

WING-FLO

Krídlatá ihla s hadičkou, ostrá kanyla, jednotlivo sterilne balená, koncovka Luer Lok, farebné kódovanie priemerov.

- cena za balenie s 50 ks

16⁹⁸



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 0027	Krídlatá ihla s hadičkou, 0,40 x 19 mm, 27G, šedá	16,98
I4 0025	Krídlatá ihla s hadičkou, 0,50 x 19 mm, 25G, oranžová	16,98
I4 0023	Krídlatá ihla s hadičkou, 0,60 x 19 mm, 23G, modrá	16,98
I4 0022	Krídlatá ihla s hadičkou, 0,70 x 19 mm, 22G, čierna	16,98
I4 0021	Krídlatá ihla s hadičkou, 0,80 x 19 mm, 21G, zelená	16,98
I4 0020	Krídlatá ihla s hadičkou, 0,90 x 19 mm, 20G, žltá	16,98
I4 0019	Krídlatá ihla s hadičkou, 1,1 x 19 mm, 19G, béžová	16,98
I4 0018	Krídlatá ihla s hadičkou, 1,2 x 19 mm, 18G, ružová	16,98

INFÚZNA SÚPRAVA od 0⁹⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
GA606103	Infúzna súprava Gama 103	0,90
GA606127	Infúzna súprava Gama 127	0,95

SAFE TOUCH Bezpečná krídlatá ihla s hadičkou

Vylučuje možnosť zranenia personálu infekčnou ihlou. Venepunkcia sa vykonáva bežným spôsobom. Pri vytiahnutí ihly zo žily sa stlačí pružná časť, ihla zájde bezpečne do ochrannej trubičky, z ktorej nie je možné ju vytiahnuť. Ihla je jednotlivo sterilne balená a je vhodná pre použitie u všetkých potenciálne infekčných pacientov.



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 6025	0,5 x 20 mm, 25G, oranžová	1,11
I4 6023	0,6 x 20 mm, 23G, modrá	1,11
I4 6022	0,7 x 20 mm, 22G, čierna	1,11
I4 6021	0,8 x 20 mm, 21G, zelená	1,11
I4 6019	1,1 x 20 mm, 19G, béžová	1,11

INTROCAN • intravenózna bezpečnostná kanyl

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



Obj. kód	Popis	Cena €
4251601-01	0,7 x 19 mm, 24G, žltá	1,58
4251628-01	0,9 x 25 mm, 22G, modrá	1,58
4251644-01	1,1 x 32 mm, 20G, ružová	1,58
4251679-01	1,3 x 45 mm, 18G, zelená	1,58
4251687-01	1,3 x 32 mm, 18G, zelená	1,58
4251695-01	1,7 x 50 mm, 16G, šedá	1,58

SERVOBOX Bezpečné nádoby na použité ihly a striekačky

- záklopka, ktorá bráni vypadnutiu infikovaných predmetov
- bezpečnostný hermetický uzáver
- bezo zvyšku spáliteľné, nezatažujú životné prostredie

od 0⁷³

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
I9 0101	Žltá, 100 ml	0,81	0,73
I9 0105	Žltá, 500 ml	1,34	1,21
I9 0150	Nádoba žltá, 500 ml	1,66	1,49
I9 0115	Žltá, 1500 ml	1,82	1,64
I9 0117	Žltá, 1700 ml	2,14	1,93
I9 0120	Žltá, 2000 ml	2,25	2,03
I9 0125	Čierna, 5000 ml	8,05	7,25
I9 0130	Čierna, 11000 ml	13,37	12,03
I9 0135	Čierna, 20000 ml	21,39	19,25



MEDIWARE LANCET Ostré a bezpečné krvné lancety

- jednotlivo sterilne balené
- špeciálne formovaný konkávny hrot
- cena za balenie s 500 ks



Obj. kód	Cena €
B2 01500	18,92

18⁹²

TRANSOFIX Obojstranný bodec

- pre transfer tekutín medzi nádobami



ZĽAVA
30%

0⁵⁵



Obj. kód	Cena €	-30 % €
I4 4090500	0,78	0,55

ÚSTNE RÚŠKA

Rúšku je možné ľahko opakovane nasadiť, má optimálne filtračné vlastnosti a nízky dýchací odpor. Mäkké gumičky na pohodlné umiestnenie za ušami.

- cena za balenie s 50 ks

2⁴⁹



Obj. kód	Cena €
672042	2,49

CURAPLAST®

Náplasti telovej farby

- balené v kotúči a v kartóne
- ľahko sa vytahujú
- rozmery 2 x 4 cm
- cena za balenie s 250 ks

10⁴



Obj. kód	Cena €
30625	10,94

NOBAHAFT®

- elastické fixačné ovínadlo
- latexová vrstva
- prilnavé k sebe
- nelepí sa k rane

od 1⁰⁰



Dĺžka 4 m, farba biela

Obj. kód	Šírka	Cena €
470004	4 cm	1,00
470006	6 cm	1,06
470008	8 cm	1,21
470010	10 cm	1,61
470012	12 cm	1,94

Dĺžka 20 m

Šírka	Farba modrá	Farba zelená	Farba červená	Cena €
6 cm	471206	472206	473206	4,90
8 cm	471208	472208	473208	5,41



CURATEST®

Alergologická testovacia náplast

- určená na epikutánne testy
- jednoduchá manipulácia pri vkladaní a aplikácii
- drží dobre a trvalo
- popisovateľný, odnímateľný bočný okraj pre uľahčenie diagnostiky
- dobre savé vankúšiky z netkanej textílie
- šetrná k pokožke
- podkladová netkaná textília: biela, 100% polypropylén
- uchytenie testovacej komory: polyesterová fólia
- cena za balenie s 50 ks

32⁵⁴

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
30054	36,16	32,54




SEDISAFE®

Rýchlosedimentačný systém

Pipety z plastu na jednorazové hygienické použitie. Pipety obsahujú komôrku naplnenú nátrium-citrátom, nemusí sa používať krv s NaCl. Veľmi rýchle a hygienické prevedenie sedimentácie.

41³⁹

ZĽAVA
30%



Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
A9 244467	Sedimentačné pipety s NaCl, 100 ks	59,13	41,39
A9 184010	Sedimentačný stojan	12,63	8,84

BABYPORE

Detické náplasti s vankúšikom

- vodeodolné
- vhodné pre citlivú kožu
- rozmery 16 x 56 mm
- cena za balenie s 20 ks

2¹⁵



Obj. kód	Cena €
1320900001	2,15



AKU TAPE

Špeciálna tejpovacia náplast' pre kineziologický tejping

Používa sa na ošetrovanie bolestivých kĺbov, často po športových zraneniach. Náplast' sa nalepiť cez kĺb. Pevne drží a pôsobí trvalý posun kože proti podkožiu - vytvára sa tak trvalá masáž väzov. Tlakom na receptory kože sa vyplavujú telesné endorfiny, ktoré výrazne znižujú pocit bolesti. Kineziologickým tejpovaním možno dosiahnuť týchto efektov: zníženie bolesti, zlepšenie svalového tonusu, protizápalové pôsobenie, zníženie opuchu, zlepšenie prekrvenia, zmiernenie neurovegetatívnych porúch.



20⁰⁰



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
S8 AT001	5 cm x 5 m, farba červená	22,22	20,00
S8 AT002	5 cm x 5 m, farba modrá	22,22	20,00
S8 AT104	5 cm x 5 m, farba čierna	22,22	20,00
S8 AT003	5 cm x 5 m, farba telová	22,22	20,00
S8 AT015	2,5 cm x 5 m, farba červená, 2 rolky	22,22	20,00
S8 AT016	2,5 cm x 5 m, farba modrá, 2 rolky	22,22	20,00
S8 AT017	2,5 cm x 5 m, farba čierna, 2 rolky	22,22	20,00
S8 AT004	2,5 cm x 5 m, farba telová, 2 rolky	22,22	20,00

DLAHA NA PRSTY

Dlaha je vyrobená z hliníkového pásika, na jednej strane obsahuje výplňový mäkký materiál. Dlaha sa ľahko tvaruje, skracuje sa pomocou nožníc. Používa sa na rýchlu a jednoduchú imobilizáciu prstov.

ZĽAVA
10%

od 1⁵⁷



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
943212	48 cm x 1,2 cm	1,74	1,57
943218	48 cm x 1,8 cm	1,83	1,65
943225	48 cm x 2,5 cm	1,92	1,73

RUDADERM JUNIOR

Náplasti s detskými motívami

- ekonomické balenie
- detské motívy
- sterilné, jednotlivo balené
- vhodné na ošetrovanie menších poranení, miest vpichu
- so savým vankúšikom
- hypoalergénne
- cena za balenie s 500 ks



od 12⁶³



Obj. kód	Popis	Cena €
091105	1,6 x 5,7 cm	12,63
091206	1,9 x 7,6 cm	13,47

RUDAMED® JUNIOR

Sterilná náplast' na ošetrovanie detských pacientov

- vodeodolná, pružná
- kontaktný krycí vankúšik
- potlačená detskými motívami
- šírka 6 cm, dĺžka 10 cm
- cena za balenie s 10 ks

1⁰⁰

Obj. kód	Cena €
084106	1,06



NÁVLEKY ŠTANDARD

Návleky sa používajú na krátkodobé návštevy jednotiek intenzívnej starostlivosti, lekárskech ambulanciách a ďalších čistých miestností. Sú vyrobené z polyetylénu. Sú určené na jednorazové použitie.

- cena za balenie so 100 ks

4²⁶

Obj. kód	Cena €
675100	4,26



GEKALAST®

- elastické fixačné ovinadlo
- dĺžka v natiahnutom stave 4 m

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
10228	6 cm x 4 m	0,29	0,26
10232	8 cm x 4 m	0,35	0,32
10211	10 cm x 4 m	0,41	0,37
10217	12 cm x 4 m	0,52	0,47

od 0²⁶

NOBATEL®

Ľahké ovinadlo so stredným ťahom je vyrobené zo 49 % z bavlny a z 51 % z polyamidu. Natiahnutie o 80 %. Používa sa ako univerzálne ovinadlo vo všetkých odboroch medicíny. Dĺžka 5 m.

- cena za balenie s 10 ks



od 4⁴⁸

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
425504	4 cm x 4 m	4,98	4,48
425506	6 cm x 4 m	5,62	5,06
425508	8 cm x 4 m	6,21	5,59
425510	10 cm x 4 m	8,07	7,26
425512	12 cm x 4 m	9,21	8,29
425515	15 cm x 4 m	11,40	10,26
425520	20 cm x 4 m	14,36	12,92

ZĽAVA
10%

NOBALASTIK®

Bandáž so stredným ťahom obsahuje 67 % bavlny, 27 % polyamidu a 6 % elastanu. Používa sa na fixáciu všetkých typov dláh, pri športových zraneniach na podporný a kompresný účinok, v chirurgii na stlačenie hrudníka pri zlomeninách rebier a k stabilizácii krytí rán, vo flebológii na podporný obväz.

- cena za balenie s 10 ks



od 5⁰⁷

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
451304	4 cm x 5 m	5,96	5,07
451306	6 cm x 5 m	7,31	6,21
451308	8 cm x 5 m	7,69	6,54
451310	10 cm x 5 m	9,67	8,22
451312	12 cm x 5 m	11,40	9,69
451315	15 cm x 5 m	14,32	12,17

ZĽAVA
15%

NOBASTRETCH®

Hnedé, jemne tkané trvalo elastické ovinadlo s dlhým ťahom je vyrobené z 97 % z bavlny a zo 3 % z elastanu. Natiahnutie o 170 %. Je vhodné ku kompresii a podpore svalového a pohybového aparátu. Možno doceliť individuálne nastaviteľného trvalého kľudového tlaku. To je vhodné najmä u pacientov, ktorí musia šetriť choré alebo zranené miesta a nesmú ich zaťažovať. Používa sa u športových zranení. Vo flebológii a vo vnútornom lekárstve sa používa k podpore znižovaní opuchov dolných končatín. Dĺžka 7 m.



Obj. kód	Popis	Cena €
480706	6 cm x 7 m	3,59
480708	8 cm x 7 m	4,20
480710	10 cm x 7 m	4,77
480712	12 cm x 7 m	5,91

od 3⁵⁹



NOBATEX®

Biele elastické fixačné ovinadlo sa skladá z 71 % z buničitej vaty a z 29 % z polyamidu. Má krepovaciu štruktúru. Používa sa na modeláciu a fixáciu sadrových dláh. Taktiež sa používa na fixáciu krytí rán, kde sa s výhodou využíva jeho výplňový efekt. Dĺžka 4 m.

- cena za balenie s 20 ks



od 3³²



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
413345	4 cm x 4 m	4,15	3,32
413365	6 cm x 4 m	5,41	4,33
413385	8 cm x 4 m	5,91	4,73
413405	10 cm x 4 m	7,10	5,68
413425	12 cm x 4 m	8,19	6,55

ZĽAVA
20%

NOBA® UNIVERSAL

- univerzálne ovinadlo
- prírodná farba
- elastické, natiahnutie o 120 %
- dĺžka 5 m
- cena za balenie s 10 ks

ZĽAVA
30%

od 3⁷⁹



Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
430504	4 cm x 5 m	5,41	3,79
430506	6 cm x 5 m	6,00	4,20
430508	8 cm x 5 m	7,69	5,38
430510	10 cm x 5 m	8,49	5,94
430512	12 cm x 5 m	9,88	6,92
430515	15 cm x 5 m	12,04	8,43
430520	20 cm x 5 m	15,76	11,03



PUR-ZELLIN®

Buničité štvorčeky

- okraje tampónov zosilnené
- tampóny tvaru vankúšika
- neprašné, neotierajú sa
- na čistenie pokožky pred injekciami
- ako savý vankúšik pri malých zraneniach
- na lokálnu dezinfekciu
- rozмеры 4 x 5 cm
- cena za balenie s 500 ks

2⁹³

ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
H2 1432130	4,18	2,93

ZELLTIP ECONOMY

Buničité štvorčeky

- extrémne savé
- ľahko sa oddelujú

ZĽAVA
30%

3⁵⁵

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
G6 0801	A Zelltip štvorčeky, 2 x 520 ks	5,07	3,55
G6 0802	B Omnibox, zásobník na buničité štvorčeky	14,47	10,13



MULOVÉ TAMPÓNY

Sú vyrobené z bielených bavlnených vlákien. Používajú sa vo všetkých oblastiach chirurgie, traumatológie a v ďalších odboroch medicíny.

od 0¹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
877015	Nesterilné, priemer 2,5 cm, 250 ks	8,36	5,85
877020	Nesterilné, priemer 3,0 cm, 250 ks	9,93	6,95
877025	Nesterilné, priemer 3,5 cm, 250 ks	15,04	10,53
877033	Nesterilné, priemer 4,0 cm, 250 ks	19,26	13,48
877040	Nesterilné, priemer 4,5 cm, 250 ks	22,77	15,94
877050	Nesterilné, priemer 5,0 cm, 250 ks	37,09	25,96
735220	Sterilné, veľkosť slivky, 2 ks	0,26	0,18
735520	Sterilné, veľkosť slivky, 5 ks	0,52	0,36
735620	Sterilné, veľkosť slivky, 10 ks	0,77	0,54
735720	Sterilné, veľkosť slivky, 20 ks	1,45	1,02

ZĽAVA
30%



STERILUX® NESTERILNÝ

Gázová kompresia so založenými okrajmi

- možno viacnásobne rozložiť
- nevytvára rozstrapkané okraje
- výborná savosť, priehľadnosť, mäkkosť, hebkosť
- k všestrannému ošetrovaniu rán
- pri prvom ošetrovaní znečistených rán
- ako tampón pri malých zákrokoch
- 100% bavlna
- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
20%

od 1¹⁰

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
416800	5 x 5 cm	1,38	1,10
416802	7,5 x 7,5 cm	2,75	2,20
416804	10 x 10 cm	4,44	3,55
418805	10 x 20 cm	10,48	8,38



OMNISPAT STANDARD

Ústne lopatky drevené

- nesterilné
- vyrobené z čisto opracovaného dreva
- lopatky sú sterilizovateľné
- dĺžka 15 cm, šírka 1,8 cm
- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
20%



Obj. kód	Cena €	-20 % €
922500	2,09	1,67



1⁶⁷

VEĽMI SAVÉ KRYTIE NESTERILNÉ

Krytie na ranu je opatrené na strane, ktorá neprilieha k rane, pre tekutiny nepriestupným zeleným flísom. Savý vankúšik má enormnú savosť a používa sa pri silne secernujúcich, infikovaných alebo chronických rán a pri tzv vlhkom hojení rán.

- cena za balenie s 25 ks

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
840011	10 cm x 10 cm	2,92	2,04
840012	10 cm x 20 cm	5,41	3,79
840015	15 cm x 25 cm	8,19	5,73
840022	20 cm x 20 cm	11,45	8,02
840024	20 cm x 40 cm	18,46	12,92

ZĽAVA
30%

od 2⁰⁴



VYŠETROVACIE RUKAVICE

DRACULA

Univerzálny nástenný držiak škatuliek s rukavicami

- pomocou samolepiacich páskov sa prilepi na stenu
- posuvná čelusť umožňuje uchytiť škatulku
- zaťažiteľnosť držiaku je 1 kg

6⁷³



ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
N9 0850	9,62	6,73

VYŠETROVACÍ PRST NOBA®

Pružný pevný vyšetrovací prst z latexu, neprská, ľahko sa nasadzuje.

- cena za balenie so 100 ks



2⁷⁶

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
902352	Malý (S)	3,45	2,76
902353	Stredný (M)	3,45	2,76
902354	Veľký (L)	3,45	2,76
902355	Extra veľký (XL)	3,45	2,76

ZĽAVA
20%

NOBAGLOVE NITRIL ULTRA MODRÉ

Nepudrované lekárske vyšetrovacie a ochranné rukavice. Sú vyrobené z nitrilového kaučuku. Nesterilné, modrofarbivé jednorazové rukavice sú obojstranné, rovnaké pre pravú aj ľavú ruku. Používajú sa na lekárske vyšetrovania, na diagnostické a terapeutické účely, na manipuláciu s kontaminovaným zdravotníckym materiálom, na ochranu pred krížovou kontamináciou, ale aj na manipuláciu s chemikáliami v lekárske, zdravotníctve alebo laboratóriách. Sú schválené pre kontakt s potravinami.

- cena za balenie so 100 ks



4⁸¹

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
905951	Malé (S)	5,66	4,81
905952	Stredné (M)	5,66	4,81
905953	Veľké (L)	5,66	4,81

ZĽAVA
15%

NOBAGLOVE NITRIL CLASSIC

Nitrilové nepúdrované vyšetrovacie rukavice

- bez púdry, bez latexu, pre citlivú kožu
- nealergizujú
- veľmi elastické
- netrhajú sa
- pevné
- cena za balenie so 100 ks

4¹⁹

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
905561	Malé (S)	5,24	4,19
905562	Stredné (M)	5,24	4,19
905563	Veľké (L)	5,24	4,19

ZĽAVA
20%



NOBAGLOVE NITRIL ULTRA BIELE

Nepudrované lekárske vyšetrovacie a ochranné rukavice. Sú vyrobené z nitrilového kaučuku. Nesterilné, biele jednorazové rukavice sú obojstranné, rovnaké pre pravú aj ľavú ruku. Používajú sa na lekárske vyšetrovania, na diagnostické a terapeutické účely, na manipuláciu s kontaminovaným zdravotníckym materiálom, na ochranu pred krížovou kontamináciou, ale aj na manipuláciu s chemikáliami v lekárske, zdravotníctve alebo laboratóriách. Sú schválené pre kontakt s potravinami.

- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
15%

4⁸¹

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
905981	Malé (S)	5,66	4,81
905982	Stredné (M)	5,66	4,81
905983	Veľké (L)	5,66	4,81



SOFTHAND® LATEX

Latexové nepudrované vyšetrovacie rukavice

- veľmi pružné
- výborné úchopové vlastnosti
- netrhajú sa
- cena za balenie so 100 ks

7⁶⁴



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
H9 0400	Extra malé (XS)	8,49	7,64
H9 0401	Malé (M)	8,49	7,64
H9 0402	Stredné (M)	8,49	7,64
H9 0403	Veľké (L)	8,49	7,64
H9 0404	Extra veľké (XL)	8,49	7,64

ZĽAVA
10%

CURAPOR®

Sterilný samolepiaci obväz

- pripravený na okamžité použitie
- ošetrovanie rán a preväzy rán všetkého druhu
- spoľahlivé uzavretie obväzu zo všetkých strán

ZĽAVA
10%

od 2⁹⁹



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
32902	7 cm x 5 cm, 5 ks	2,66	2,39
32903	10 cm x 8 cm, 5 ks	3,81	3,43

DERMAPLAST®

Značkové injekčné náplasti

- nelepiť sa k rane
- nealergizujú
- pevne držia
- cenovo výhodné
- rozmery 4 x 1,6 cm
- cena za balenie s 250 ks

ZĽAVA
30%



Obj. kód	Cena €	-30 % €
535381	9,46	6,62

6⁶²

RUDANAHT®

Sterilný náplastový steh

Výborne lepiace elastické náplastové pásky sa používajú na adaptáciu okrajov rán pri čerstvých zraneniach. Tiež je možné použiť ich na operačné rany. Telová farba.

od 0⁸⁵



ZĽAVA
20%

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
060803	75 mm x 3 mm, 5 ks	1,21	0,97
060806	75 mm x 6 mm, 3 ks	1,06	0,85

RUDAVLIES® STERILNÝ

Sterilný rýchloobväz je vyrobený z bieleho elastického flisu, ktorý je opatrený hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom. Vankúšik sa nelepiť k rane a má veľmi vysokú sáciu schopnosť. Lepidlo výborne drží a nezanecháva stopy na koži.

- cena za balenie s 50 ks

od 4²⁹



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
072585	5 cm x 7 cm	4,77	4,29
072586	10 cm x 6 cm	9,04	8,14
072587	10 cm x 8 cm	10,22	9,20
072588	12 cm x 10 cm	14,57	13,11
072590	15 cm x 10 cm	16,98	15,28
072591	20 cm x 10 cm	21,20	19,08
072592	25 cm x 10 cm	25,39	22,85
072593	30 cm x 10 cm	37,42	33,68
072595	35 cm x 10 cm	42,66	38,39

ZĽAVA
10%

MINISTRIPS®

Injekčná náplast'

- flexibilný hnedý plast
- odolná vode, nešpiní sa
- jednotlivo balená
- cena za balenie s 500 ks

od 9⁸⁸



Obj. kód	Popis	Cena €
090094	0,9 x 3,8 cm	9,88
090105	1,6 cm x 5,7 cm	10,94
090206	1,9 cm x 7,6 cm	12,33
090307	2,5 cm x 7,6 cm	15,16

RUDASILK®

Hypoalergénna hodvábná náplast' obsahuje polyakrylátové lepidlo. Je vhodná na fixáciu krytia, obväzov, sond, katétrov a pod. vo všetkých odboroch medicíny.

ZĽAVA
15%



od 0⁹³



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
070591	1,25 cm x 9 m, bez bočných krúžkov	1,09	0,93
070592	2,5 cm x 9 m, bez bočných krúžkov	2,17	1,84
070595	5 cm x 9 m, bez bočných krúžkov	3,21	2,73

VARNÁ KANVICA KE 411

- Nová varná kanvica Catler KE 411 ponúka nielen vysoký výkon, ktorý vodu ohreje bleskovo, ale aj krásny sklenený dizajn s modrým podsvietením. Vďaka LED podsvieteniu si užijete podmanivú krásu vriacej vody.
- Kanvica je vybavená ochranou proti prehriatiu. Kvalitné bezpečnostné sklo v kombinácii s nerezom skrášli každú kuchynskú linku. S kapacitou 1 liter šetríte čas aj energiu, ohrievate len toľko vody, koľko potrebujete. V tom vám pomôže aj dobre viditeľný vodoznak.
- objem 1 l
- modré ľad svetlo zabudované v tele kanvice
- výklopné veko, ľahké otváranie veka stlačením tlačidla
- skryté nerezové výhrevné teleso
- ochrana proti vyvareniu a prehriatiu
- pri varení sa automaticky vypne
- ukazovateľ hladiny vody
- konektor strix
- príkon 2200 W

NOVINKA

30⁸⁹

Obj. kód	Cena €
KE 411	30,89



RÝCHLOVARNÁ TERMOKANVICA KE 8120

Rýchlovarná kanvica Catler KE 8120 s reguláciou teploty prináša inteligentné riešenie do každodenného varenia vody. Je to kanvica a termoska zároveň. Elektrická kanvica vodu rýchlo uvarí a termoska ju vďaka vrstve vákua medzi plášťami uchová horúcou až niekoľko hodín. Nevarte zbytočne litre vody, šetríte čas aj životné prostredie. Voda zostane dostatočne horúca s minimom energie na dohriatie. Požadovanú teplotu vody navolíte na prehľadnom dotykovom paneli. Kanvica pracuje ticho a maximálne bezpečne - steny sú chladné aj pri varení a vďaka zámku veka jej obsah pri prevrhnutí nevytečie. Kanvica uchová vodu horúcu aj studenú až niekoľko hodín.

- objem 1,5 l
- dotykový panel s voľbou
- teploty od 40 do 100 °C
- robustný vonkajší aj vnútorný plášť z nerezovej ocele
- ovládací panel s nastavením teploty
- maximálne bezpečná
- zámok veka proti obareniu
- kvalitné nerez zvonku aj zvnútra
- anti-drip hubica
- 360° základňa strix
- automatické vypnutie
- svetelný spínač
- príkon 1500 W - 1800 W
- dĺžka prívodného kábla 70 cm
- výška podstavca 3 cm
- rozmery (VxŠxH) 28 x 15 x 22 cm

73⁸⁵

NOVINKA

Obj. kód	Cena €
KE 8120	73,85



THE SMART KETTLE

Rýchlovarná kanvica s nastavením teploty

- objem 1,7 l
- otočná základňa o 360°
- obojstranný vodoznak
- vyberateľný filter
- podsvietené tlačidlá ovládacieho panela
- ergonomicky tvarovaná rukoväť
- nastavenie teplôt: 80, 85, 90, 95 a 100 °C
- funkcie pre udržanie nastavenej teploty po dobu 20 minút
- zvuková signalizácia dosiahnutie nastavenej teploty/varu
- automatické vypnutie
- ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody
- príkon: 2200 W
- rozmery: 22,2 x 19 x 24,8 cm

**ZĽAVA
10%**

105⁵³

Obj. kód	Cena €	-10 % €
SKE825BSS	117,25	105,53



THE TEA MAKER

Automatický čajník

1. Do kanvice nalejete vodu (max. 1,2 l).
2. Na nerezové sítko položíte sypaný čaj alebo čaj v sáčku.
3. Nastavíte program pre správnu teplotu lúhovania čaju (zelený, čierny, biely ...).
4. Nastavíte požadovanú intenzitu čajového výluhu (silný, stredný, slabý).
5. Nastavíte čas, v ktorom má byť čaj hotový.

A odídete domov ...

Pred Vaším príchodom do ambulancie prístroj automaticky ohreje vodu na správnu teplotu podľa typu čaju, sítko s čajom zide dole a vyjde hore cez ohriatu vodu, čaj sa tak správne vylúhuje. Nakoniec sítko zastaví hore, aby čaj nebol ponorený vo vode a ďalej sa nelúhoval.

Po príchode do ambulancie máte správne vylúhovaný a temperovaný čaj k okamžitému použitiu.

211⁰⁹

**ZĽAVA
10%**

Obj. kód	Cena €	-10 % €
BTM800	234,54	211,09



VYŠETROVACIE LEŽADLO SERVOCOMFORT

Cenovo výhodné lekárske ležadlo

- dvojdielne
- nastaviteľná opierka hlavy
- oceľový rám s práškovým nástrekom RAL 9002
- hrúbka čalúnenia 50 mm
- zaťažiteľnosť 225 kg
- rozmery 65 x 195 cm, výška 65 cm
- hmotnosť 35 kg

Lehátko nemá nivelačné skrutky na nastavenie výšky.



507⁸⁷

NOVINKA

Obj. kód	Popis	Cena €
F8 211108W	Vyšetrovacie ležadlo Servocomfort, farba biela	507,87
F8 211108S	Vyšetrovacie ležadlo Servocomfort, farba čierna	507,87
S7 200097	Držiak papierových roliek max. šírky 50 cm	38,71

VYŠETROVACIA STOLIČKA SERVOCOMFORT

- polstrované sedadlo s dezinfikovatelným potahom zo syntetickej kože
- biela farba
- hliníková 5ramenná základňa
- kolieska na tvrdú podlahu s chrómovanými krytmi
- bezpečnostná plynová pružina s plynulým nastavením:
- nastaviteľná výška 41,5 - 52,5 cm
- priemer sedadla 39 cm
- výška sedadla cca 5 cm
- max. nosnosť 120 kg
- hmotnosť 5,8 kg

234¹⁹

NOVINKA



Obj. kód	Cena €
F8 1296W	234,19

SCHODÍK K LEŽADLÁM XXL

Tento schodík má zosilnený rám s prídavnými priečnymi výstuhami pre maximálne zaťaženie 250 kg. Povrch je opatrený protišmykovou vrstvou.

- rozmery hornej plochy 27,9 x 35,6 cm
- plocha základne 30,5 x 40,6 cm
- výška 22,5 cm
- max. nosnosť 250 kg

NOVINKA



77⁴¹


Obj. kód	Cena €
M1 6560	77,41

VYŠETROVACÍ VOZÍK MEDINET

- odolná oceľová konštrukcia 20 x 20 mm, nástrek práškovou šedo-hliníkovou farbou RAL 9007
- zaoblené hrany profilov, odolnosť proti chemikáliám, ľahko sa čistí
- predmontované kolajničky pre 1 zásuvku
- 1 zásuvka na hladko sa pohybujúcich guľíkových vedeniach súčasťou dodávky
- ergonomická rukoväť, rozstup 192 mm, nástrek práškovou šedo-hliníkovou farbou RAL 9007
- doska stola a police v perlovo bielej farbe
- dvojité kryté kolieska priemeru 75 mm
- možnosť pripevnenia ďalšej zásuvky (celkom max. 2 zásuvky)
- rozmery 58 x 45 cm, výška 75 cm
- pracovná záťaž celková do 50 kg, zásuvka do 10 kg, doska stola a police do 20 kg
- nemecká kvalita so 100-ročnou tradíciou

Dodáva sa v rozloženom stave.

NOVINKA



390⁵⁸

Obj. kód	Popis	Cena €
F7 0101	Vyšetrovací vozík Medinet, jedna zásuvka	390,58
S7 201300	Kompletná zásuvka navyše pre vozík Medinet	152,09

EKO PRODUKTY

VEĽKÝ SORTIMENT ĎALŠÍCH EKONOMICKÝCH VÝROBKOV NA WWW.HARRMED.SK

RUKAVICE EKO NITRIL

Výšetrovacie rukavice

- bezlatexové
- nealergizujúce nepudrované
- **cena za balenie so 100 ks**

3³⁴




Obj. kód	Popis	Cena €
EKO-Nitril-XS	Extra malé (XS)	3,34
EKO-Nitril-S	Malé (M)	3,34
EKO-Nitril-M	Stredné (M)	3,34
EKO-Nitril-L	Veľké (L)	3,34
EKO-Nitril-XL	Extra veľké (XL)	3,34

INFÚZNA SÚPRAVA EKO

Infúzna súprava pre gravitačné infúzie

- komôrka objemu 13 ml
- dĺžka komôrky 50 mm
- bakteriálny filter
- veľké dávkovacie koliesko
- luer lock konektor na konci hadičky
- spojovacia hadička bez latexu

0⁶³



Obj. kód	Cena €
H7 0303-ECO	0,63

OXYMETR EKO

Ľahko použiteľný, spoľahlivý pulzný oxymeter

- ovládanie jedným tlačidlom
- otočný displej
- výsledky sú prehľadne zobrazené na LCD displeji
- meranie SpO₂: rozsah merania: 0 - 100 %, presnosť: 70-100 %, ± 2 %, dieliky po 1 %
- tepová frekvencia merania: 30 - 250 p/min., presnosť: ± 2 p/min., dieliky po 1 p/min.
- napájanie 2 batériami AAA
- rozmery 5,9 x 3,3 x 3,2 cm
- hmotnosť 52 g s batériami

33³⁷



Obj. kód	Cena €
UP-200	33,37

FONENDOSKOP ŠTANDARD EKO

- hadička 110 cm
- priemer koncovky 45 mm

15²⁵



Obj. kód	Cena €
G5 00162	15,25

BACOBAN® NEALKO TISSUES

Rýchla dezinfekcia všetkých lekárskeho prístrojov a povrchov

- účinok počas 5 minút
- neobsahujú alkohol, fenoly a aldehydy
- vhodný aj pre ultrazvukové sondy
- **cena za balenie s 50 ks**

7⁷⁴



Obj. kód	Cena €
BACDLTU	7,74

TEPLOMER EKO

Infračervený teplomer

- technológia dvojitej sondy pre rýchle a presné meranie teploty
- bezkontaktné meranie pre zamedzenie krížovej infekcie
- automatická detekcia vzdialenosti medzi teplomerom a pacientom zaisťuje maximálnu presnosť
- bezkontaktné a rýchle meranie teploty počas iba 1 sekundy
- prepínateľné režimy merania pre záznam telesnej teploty, teploty povrchov (dojčenské fľaše, kaše atď.) alebo izbovej teploty
- zobrazenie nameraných hodnôt na jasnom a prehľadnom LCD displeji
- tichá vibračná funkcia alarmu, neruší spiacie testované osoby
- vhodné pre všetky vekové skupiny, dospelých, detí, dojčatá
- automatické vypnutie pri nepoužívaní (30 sekúnd)

Technické špecifikácie

- rozsah merania telesnej teploty: 32-43 °C, odchýlka $\pm 0,2-0,3$ °C
- rozsah merania povrchov: 0-60 °C
- rozsah merania izbovej teploty: 0-40 °C
- rozmery: cca. 154 x 40 x 31 mm
- hmotnosť: 64 gramov (bez batérií)
- napájanie: 2 batérie AA

Obj. kód	Cena €
E3 25-315	41,82

41⁸²



TLAKOMER MANUÁL EKO

- pohodlná a nastaviteľná manžeta s rozsahom od 18 do 42 cm obvodu paže
- presnosť ± 3 mm Hg, stupnica po 2 mm Hg
- rozsah merania 0 - 300 mm Hg
- rozmery 220 x 110 x 60 mm, hmotnosť 409 g

Ľahko čitateľný displej – uľahčuje rýchlu a ľahkú interpretáciu dát. **Klinická presnosť** – zaisťuje konzistentne presné namerané hodnoty pre vyššiu diagnostickú istotu. **Robustný dizajn** - vyrobený pre dlhú životnosť a jednoduché použitie v náročných zdravotníckych prostrediach.

24⁹²



Obj. kód	Cena €
UA-100	24,92