

KATALÓG 2026

PRE PROFESIONÁLOV V ZDRAVOTNÍCTVE

INJEKČNÁ TECHNIKA od strany 2



OVÍNADLÁ od strany 14



KRYTIE RÁN od strany 12



GYNEKOLÓGIA od strany 27



DEZINFEKCIA od strany 32



TLAKOMERY od strany 50



FONENDOSKOPY od strany 47



NÁPLASTI od strany 6



CHIRURGIA od strany 19



OCHRANNÉ POMÔCKY od strany 37



DIAGNOSTIKA od strany 53



www.harrmed.sk
☎ 02/3241 0603

INJEKT

Sterilné dvojdielne striekačky

- zelený piest pre dobrú čitateľnosť stupnice
- úsporný piest bez mŕtveho priestoru
- cena za balenie so 100 ks

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

od 5⁸⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 4606027V	Objem 2/3 ml	5,87
I4 4606051V	Objem 5/6 ml	7,98
I4 4606108V	Objem 10/12 ml	11,78
I4 4606205V	Objem 20/24 ml	15,59

MEDIWARE® LUER LOCK

Značková sterilná striekačka s perfektné ľahko chodiacim a dobre tesniacim piestom a konektorom luer. Potlač valca je veľmi dobre čitateľná a nezmazáva sa.

od 0²²



Obj. kód	Popis	Cena €
I3 0501	Objem 2/3 ml	0,22
I3 0502	Objem 5/6 ml	0,27
I3 0503	Objem 10/12 ml	0,33
I3 0504	Objem 20/25 ml	0,55
I3 0506	Objem 50/60 ml	1,11

WING-FLO

Krídlatá ihla s hadičkou, ostrá kanyla, jednotlivito sterilne balená, koncovka Luer Lok, farebné kódovanie priemerov.

- cena za balenie s 50 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 0027	0,40 x 19 mm, 27G, sivá	16,98
I4 0025	0,50 x 19 mm, 25G, oranžová	16,98
I4 0023	0,60 x 19 mm, 23G, modrá	16,98
I4 0022	0,70 x 19 mm, 22G, čierna	16,98
I4 0021	0,80 x 19 mm, 21G, zelená	16,98
I4 0020	0,90 x 19 mm, 20G, žltá	16,98
I4 0019	1,1 x 19 mm, 19G, béžová	16,98
I4 0018	1,2 x 19 mm, 18G, ružová	16,98

16³⁸

JANET

Preplachovacie striekačky

- veľmi dobre chodiaci gumový piest
- sterilne balené

od 1⁶⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
I3 041200	Objem 100 ml	4,39
I3 040800	Objem 60 ml	1,67



MEDIWARE® LUER

Značková sterilná striekačka s perfektné ľahko chodiacim a dobre tesniacim piestom a konektorom luer. Potlač valca je veľmi dobre čitateľná a nezmazáva sa.

od 0¹⁵



Obj. kód	Popis	Cena €
I3 0510	Centrálna koncovka luer, objem 2/3 ml	0,15
I3 0511	Centrálna koncovka luer, objem 5/6 ml	0,19
I3 0512	Centrálna koncovka luer, objem 10/12 ml	0,23
I3 0513	Excentrická koncovka luer, objem 20/25 ml	0,35
I3 040700	Excentrická koncovka luer, objem 50/60 ml	1,00

NEOPOINT®

- veľmi ostré ihly
- konektor luer
- cena za balenie so 100 ks

od 3⁶⁸



Obj. kód	Popis	Cena €
L1 0220	Sivá, 27G 3/4, 16 mm x 0,40 mm	3,68
L1 0301	Sivá dlhá, 27G 1 1/2, 40 mm x 0,40 mm	5,83
L1 0101	Hnedá, 26G 1/2, 12 mm x 0,45 mm	4,52
L1 0218	Hnedá dlhá, 26G 7/8, 16 mm x 0,45 mm	3,68
L1 0102	Oranžová, 25G 5/8, 16 mm x 0,50 mm	4,52
L1 0302	Oranžová dlhá, 25G 1 1/2, 40 mm x 0,50 mm	5,83
L1 0217	Fialová, 24G 1, 25 mm x 0,55 mm	3,68
L1 0216	Modrá, 23G 1, 25 mm x 0,60 mm	3,68
L1 0214	Modrá dlhá, 23G 1 1/4, 30 mm x 0,60 mm	3,68
L1 0212	Čierna, 22G 1 1/4, 30 mm x 0,70 mm	3,68
L1 0202	Zelená, 21G 1 1/2, 40 mm x 0,80 mm	3,68
L1 0105	Zelená dlhá, 21G 2, 50 mm x 0,80	9,76
L1 0201	Žltá, 20G 1 1/2, 40 mm x 0,90 mm	3,68
L1 0107	Žltá dlhá, 20G 2 3/4, 50 mm x 0,90 mm	10,22
L1 0104	Béžová, 19G 1 1/2, 40 mm x 1,10 mm	4,77
L1 0103	Ružová, 18G 1 1/2, 40 mm x 1,20 mm	4,77

SAFE TOUCH

Bezpečná krídlatá ihla s hadičkou

Vylučuje možnosť zranenia personálu infekčnou ihlou. Venepunkcia sa vykonáva bežným spôsobom. Pri vytiahnutí ihly zo žily sa stlačí pružná časť, ihla zájde bezpečne do ochrannej trubičky, z ktorej nie je možné ju vytiahnuť. Ihla je jednotlivito sterilne balená a je vhodná pre použitie u všetkých potenciálne infekčných pacientov.



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 6025	0,5 x 20 mm, 25G, oranžová	1,11
I4 6023	0,6 x 20 mm, 23G, modrá	1,11
I4 6022	0,7 x 20 mm, 22G, čierna	1,11
I4 6021	0,8 x 20 mm, 21G, zelená	1,11
I4 6019	1,1 x 20 mm, 19G, béžová	1,11

1¹¹

ULTRASAFE

Používa sa na bezpečný a takmer bezbolestný odber krvi na diagnostické účely vo všetkých oblastiach medicíny. Lanceta je sterilná a jej ostrie je chránené pred aj po použití, nehrozí zranenie personálu infikovanou krvou. Pomocou tejto lancety sa získa optimálne množstvo krvi na diagnostické účely. Zelená je vhodná na odber krvi v oblasti päty u novorodencov i starších detí.

Postup práce je jednoduchý:

1. z lancety sa sníme priehľadná čiapka
2. lanceta sa pritlačí na odberové miesto
3. pritlačením na odberové miesto sa uvoľní pérovy mechanizmus a lanceta penetruje kožu
4. po punkcii sa vloží lanceta do kontajnera na infikovaný odpad

• cena za balenie so 100 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
A2 393413	17G, zelená, hĺbka vpichu 2.0 mm	16,81
A2 397413	21G, modrá, hĺbka vpichu 1,8 mm	16,81
A2 395413	21G, oranžová, hĺbka vpichu 2,2 mm	16,81
A2 396413	21G, ružová, hĺbka vpichu 2,8 mm	16,81
A2 394413	26G, žltá, hĺbka vpichu 1.8 mm	16,81
A2 398413	28G, fialová, hĺbka vpichu 1,8 mm	16,81

16⁵¹

PREMIUM LANCET

Ostré a bezpečné krvné lancety

- jednotlivito sterilne balené
- špeciálne formovaný konkávny hrot
- dĺžka hrotu 3,7 mm
- celková dĺžka 40 mm
- cena za balenie s 200 ks



7⁵²

Obj. kód	Cena €
B2 01	7,52

VASOFIX SAFETY

Špeciálna bezpečnostná kanylka obsahuje kovový klip, ktorý po vytiahnutí kanyly zo žily pacienta okamžite chráni ostré ihly. Je tak vylúčené zranenie personálu potenciálne infikovanou krvou. Kanylka je extrémne tenkostenná, má veľký prietok, ostrý hrot a hladký povrch, ľahko sa zavádza do žily. Súčasťou kanyly je injekčný port na pripíchnutie injekcie a krídelká pre ľahké fixovanie kanyly na koži pacienta. Katéter kanyly je vyrobený z flexibilného teflónu, prechod katétra na kanylu je hladký, kanylka neobsahuje latex.



2²³

Obj. kód	Popis	Cena €
I4 4269225S	Oranžová, 14G	2,23
I4 4269179S	Sivá, 16G	2,23
I4 4269152S	Biela, 17G	2,23
I4 4269136S	Zelená, 18G	2,23
I4 4269110S	Ružová, 20G	2,23
I4 4269098S	Modrá, 22G	2,23
I4 4269071S	Žltá, 24G	2,23

MEDIWARE LANCET

Ostré a bezpečné krvné lancety

- jednotlivito sterilne balené
- špeciálne formovaný konkávny hrot
- cena za balenie s 500 ks



18⁹²

Obj. kód	Cena €
B2 01500	18,92

SEDISAFE®

Rýchlosedimentačný systém

Pipety z plastu na jednorazové hygienické použitie. Pipety obsahujú komôrku naplnenú natrium-citrátom, nemusí sa používať krv s NaCl. Veľmi rýchle a hygienické prevedenie sedimentácie.



59¹³

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

Obj. kód	Popis	Cena €
A9 244467	Sedimentačné pipety s NaCl, 100 ks	59,13
A9 184010	Sedimentačný stojan	12,63

PREDLŽOVACIA HADIČKA

Sterilná hadička sa pripája medzi infúzny set a kanylu.



od 0⁶⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
H7 1403	Dĺžka 75 cm	0,67
H7 1404	Dĺžka 140 cm	0,93

INFÚZNA SÚPRAVA



Obj. kód	Popis	Cena €
GA606103	Infúzna súprava Gama 103	0,90
GA606127	Infúzna súprava Gama 127	0,95

od 0⁹⁰

BUNIČITÉ ŠTVORČEKY

- mnohovrstvová bielená buničitá vata
- ľahko sa oddeľujú
- 4 x 5 cm
- 8 vrstiev
- nesterilné
- cena za balenie s 2 x 500 ks

3⁵⁷




Obj. kód	Popis	Cena €
1230200310	Buničité štvorčeky, 4 x 5 cm, 8 vrstiev, nesterilné	3,57
G6 0802	Omnibox, zásobník na buničité štvorčeky	14,47

INFÚZNA SÚPRAVA EKO

Infúzna súprava pre gravitačné infúzie

- komôrka objemu 13 ml
- dĺžka komôrky 50 mm
- bakteriálny filter
- veľké dávkovacie koliesko
- luer lock konektor na konci hadičky
- spojovacia hadička bez latexu

0⁶³



Obj. kód	Cena €
H7 0303-ECO	0,63

RI-CLIP®

Škrtdlo ovládateľné jednou rukou

- rýchle a jednoduché zaškrtenie končatiny



15⁵⁶

Obj. kód	Cena €
5000	15,56

PUR-ZELLIN®

Buničité štvorčeky

- okraje tampónov zosilnené
- tampóny tvaru vankúšika
- neprašné, neotierajú sa
- na čistenie pokožky pred injekciami
- ako savý vankúšik pri malých zraneniach
- na lokálnu dezinfekciu
- rozmery 4 x 5 cm
- cena za balenie s 500 ks

4¹⁸



Obj. kód	Popis	Cena €
H2 1432130	Pur-Zellin, buničité štvorčeky, nesterilné	4,18
B-996857	Pur-Zellin Box, zásobník na buničité štvorčeky	38,71

ZELLTIP ECONOMY
Buničité štvorčeky

- extrémne savé
- ľahko sa oddelujú

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk


Obj. kód	Popis	Cena €
G6 0801	A Zelltip štvorčeky, 2 x 520 ks	5,07
G6 0802	B Omnibox, zásobník na buničité štvorčeky	14,47

BUNIČITÉ ŠTVORČEKY
Sterilné, 12 vrstiev

Buničité štvorčeky sú vyrobené z mnohovrstvovej bieloj buničitej vaty a sú navinuté na rolke. Ľahko sa oddelujú a pri použití neprášia. Sú vhodné na dezinfekciu kože pred a po injekciách a infúziách, pri drobných zraneniach, v stomatológii a na ošetrovanie drobných rániek vo všetkých oblastiach medicíny. Sterilné štvorčeky sa používajú u tých pacientov a diagnóz, ktoré vyžadujú použitie sterilných štvorčekov. Sterilné štvorčeky nie sú jednoducho sterilne balené, celá rola je sterilná. Na ich hygienické uloženie odporúčame OmniBox - zásobník na buničité štvorčeky.

- cena za balenie s 500 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
209405	Buničité štvorčeky, 4 x 5 cm, sterilné	5,28
G6 0802	Omnibox, zásobník na buničité štvorčeky	14,47

ALKOTIP® ECOBOX
Dezinfekčné a čistiace vankúšiky

- napustené 70% alkoholom
- ľahko sa odoberajú zo zásobnej nádoby
- rozmery 44 x 44 mm
- cena za balenie so 155 ks

9⁵⁰


Obj. kód	Cena €
G6 0202	9,50

ALKOTIP®

Štvorčeky sú napustené 70% izopropylalkoholom a používajú sa na čistenie pokožky pred venepunkciou a inými drobnými zákrokmi. Sterilné štvorčeky sa používajú na oddelení JIS, ARO a pod., u pacientov ohrozených infekciou, a tiež ako súčasť balenia niektorých liečiv, ktoré sa aplikujú intravenózne, intramuskulárne alebo intradermálne.

od 6⁵⁵


Obj. kód	Popis	Cena €
G6 02	62 x 26 mm, 100 ks	6,55
G6 0250	62 x 26 mm, 250 ks	12,16
G6 03	45 x 87 mm, 100 ks	11,07
G6 04	90 x 110 mm, 100 ks	17,74
G6 01	Alkoholové čistiace tyčinky, dĺžka 100 mm, 50 ks	8,83

SKINSEPT F

Vysoko účinný bezfarebný prípravok určený na dezinfekciu operačného poľa a kože pred injekciami, punkciami apod. Neobsahuje jód. Neriedí sa.

od 8⁹⁹


Obj. kód	Popis	Cena €
3020640	350 ml, s rozprašovačom	9,50
3020620	500 ml	8,99

SEPTODERM®
Tekutá alkoholová dezinfekcia pokožky

- výborná znášanlivosť s pokožkou
- bez parfumov a alergénnych zložiek
- ľahká aplikácia pomocou mechanického rozprašovača
- rýchly a dlhotrvajúci účinok
- objem 250 ml

11⁶¹


Obj. kód	Cena €
70000211	11,61

ASEPTODERM
Alkoholový dezinfekčný prostriedok na koži

Používa sa na dezinfekciu kože pred injekciami, rezy, punkciami, odbermi krvi, zavedením katétra, drobnými chirurgickými zákrokmi a na pred- a pooperačnú dezinfekciu pokožky. Neobsahuje aldehydy, fenoly a kvartérne amóniové zlúčeniny. Baktericídny, tuberkulocídny, účinný na kvasinky, obmedzene virucídny (HBV, HIV, vírus chrípky).

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk
od 7³⁹


Obj. kód	Popis	Cena €
00-5010P-0025E6	Sprej, 250 ml	7,39
00-5010P-010E6	Fľaša 1000 ml	11,65

RUDASILK®

Hypoalergénna hodvábná náplast' obsahuje polyakrylátové lepidlo. Je vhodná na fixáciu krytia, obväzov, sond, katétrov a pod. vo všetkých odboroch medicíny.



od 1"



Obj. kód	Popis	Cena €
070591	1,25 cm x 9 m	1,09
070592	2,5 cm x 9 m	2,17
070595	5 cm x 9 m	3,21

DURAPORE®

- tkaná, hodváb podobná a veľmi pevná náplast'
- silná adhézia
- hypoalergénna
- priedušná



od 1"

Obj. kód	Popis	Cena €
S6 1538-0	1,25 cm x 9,15 m	1,15
S6 1538-1	2,5 cm x 9,15 m	2,72
S6 1538-2	5,0 cm x 9,15 m	4,05

RUDAFIX®

Hypoalergénna fixačná náplast' z bielej perforovanej fólie je opatrená polyakrylátovým lepidlom, je veľmi dobre znášaná kožou. Náplast' je ľahko priečne aj pozdĺžne deliteľná. Je vhodná na fixáciu sond a katétrov vo všetkých odboroch medicíny.



od 0"

Obj. kód	Popis	Cena €
070191	1,25 cm x 9,14 m	0,70
070192	2,5 cm x 9,14 m	1,14
070195	5,0 cm x 9,14 m	2,30

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harrmed.sk**

TRANSPORE®

Hypoalergénna náplast'

- priehľadná
- vysoko elastická
- perforovaná
- je možné trhať v oboch smeroch



od 1"

Obj. kód	Popis	Cena €
S6 1527-0	1,25 cm x 9,15 m	1,11
S6 1527-1	2,5 cm x 9,15 m	1,77
S6 1527-2	5,0 cm x 9,15 m	4,56

RUDAPORO®

Hypoalergénna fixačná náplast' z bieleho vlásu je opatrená polyakrylátovým lepidlom, je veľmi dobre znášaná kožou. Je vhodná na fixáciu krytia rán vo všetkých odboroch medicíny.



od 0"



Obj. kód	Popis	Cena €
070491	1,25 cm x 9,14 m	0,65
070492	2,5 cm x 9,14 m	1,09
070495	5 cm x 9,14 m	1,80

MICROPORE®

Značková hypoalergénna fixačná papierová náplast' na fixačné krytie rán, a pod. vo všetkých oblastiach medicíny.




od 1"

Obj. kód	Popis	Cena €
S6 1530-0	1,25 cm x 9,1 m	1,10
S6 1530-1	2,5 cm x 9,1 m	2,14
S6 1530-2	5 cm x 9,1 m	4,05

SERVJOINJEKT®

- poinjekčné vlísové náplasti
- telová farba, ľahko deliteľné, hypoalergénne
- výborne lepí, nemecká kvalita, 2 x 4 cm
- **cena za balenie s 250 ks**

12²⁵

Obj. kód	Cena €
J8 2990	12,25

CURAPLAST®**Náplasti telovej farby**

- balené v kotúči a v kartóne
- ľahko sa vytahujú
- rozmery 2 x 4 cm
- **cena za balenie s 250 ks**

10⁹⁴

Obj. kód	Cena €
30625	10,94

DERMAPLAST®**Značkové injekčné náplasti**

- nelepí sa k rane
- nealergizujú
- pevne držia
- cenovo výhodné
- rozmery 4 x 1,6 cm
- **cena za balenie s 250 ks**

9⁴⁶

Obj. kód	Cena €
535381	9,46

MINISTRIPS®**Injekčná náplast'**

- flexibilný hnedý plast
- odolná vode, nešpiní sa
- jednotlivo balená
- **cena za balenie s 500 ks**

od 9⁸³
VÝHODNÁ CENA NA
www.harrmed.sk


Obj. kód	Popis	Cena €
090094	0,9 x 3,8 cm	9,88
090105	1,6 cm x 5,7 cm	10,94
090206	1,9 cm x 7,6 cm	12,33
090307	2,5 cm x 7,6 cm	15,16

RUDAPLASTO®

Biela textilná náplast' je opatrená veľmi dobre lepiacim zink-oxidovým lepidlom, ktoré zaisťuje pevnú adhéziu náplasti. Používa sa na fixáciu krytia, obväzov, katétrov, hadičiek, a pod. vo všetkých oblastiach medicíny.



Obj. kód	Popis	Cena €
070391	1,25 x 9,14 m	1,11
070392	2,5 cm x 9,14 m	1,69
070395	5,0 cm x 9,14 m	2,98

od 1¹¹**RUDAFILM®**

Sterilný rýchloobväz je vyrobený z priehľadnej, elastickej polyuretánovej fólie a je opatrený hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom. Vankúšik nelepí k rane. Fólia chráni rany pred vstupom patogénnych zárodkov. Je vode odolná, ale priestupná pre vodné pary. Preto pacient môže vykonávať bežnú dennú hygienu bez toho, aby došlo k premočeniu obväzu. Priehľadná fólia okrem toho umožňuje vizuálnu kontrolu rany bez nutnosti meniť obväz.



Obj. kód	Popis	Cena €
073585	7 cm x 5 cm	0,24
073587	10 cm x 8 cm	0,54
073588	12 cm x 10 cm	0,70
073590	15 cm x 10 cm	0,89
073592	25 cm x 10 cm	1,09

od 0²⁴

NOBADERM®

Sterilný priehľadný fóliový rýchloobväz je vyrobený z polyuretánu a je opatrený hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom. Fólia chráni aseptické rany (napr. operačné) pred vstupom infekcie. Obväz je odolný proti vode, ale priestupný pre vodné pary. Je vhodný i na tzv. vlhké hojenie rán. Rozmery 15 x 20 cm.



Obj. kód	Cena €
161520	2,45

2⁴⁵
RUDASTRIP®

Spoločlivo lepiace sterilné biele elastické náplastové pásky sa používajú na adaptáciu okrajov rán pri čerstvých zraneniach. Tiež je možné použiť ich na operačné rany.


od 0⁷²

Obj. kód	Popis	Cena €
065406	38 x 6 mm, 6 ks	1,00
065806	75 x 6 mm, 3 ks	0,72
066006	100 x 6 mm, 10 ks	1,00
066012	100 x 12 mm, 6 ks	1,06
066225	125 x 25 mm, 4 ks	1,61

OMNISTRIP®
Průžky náplasti na stiahnutie rany

- zagulatené rohy - spoľahlivo držia bez zhrňovania
- výborná prilnavosť - bezpečná fixácia okrajov rany
- priepustné pre vzduch a vodné pary
- mikroelastické - výborne drží aj pri zaťažení
- k stiahnutiu menších rán
- ako opora čerstvo zašitých rán
- ku kozmetickým stehom


od 1⁰⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
540681	3 mm x 76 mm, 5 ks	1,10
540682	6 mm x 38 mm, 6 ks	1,32
540683	6 mm x 76 mm, 3 ks	1,05

MEDIPORE®

Sterilná náplast s dobre savým vankúšikom sa používa na okamžité účinné krytie rany.



Obj. kód	Popis	Cena €
S6 3562E	5 cm x 7,2 cm, 50 ks	14,45
S6 3564E	6 cm x 10 cm, 50 ks	22,56
S6 3566E	10 cm x 10 cm, 25 ks	19,43
S6 3569E	10 cm x 15 cm, 25 ks	25,13

od 14⁴⁵
RUDANAHT®
Sterilný náplastový steh

Výborne lepiace elastické náplastové pásky sa používajú na adaptáciu okrajov rán pri čerstvých zraneniach. Tiež je možné použiť ich na operačné rany. Telová farba.



Obj. kód	Popis	Cena €
060803	75 mm x 3 mm, 5 ks	1,21
060806	75 mm x 6 mm, 3 ks	1,06

od 1⁰⁶
STERISTRIP®

Sterilný náplastový steh na rýchle uzavretie rany bez ihly a šitia. Výborný kozmetický efekt.


1⁵⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
S6 1540	3 mm x 75 mm, 5 ks	1,57
S6 1541	6 mm x 75 mm, 3 ks	1,57
S6 1542	6 mm x 38 mm, 6 ks	1,57

RUDAVLIES® NESTERILNÝ

Rýchloobväz je vyrobený z bieleho elastického flisu, ktorý je opatrený hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom. Lepidlo výborne drží a nezanecháva stopy na koži.



Obj. kód	Popis	Cena €
070105	5 cm x 10 m	3,59
070110	10 cm x 10 m	5,96
070115	15 cm x 10 m	9,71
070120	20 cm x 10 m	12,04

od 3⁹⁹**RUDAMED® CLASSIC**

Rýchloobväz z textilnej, pevnej hnedej tkaniny, na ktorej sa nachádza veľmi dobre lepiaca vrstva s oxidom zinočatým. Dĺžka rýchloobväzov je 5 m.



Obj. kód	Popis	Cena €
083504	4 cm x 5 m	4,05
083506	6 cm x 5 m	5,45
083508	8 cm x 5 m	5,83

od 4⁹⁹**RUDAMED® ELAST****Elastická pevne lepiaca náplast'**

Hnedá priečne elastická textilná náplast' je opatrená super lepivým zink-oxidovým lepidlom.

**od 3⁹⁹**

Obj. kód	Popis	Cena €
080504	4 cm x 5 m	3,93
080506	6 cm x 5 m	5,32
080508	8 cm x 5 m	6,12

RUDAVLIES® STERILNÝ

Sterilný rýchloobväz je vyrobený z bieleho elastického flisu, ktorý je opatrený hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom. Vankúšik sa nelepí k rane a má veľmi vysokú sáciu schopnosť. Lepidlo výborne drží a nezanecháva stopy na koži.

• cena za balenie s 50 ks

od 4⁷⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
072585	5 cm x 7 cm	4,77
072586	10 cm x 6 cm	9,04
072587	10 cm x 8 cm	10,22
072588	12 cm x 10 cm	14,57
072590	15 cm x 10 cm	16,98
072591	20 cm x 10 cm	21,20
072592	25 cm x 10 cm	25,39
072593	30 cm x 10 cm	37,42
072595	35 cm x 10 cm	42,66

**RUDAMED® SOFT**

Rýchloobväz z tenkého, mäkkého flisu, ktorý je priečne elastický, dobre sa od seba oddeľuje a je opatrený hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom. Je vhodný pre citlivú kožu a pre alergikov. Dĺžka rýchloobväzu je 5 m.

**od 4¹⁹**

Obj. kód	Popis	Cena €
081504	4 cm x 5 m	4,19
081506	6 cm x 5 m	5,36
081508	8 cm x 5 m	5,96

**RUDAMED® SENSITIVE****Elastická hypoalergénna náplast'**

Biela priečne elastická náplast' z netkanej textilie je opatrená hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom. Je vhodná pre citlivú kožu.

**od 1⁹⁹**

Obj. kód	Popis	Cena €
082106	6 cm x 1 m	1,06
082504	4 cm x 5 m, dávkovač	4,22
082506	6 cm x 5 m, dávkovač	6,00
082508	8 cm x 5 m, dávkovač	7,86

RUDADERM® NA PRSTY
Špeciálna náplast' pre ošetrovanie prstov

Vodeodolná pružná hnedá náplast' je opatrená dobre lepičným zink-oxidovým lepidlom a kontaktným vankúšikom. Má špeciálny tvar pre ľahké ošetrovanie zranenia prstov.

- cena za balenie so 100 ks


od 5⁷⁴


Obj. kód	Popis	Cena €
089090	Veľkosť S	5,74
089100	Veľkosť L	6,88

RUDAVEN®

Špeciálna náplast', ktorá sa používa na fixáciu intravenózných flexíl. Skladá sa z bieleho lepiaceho flisu, ktorý má na spodnej strane krytie a chráni tak miesto punkcie pred prístupom baktérií. Náplast' je opatrená hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom, ktoré zaručuje bezpečnú fixáciu kanyly. Rozmery 6 x 8 cm.

- cena za balenie s 50 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
072186	Rudaven plus	7,86
072286	Rudaven transparent	15,67

od 7⁸⁶
HANSAPLAST®
Tekutá náplast'

Hansaplast® je odolná voči vode, vysoko elastická a takmer na koži neviditeľná.

13³¹


Obj. kód	Cena €
G9 1860	13,31

BABYPORE
Detské náplasti s vankúšikom

- vodeodolné
- vhodné pre citlivú kožu
- rozmery 16 x 56 mm
- cena za balenie s 20 ks



Obj. kód	Cena €
1320900001	2,15

RUDAMED® JUNIOR
Sterilná náplast' na ošetrovanie detských pacientov
1⁰⁶


- vodeodolná, pružná
- kontaktný krycí vankúšik
- potlačená detskými motívami
- šírka 6 cm, dĺžka 10 cm
- cena za balenie s 10 ks



Obj. kód	Cena €
084106	1,06

RUDABLOCK®
Tlaková náplast'

Sterilná tlaková náplast' má špeciálny vankúšik, ktorý je po celej dĺžke chránený nosným materiálom. Vsiaknutím krvi do vankúšika dôjde k jeho napučaniu, a tým k tlakovému účinku na cievu. Tým dochádza k rýchlejšej zástave krvácania. Používa sa na zástavu krvácania a pri ošetrovaní menších rán (rezných, bodných). Rozmery 8,5 x 2,5 cm.



Obj. kód	Cena €
080027	0,24

0²⁴
OPSITE®
Tekutý obväz

- nepriepustný pre vodu
- prepúšťa vodné pary
- priehľadný, rýchlo schnúci a veľmi elastický
- použitie u malých rezných a tržných rán
- nepôsobí obmedzenia pohybu
- objem 100 ml

11⁹¹

Obj. kód	Cena €
L6 66004978	11,91


2¹⁵

AKU TAPE**Špeciálna tejpovacia náplast' pre kineziologický tejpung**

Používa sa na ošetrovanie bolestivých kĺbov, často po športových zraneniach. Náplast' sa nalepí cez kĺb. Pevne drží a pôsobí trvalý posun kože proti podkožiu - vytvára sa tak trvalá masáž väzov. Tlakom na receptory kože sa vyplavujú telesné endorfíny, ktoré výrazne znižujú pocit bolesti. Kineziologickým tejpovaním možno dosiahnuť týchto efektov: zníženie bolesti, zlepšenie svalového tonusu, protizápalové pôsobenie, zníženie opuchu, zlepšenie prekrvenia, zmiernenie neurovegetatívnych porúch.

**22²²**

Obj. kód	Popis	Cena €
S8 AT001	5 cm x 5 m, farba červená	22,22
S8 AT002	5 cm x 5 m, farba modrá	22,22
S8 AT105	5 cm x 5 m, farba zelená	22,22
S8 AT104	5 cm x 5 m, farba čierna	22,22
S8 AT003	5 cm x 5 m, farba telová	22,22
S8 AT015	2,5 cm x 5 m, farba červená, 2 rolky	22,22
S8 AT016	2,5 cm x 5 m, farba modrá, 2 rolky	22,22
S8 AT017	2,5 cm x 5 m, farba čierna, 2 rolky	22,22
S8 AT004	2,5 cm x 5 m, farba telová, 2 rolky	22,22

MWARE® TAPE**Tejpovacia nepružná náplast'**


- pre vytvorenie podporných, funkčných obväzov
- dobre sa s ňou pracuje, nekľže
- výborne deliteľná priečne i pozdĺžne
- vodooodpudivá
- výborne lepí
- biela farba
- rozmer 3,75 cm x 10 m

6⁹

Obj. kód	Cena €
J8 752501	6,97

CROSS TAPE

Špeciálna náplast' sa nalepí cielene na časti tela, kde je potrebné zvýšiť cirkuláciu krvi a energie. Zvyšuje svalový tonus a prispieva k zníženiu bolesti. Vzdialenosť medzi prúžkami je 3 mm.



Obj. kód	Popis	Cena €
S8 ATC1	9 náplastí, 4 x 3 prúžky, hnedá	1,96
S8 ATC2	6 náplastí, 4 x 3 prúžky, hnedá	1,96
S8 ATC3	2 náplastí, 5 x 6 prúžkov, hnedá	1,96

1⁹⁶**RUDADERM JUNIOR****Náplasti s detskými motívmi**

- ekonomické balenie
- detské motívy
- sterilné, jednotlivo balené
- vhodné na ošetrovanie menších poranení, miest vpichu
- so savým vankúšikom
- hypoalergénne
- cena za balenie s 500 ks

**od 12⁶³**

Obj. kód	Popis	Cena €
091105	1,6 x 5,7 cm	12,63
091206	1,9 x 7,6 cm	13,47

CURATEST®**Alergologická testovacia náplast'**

- určená na epikutánne testy
- jednoduchá manipulácia pri vkladaní a aplikácii
- drží dobre a trvalo
- popisovateľný, odnímateľný bočný okraj pre uľahčenie diagnostiky
- dobre savé vankúšiky z netkanej textílie
- šetrná k pokožke
- podkladová netkaná textília: biela, 100% polypropylén
- uchytenie testovacej komory: polyesterová fólia
- cena za balenie s 50 ks

36¹⁶

Obj. kód	Cena €
30054	36,16

NOBATOP® NESTERILNÝ

- krytie z netkanej textílie
- veľmi mäkké a príjemné na kožu


od 1⁶⁴

Obj. kód	Popis	Cena €
854005	5 x 5 cm, 200 ks	1,64
854007	7,5 x 7,5 cm, 200 ks	2,75
854009	7,5 x 7,5 cm, 100 ks	1,65
854010	10 x 10 cm, 200 ks	5,45
854020	10 x 20 cm, 200 ks	9,88

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**
MULOVÉ KRYTIE NESTERILNÉ

Super scie mulové krytie je vyrobené zo 100% bavlny. Krytie sa používa na ošetrovanie rán vo všetkých odboroch medicíny.

- cena za balenie so 100 ks


od 2²⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
863055	5 x 5 cm, 8 vrstiev	2,20
857055	5 x 5 cm, 16 vrstiev	4,35
863075	7,5 x 7,5 cm, 8 vrstiev	3,70
863110	10 x 10 cm, 8 vrstiev	6,08
857110	10 x 10 cm, 16 vrstiev	10,48
863120	10 x 20 cm, 8 vrstiev	10,56
863220	20 x 20 cm, 8 vrstiev	23,99

NOBACUTIS®
Sterilné masťové krytie rán

- vyrobené z flisu
- obsahuje bielu vazelinu
- neprilepuje sa k rane
- cena za balenie s 50 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
780105	5 x 5 cm	11,02
780107	7,5 x 7,5 cm	15,80
780111	10 x 10 cm	19,35
780112	10 x 20 cm	31,68
780122	20 x 20 cm	50,26

od 11⁰²
NOBATOP® STERILNÝ

Krytie z netkanej textílie je vyrobené bez spojív, je 4x zložené a má savú silu ako 8 vrstiev mulovej kompresie. Materiál je veľmi mäkký a príjemný pre kožu. Používa sa na krytie rán vo všetkých odboroch medicíny.



Obj. kód	Popis	Cena €
704205	5 x 5 cm, 60 ks	4,77
704207	7,5 x 7,5 cm, 60 ks	8,11
704210	10 x 10 cm, 50 ks	9,46
704220	10 x 20 cm, 60 ks	20,23

od 4⁷⁷
MULOVÉ KRYTIE STERILNÉ

Super scie mulové krytie má 8 vrstiev, je vyrobené zo 100% bavlny. Krytie sa používa na ošetrovanie rán vo všetkých odboroch medicíny.

- cena za balenie s 50x 2 ks


od 5⁴⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
708205	5 x 5 cm	5,45
708207	7,5 x 7,5 cm	9,71
708210	10 x 10 cm	14,32
708220	10 x 20 cm	22,60

STUDENÉ/TEPLÉ KRYTIE

Krytie sa vychladí v mrazničke a používa sa k terapii chladom. Taktiež je možné ho vyhriať vo vodnom kúpeli a použiť k terapii teplom. Krytie je opatrené ochranným obalom z flisu a môže byť použité opakovane.



Obj. kód	Popis	Cena €
100713	7,5 x 13 cm	1,76
100735	7,5 x 35 cm	2,97
100752	7,5 x 52 cm	3,51
101229	12 x 29 cm	3,59
101314	13 x 14 cm	2,37
101626	16 x 26 cm	3,59
102138	21 x 38 cm	7,27
103040	30 x 40 cm	10,52

od 1⁷⁶

VEĽMI SAVÉ KRYTIE NESTERILNÉ

Krytie na ranu je opatrené na strane, ktorá neprilieha k rane, pre tekutiny nepriestupným zeleným flísom. Savý vankúšik má enormnú savosť a používa sa pri silne secernujúcich, infikovaných alebo chronických rán a pri tzv vlhkom hojení rán.

- cena za balenie s 25 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
840011	10 cm x 10 cm	2,92
840012	10 cm x 20 cm	5,41
840015	15 cm x 25 cm	8,19
840022	20 cm x 20 cm	11,45
840024	20 cm x 40 cm	18,46

od 2⁹²**VEĽMI SAVÉ KRYTIE STERILNÉ**

Krytie na ranu je opatrené na strane, ktorá neprilieha k rane, pre tekutiny nepriestupným zeleným flísom. Savý vankúšik má enormnú savosť a používa sa pri silne secernujúcich, infikovaných alebo chronických rán a pri tzv vlhkom hojení rán.



Obj. kód	Popis	Cena €
740111	10 cm x 10 cm, 25 ks	7,69
740112	10 cm x 20 cm, 25 ks	10,90
740115	15 cm x 25 cm, 25 ks	18,16
740122	20 cm x 20 cm, 25 ks	21,20
740124	20 cm x 40 cm, 15 ks	17,82


od 7⁹⁹**LOMATUELL® H****Sterilné masťové krytie rán**

- k šetrnému ošetrovaniu plošných rán, popálenín

- cena za balenie s 10 ks

od 7³⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
23314	5 x 5 cm	7,35
23315	10 x 10 cm	10,48
23316	10 x 20 cm	18,16
23317	10 x 30 cm	36,28

**NOBALINE**

Aluminizované krytie je na jednej strane opatrené vrstvou hliníka, ktorá urýchľuje hojenie rany. Rozmery 10 x 10 cm.

0⁶⁵

Obj. kód	Cena €
770110	0,65

**VLIWASOFT® STERILNÝ**

Mäkké univerzálne krytie rany zo štvornásobne zložené, netkanej textílie, ktorá neuvolňuje vlákna. Dobré savé vlastnosti, nedráždi ranu, úsporné krytie v oblasti čistenia a ošetrovania rán.

- cena za balenie s 2 ks

od 0²⁴

Obj. kód	Popis	Cena €
12076	5 x 5 cm	0,24
12082	7,5 x 7,5 cm	0,30
12065	10 x 10 cm	0,43
12071	10 x 20 cm	0,54

**GAZIN® NESTERILNÝ****Mulová kompresia**

- 100% bavlna
- veľmi savá
- 8 vrstiev
- cena za balenie so 100 ks

Obj. kód	Popis	Cena €
18500	5 x 5 cm	2,98
18503	7,5 x 7,5 cm	5,41
18506	10 x 10 cm	6,59

**od 2⁹⁸****KOMPRES NESTERILNÝ**

Gázové kompresy sú vyrobené z bielených bavlnených vlákien a používajú sa vo všetkých oblastiach medicíny.

- cena za balenie so 100 ks

od 2⁷⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
1320100217	5 x 5 cm	2,70
1320100227	7,5 x 7,5 cm	4,09
1320100237	10 x 10 cm	6,17
1320100247	10 x 20 cm	11,66

**KOMPRES STERILNÝ**

Gázové kompresy sú vyrobené z bielených bavlnených vlákien a používajú sa vo všetkých oblastiach medicíny.

- cena za balenie s 2 ks

od 0²⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
1325019252	5 x 5 cm	0,27
1325019262	7,5 x 7,5 cm	0,34
1325019272	10 x 10 cm	0,41
1230119242	10 x 20 cm	0,62



NOBALUX®

Biele fixačné ovínadlo obsahuje 40 % polyamidu, je pozdĺžne natažiteľné a priečne elastické. Veľmi ľahko sa s ním fixujú krytie rán aj na tých miestach tela, kde je fixácia krytia extrémne zložitá. Dĺžka 4 m.

• cena za balenie s 20 ks

od 7⁰⁵



Obj. kód	Popis	Cena €
416345	4 cm x 4 m	7,05
416365	6 cm x 4 m	7,69
416385	8 cm x 4 m	8,28
416405	10 cm x 4 m	10,90
416425	12 cm x 4 m	12,00

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

NOBALASTIK®

Bandáž so stredným ťahom obsahuje 67 % bavlny, 27 % polyamidu a 6 % elastanu. Používa sa na fixáciu všetkých typov dláh, pri športových zraneniach na podporný a kompresný účinok, v chirurgii na stlačenie hrudníka pri zlomeninách rebier a k stabilizácii krytí rán, vo flebológii na podporný obväz.

• cena za balenie s 10 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
451304	4 cm x 5 m	5,96
451306	6 cm x 5 m	7,31
451308	8 cm x 5 m	7,69
451310	10 cm x 5 m	9,67
451312	12 cm x 5 m	11,40
451315	15 cm x 5 m	14,32

od 5⁹⁶

NOBAFIX®
Biele elastické fixačné ovínadlo

- fixácia sadrových dláh, krytie rán
- 45 % buničitá vata, 55 % polyamid
- jemná, hladká a hustá štruktúra
- dĺžka 4 m
- cena za balenie s 20 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
410345	4 cm x 4 m	4,27
410365	6 cm x 4 m	4,86
410385	8 cm x 4 m	5,83
410405	10 cm x 4 m	7,35
410425	12 cm x 4 m	9,29
410455	15 cm x 4 m	11,49

od 4²⁷

NOBATEX®

Biele elastické fixačné ovínadlo sa skladá z 71 % z buničitej vaty a z 29 % z polyamidu. Má krepovavú štruktúru. Používa sa na modeláciu a fixáciu sadrových dláh. Taktiež sa používa na fixáciu krytí rán, kde sa s výhodou využíva jeho výplňový efekt. Dĺžka 4 m.

• cena za balenie s 20 ks




Obj. kód	Popis	Cena €
413345	4 cm x 4 m	4,15
413365	6 cm x 4 m	5,41
413385	8 cm x 4 m	5,91
413405	10 cm x 4 m	7,10
413425	12 cm x 4 m	8,19

od 4¹⁵


NOBATEL®

Ľahké ovínadlo so stredným ťahom je vyrobené zo 49 % z bavlny a z 51 % z polyamidu. Natiahnutie o 80 %. Používa sa ako univerzálne ovínadlo vo všetkých odboroch medicíny. Dĺžka 5 m.

• cena za balenie s 10 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
425504	4 cm x 5 m	4,98
425506	6 cm x 5 m	5,62
425508	8 cm x 5 m	6,21
425510	10 cm x 5 m	8,07
425512	12 cm x 5 m	9,21
425515	15 cm x 5 m	11,40
425520	20 cm x 5 m	14,36

od 4⁹³


NOBA® UNIVERSAL

- univerzálne ovínadlo
- prírodná farba
- elastické, natiahnutie o 120 %
- dĺžka 5 m
- cena za balenie s 10 ks



od 5⁴¹

Obj. kód	Popis	Cena €
430504	4 cm x 5 m	5,41
430506	6 cm x 5 m	6,00
430508	8 cm x 5 m	7,69
430510	10 cm x 5 m	8,49
430512	12 cm x 5 m	9,88
430515	15 cm x 5 m	12,04
430520	20 cm x 5 m	15,76



NOBAHAFT®

- elastické fixačné ovínadlo
- latexová vrstva
- prilnavé k sebe
- nelepí sa k rane

od 1⁰⁰**Dĺžka 4 m, farba biela**

Obj. kód	Šírka	Cena €
470004	4 cm	1,00
470006	6 cm	1,06
470008	8 cm	1,21
470010	10 cm	1,61
470012	12 cm	1,94

Dĺžka 20 m

Šírka	Farba modrá	Farba zelená	Farba červená	Cena €
6 cm	471206	472206	473206	4,90
8 cm	471208	472208	473208	5,41

**NOBASTRETCH®**

Hnedé, jemne tkané trvalo elastické ovínadlo s dlhým ťahom je vyrobené z 97 % z bavlny a zo 3 % z elastanu. Natiahnutie o 170 %. Je vhodné ku kompresii a podpore svalového a pohybového aparátu. Možno doceliť individuálne nastaviteľného trvalého kludového tlaku. To je vhodné najmä u pacientov, ktorí musia šetriť choré alebo zranené miesta a nesmú ich zaťažovať. Používa sa u športových zranení. Vo flebológii a vo vnútornom lekárstve sa používa k podpore znižovaní opuchov dolných končatín. Dĺžka 7 m.

od 3⁵⁹

Obj. kód	Popis	Cena €
480706	6 cm x 7 m	3,59
480708	8 cm x 7 m	4,20
480710	10 cm x 7 m	4,77
480712	12 cm x 7 m	5,91

**NOBANETZ®**

- vysoko elastický veľmi mäkký sieťový trubkový obväz
- ľahká fixácia krytí rán
- ochrana sadrových dláh
- dĺžka 25 m



Obj. kód	Popis	Cena €
302000	0 = prsty	5,45
302005	0,5 = prsty na nohe	7,35
302010	1 = ruka	7,90
302020	2 = rameno	8,49
302030	3 = lýtko	9,08
302040	4 = koleno	10,86
302050	5 = hlava	14,02
302055	5,5 = stehno	16,98
302060	6 = detský trup	18,16
302070	7 = trup adolescent	20,82
302080	8 = dospelý trup	26,15
302090	9 = veľký dospelý trup	30,45
302100	10 = extra veľký dospelý trup	36,07

od 5⁴⁵**NOBATRICOT®**

Biely elastický rúrkový obväz je vyrobený z čistých prírodných vlákien, je preto hypoalergénny. Používa sa k ochrane kože ako podkladový materiál pod tuhú a polotuhú podpornú obväz. Rovnako je vhodný na fixáciu krytia rany. Používa sa aj ako podklad pri zinkoklihových obväzoch. Dĺžka 20 m.

**od 3⁵⁹**

Obj. kód	Popis	Cena €
320015	1,5 cm x 20 m	3,59
320025	2,5 cm x 20 m	4,20
320040	4,0 cm x 20 m	6,55
320100	10,0 cm x 20 m	12,04
320120	12,0 cm x 20 m	13,77
320160	16,0 cm x 20 m	23,65

**PRETAPE**

Fixačný obväz, ktorý sa používa na fixáciu syntetickej vaty Nobapad ako podklad pod pryskyričný obväz Nobalite.



Obj. kód	Popis	Cena €
506007	27,5 m x 7 cm	5,41
506010	27,5 m x 10 cm	5,96

od 5⁴¹

PLETENÉ OVÍNADLO

Hydrofilné pletené ovínadla sú vyrábané z viskózovej striže, ktorá im dodáva potrebnú jemnosť, savosť a priedušnosť. Používajú sa vo všetkých oblastiach medicíny predovšetkým k fixačným účelom. Dĺžka ovínadla je 5 m.

- cena za balenie s 10 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
1230300201	6 cm x 5 m	4,09
1230300202	8 cm x 5 m	4,77
1230300203	10 cm x 5 m	6,17
1230300204	12 cm x 5 m	6,80
1230300205	14 cm x 5 m	8,91

od 4⁹⁹

UNIVERSAL

Elastické ovínadlo je vyrobené z bavlnených vlákien, vytvára strednú kompresiu a dobre sa prispôbuje tvaru končatiny. V dôsledku krepovitej štruktúry ho možno použiť aj na obľých častiach tela, kde bezpečne sedí a nekľže. Ovínadlo je trvalo elastické, pri nosení sa nevyťahuje a možno ho použiť opakovane. Používa sa ako podporný a odľahčovací obväz, u ošetrovania poranení pohybového aparátu, po operáciách žilových komplexov, a pod. Dĺžka ovínadla je 5 m.

od 1³⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
1323100301	6 cm x 5 m	1,37
1323100302	8 cm x 5 m	1,50
1323100303	10 cm x 5 m	1,85
1323100304	12 cm x 5 m	2,06

STERILNÉ KRYTIE

Pohotovostné sterilné krytie podľa normy DIN 13151, vhodný do každej ambulancie, vozidla, domácnosti.

od 1¹⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
N6 9010	Mini, 40 x 60 cm	1,16
N6 9011	Medium, 60 x 80 cm	1,74
N6 9012	Maxi, 80 x 120 cm	2,31

FIXA CREP

Elastické fixačné vysokoelastické ovínadlo s ťažnosťou 160 % s jemnou pórovitou štruktúrou sa používa na fixačné obväzy všetkého druhu. Je vysoko priedušné a príjemne sa nosí. Je vhodné na fixovanie krytí aj v oblastiach kĺbov a na obľých častiach tela, kde bezpečne sedí a nekľže. Urýchľuje fázu hojenia a prináša vyšší komfort ako pre pacienta, tak aj pre lekára. Dĺžka ovínadla je 4 m.

- cena za balenie s 20 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
1323100102	6 cm x 4 m	7,52
1323100103	8 cm x 4 m	8,28
1323100104	10 cm x 4 m	11,66
1323100105	12 cm x 4 m	12,42

od 7⁵²

SYNTETICKÁ VATA

Mäkké a výborne natažiteľné výplňové ovínadlo zo syntetickej vaty (100 % polyester). Používa sa k polstrovaniu pri nakladaní sadrových, polyesterových alebo plastových obväzov, pri polstrovaní pod Kramarové a ďalšie nepolstrované dlahy. Dĺžka 3 m.



Obj. kód	Popis	Cena €
600804	4 cm x 3 m	0,69
600806	6 cm x 3 m	0,80
600808	8 cm x 3 m	1,01
600810	10 cm x 3 m	1,22
600812	12 cm x 3 m	1,43
600815	15 cm x 3 m	1,49
600820	20 cm x 3 m	2,07

od 0⁶⁹

RÝCHLOOBVÄZ

Jednotlivo sterilne balený obväz je koncipovaný tak, že sa zranená osoba môže sama sterilne ošetriť. Krytie je opatrené vrstvou hliníka, ktorá urýchľuje hojenie a bráni lepeniu krytia k rane. Z oboch strán sterilného krytia vychádza elastické ovínadlo, ktorého konce sa fixujú na koži a na druhej strane ovínadla pomocou náplasti. Rýchloobväz sa používa na ošetrovanie malých až stredných rán pri prvej pomoci. Rozmer 6 x 8 cm.

- cena za balenie s 30 ks



12¹⁶

Obj. kód	Cena €
726606	12,16



BUNIČITÉ PRÍREZY

Veľmi savá nebielená obväzová buničina sa používa na čistenie a nasávanie tekutín vo všetkých odboroch medicíny, v laboratóriách a pri starostlivosti o chorých.

- cena za balenie s 5 kg

32¹¹



Obj. kód	Popis	Cena €
204522	19 x 19 cm	32,41
204546	37 x 57 cm	32,41

OMNISTIX

Nesterilné, klinicky čisté drevené tyčinky, bez návinu vaty. Priemer špajle je 3 mm, špajľa nie je zahrotená.

- cena za balenie se 100 ks

4⁰⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
G8 0104	Dĺžka 150 mm	4,07
G8 0105	Dĺžka 200 mm	4,07
G8 0106	Dĺžka 300 mm	4,07

OMNICLEAN®

Sterilné vatové tyčinky

- s precíznym návinom vaty

od 0⁴⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
G8 112698	Sterilné vatové tyčinky, drôťik, hlavička 1 mm, dĺžka 150 mm	0,46
G8 112498	Plast, sterilné vatové tyčinky, plastová špajľa, stredná hlavička, dĺžka 145 mm, 1000 ks	138,54
G8 112400	Sterilné vatové tyčinky, hlavička 4 mm, dĺžka 150 mm, 100 x 2 ks	19,30
974205	Sterilné vatové tyčinky, hlavička 5 mm, dĺžka 150 mm, 100 x 2 ks	14,57
974211	Sterilné vatové tyčinky, hlavička 11 mm, dĺžka 150 mm, 100 x 2 ks	14,45

OBVÄZOVÁ VATA

Vata je vyrobená zo 100% bavlny a slúži k výplniam pod sadru a obväzy, k individuálnej výrobe vatových tyčiniek a na ďalšie použitie vo všetkých odboroch medicíny. Vata je rolovaná, medzi jednotlivými vrstvami je vložený papier, šírka 40 cm, hmotnosť 1 kg.



Obj. kód	Cena €
110061	17,09

17⁰⁹

OMNITIP®

Vatové tyčinky

Na špajldi je precízne a pevne urobený návin vaty, ktorý sa nestrašká a zo špajdle neskĺza. Celá špajdľa je sterilizovaná, klinicky čistá, nehrozí nákaza pacienta. Nesterilné tyčinky sú vhodné na nanášanie jódu, na čistenie rany a pod. Sterilné tyčinky sa používajú na výtery a odoberanie materiálu na kultivačné vyšetrenia.

od 1³⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
G8 0215	Nesterilné vatové tyčinky, špajle, hlavička 4 mm, dĺžka 150 mm, 10 x 100 ks	15,33
G8 0223	Nesterilné vatové tyčinky, špajle, hlavička 4 mm, dĺžka 230 mm, 10 x 100 ks	30,50
974116	Nesterilné vatové tyčinky, špajle, hlavička 5 mm, dĺžka 150 mm, 100 ks	1,30
974117	Nesterilné vatové tyčinky, špajle, hlavička 8 mm, dĺžka 150 mm, 100 ks	1,83
G8 120	Nesterilné vatové tyčinky, špajle, hlavička 10 mm, dĺžka 150 mm, 20 x 50 ks	57,87
G8 0220	Nesterilné vatové tyčinky, špajle, hlavička 10 mm, dĺžka 200 mm, 15 x 50 ks	58,29
974118	Drevená nesterilná vatová tyčinka, hlavička 11 mm, dĺžka 150 mm, 2 x 50 ks	2,56
974018	Plastová nesterilná vatová tyčinka, hlavička 11 mm, dĺžka 150 mm, 100 ks	3,12
G8 112691	Nesterilné vatové tyčinky, drôťik, hlavička 1 mm, dĺžka 150 mm, 100 ks	27,24
G8 115	Nesterilné vatové tyčinky, špajle, obojstranná hlavička, dĺžka 75 mm, 24 x 100 ks	27,24
H7 110425-L	Lemon, nesterilné vatové tyčinky, špajle, citrónová príchuť, dĺžka 150 mm, 25 x 3 ks	13,22
G8 112491	Plast, nesterilné vatové tyčinky, plastová špajľa, dĺžka 145 mm, 3000 ks	127,98

BUNIČITÁ VATA

Prírezy z buničitej vaty

- vhodné pre všetky hygienické účely
- príjemné na dotyk, nepráši



od 6³³

Obj. kód	Popis	Cena €
1230200128	10 x 10 cm, 1 kg	10,52
1230200127	10 x 15 cm, 1 kg	9,71
1230200126	15 x 15 cm, 2 kg	13,77
1230200125	20 x 15 cm, 1 kg	8,07
1230200124	20 x 20 cm, 2 kg	13,35
1230200123	20 x 30 cm, 1 kg	6,88

VATOVÉ TAMPÓNY

Tampóny sú vyrobené z hygienicky čistej vaty, navlhčí sa izopropyl alkoholom alebo iným dezinfekčným prostriedkom a používajú sa na čistenie a dezinfekciu kože.



Obj. kód	Popis	Cena €
879003	Priemer 10 mm, 500 g, cca 1666 kusov	17,28
879006	Priemer 20 mm, 500 g, cca 833 kusov	17,28
879009	Priemer 25 mm, 500 g, cca 555 kusov	17,28
879020	Priemer 45 mm, 500 g, cca 250 kusov	17,28
879030	Priemer 50 mm, 500 g, cca 166 kusov	17,28
879040	Priemer 60 mm, 500 g, cca 125 kusov	17,28

17²⁸

NOBADENT

Dentálne tampóny z čistej bavlny, nepremývané chlóróm. Tampóny Nobadent výborne sajú sliny, sekréty a krv, majú vysokú saciu kapacitu a dobre sa s nimi vypcháva ústna dutina. Tampóny sú balené v praktickom dispensere. Používajú sa vo všetkých oblastiach stomatológie.



od 4¹⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
149408	Priemer 0,8 cm, dĺžka 4 cm, 500 ks	4,31
149410	Priemer 1,0 cm, dĺžka 4 cm, 300 ks	4,31
149412	Priemer 1,2 cm, dĺžka 4 cm, 200 ks	4,31
149414	Priemer 1,4 cm, dĺžka 4 cm, 150 ks	4,10

MULOVÉ TAMPÓNY

Sú vyrobené z bielených bavlnených vlákien. Používajú sa vo všetkých oblastiach chirurgie, traumatológie a v ďalších odboroch medicíny.

od 0²⁶

Obj. kód	Popis	Cena €
877015	Nesterilné, priemer 2,5 cm, 250 ks	8,36
877020	Nesterilné, priemer 3,0 cm, 250 ks	9,93
877025	Nesterilné, priemer 3,5 cm, 250 ks	15,04
877033	Nesterilné, priemer 4,0 cm, 250 ks	19,26
877040	Nesterilné, priemer 4,5 cm, 250 ks	22,77
877050	Nesterilné, priemer 5,0 cm, 250 ks	37,09
735220	Sterilné, veľkosť šľivky, 2 ks	0,26
735520	Sterilné, veľkosť šľivky, 5 ks	0,52
735620	Sterilné, veľkosť šľivky, 10 ks	0,77
735720	Sterilné, veľkosť šľivky, 20 ks	1,45



OMNISPAT Ústne lopatky



od 1⁵⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
G8 0501	Drevené, nesterilné 15 x 2 cm, 500 ks	11,11
G8 0100	Drevené, nesterilné 15 x 2 cm, 100 ks	2,34
922500	Drevené, nesterilné 15 x 1,8 cm, 100 ks	2,09
922400	Detské, drevené, nesterilné 11 x 1,2 cm, 100 ks	1,57
G8 0101	Drevené, sterilizované, nie jednotlivito balené, 15 x 2 cm, 100 ks	3,10
G8 150	Drevené, sterilizované, jednotlivito balené, 15 x 2 cm, 50 ks	3,86
922600	Drevené, sterilizované, jednotlivito balené, 15 x 1,8 cm, 100 ks	10,60
G8 2708	Plastové, nesterilné, biele, 15 x 2 cm, 100 ks	10,90



NOBALITE®

Plastová sadra - syntetické ovínadlo sa skladá zo sklenených vlákien a je impregnované polyuretánovou živcou. Pri styku s vodou dochádza k chemickej reakcii, materiál rýchlo vytvrdne. Výsledný obväz je veľmi tuhý, stabilný a ľahký. Je dobre priepustný pre röntgenové lúče. Používa sa k prvotnému ošetrovaniu fraktúr, k vytvoreniu ortéz a dláh u zápalových procesov na kĺboch a väzivách. Balené jednotlivito.

od 8⁹¹

Obj. kód	Popis	Cena €
540201	2,5 cm x 1,8 m, biely	8,91
540405	5 cm x 3,6 m, biely	9,17
540407	7,5 cm x 3,6 m, biely	10,86
540410	10 cm x 3,6 m, biely	12,50
540412	12,5 cm x 3,6 m, biely	13,77
541405	5 cm x 3,6 m, modrý	8,91
541407	7,5 cm x 3,6 m, modrý	10,52
541410	10 cm x 3,6 m, modrý	12,16
541412	12,5 cm x 3,6 m, modrý	13,77
542405	5 cm x 3,6 m, zelený	8,91
542407	7,5 cm x 3,6 m, zelený	10,52
542410	10 cm x 3,6 m, zelený	12,50
542412	12,5 cm x 3,6 m, zelený	13,77

**OSCIMED® ERGO II****Oscilačná píla na sadru a živcové obväzy**

- hmotnosť 860 g
- ergonomický a kompaktný dizajn
- tichá prevádzka (67 dB)
- výkon 130 W
- 14 500 oscilácií za minútu
- dĺžka 230 mm
- privodný kábel dĺžky 3 m
- kotúče sa ľahko a rýchlo vymieňajú bez použitia náradia
- **súčasťou dodávky kotúč na syntetiku s priemerom 50 mm a kotúč na sadru s priemerom 65 mm**

781⁵⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
OSC-340	Oscimed® Ergo II	781,55
OSC-WP-50	Kotúč na sadru, priemer 50 mm	44,18
OSC-WP-65	Kotúč na sadru, priemer 65 mm	44,18
OSC-BS-50	Kotúč na syntetiku, priemer 50 mm	44,18
OSC-BS-65	Kotúč na syntetiku, priemer 65 mm	44,18

NOBARIGID®**Hliníková polstrovaná dlaha otvorená**

Dobre tvarovateľná, ohybná hliníková dlaha je polstrovaná mäkkým materiálom, ktorý bráni zraneniu kože pri naložení dlahy. Okraje dlahy sú voľné. Používa sa na fixáciu zranených prstov.

2²³

Obj. kód	Popis	Cena €
943350	Veľkosť S	2,23
943370	Veľkosť M	2,23
943390	Veľkosť L	2,23

NOBARIGID® PLUS**Hliníková polstrovaná dlaha uzavretá**

Dobre tvarovateľná, ohybná hliníková dlaha je polstrovaná mäkkým materiálom, ktorý bráni zraneniu kože pri naložení dlahy. Okraje dlahy sú uzavreté. Používa sa na fixáciu zranených prstov.

2⁶⁹

Obj. kód	Popis	Cena €
943460	Veľkosť S	2,69
943470	Veľkosť M	2,69
943480	Veľkosť L	2,69

DLAHA NA PRSTY

Dlaha je vyrobená z hliníkového pásky, na jednej strane obsahuje výplňový mäkký materiál. Dlaha sa ľahko tvaruje, skrakuje sa pomocou nožníc. Používa sa na rýchlu a jednoduchú imobilizáciu prstov.

od 1⁷⁴



Obj. kód	Popis	Cena €
943212	48 cm x 1,2 cm	1,74
943218	48 cm x 1,8 cm	1,83
943225	48 cm x 2,5 cm	1,92

RUDATAPE®

Nepružná tejpovacia páska

Páska z pevného hodvábu je vybavená veľmi dobre lepiacim zink-oxidovým lepidlom, ktoré zaisťuje dokonalú priľnavosť pásky pri telesnej teplote. Vytvorený obväz je extrémne stabilný. Páska sa používa na vytvorenie funkčných tejpovacích obväzov v chirurgii a ortopédii.



Obj. kód	Popis	Cena €
070002	2,5 cm x 10 m	5,36
070003	3,8 cm x 10 m	5,74
070005	5,0 cm x 10 m	8,41

od 5³⁶

TROJCÍPA ŠATKA

Zodpovedá norme EN 1368. Používa sa na krátkodobé znemohnutie lakťa alebo pri iných fixačných obväzoch. Rozmery 96 x 96 x 136 cm.



Obj. kód	Popis	Cena €
900150	Viskóza, čierna farba	1,31
900140	Viskóza, biela farba	1,25
900200	Flís, biela farba	0,57

od 0⁵⁷

NOBALUMENAL®

Očné krytie

- z mäkkého flisu
- savý vankúšik
- oválny tvar

od 3⁵⁹



Obj. kód	Popis	Cena €
873550	Nesterilné, 54 x 70 mm, 20 ks	3,59
873650	Nesterilné, 75 x 80 mm, 20 ks	4,77
873525	Sterilné, 54 x 70 mm, 25 ks jednotlivo balené	6,25
873625	Sterilné, 75 x 80 mm, 25 ks jednotlivo balené	7,65

DERMAFREEZER

Kryoterapeutická súprava

- na jednoduchú, bezpečnú a účinnú terapiu bradavíc a ďalších kožných útvarov u pacientov od 4 rokov
- na terapiu bradavíc na nohách a rukách, stareckých a pigmentových škvŕn, apod.
- 60 aplikátorov (30 s ostrou špičkou, 30 s obľou špičkou)
- nádobka s chladiacim sprejom, objem 170 ml
- zmes dimetyléru s propánom a izobutánom

108¹³



Obj. kód	Cena €
H7 80003	108,13

SÚPRAVA NÁSTROJOV PRE LEKÁRA

Kvalitné nerez nástroje v látkovej taštičke

Súprava obsahuje 9 nástrojov: jehlece, chirurgické nožnice rovné, nožnice na stehy, chirurgické nožnice zahnuté, pinzeta na úlomky, chirurgická pinzeta, anatomická pinzeta, 2 držiaky skalpelov.



52³⁹



Obj. kód	Cena €
I5 006	52,39

CRYOALFA® PEN**Systém pre úspešnú lekársku prax**

Cryoalfa® Pen predstavuje nový kryoterapeutický prístroj, ktorý umožňuje uskutočnenie maximálne jednoduchého a účinného kryoterapeutického zákroku nielen v akejkoľvek lekárskej ambulancii, ale aj pri návšteve pacienta doma. Súčasťou prístroja sú ocelové fľaše obsahujúce čistený a filtrovaný N_2O , ktorý kvalitou spĺňa lekárske kritériá. Fľašu možno kedykoľvek odskrutkovať od trysky bez toho, aby bolo potrebné vypúšťať plyn. Oxid dusný ochladzuje tkanivo rýchlosťou 100 K za minútu. Počas 12 sekúnd sa tkanivo s priemerom 10 mm ochladí do hĺbky 3 mm na mínus 40 °C. Chladiaci výkon je 18 W, terapeutický účinok je vysoký. Použitie tekutého oxidu dusného predstavuje najmodernejší spôsob kryoterapie.

- **Pacienti chcú lepšie vyzerat' – prečo im nepomôcť?**
- **Je to veľmi jednoduché a uskutočniteľné v každej ambulancii.**
- **Potrebné zriaďovacie náklady sú nízke - výnosy ambulancie sa zvýšia.**
- **Pacienti sú spokojní – lekár nemá starosti navyše.**

Kontaktný adaptér sa používa pri terapii kožných zmien v kozmetickej medicíne alebo v stomatológii. Pri použití kontaktného adaptéra nepôsobí tekutý dusík na tkanivo priamo, ale ochladzuje kontaktný adaptér a ten sa po vychladení prikladá na kožnú léziu (rovnaký systém, ako napr. Histofreezer® alebo Dermafreezer®). Kontaktný adaptér je súčasťou kryokozmetického prístroja alebo ho možno zakúpiť samostatne a používať s kryochirurgickým prístrojom.



Kontaktný adaptér

Kto pracuje s prístrojom?

Dermatológ, praktický lekár, pediater, gynekológ, chirurg, internista, stomatológ.

Aké sú indikácie?

Starecké pigmentové škvrny, akné, juvenilné veruky, solárne keratózy, bazaliómy, pigmentové névy, mäkké fibrómy, kavernózne angiómy, keloidy, bežné veruky, seboroické veruky, plantárne veruky, kondylómy, spinaliómy, sarkómy, anulárne granulómy, prurigo, a mnoho ďalších.

Aké sú výhody?

Jednoduchá obsluha, veľmi presné dávkovanie dusíka (nedochádza k poškodeniu zdravého okolitého tkaniva), lacná prevádzka (jedna fľaša je postačujúca pre 50 terapeutických zákrokov).



Dávkovač s tryskou

Dokonale a rýchlo zmrazené tkanivo

222⁴⁶

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmedmed.sk

Obj. kód	Popis	Cena €
CR-S 9.12.07-B	Kryochirurgický prístroj (dávkovač s tryskou + 1 fľaštička N_2O)	222,46
CR-SK 9.12.07-B	Kryokozmetický prístroj (kontaktný adaptér + 1 fľaštička N_2O)	222,46



Fľaštičky obsahujú 16 g tekutého N_2O , ktorý ochladzuje tkanivo rýchlosťou 100 K za 1 minútu. Počas 12 sekúnd sa tkanivo s priemerom 10 mm ochladí do hĺbky 3 mm na mínus 40 °C.



Obj. kód	Popis	Cena €
CR-K16	Fľaštička s 16 g N_2O	40,21
CR-K25	Fľaštička s 25 g N_2O	52,38

od 40²¹

NŮŽKY NA KOŽU A STEHY, ROVNÉ
od 7⁴⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
15 703	Dĺžka 9,0 cm	7,47
15 020	Dĺžka 11,0 cm	7,51
15 027	Dĺžka 13,0 cm	9,46


NŮŽKY NA KOŽU A STEHY, ZAHNUTÉ
od 7⁴⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
15 704	Dĺžka 9,0 cm	7,47
15 019	Dĺžka 11,0 cm	7,51
15 028	Dĺžka 13,0 cm	9,46


CHIRURGICKÉ NŮŽKY ROVNÉ, HROTNATOTUPÉ
7⁹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €
15 683	Dĺžka 13,0 cm	7,98
15 024	Dĺžka 14,5 cm	7,98


CHIRURGICKÉ NŮŽKY ZAHNUTÉ, HROTNATOTUPÉ
od 7⁴⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
15 037	Dĺžka 14,5 cm	7,47


CHIRURGICKÉ NŮŽKY ROVNÉ, HROTNATÉ
od 7⁹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €
15 688	Dĺžka 11,5 cm	7,98
15 689	Dĺžka 13,0 cm	7,98
15 023	Dĺžka 14,5 cm	7,98
15 690	Dĺžka 16,0 cm	11,49


CHIRURGICKÉ NŮŽKY ZAHNUTÉ, HROTNATÉ
7⁴⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
15 691	Dĺžka 11,5 cm	7,47
15 692	Dĺžka 13,0 cm	7,47
15 003	Dĺžka 14,5 cm	7,47


CHIRURGICKÉ NŮŽKY ROVNÉ, TUPÉ
7⁹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €
15 694	Dĺžka 11,5 cm	7,98
15 695	Dĺžka 13,0 cm	7,98
15 026	Dĺžka 14,5 cm	7,98


CHIRURGICKÉ NŮŽKY ZAHNUTÉ, TUPÉ
7⁹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €
15 025	Dĺžka 14,5 cm	7,98


NŮŽKY LISTER

- na odstraňovanie obväzov

od 8⁵²

Obj. kód	Popis	Cena €
15 060	Dĺžka 12 cm	8,52
15 018	Dĺžka 14 cm	8,52
15 017	Dĺžka 16 cm	10,17
15 016	Dĺžka 18 cm	11,65
15 032	Dĺžka 20 cm	12,20


NŮŽKY NA OBVÄZY A SADRU

- z kvalitnej nerez ocele

53⁰⁰

Obj. kód	Cena €
15 053	52,00



EPIGLU®**Lepidlo na rýchle ošetrenie rán**

Tkanivové lepidlo zlepi rýchlo reznú alebo trhovo pomliaždenú ranu až do dĺžky 10 cm. Rana je chránená pred infekciou, odpadá bolestivé šitie rany, kozmetický efekt je veľmi priaznivý, na rane nie sú vidieť stehy. Lepidlo je vhodné na ošetrenie čerstvých, nezapálených kožných rán. Podkožné šitie lepidlom nemožno nahradiť. Epiglu® sa tiež dodáva v tubách na opakované použitie. Ošetrenie jednej rany opakovane použiteľným lepidlom je cenovo výhodné.

**od 10⁹⁴**

Čerstvá hlbšia rana na hornej pere (štvorročné dieťa)



Okraje rany sú adaptované a zlepené k sebe lepidlom Epiglu®



Zahojená rana po 11 dňoch

Obj. kód	Popis	Cena €
EPIGLUSD	1 dávka, 0,3 g	10,94
EPIGLU1P	1 tuba s 3 g	168,53
EPIGLU2P	2 tuby po 3 g	210,35
EPIGLU4P	4 tuby po 3 g	337,49


**SWANN-MORTON®****Sterilné skalpelové čepeľky**

Najostrejšie čepeľky na trhu, kvalitná anglická oceľ, jednotlivito sterilne balené. Za objednávací kód napíšte **namiesto kódu XX číslo čepeľky**, ktorú požadujete.


- cena za balenie so 100 ks

21⁰⁴

Obj. kód	Cena €
blade-XX	21,04

**DRŽIAKY ČEPEĽOK**

Kvalitná nerez oceľ, sú určené na opakované použitie, dodávajú sa po jednom kuse, nie sú sterilne balené.

**8¹⁷**

Obj. kód	Popis	Cena €
handle03	Držiak č.3 pre čepeľky figúry 6 až 16	8,17
handle04	Držiak č.4 pre čepeľky figúry 20 až 24	8,17

STERILNÉ SKALPELY

Sú jednotlivito balené a sú určené na jednorazové použitie. Za objednávací kód skalpelov napíšte **namiesto kódu XX číslo čepeľky**, ktorú požadujete. Zakúpiť možno čísla 6, 10, 10a, 11, 12, 15, 15a, 15c, 20, 21, 22, 22a, 23 a 24.

- cena za balenie s 10 ks

**9⁹⁷**

Obj. kód	Cena €
disposab-XX	9,97

OLEJOVÝ SPREJ

Sprej obsahuje 400 ml tekutého parafínu. Používa sa na starostlivosť o chirurgické nástroje, zabráňuje korózii a tvorbe krust na nástrojoch, umožňuje dokonalú pohyblivosť kĺbových spojení.

8⁵²



Obj. kód	Cena €
I7 1010	8,52

KYRETA STIEFEL®

Sterilná precízna kyreta s extrémne ostrými reznými hranami. Ergonomické držadlo, originál Stiefel®.

12¹⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 5004	Priemer 4,0 mm	12,16
I4 5007	Priemer 7,0 mm	12,16

KYRETA KAI®

Kyreta Kai® sa vyznačuje veľmi dobre rezacím očkom z kvalitnej nerez ocele. Kyrety sú jednotlivito sterilne balené.

od 5⁴⁹



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 4044	Priemer 4,0 mm	5,49
I4 4077	Priemer 7,0 mm	5,53

SUTURE

Automatická zošívacia

- uzatvára rany jemne a bezpečne
- predformované svorky
- 35 svoriek rozmerov 6,9 x 4,0 mm
- hrúbka svorky 0,58 mm
- sterilné
- na jednorazové použitie

16⁴⁷



Obj. kód	Cena €
I4 783100	16,47

PRIEBOJNÍK STIEFEL®

Ostré jednotlivito sterilne balené priebojníky pre získanie kožných vzoriek. Vynikajúci brus, originál Stiefel®.

9¹²

Obj. kód	Popis	Cena €
I4 1002	Priemer 2,0 mm	9,12
I4 1003	Priemer 3,0 mm	9,12
I4 10035	Priemer 3,5 mm	9,12
I4 1004	Priemer 4,0 mm	9,12
I4 1005	Priemer 5,0 mm	9,12
I4 1006	Priemer 6,0 mm	9,12
I4 1008	Priemer 8,0 mm	9,12



PRIEBOJNÍK KAI®

Sterilný jednorazový veľmi ostrý priebojník, hrot z nerez ocele.



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 00201	Priemer 2,0 mm	5,49
I4 00301	Priemer 3,0 mm	5,49
I4 00351	Priemer 3,5 mm	5,49
I4 00401	Priemer 4,0 mm	5,49
I4 00501	Priemer 5,0 mm	5,49
I4 00601	Priemer 6,0 mm	5,49
I4 00801	Priemer 8,0 mm	5,49

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

5⁴⁹

ŠITIE ARAGÓ

Kvalitný chirurgický šijací materiál

- monofilný polyamid 6/66 (nevstrebateľný)
- vysoká pevnosť v ťahu
- ľahký priechod tkanív
- dĺžka vlákna 75 cm, ihla CT 3/8

3²⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
AG20041	Ihla 15 mm, vlákno 5/0	3,27
AG20042	Ihla 15 mm, vlákno 4/0	3,27
AG20044	Ihla 20 mm, vlákno 4/0	3,27
AG20045	Ihla 20 mm, vlákno 3/0	3,27
AG20076	Ihla 30 mm, vlákno 3/0	3,27

PROKTOSKOP

Sterilný, jednotlivito balený proktoskop z priehľadného plastu. Úplne hladký povrch, bezpečné použitie, nespôsobuje zranenie.

**3⁵⁰**

Obj. kód	Popis	Cena €
I5 500S	Velkosť S, priemer 14 mm	3,50
I5 501S	Velkosť M, priemer 23 mm	3,50
I5 502S	Velkosť L, priemer 26 mm	3,50

PREVÄZOVÁ SÚPRAVA

- sterilná
- 5x krytie 7,5 x 7,5 cm
- 5x tampón
- 1x plastová pinzeta

1²⁷

Obj. kód	Cena €
470632	1,27

SÚPRAVA K ODSTRÁŇOVANIE STEHOV

- sterilná
- 1x plastová pinzeta
- 1x nôž na stehy
- 3x tampón

1⁴⁸

Obj. kód	Cena €
475381	1,48

OKO & RANA

Sterilný izotonický roztok v spreji na okamžitý výplach oka alebo rany, na odstránenie cudzieho telesa, prachu, špiny. Prúd roztoku po stlačení ventilu je jemný a celková doba výplachu je 5 minút. Vymývanie je možné vo všetkých uhloch a smeroch. Sprej je opakovane použiteľný a až do poslednej kvapky sterilný. Obsah 150 ml sterilného 0,9% roztoku NaCl.

19⁹⁸

Obj. kód	Cena €
A6 726000	19,98

SERVOSPORT

- na podchladienie tkaniva pri opuchoch a zranení
- obsahuje mentol a mäta
- neobsahuje fréóny
- objem 300 ml

10⁰¹

Obj. kód	Cena €
H7 05	10,01

SILIKÓNOVÝ SPREJ

Na mazanie pohyblivých častí v lekárskej technike. Spolehlivé mazivo pre gumené a plastové výrobky. Obzvlášť ideálny na mazanie a prevenciu tvorby hrdze na kovových chirurgických nástrojoch. Nesmie sa používať ako lubrikant alebo na uľahčenie zavádzania hadičiek alebo katétrov.

9⁶²

Obj. kód	Cena €
I7 10	9,62

ANATOMICKÁ PINZETA**od 5²⁸**

Obj. kód	Popis	Cena €
I5 227	Dĺžka 11,5 cm	5,28
I5 061	Dĺžka 13 cm	5,67
I5 015	Dĺžka 14 cm	5,67
I5 062	Dĺžka 16 cm	5,83

CHIRURGICKÁ PINZETA**5⁶⁷**

Obj. kód	Popis	Cena €
I5 014	Zuby 1: 2, dĺžka 14 cm	5,67

NOBAGLOVE NITRIL ULTRA MODRÉ

Nepudrované lekárske vyšetrovacie a ochranné rukavice. Sú vyrobené z nitrilového kaučuku. Nesterilné, modroľalové jednorazové rukavice sú obojstranné, rovnaké pre pravú aj ľavú ruku. Používajú sa na lekárske vyšetrenia, na diagnostické a terapeutické účely, na manipuláciu s kontaminovaným zdravotníckym materiálom, na ochranu pred krížovou kontamináciou, ale aj na manipuláciu s chemikáliami v lekárske, zdravotníctve alebo laboratóriách. Sú schválené pre kontakt s potravinami.

- cena za balenie so 100 ks

5⁶⁶


Obj. kód	Popis	Cena €
905951	Malé (S)	5,66
905952	Stredné (M)	5,66
905953	Veľké (L)	5,66

NOBAGLOVE NITRIL ULTRA BIELE

Nepudrované lekárske vyšetrovacie a ochranné rukavice. Sú vyrobené z nitrilového kaučuku. Nesterilné, biele jednorazové rukavice sú obojstranné, rovnaké pre pravú aj ľavú ruku. Používajú sa na lekárske vyšetrenia, na diagnostické a terapeutické účely, na manipuláciu s kontaminovaným zdravotníckym materiálom, na ochranu pred krížovou kontamináciou, ale aj na manipuláciu s chemikáliami v lekárske, zdravotníctve alebo laboratóriách. Sú schválené pre kontakt s potravinami.

- cena za balenie so 100 ks

5⁶⁶


Obj. kód	Popis	Cena €
905981	Malé (S)	5,66
905982	Stredné (M)	5,66
905983	Veľké (L)	5,66

NOBAGLOVE NITRIL CLASSIC

Nitrilové nepúdrované vyšetrovacie rukavice

- bez púdro, bez latexu, pre citlivú kožu
- nealergizujú
- veľmi elastické
- netrhajú sa
- pevné
- cena za balenie so 100 ks

5²⁴


Obj. kód	Popis	Cena €
905561	Malé (S)	5,24
905562	Stredné (M)	5,24
905563	Veľké (L)	5,24

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

SOFTHAND® LATEX

Latexové nepudrované vyšetrovacie rukavice

- veľmi pružné
- výborné úchopové vlastnosti
- netrhajú sa
- cena za balenie so 100 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
H9 0400	Extra malé (XS)	8,49
H9 0401	Malé (M)	8,49
H9 0402	Stredné (M)	8,49
H9 0403	Veľké (L)	8,49
H9 0404	Extra veľké (XL)	8,49

8⁴⁹

NOBAFEEL®

Anatomicky formované sterilní chirurgické rukavice jsou baleny po páru. Rukavice jsou použitelné u všech zákroků za aseptických podmínek (chirurgické zákroky, katetrizace, punkce kloubů, operace, apod).

- cena za balení s 1 párem

0⁹⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
910260	Velkost' 6	0,95
910265	Velkost' 6,5	0,95
910270	Velkost' 7	0,95
910275	Velkost' 7,5	0,95
910280	Velkost' 8	0,95
910285	Velkost' 8,5	0,95



CUSCO**Sterilné plastové zrkadlo**

K dispozícii v štyroch veľkostiach pre optimálne prispôsobenie anatómii každej pacientky. Spekulum je dodávané v individuálnom vrecúšku, označenom dátumom sterilizácie a expirácie, má dlhšie čeluste pre lepší prístup k krčku maternice (85 mm), zaoblenú špičku pre minimálnu traumatizáciu pacientky a zmenšený uhol otvorenia pre ľahšie vybratie a nižší pravdepodobnosť zranenia pacientky. Tichá prevádzka (pri oddelení čelustí nedochádza k vízganu), ergonomická rukoväť pre lepší úchop, dokonalá priehľadnosť, veľké zorné pole, fixačný driel. Materiál priehľadný polystyrén, bez latexu a PVC, sterilizácia etylénoxidom.

• **cena za balenie so 100 ks**

**37⁹³**

Obj. kód	Popis	Cena €
44675	Biela, veľkosť XS	37,93
778000	Modrá, veľkosť S	37,93
47513	Červená, veľkosť M	37,93
77801	Zelená, veľkosť L	37,93

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

K-Y**Sterilný lubrikačný gél**

- nemastný, priehľadný, vo vode rozpustný, nedráždi, bez parfumácie
- prirodzené pH - 5,5
- klinicky testovaný, možno aplikovať na sliznice
- kompatibilný s prezervatívami a prístrojmi
- vhodný pre elektroliečbu, cystoskopiu, vaginálne a rektálne vyšetrenie, sex pri vaginálnej suchosti

• **tuba s 82 g**

**3⁸³**

Obj. kód	Cena €
41680	3,83

GYNE&PUSH PLAST**Plastové kliešte na biopsiu krčka maternice**

- sterilné, jednotlivito balené
- **cena za balenie s 25 ks**

**92⁸⁴**

Obj. kód	Cena €
46313	92,84

GYNEAS**Nesterilný lubrikačný gél**

- nemastný, vo vode rozpustný, nedráždi, nelepí, bez parfumácie
- klinicky testovaný, možno aplikovať na sliznice
- kompatibilný s prezervatívami a prístrojmi
- vhodný pre elektroliečbu, cystoskopiu, vaginálne a rektálne vyšetrenie

• **objem 250 ml**

6⁶¹

Obj. kód	Cena €
71436	6,61

GYNE&TISCH KOV**Kovové kliešte na biopsiu krčka maternice**

- sterilné, jednotlivito balené
- nerezový kov
- ergonomická rukoväť
- ľahké rozovretie
- na jednorazové použitie

• **cena za balenie s 10 ks**


**184¹⁶**

Obj. kód	Cena €
51192	184,16

CHERON PLAST**Plastové kliešte pre gynekologické procedúry**

- malá hrúbka materiálu pre ľahšiu manipuláciu v špekule
- čeluste pre dobrý úchyt tampónu pri dezinfekcii čapíka
- sterilné, jednotlivito balené

• **cena za balenie s 25 ks**

28⁵¹

Obj. kód	Cena €
47291	28,51

POZZI PLAST**Plastové kliešte pre gynekologické procedúry**

- malá hrúbka materiálu pre ľahšiu manipuláciu v špekule
- dostatočne rigidné a ostré čeluste pre pridrжание čapíka
- sterilné, jednotlivo balené
- **cena za balenie s 25 ks**

**41³¹**

Obj. kód	Cena €
44778	41,31

BENGOLEA PLAST**Plastové kliešte pre gynekologické procedúry**


- čeluste pre dobrý úchyt tampónu pri dezinfekcii čapíka
- vhodné aj na vytiahnutie vnútromaternicového telieska
- sterilné, jednotlivo balené
- **cena za balenie s 25 ks**

**42¹⁵**

Obj. kód	Cena €
46301	42,15

DLHÉ NŮŽKY PLAST**Na prestrihnutie vlákna od vnútromaternicového telieska**

- dĺžka 22 cm
- sterilné, jednotlivo balené
- **cena za balenie s 25 ks**

**32²³**

Obj. kód	Cena €
47299	32,23

IVG3**Aspiračná súprava na prerušenie tehotenstva**


- priemer 12 mm
- dĺžka hadičky 1,8 m
- sterilná, jednotlivo balená
- **cena za balenie s 20 ks**

**224⁷¹**

Obj. kód	Cena €
51800	224,71

POZZI KOV**Kovové kliešte pre gynekologické procedúry**

- nerezový kov
- dĺžka 240 mm
- sterilné, jednotlivo balené
- na jednorazové použitie
- **cena za balenie s 10 ks**

**70⁰³**

Obj. kód	Cena €
46494	70,03

BENGOLEA KOV**Kovové kliešte pre gynekologické procedúry**

- použitie predovšetkým ako cievna svorka
- nerezový kov
- dĺžka 240 mm
- sterilné, jednotlivo balené
- na jednorazové použitie
- **cena za balenie s 10 ks**

**70⁰³**

Obj. kód	Cena €
47304	70,03

HYSTEROMETR DOUBLE**Pre dilatáciu čapíka pri aplikácii vnútromaternicového telieska**

- jeden hystrometer pre všetky priemery
- jedna strana zvyšujúca sa priemer od 2,66 do 4 mm (CH8 - CH12)
- druhá strana zvyšujúci sa priemer od 3,3 do 4,7 mm (CH10 - CH14)
- dĺžka 30 cm
- sterilné, jednotlivo balené
- **cena za balenie s 25 ks**

**25²⁶**

Obj. kód	Cena €
46315	25,26

KYRETA**Kyreta rigidná, zahnutá**

- dĺžka 190 mm
- sterilná, jednotlivo balená
- **cena za balenie s 20 ks**

**33³⁷**

Obj. kód	Popis	Cena €
71183	Dĺžka 190 mm, priemer 7 mm	33,37
71184	Dĺžka 190 mm, priemer 8 mm	33,37
71185	Dĺžka 190 mm, priemer 9 mm	33,37
71186	Dĺžka 190 mm, priemer 10 mm	33,37

DIU KIT**Súprava pre aplikáciu vnútromaternicového telieska**


- hysterometer double, 30 cm
- kliešte Pozzi, 25 cm
- kliešte Bengolea, 25 cm
- dlhé nožnice, 22 cm
- sterilné, jednotlivo balené
- **cena za balenie s 10 ks**

55⁷⁶

Obj. kód	Cena €
46295	55,76

VNÚTROMATERNICOVÉ TELIESKO NORMAL

Tyčinka zo zmesi polyetylénu a síranu bárnateho, obalená medeným drôtom. T-kus má jednovláknovú polyamidovú niť na ľahké vybratie. Balené so zavádzacím nástrojom a zatlačovačom v sáčku. Zavádzací nástroj je vybavený posuvným golierom, ktorý pomáha odhadnúť, ako hlboko by mal byť zavedený do maternicovej dutiny cez krčok maternice. Telieska môžu zostať na mieste po dobu 5 rokov.



Obj. kód	Popis	Cena €
46105	Med', typ normal	16,81
46106	Med', typ mini	16,81

16⁸¹**GYN&CUBE****Pyramídový pesar**

- určený na liečbu močovej inkontinencie počas športových aktivít, prolapsu, cystokély, rektokély
- pre rehabilitáciu panvového dna pri prechodnom prolapse po pôrode
- hypoalergénne
- dlhá životnosť
- neabsorbujú pachy ani sekréty
- je možné sterilizovať v autokláve
- pacient si ho môže samostatne zaviesť ráno a večer vybrať
- štandardná veľkosť padne 80% pacientom
- materiál: lekárske silikón bez latexu, kevlarová niť

Rozmery (horný priemer x spodný priemer x výška)

Small 22 x 30 x 30 mm
 Standard 28 x 38 x 38 mm
 Large 32 x 44 x 44 mm

**39¹⁶**

Obj. kód	Popis	Cena €
47288	Small	39,16
47289	Standard	39,16
47290	Large	39,16

DIU KIT**Súprava pre aplikáciu vnútromaternicového telieska**


- spekulum Cusco priemer 26 mm
- hysterometer double, 30 cm
- kliešte Pozzi, 25 cm
- kliešte Bengolea, 25 cm
- dlhé nožnice, 22 cm
- sterilné, jednotlivo balené
- **cena za balenie s 6 ks**

VRÁTANE TELIESKA**145³⁰**

Obj. kód	Popis	Cena €
47079	Diu Kit vrátane telieska z medi, typ normal	145,30
47542	Diu Kit vrátane telieska z medi, typ štandard	145,30
47539	Diu Kit vrátane telieska z medi, typ mini	145,30

VNÚTROMATERNICOVÉ TELIESKO ŠTANDARD

Polyetylénová tyčinka predĺžená dvoma ohybnými ramenami s výstupkami. Tyčinka je omotaná medeným drôtom. Ohybné bočné ramená zaisťujú, že teliesko zostáva v maternici čo najhlbšie bez toho, aby sa akokoľvek natáhala dutina maternice. Telieska môžu zostať na mieste po dobu 5 rokov.

16⁸¹

Obj. kód	Cena €
46107	16,81

GYN&RING**Prstencový pesar bez opory**

- použitie pri miernom prolapse prvého stupňa alebo pri cystokéle
- okamžitá úľava od nepohodlia bez anestézie, hospitalizácie alebo bolesti
- úľava od panvového tlaku, vulválneho prolapsu a pocitu vaginálneho prolapsu
- odstránenie dyzúrie a dyschézie
- odstránenie podráždenia kože vulvy súvisiaceho s prolapsom
- odstránenie podráždenia a poranenia obnaženej vaginálnej sliznice
- hypoalergénne, flexibilné
- materiál lekárske silikón

42¹⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
47870	Veľkosť T1, 51 mm	42,15
47871	Veľkosť T2, 57 mm	42,15
47872	Veľkosť T3, 62 mm	42,15
47873	Veľkosť T4, 70 mm	42,15
47874	Veľkosť T5, 74 mm	42,15
47875	Veľkosť T6, 82 mm	42,15

THERMASONIC

Pri používaní chladných ultrazvukových gélov dochádza u pacientov často k iritáciám kože a nepríjemným pocitom. Do prístroja Thermasonic sa vloží nádoba s ultrazvukovým gélom. Prístroj trvalo udržuje teplotu ultrazvukového gélu vo výške cca 36 °C. Aplikácia gélu je tak pre pacientov podstatne príjemnejšia. Napájanie z elektrickej siete 230 V, 50 Hz. Vyskúšané s nádobkami Servoson a Parker. Nádobky iných výrobcov nie sú vyskúšané.

**od 267⁴³**

Obj. kód	Popis	Cena €
H5 8201	Thermasonic Uno, pre 1 nádobku	267,43
H5 8203	Thermasonic Trio, pre 3 nádobky	385,89

GYN&RING SUPPORT**Prstencový pesar s oporou**

- prstencový tvar s pevným jadrom a zárezom na každej strane
- uľahčenie zavádzania a vyberania
- rovnaké použitie ako pesar bez opory

49⁴²

Obj. kód	Popis	Cena €
71171	Veľkosť T1, 51 mm	49,42
71172	Veľkosť T2, 57 mm	49,42
71173	Veľkosť T3, 62 mm	49,42
71174	Veľkosť T4, 70 mm	49,42
71175	Veľkosť T5, 74 mm	49,42
71176	Veľkosť T6, 82 mm	49,42

OCHRANA SONDY

- dĺžka 190 mm
- priemer vaginálnej ochrany 33 mm
- priemer rektálnej ochrany 28 mm

od 18⁶³


Obj. kód	Popis	Cena €
H5 1340	Ochrana vaginálnej sondy, latex, nesterilný, 500 ks	55,33
H5 1320	Ochrana vaginálnej sondy, latex, nesterilný, 144 ks	24,20
H5 1330	Ochrana vaginálnej sondy, latex lubrifk., nesterilný, 72 ks	18,63
H5 1280	Ochrana rektálnej sondy, latex, nesterilný, 144 ks	23,32

CYTO BRUSH**Nesterilné kefy na endocervikálne a vaginálne odbery**

Nylónové štetiny sú rozložené špirálovito a umožňujú tak odber materiálu v dostatočnom množstve. Tyčinka s dĺžkou 200 mm je ohybná.



Obj. kód	Popis	Cena €
B9 1200	Cyto Brush, 10 ks	3,85
B9 1300	Cyto Brush, 100 ks	34,51

od 3⁸⁵**SERVOSON**

- dokonalý prenos obrazu pri sonografickom vyšetrení
- nezanecháva stopy na koži
- neobsahuje alkohol a formaldehyd
- šetrný ku koži pacienta
- súčasťou kanistra nie je pumpa
- súčasťou kubitaineru je prázdna zásobná nádoba

od 2⁶²

Obj. kód	Popis	Cena €
H5 5250	250 ml	2,62
H5 5150	1 liter	6,04
H5 6000	Kanister bez pumpy, 5 litrov	24,54
H5 5000	Kubitainer, 5 litrov	24,54
H5 PUMPE-NEU	Pumpa pre 5l kanister	16,30
H5 6000-pumpe	Pumpa pre 5l kubitainer	15,52

MEDISPAT

Lopatka k cervikálnemu steru sa dodáva buď v prevedení zo sterilizovaného dreva bez triesok alebo z pružného, ohybného plastu, ktorý sa neláme.

**od 4⁷⁷**

Obj. kód	Popis	Cena €
G8 0102	Drevená lopatka, 100 ks	4,77
B3 133012	Plastová lopatka, 250 ks	22,18

DUOCREP®
Papierová rola na vyšetrovacie lôžka


- dve vrstvy kvalitného bieleho papiera (hmotnosť 40 g/m²)
- perforácia po 30 cm
- dĺžka 50 m

od 7⁷³
VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk


Obj. kód	Popis	Cena €
G7 5040	Šírka 40 cm	7,73
G7 5046	Šírka 46 cm	8,70
G7 5050	Šírka 50 cm	8,83
G7 5055	Šírka 55 cm	9,97
G7 5059	Šírka 59 cm	10,48

MAXICREP®
Ekonomická papierová rola na vyšetrovacie lôžka

- 2 vrstvy kvalitného bieleho papiera
- hmotnosť 40 g/m²
- perforácia po 38 cm
- jednotlivo hygienicky balená
- dĺžka 150 m


od 90⁹⁹


Obj. kód	Popis	Cena €
K7 40	Šírka 40 cm, 6 ks	90,39
K7 45	Šírka 45 cm, 6 ks	111,09
K7 50	Šírka 50 cm, 6 ks	117,42
K7 55	Šírka 55 cm, 4 ks	90,39
K7 59	Šírka 59 cm, 4 ks	104,75

NOBACREP®
Rolky z pevného nebieleného ekologického papiera

- hmotnosť 46 g/m²
- perforácia po 28 cm
- hygienicky balená v ochrannom obale
- dĺžka 50 m



Obj. kód	Popis	Cena €
650539	Šírka 39 cm	5,74
650549	Šírka 49 cm	7,52
650555	Šírka 55 cm	8,11
650559	Šírka 59 cm	8,70

od 5⁷⁴
PLASTIFICUS®
Nepremokavá rola na vyšetrovacie lôžka

- výborne saje
- neprepúšťa krv, rozpúšťadlá, alkohol a ďalšie tekutiny
- dĺžka 50 m



Obj. kód	Popis	Cena €
60204	Šírka 50 cm	13,84
60205	Šírka 60 cm	16,03

od 13⁸⁴
OMNICREP®
Papierová rolka na vyšetrovacie lehátka

- 2 vrstvy
- biela farba
- šírka 50 cm
- perforácia po 38 cm
- dĺžka 50 m

5⁴³


Obj. kód	Cena €
62655	5,43

OMNICREP ECO
Ekonomická papierová rola

- jednotlivo hygienicky balená
- dve vrstvy kvalitného bieleho papiera
- hmotnosť 2x 16,5g/m²
- perforácia po 38 cm
- na bežné použitie vo všetkých typoch ambulancií
- dĺžka 50 m

5⁰⁴

Obj. kód	Cena €
64645	5,04



STERILLIUM PURE

- prvý prípravok na dezinfekciu rúk, ktorý môžu bez obáv používať alergici, astmatici a ľudia s atopickým ekzémom
- výborne hydratuje pokožku
- neobsahuje farbivá alebo parfumácie
- má rovnakú účinnosť ako prípravok Sterillium
- baktericídne, protikvasinkové, virucídne na obalené vírusy, tuberkulocídne a mykobaktericídne (všetko za najviac 30 s)

od 3⁸³



Obj. kód	Popis	Cena €
B-9816831	Fľaša 100 ml	3,83
B-9816841	Fľaša 500 ml	8,56
B-9816861	Fľaša 1000 ml	14,43
B-9816871	Kanister 5 l	50,40

STERILLIUM® MED

Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk

- bez farbív a parfumácie
- zvláčňujúci efekt
- okamžitý účinok

od 5⁴



Obj. kód	Popis	Cena €
B-981036	Fľaša 100 ml	5,04
B-981037	Fľaša 500 ml	12,24
B-981038	Fľaša 1000 ml	20,37
B-981039	Kanister 5 l	69,94

ASEPTOMAN GEL

Alkoholový dezinfekčný gél, ktorý sa vtiera do pokožky rúk. Presné dávkovanie a jednoduchšia aplikácia bez stekania pomocou užívateľsky príjemného gélového zloženia. Neobsahuje kumulatívne látky s dlhodobým účinkom, ktoré by mohli mať na koži dráždivý alebo senzibilizujúci účinok. Kompatibilný so všetkými umývacími roztokmi. Bez aldehydov, fenolov a kvartérnych amóniových zlúčenín.

od 4⁶⁵



Obj. kód	Popis	Cena €
00-409-0015-01	Fľaštička 150 ml	4,65
00-409-005	Fľaštička 500 ml	7,39
00-409-010	Fľaša 1 l	13,29

STERILLIUM® GEL PURE

Alkoholový gélový prípravok

- hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk
- vynikajúca starostlivosť o pokožku
- baktericídny
- fungicídny na kvasinky
- tuberkulocídny
- mykobaktericídny
- virucídny na obalené vírusy vr. HBV, HIV, HCV
- nezávislý na dostupnosti umývadla či vody

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

od 5⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
B-980388	Fľaša 475 ml, pumpička	11,18
B-981314	Fľaštička 100 ml, bez pumpičky	5,00

MANUSEPT® BASIC

Dezinfekcia rúk

- bez farbív a parfumácie
- základné spektrum účinnosti
- dobrá znášanlivosť s pokožkou

od 7¹²



Obj. kód	Popis	Cena €
B-977142	Fľaša 500 ml	7,12
B-977140	Fľaša 1000 ml	12,24
B-977145	Kanister 5 l	43,75

SEPTODERM GEL

Gélový alkoholový dezinfekčný prípravok na báze kombinácie alkoholov. Určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. S obsahom zvláčňujúcich prísad pre extra ochranu pokožky.

- hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk
- rýchla a dlhotrvajúca účinnosť
- široké spektrum účinku vrátane plného spektra vírusov
- zanecháva pocit sviežej, jemnej a vláčnej pokožky
- príjemná aplikácia a nižšia spotreba vďaka gélovej formulácii
- objem 500 ml

13⁴

Obj. kód	Cena €
70000265	13,64



BACILLOL® 30 FOAM
Dezinfekcia citlivých povrchov

- vynikajúca materiállová znášanlivosť
- pôsobí rýchlo
- ľahká aplikácia z fľaše s napeňovačom
- bez farbív a parfumácie

od 13⁶⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
E1 981307	Fľaša 750 ml, napeňovač	13,60
B-981127	Kanister 5 l	58,67


BACILLOL® AF
Alkoholový prostriedok pre rýchlu dezinfekciu plôch

- neobsahuje aldehydy
- nezanecháva rezíduá, bez vonných prísad

od 10⁵²

Obj. kód	Popis	Cena €
E1 973385	Fľaša 500 ml	10,52
B-815870	Rozprašovač pre fľašu 500 ml	8,68
E1 973380	Fľaša 1000 ml	19,05
E1 973389	Kanister 5 l	50,60


BACILLOL® TISSUES
Dezinfekčné obrúsky

- rozsiahle spektrum účinnosti
- rýchla účinnosť za 30 sekúnd
- výborná materiállová znášanlivosť

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk
od 13³⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
E1 975670	Dóza so 100 ks	14,28
E1 975673	Náhradná náplň, 100 ks	13,35


BACILLOL 30 SENSITIVE TISSUES
Obrúsky bez aldehydov na rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov

- baktericídne, fungicídne
- virucídne na obalené vírusy
- účinné na norovírusy, polyomaviry, rotavírusy
- rýchly účinok
- obrásky sa netrhajú
- roztok dobre zmáča povrchy, rýchlo osychá
- bez aldehydov, farbív, parfumácie
- nie je nutné používať rukavice

od 15⁹⁹


Obj. kód	Popis	Cena €
E1 981312	80 ks, 180 x 200 mm	17,74
B-9818650	40 ks, 250 x 380 mm	15,59

MIKROBAC® TISSUES
Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekčné obrúsky

- vhodné pre čistenie a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok
- cena za balenie s 80 ks

22³⁰

Obj. kód	Cena €
E1 977040	22,30


KORSOLEX® BASIC
Účinná dezinfekcia nástrojov a endoskopov

- rozsiahle spektrum účinnosti
- vhodný do ultrazvukového kúpeľa

od 46⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
E1 972672	Kanister 2 l	46,00
E1 972679	Kanister 5 l	101,29


SANI-CLOTH AF3

Kvartérny amóniový prípravok bez alkoholu, ktorý vytvára roztok dva v jednom ideálny na čistenie a dezinfekciu. Tuberkulocídny, virucídny, baktericídny, kvasinkocídny účinok v priebehu 1 minúty. Použitie na bežné čistenie a dezinfekciu, oblasti s vysokou frekvenciou pohybu, povrchy s vysokým počtom dotykových bodov, bežné vybavenie a neinvazívne zdravotnícke pomôcky. Vopred dávkané, jednorazové čistiace a dezinfekčné obrúsky bez alkoholu, ktoré sa málo žmolujú a nevyžadujú miešanie ani odmeriavanie. Neobsahuje alkohol, bielidlá ani PHMB, nedráždi pokožku ani nespôsobuje senzibilizáciu. Rozmer 27 x 21 cm.

- cena za balenie s 200 ks

16⁸¹

Obj. kód	Cena €
P-EAF3011	16,81


CLEANISEPT TISSUES
Dezinfekčné obrúsky bez alkoholu

- ideálne pre rýchlu dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a neinvazívnych zdravotníckych pomôcok citlivých na alkohol
- šetrné k materiálom
- bez aldehydov a fenolov
- dermatologicky testované

od 8³⁶

Obj. kód	Popis	Cena €
00-208-D100-01	Nádoba so 100 ks	10,05
00-208-R100-01	Náplň so 100 ks	8,36


BOMIX® PLUS
Bezaldehydový prípravok na dezinfekciu nástrojov

- vynikajúci čistiaci účinok
- široké spektrum účinnosti
- výborná materiállová znášanlivosť
- prijemná vôňa

od 51⁹⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
B-980320	Fľaša 2 l	51,95
B-980321	Kanister 5 l	79,83



MIKROBAC PLUS

Mikrobac Plus je koncentrát na báze KAS a aminorov na prípravu dezinfekčného a čistacieho roztoku pre profylaktickú dezinfekciu povrchov zdravotníckych pomôcok a plôch. Používa sa v oblasti zdravotnej starostlivosti (nemocnice, domovy pre seniorov, opatrovateľské a záchranné služby, zubnej a lekárskej praxe) a vo verejných priestoroch. Na každodennú dezinfekciu a čistenie všetkých vodeodolných povrchov vo všetkých hygienicky významných oblastiach. Vzhľadom na svoje zloženie s malým odérom je vhodný najmä na použitie v blízkosti pacientov alebo klientov. Len na profesionálne použitie.

- baktericídne, tuberkulocídne
- virucídne na obalené vírusy
- protikvasinková účinnosť
- **objem 5 l**

79⁸³



Obj. kód	Cena €
B-9819170	79,83

INCIDIN LIQUID

Tekutý dezinfekčný prípravok na báze alkoholov na priame použitie pre rýchlu a bezpečnú dezinfekciu predmetov a plôch postrekom. Neriedi sa, pripravený na okamžité použitie.



od 12¹⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
3086930	600 ml, bez rozprašovača	12,16
10200449	Rozprašovač pre fľašu 600 ml	3,83
3042450	1 l	18,84
3042470	5 l	77,02

MIKROBAC FORTE

Dezinfekčný prípravok Mikrobac forte má veľmi dobrú materiálovú znášanlivosť a vynikajúcu čistiacu schopnosť, neobsahuje formaldehyd, má široké spektrum účinnosti, vr. MRSA, a pôsobí veľmi rýchlo.

Oblasť použitia: dezinfekcia a čistenie vo všetkých oblastiach medicíny, v ambulanciách, ordináciách, lekárnach. Všade tam, kde je požadovaná maximálna úroveň hygieny, účinnosť a vhodná dostupnosť. Na dezinfekciu pracovných povrchov, ležadiel pre pacientov, lekárskeho vozíkov, neponoriteľných lekárskeho nástrojov.

od 1¹⁴



Obj. kód	Popis	Cena €
E1 10104	Vrecko s 20 ml	1,14
E1 10109	Kanister 5 litrov	67,12

INCIDIN OXYFOAM S

Dezinfekčný prostriedok sa sporocidným účinkom na báze peroxidu vodíka, spray.

- **objem 750 ml**

17⁷⁵



Obj. kód	Cena €
3115830	17,75

OPTISAL N

Koncentrát na čistenie a dezinfekciu

- nelepivý
- bez aldehydov a fenolov
- príjemná, svieža vôňa
- vysoká čistiacia sila
- široké spektrum účinku



od 32⁴⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
00-214-010	Fľaša 1 l	32,45
00-214-050	Kanister 5 l	97,35

INCIDIN PRO

Najmodernejší kvapalný koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok určený pre profesionálnu dezinfekciu a čistenie všetkých umývatelných plôch.

od 69²⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
3076620	2 l	69,20
3076730	6 l	145,83

DESCOCEPT SPECIAL

Dezinfekčný prostriedok na povrchy

- rýchly dezinfekčný prostriedok bez alkoholu
- vysoká čistiacia účinnosť
- extra krátka doba kontaktu
- bez alkoholu, bez aldehydov, bez fenolov
- ideálny pre akrylátové sklo
- pripravený na použitie, neriedi sa

od 8⁵⁶



**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

Obj. kód	Popis	Cena €
00-208-0075	Fľaša 750 ml, rozprašovač	11,14
00-208-010	Fľaša 1 l	8,56
00-208-050	Kanister 5 l	31,20

BACOBAN® NEALKO TISSUES**Rýchla dezinfekcia všetkých lekárskeho prístrojov a povrchov**

- účinok počas 5 minút
- neobsahujú alkohol, fenoly a aldehydy
- vhodný aj pre ultrazvukové sondy
- cena za balenie s 50 ks

7⁷⁴

Obj. kód	Cena €
BACDLTU	7,74

BACOBAN® NEALKO

- dezinfekčný prostriedok na povrchy zdravotníckych pomôcok
- dlhodobá účinnosť - až 10 dní
- neobsahuje alkohol, fenoly a aldehydy

od 11⁷⁷

**NA DEZINFEKCIU
ULTRAZVUKOVÝCH SOND**



Obj. kód	Popis	Cena €
BACDL1	Fľaša s 500 ml hotového 1% roztoku, rozprašovač	11,77
BACWB1	Fľaša s 1000 ml koncentráta a odmerkou	56,69

BACOBAN®**Moderný superúčinný dezinfekčný prostriedok**

- účinnosť až 10 dní
- mikrobiologický účinok počas 5 minút

24³²

Obj. kód	Popis	Cena €
BAC500	Fľaša bez rozprašovača, 500 ml	24,32
BSP500	Rozprašovač pre fľašu 500 ml	4,42

STERILIZAČNÉ FÓLIE PRE AUTOKLÁVY

Fólia na papieri so záhybom použiteľná do teploty 134 °C. Používa sa na sterilizáciu v autoklávoch. Fóliu je nutné uzavrieť zvarením špeciálnou zväračkou fóliou.

- dĺžka 100 m

od 57⁹²

Obj. kód	Popis	Cena €
F5 1400	Šírka 75 mm	57,08
F5 1401	Šírka 100 mm	62,16
F5 1402	Šírka 150 mm	82,10
F5 1403	Šírka 200 mm	93,83
F5 1404	Šírka 250 mm	117,29
F5 1405	Šírka 300 mm	151,70
F5 1406	Šírka 380 mm	199,79



STERILIZAČNÉ VRECKÁ PRE AUTOKLÁVY

- samolepiaci
- dva indikátory úspešnej sterilizácie (pre paru a pre etylénoxid)
- cena za balenie s 200 ks

od 50⁸³

Obj. kód	Popis	Cena €
F5 520	90 x 230 mm	50,83
F5 5250	140 x 260 mm	57,08
F5 5450	190 x 360 mm	93,44
F5 5550	300 x 390 mm	147,40



STERICLIN PÁSIK

Indikátor sa popíše a vloží do boxu s pomôckami. V prípade úspešnej sterilizácie sa farba pásika zmení z červenej na čiernu. Rozmery 150 x 130 mm.

0²²



Obj. kód	Popis	Cena €
F5 410002	Parná sterilizácia	0,22
F5 410004	Sterilizácia etylénoxidom	0,22

STERICLIN NÁLEPKA

Samolepiaci indikátor sa popíše a nalepí na box s pomôckami. V prípade úspešnej sterilizácie sa farba terčika zmení z červenej na čiernu.

0¹⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
F5 522004	Parná sterilizácia, 60 x 40 mm	0,10
F5 431001	Parná a EO sterilizácia, 75 x 25 mm	0,10

STERILIZAČNÉ FÓLIE PRE AUTOKLÁVY ECONOMY

- na papieri bez záhybu
- použiteľná do teploty 134°C
- dĺžka 200 m

Obj. kód	Popis	Cena €
F5 1508	Šírka 50 mm	46,53
F5 1506	Šírka 75 mm	52,39
F5 1501	Šírka 100 mm	75,85
F5 1502	Šírka 150 mm	99,31
F5 1503	Šírka 200 mm	116,90
F5 1504	Šírka 250 mm	153,26
F5 1505	Šírka 300 mm	170,86
F5 1507	Šírka 380 mm	242,01



od 46⁵³

STERILIZAČNÉ FÓLIE PRE HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY

Fólie sa používajú na sterilizáciu nástrojov v teplovzdušných sterilizátoroch, možno ich zahriať až na teplotu 180°C. Fólie sú vhodné na prenos sterilných nástrojov, napr. pri návštevnnej službe u pacienta. Fóliu je nutné uzavrieť zvarením špeciálnou zväračkou fóliou.

- dĺžka 100 m

od 46⁹²

Obj. kód	Popis	Cena €
F5 36030	Šírka 30 mm	46,92
F5 36050	Šírka 50 mm	55,52
F5 36075	Šírka 75 mm	60,99
F5 36100	Šírka 100 mm	82,50
F5 36150	Šírka 150 mm	111,43
F5 36200	Šírka 200 mm	191,58



STERI PÁSOK

Samolepiace pásy sa po sterilizácii zafarbia a slúžia na kontrolu úspešnej sterilizácie. Dĺžka opasku je 50 m, šírka 19 mm.



Obj. kód	Popis	Cena €
F5 202	Parná sterilizácia	5,20
H7 205	Teplovzdušné sterilizácie	26,74
H7 200	Sterilizácia plynom	7,66

od 5²⁰

BOWIE + DICK TEST

Indikátor úspešnej sterilizácie

Test potvrdzuje úspešné vyčerpanie vzduchu u autoklávov s frakcionovaným vákuom a tiež prienik pary do sterilizovaných výrobkov (134 °C, 3,5 minúty). Popisovateľná nálepka na každom teste.

10¹¹

Obj. kód	Cena €
F5 140	10,71



ÚSTNE RÚŠKA

Rúšku je možné ľahko opakovane nasadiť, má optimálne filtračné vlastnosti a nízky dýchací odpor. Mäkké gumičky na pohodlné umiestnenie za ušami.

- cena za balenie s 50 ks

VÝHODNÁ CENA NA
www.harrmed.sk

2⁴⁹

Obj. kód	Cena €
672042	2,49

OCHRANNÉ ČIAPKY

- flís
- netrhajú sa
- poskytujú dokonalú ochranu
- priedušné pre vzduch
- príjemne sa nosí
- cena za balenie so 100 ks

28⁵¹



Obj. kód	Popis	Cena €
673100	Farba zelená	28,51
673101	Farba biela	28,51

FFP3

Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu je najvhodnejší v prípadoch, kedy chcete maximálne ochrániť nielen seba, ale aj svoje okolie.

Geniálna konštrukcia s 3 panelmi sedí všetkým tvarom a veľkostiam tváre, prispôbi sa lepšie pohybom tváre pri reči, a preto je oveľa pohodlnejšia pri nosení, je dobre skladná, keď sa nepoužíva, poskytuje komfort a štýl bez kompromisov výkonu. Zostáva bezpečne na svojom mieste, zaisťuje dobré, pohodlné utesnenie. Nastaviteľné pletené náhlavné pásiky prispievajú k dosiahnutiu bezpečnejšieho pocitu a pohodlia na tvári, hlave a krku. Veľký mäkký ľahčený materiál v oblasti nosa a hladká vnútorná krycia tkanina zaisťujú pocit mäkkosti na pokožke a vytvárajú príjemné prostredie pre tvár. Respirátor bez ventilu poskytuje ochranu ako respirátor aj ako chirurgická maska.

9⁸

Obj. kód	Cena €
S6 1863	9,08



FFP2 RESPIRÁTOR

- cena za balenie s 20 ks

13⁶⁰



Obj. kód	Cena €
H7 3229	13,60

PRACOVNÝ PLÁŠŤ

Pracovný plášť pre návštevy, pacientov i personál. Plášť je určený na jednorazové použitie.

12⁷⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
665105	Veľkosť (M)	12,75
665110	Veľkosť (L)	12,75
665115	Veľkosť (XL)	12,75
665120	Veľkosť (XXL)	12,75
665130	Veľkosť (XXXL)	12,75



PRACOVNÝ OCHRANNÝ PLÁŠŤ

- modrá farba
- dĺžka 132 cm
- univerzálna veľkosť
- cena za balenie s 25 ks

38³²

Obj. kód	Cena €
H7 25194524	38,32



ZÁSTERA

Zástera z pevného polyetylénu, chráni užívateľov v laboratóriu, kuchyni, na patológii, na ambulanciách, a pod. Rozmer 125 x 80 cm.

- cena za balenie so 100 ks

27¹⁷



Obj. kód	Cena €
902125	27,17

PODBRADNÍK

- výborne savý materiál
- na jednej strane nepremokavá fólia
- rozmery 74 x 37 cm
- cena za balenie so 100 ks

18⁰⁴



Obj. kód	Cena €
903100	18,04

OCHRANNÝ POVLAK

- modrá plastová fólia
- použiteľný do rozmerov matracu 100 x 210 cm
- po stranách gumičky
- cena za balenie s 10 ks

17¹⁶



Obj. kód	Cena €
H7 2001	17,16

RIBOCARE®

Ochranná savá podložka je vyrobená z 6 vrstiev buničiny a uzavretá po celom obvode.



Obj. kód	Popis	Cena €
008004	40 x 60 cm, 30 ks	6,55
008106	60 x 60 cm, 30 ks	11,07
008106	60 x 60 cm, 30 ks	11,07
008206	60 x 90 cm, 30 ks	16,94
003043	43 x 30 cm, 100 ks	23,95
670058	58 x 58 cm, 100 ks	16,35

od 6⁵⁵

PROTECT

Ochrana lôžka, matracov a vankúšov pred premočením

- rozmery 75 x 90 cm
- savosť 3000 ml na m²
- predná strana polyester biely
- zadná strana polyester modrý
- vo vnútri 2 vrstvy savého jadra z vlásu

Možno prať pri teplote do 95 °C, sušiť pri teplote do 120 °C.

12²¹



Obj. kód	Cena €
M1 6701	12,21

PERVIN/PERLAN

- hygienická nezávadnosť
- pevnosť a odolnosť proti oderu
- mimoriadna savosť (cca 10-násobok vlastnej hmotnosti)

od 5⁴³



Obj. kód	Popis	Cena €
VT-3200018	Prírezy, podložka 0,95 x 1,50 m, 100 ks	85,62
VT-3200017	Prírezy, plachta 1,40 x 2,50 m, 25 ks	54,35
VT-3200019	Prírezy, utierák 0,95 x 0,50 m, 100 ks	25,77
VT-3200020	Prírezy, utierka 0,42 x 0,48 m, 200 ks	24,59
VT-3200011	Rola, 0,50 x 100 m, 1 ks	28,89
VT-3200010	Rola, 0,70 x 100 m, 1 ks	38,67
VT-3200012	Rola, 0,95 x 100 m, 1 ks	50,44
VT-3400040	Perforovaná rola, 40 x 50 cm, 50 útržkov	8,95
VT-3400043	Perforovaná rola, 30 x 40 cm, 50 útržkov	5,43

PRESTIERADLO

- vyrobené z celulózy
- pokryté vrstvou plastu
- neprepúšťa tekutiny

od 0⁷³



Obj. kód	Popis	Cena €
668140	80 x 140 cm	0,73
668175	80 x 175 cm	0,84
668210	80 x 210 cm	0,95

DRACULA

Univerzálny nástenný držiak škatuliek s rukavicami

- pomocou samolepiacich páskov sa prilepí na stenu
- posuvná čelusť umožňuje uchytiť škatulku
- zaťažiteľnosť držiaku je 1 kg



9⁶²



Obj. kód	Cena €
N9 0850	9,62

LAKTOVNÍK

Laktovník slúži na ochranu odevu pri práci v ambulancii, laboratóriu, apod.

- cena za balenie so 100ks

8³⁷



Obj. kód	Cena €
H7 630014	8,37

NÁVLEKY ŠTANDARD

Návleky sa používajú na krátkodobé návštevy jednotiek intenzívnej starostlivosti, lekárskech ambulanciách a ďalších čistých miestností. Sú vyrobené z polyetylénu. Sú určené na jednorazové použitie.

- cena za balenie so 100 ks



od 4²⁶

Obj. kód	Popis	Cena €
675100	Polyetylén, tmavo modrá farba	4,26
675102	Vlís, svetlo modrá farba	13,14
675101	Vlís, svetlo modrá farba, nekľazvé	14,82

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

NOBADRESS®

Operačný plášť je sterilne balený, má modrú farbu a je vyrobený z flisu, z ktorého sa neuvolňujú vlákna (zmes celulózy a polyesteru). Farba modrá.

od 7²⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
621130	Veľkosť (L)	7,27
621150	Veľkosť (XL)	9,08
621160	Veľkosť (XXL)	10,01



VYŠETROVACÍ PRST NOBA®

Pružný pevný vyšetrovací prst z latexu, nepraská, ľahko sa nasadzuje.

- cena za balenie so 100 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
902352	Malý (S)	3,45
902353	Stredný (M)	3,45
902354	Veľký (L)	3,45
902355	Extra veľký (XL)	3,45

3⁴⁵

LEONIDA

Kvalitné značkové skladané uteráky

- dve vrstvy snehovo bielej buničiny
- dobre savé, netrhavé
- kvalitné osušenie, nízka spotreba
- bez cudzorodých prímiesí, sklenených vlákien, apod.
- rozmery 22 x 22 cm
- **cena za balenie s 3150 ks**

47³¹



Obj. kód	Cena €
72121	47,31

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

BIO

Dvojvrstvové papierové uteráky skladané

- z BIO ekologicky recyklovanej celulózy
- najlepší pomer medzi cenou a kvalitou
- rozmer 21,5 x 21 cm
- **cena za balenie s 3000 ks**

33⁵⁸



Obj. kód	Cena €
72321	33,58

ECOWIPE

Skladané uteráky

- celulóza
- 2 vrstvy
- biela farba
- rozmery 25 x 22 cm
- **cena za balenie s 3150 ks**

42⁵⁸



Obj. kód	Cena €
72122	42,58

SUPERECO

Skladané uteráky

- bielený recyklát
- 75% belosť
- 2 vrstvy
- **cena za balenie s 5000 ks**

39⁰²



Obj. kód	Cena €
72450	39,02

HYDROSOL

Skladané splachovateľné papierové uteráky

Splachovateľný trojvrstvový papierový uterák je vhodný pre vysoko rizikové prevádzkarne, kde možno uteráky namiesto do odpadkového koša vhadzovať do toalety. Veľmi rýchlo sa rozkladá v odpade (do 9 sekúnd).

- **cena za balenie s 2550 ks**

39⁰²



Obj. kód	Cena €
72115	39,02

OMNIA

Papierové uteráky, biele

Nový typ kvalitných, dobre savých, bielych uterákov pre zásobník Omnia. Systém zaručuje vytahovanie uterákov po jednom kuse, dochádza tak k významnej úspore nákladov. Uteráky majú rozmer 25 x 30 cm. Len pre zásobník Omnia.

- **cena za balenie s 2400 ks**

51⁶¹



Obj. kód	Cena €
77800	51,61

PREMIUM
Skladané uteráky

- celulóza extra
- 2 vrstvy
- biela farba
- **cena za balenie s 3000 ks**

76⁵⁹


Obj. kód	Cena €
100278	76,59

INFIORE

Nový systém kuchynských utierok nahradzujúci až 3 bežné kuchynské utierky. Minimalistický rafinovaný dizajn a inovatívny dávkovací systém po jednotlivých listoch. Každý balíček je zvlášť v igelitovom obale a dávkuje utierky ako kozmetické vreckovky. Rozmery utierky sú 25 x 30 cm.

- **cena za balenie so 150 ks**

3⁶⁶


Obj. kód	Cena €
70100	3,66

EVO PROF

Jednorazový kozmetický papierový uterák je vyrobený z vysoko pevnej buničiny so zvýšenou absorpciou. Super odolný a pevný. Vďaka trom vrstvám 100% celulózy sa uterák nerozkladá, netrhá sa a nedrobí sa.

- **cena za balenie s 50 ks**

11³⁴


Obj. kód	Cena €
79400	11,34

OMNIA

Nový typ zásobníka na uteráky zaručuje odber uteráku po 1 kuse, nedochádza k vytáhovaniu viacerých uterákov naraz. Uterák zostáva v zásobníku až do jeho použitia, zamedzuje sa tak šíreniu baktérií a krížovej kontaminácii. Jednoduchá manipulácia jednou rukou. Antimikrobiálna úprava zásobníka. Zásobník má rozmery 28,5 x 32,5 x 17,5 cm. Len pre uteráky Omnia.

49²⁶


Obj. kód	Popis	Cena €
92170	Omnia, zásobník pre uteráky Omnia, 28 x 32 x 17 cm	49,26
77800	Omnia, papierové uteráky, biele, 2400 ks	51,61

BELTEX
Zásobník na skladané uteráky

- elegantný, uzamykateľný
- nerozbitný, dobre umývateľný
- vrátane montážneho materiálu
- talianska kvalita

36⁴⁴


Obj. kód	Popis	Cena €
92120	Beltex zásobník	36,44
72121	Leonida, skladané uteráky, biele, 3150 ks	47,31
72115	Hydrosol, skladané splachovateľné uteráky, 2550 ks	39,02

TORK CLASSIC MINI
Zásobník na skladané uteráky

- rozmery 332 x 291 x 135 mm
- ľahké odoberanie uterákov
- veľké okno
- uzamykateľný

52⁷⁸


Obj. kód	Popis	Cena €
553100	Zásobník pre skladané uteráky, prázdny	52,78
290179	Skladané uteráky, recykl., 2 vrstvy, zelená farba, 3750 ks	62,16
290163	Skladané uteráky, recykl., 2 vrstvy, biela farba, 3750 ks	61,73
100278	Skladané uteráky, celulóza extra, 2 vrstvy, biela farba, 3000 ks	76,59
72122	Ecowipe, skladané uteráky, celulóza, 2 vrstvy, biela farba, 3150 ks	42,58
72115	Hydrosol, skladané splachovateľné papierové uteráky, 2550 ks	39,02

TABLE-TOP
Ambulantný zásobník na uteráky na postavenie na stôl

- vrchný odber uterákov
- elegantný dizajn
- priestorovo úsporný
- dávkovanie po jednotlivých uterádoch
- úspora uterákov
- prehľadná indikácia spotreby
- rozmery 218 x 323 x 116 mm


58⁶⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
552200	Zásobník, biely	58,65
552208	Zásobník, čierny	58,65
722600	Uteráky, biele, jemné, 2 vrstvy, 3060 ks	39,02
150299	Uteráky, recykl., 4740 ks	76,63

UNIVERSAL PLAST

- na 500 štandardných skladaných uterákov
- z nerozbitného plastu
- pripieňuje sa na stenu
- veľké okienko
- rozmery 255 x 250 x 120 mm

50⁸³



Obj. kód	Popis	Cena €
J2 31200	Univerzálny zásobník na skladané uteráky	50,83
72122	Ecowipec, skladané uteráky, celulóza, 2 vrstvy, biela farba, 3150 ks	42,58
72115	Hydrosol, skladané splachovateľné papierové uteráky, 2550 ks	39,02

PREMIUM

Luxusný štýlový stolový zásobník na papierové hygienické obrúsky. Dávkovanie po jednotlivých obrúskoch zaručuje, že sa dotknete iba obrúsku, ktorý použijete. Znižuje spotrebu obrúskov o 25% v porovnaní s tradičnými zásobníkmi. Jednoduchý na údržbu a dopĺňovanie. Orechové drevo, farba hnedá, rozmery 146 x 16 x 136 mm.



81³²

Obj. kód	Popis	Cena €
273003	Zásobník Premium	81,32
13671	Hygienické obrúsky, 21,6 x 21,6 cm, 500 ks	10,99

PREMIUM

Antikorový zásobník na kozmetické obrúsky. Pekný dizajn, jednoduché otváranie a doplnenie novej náplne. Umiestnenie na umývadlo i stenu. Jemné, zaoblené povrchy, jednoduché čistenie. Povrch zásobníka je minimalizovaný, redukuje sa tak riziko krížovej kontaminácie. Rozmery 255 x 130 x 62 mm, hmotnosť 0,95 kg.

49²⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
460013	Zásobník na kozmetické obrúsky, materiál nerez	49,26
08900	Kozmetické obrúsky Premium, najvyššia kvalita, 100 ks	2,31

UNIVERSAL KOV

- na 600 štandardných skladaných uterákov
- vyrobený z plechu
- odolný náter
- uzamykateľný
- pripieňuje sa na stenu
- okienko pre kontrolu
- rozmery 265 x 330 x 120 mm

72⁷²



Obj. kód	Popis	Cena €
J2 31400	Univerzálny zásobník na skladané uteráky	72,72
72122	Ecowipec, skladané uteráky, celulóza, 2 vrstvy, biela farba, 3150 ks	42,58
72115	Hydrosol, skladané splachovateľné papierové uteráky, 2550 ks	39,02

MINI BOX

- zásobník na utierky v roli
- uzamykateľný
- ľahké odoberanie papierových uterákov z rolky
- rozmery 174 x 321 x 165 mm

60⁶⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
558000	Zásobník na uteráky v rolke	60,60
120123	Uteráky v rolke, celulóza, 300 osušení, 120 m x 22 cm	9,97

NOBACOSMED

Biele univerzálne kozmetické obrúsky z veľmi príjemného mäkkého a na kožu sympatického materiálu sa používajú na starostlivosť o kožu vo všetkých oblastiach medicíny a na utretie gélu po ultrazvukových, EKG a EEG vyšetreniach. Materiál je veľmi mäkký a príjemný, nezraňuje kožu pacienta ani lekára. Rozmery 21 x 22 cm.

- cena za balenie so 100 ks

2⁰²



Obj. kód	Cena €
201100	2,02

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

KOZMETIKA PRE TORK S-BOX S1

od 8¹⁷


Obj. kód	Popis	Cena €
420103	Gélový dezinfekčný prostriedok, 1000 dávok	25,49
420501	Tekuté mydlo na bežné umývanie rúk, 1000 dávok	8,56
420810	Tekuté dezinfekčné mydlo, 1000 dávok	12,32
420601	Vlasový a telový šampón, 1000 dávok	8,17
620501	Sprejové mydlo, mierna parfumácia, 3000 dávok	11,69

BAKTOLIN® PURE

Emulzia na umývanie rúk a pokožky

- hypoalergénna
- bez farbív a parfumácie
- pre pokožku priaznivá hodnota pH 5,5
- neobsahuje alkalická mydlá
- moderné šetrné povrchovo aktívne látky
- príjemný pocit počas umývania

od 7¹²

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

Obj. kód	Popis	Cena €
B-973585	Fľaša 500 ml	7,12
B-973580	Fľaša 1000 ml	13,25
B-973589	Kanister 5 l	41,40



PROSAVON

Krémové tekuté mydlo s olivovým olejom

od 7⁴⁷


Obj. kód	Popis	Cena €
70000092	Fľaša, objem 500 ml, pumpička	7,47
70000094	Fľaša, objem 1 l	9,23
70000096	Kanister, objem 5 l	37,03



TORK S-BOX S4

Tork univerzálny zásobník na penu, mydlá a dezinfekčné prostriedky v prevedení Elevation sa hodí na akékoľvek miesto a je možné ho používať v kombinácii so širokou ponukou Tork mydiel, dezinfekčných prostriedkov a krémov v hermeticky uzavretých fľašiach. Má certifikát jednoduchého použitia a všetkým užívateľom ponúka dokonalú hygienu rúk. Zásobníky Elevation sa vyznačujú funkčným a moderným dizajnom, ktorý na vašich hostí urobí trvalý dojem. V nových Tork manuálnych dávkovačoch je možné upraviť veľkosť dávky náplne, aby vyhovovala všetkým užívateľom a zabezpečila účinné umývanie. Nové väčšie priehľadné okienko umožňuje skontrolovať typ a stav náplne. Pomáha zaistiť správnu hygienu: Hygienicky uzavretá fľaša s novou pumpičkou ku každej náplni obmedzuje riziko kontaminácie a chráni prípravok až do okamihu použitia. Vysokokapacitné balenie znižuje objem odpadu: Pomáha znížiť spotrebu až o 50 % (Test Essity: Používanie Tork penového vs. tekutého mydla v zásobníku Elevation). Maximalizujte efektivitu s týmto zásobníkom Tork, ktorý je navrhnutý tak, aby zaistil viac ako milión umytí rúk (testované).


od 50⁴⁴


Obj. kód	Popis	Cena €
564500	Dávkovač pre mydlo a dezinfekciu, prázdny, biela farba	50,44
564100	Dávkovač na mydlo a dezinfekciu, prázdny, s pákou, biela farba	58,25
520501	Penové mydlo Premium mild, 2500 dávok	16,11
520701	Penové mydlo Premium extra mild, 2500 dávok	16,77
520800	Penové mydlo Premium antimikrobiálne, 2500 dávok	24,94
520201	Ekologické penové mydlo Clarity, 1000 ml, 2500 dávok	20,33
424105	Gélová bezoplachová alkoholová dezinfekcia rúk 1000 ml, 1000 dávok	16,42

STELLISEPT® MED

Antibakteriálna emulzia na umývanie rúk a tela

- hygienické umývanie rúk
- nedráždi pokožku ani sliznice

od 6⁴¹

Obj. kód	Popis	Cena €
B-975661	Fľaša 100 ml	6,41
E1 975665	Fľaša 500 ml	13,25
E1 975660	Fľaša 1000 ml	22,99



BAKTOLAN BALM PURE

Intenzívna starostlivosť o suchú pokožku

- bez parfumových prísad
- dodáva pokožke vyživujúce a obnovujúce látky
- podporuje regeneráciu pleti
- stabilizuje ochranný hydrolipidový film
- zmierňuje kožné podráždenie a začervenanie
- viditeľne pokožku zjemňuje a udržiava ju pružnú
- objem 350 ml

13²⁵

Obj. kód	Cena €
B-975023	13,25



BIO
Jemný BIO toaletný papier

- rýchlo sa rozkladá v odpadu - do 15 s
- veľmi pevný a zároveň mäkký
- 4 role nahradí 9 klasických ruličiek
- **cena za balenie so 4 rolami**

4 role Bio = 9 bežných rolí
2³¹


Obj. kód	Cena €
10300N	2,31

FLOWERS

Vysoko kvalitná rolka konvenčného toaletného papiera vhodná pre všetky typy toaliet a umyvární.

- veľmi jemný papier s vysokou belosťou
- parfumovaný
- **cena za balenie so 4 rolami**

4⁸⁹


Obj. kód	Cena €
11300	4,89

PREMIUM
Vysoko kvalitné rolky toaletného papiera

- prémiová dekoratívne razba je vizuálne príťažlivá
- funkcia Easy Open
- **cena za balenie so 6 rolami**

6³⁷


Obj. kód	Cena €
110405	6,37

PROFESSIONAL
Pevný, mäkký, dvojvrstvový toaletný papier

- veľký návin 500 útržkov, 55 m
- dĺžka útržku 11 cm
- priemer rolky 120 mm
- **cena za balenie so 4 rolami**

4 role Professional = 10 bežných rolí
4⁸⁹

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

Obj. kód	Cena €
10080	4,89

INFINITY
Extra BIG & STRONG

- 2 vrstvy
- 670 útržkov
- 73,70 m
- **cena za balenie s 3 rolami**

3 role Infinity = 10 bežných rolí
4³⁸


Obj. kód	Cena €
10670	4,38

ZEWA PURE
Vlhčený splachovateľný toaletný papier

- spoľahlivá čistota bez akýchkoľvek prísad
- bez parfumácie
- pH neutrálne
- vlhkosť, ktorá očistí, ale nezanechá pokožku mokru
- splachovateľný a biologicky rozložiteľný
- dermatologicky testované
- rozmer 11,8 x 18,5 cm
- **cena za balenie so 42 ks**

3¹²


Obj. kód	Cena €
6788.0	3,12

TOILET BOX MINI
Uzamykatelný zásobník pre toaletný papier v kotúči

- rozmery 345 x 275 x 132 mm

55⁹¹


Obj. kód	Popis	Cena €
555000	Zásobník	55,91
120278	Toaletný papier, recykl, 2 vrstvy, 170 m x 10 cm	5,20

TOILET TWIN BOX
Uzamykatelný zásobník na konvenčný toaletný papier

- biela farba
- rozmery 286 x 158 x 153 mm

60⁶⁰


Obj. kód	Cena €
557000	60,60

TEPLOMER EKO**Infračervený teplomer**

- technológia dvojitej sondy pre rýchle a presné meranie teploty
- bezkontaktné meranie pre zamedzenie krížovej infekcie
- automatická detekcia vzdialenosti medzi teplomerom a pacientom zaisťuje maximálnu presnosť
- bezkontaktné a rýchle meranie teploty počas iba 1 sekundy
- prepínateľné režimy merania pre záznam telesnej teploty, teploty povrchov (dojčenské fľaše, kaše atď.) alebo izbovej teploty
- zobrazenie nameraných hodnôt na jasnom a prehľadnom LCD displeji
- tichá vibračná funkcia alarmu, neruší spiacie testované osoby
- vhodné pre všetky vekové skupiny, dospelých, detí, dojčatá
- automatické vypnutie pri nepoužívaní (30 sekúnd)

Technické špecifikácie

- rozsah merania telesnej teploty: 32-43 °C, odchýlka $\pm 0,2-0,3$ °C
- rozsah merania povrchov: 0-60 °C
- rozsah merania izbovej teploty: 0-40 °C
- rozmery: cca. 154 x 40 x 31 mm
- hmotnosť: 64 gramov (bez batérií)
- napájanie: 2 batérie AA

**41⁸²**

Obj. kód	Cena €
E3 25-315	41,82

DIGITEMP

Cenovo výhodný vodotesný digitálny teplomer na meranie telesnej teploty. Rozsah merania je od 32 do 42 °C.

**3⁶²**

Obj. kód	Cena €
E3 15ECO	3,62

TEMPUS DOUBLE

Multifunkčný teplomer využíva vysoko presné bezkontaktné technológie na okamžité poskytovanie presných výsledkov. Klinicky schválená presnosť pre použitie v nemocniciach, lekárskech zariadeniach a domovoch. **Kombinuje meranie v uchu a na čele** - možno tak testovať a krížovo kontrolovať výsledky. Bezpečnejší a viac hygienický ako ortuťový teplomer a ústne teplomery, je pohodlný a ľahko sa používa u bábätiok a detí aj keď spí. Nie je potrebný žiadny jednorazový kryt sondy, šetrí náklady a životné prostredie.

- infračervená (IR) technológia záznamu teploty
- ľahký, kompaktný design
- 4 režimy merania: ucho/čelo/povrch/izbová teplota
- bezpečný, hygienický a ľahko použiteľný pre dojčatá, deti i dospelých
- nie je potreba krytov sondy – šetrí náklady a je šetrný k životnému prostrediu
- zvukový alarm teploty nad 37,5 °C

54⁴⁹

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

Obj. kód	Cena €
UT-801	54,49

AZT**Automatický zapisovač teploty s pamäťou do chladničky**

- umiestni sa do chladničky
- začne zapisovať teplotu v nastavenom intervale (od 10 sekúnd do 18 hodín), je prednastavený interval zápisu každých 6 hodín
- namerané hodnoty teploty sa ukladajú do pamäte prístroja nepretržite
- pamäť na 32000 záznamov (pri nastavení intervalu zápisu 1x za 6 hodín je to viac ako 18 rokov prevádzky)
- v prípade kontroly hygieny sa prístroj pripojí k počítaču cez USB rozhranie a namerané dáta sa vytlačia
- dáta možno tiež vytlačiť napr. každý mesiac a archivovať ich
- vymeniteľná, bežne dostupná batéria CR 2032
- aj ak je batéria vybitá, dáta sa nevymažú
- personál nemusí každý deň zapisovať dáta z teplomera do knihy
- dáta sa zapisujú stále, cez víkendy, cez sviatky
- presnosť $\pm 0,5$ °C
- rozsah meraných teplôt od -30 do +60 °C, dieliky po 0,1 °C
- možno nastaviť vizuálny alarm informujúce o prekročení limitnej teploty
- je prednastavená spodná limitná teplota 2 °C a horná limitná teplota 8 °C
- kalibrácia v teplotnom rozsahu od 2 do 8 °C pre chladničku
- kalibračný list súčasťou dodávky
- rozmery 84 x 36 x 14 mm, hmotnosť 23 g

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

KALIBRAČNÝ LIST

AZT 0208 plne nahrádza vedenie záznamné knihy teplôt chladiaceho zariadenia pre termolabilné liečivá a látky.

**82⁸⁹**

Obj. kód	Cena €
VDI-AZT-0208	82,89

User Information		
Model	AZT 0208	
Interval	6.00 h	
Delay Time	2.0 h	
Alarm Limit	10	
Temperature Minimum	0.0 °C	
Temperature Maximum	2.0 °C	
Temperature Average	2.0 °C	
Temperature Alarm Upper Limit	8.0 °C	
Temperature Alarm Lower Limit	2.0 °C	
Start Time	2016-09-09 12:03:00	
End Time	2016-09-12 00:00:00	
Date Format	yyyyMMdd HH:mm:ss	
Temperature Unit	°C	
Number	Time	Temperature °C
1	2016-09-09 12:03:00	0.0
2	2016-09-09 12:03:00	0.0
3	2016-09-09 12:03:00	0.0
4	2016-09-09 12:03:00	0.0
5	2016-09-09 12:03:00	0.0
6	2016-09-09 12:03:00	0.0
7	2016-09-09 12:03:00	0.0
8	2016-09-09 12:03:00	0.0
9	2016-09-09 12:03:00	0.0
10	2016-09-09 12:03:00	0.0
11	2016-09-09 12:03:00	0.0
12	2016-09-09 12:03:00	0.0

CALIBRUS DUO**Duálny, automatický kalibrovaný teplomer**

- meria teplotu v chladničke a v príručnej lekárni
- zaznamenáva maximálnu a minimálnu teplotu
- displej umiestnený v príručnej lekárni, čidlo v chladničke
- rozsahy -10 až +50 °C, -20 až +50 °C
- rozmery 137 x 17 x 83 mm
- súčasťou dodávky kalibračný list

Prístroj pracuje úplne automaticky: nie je už potrebné stláčať žiadne tlačidlá, stačí iba odpočítať MAX a MIN teplotu priamo z displeja. Po 24 hodinách dôjde automaticky k vymazaniu hodnôt z pamäte a začína nový cyklus merania.

78⁹⁹**KALIBRAČNÝ LIST**

Obj. kód	Cena €
VDI-30-3048	78,59

MINMAX PLUS

Teplomer na meranie vonkajších alebo vnútorných teplôt a ich minimálnych a maximálnych hodnôt spĺňa podmienky pre meranie teploty v chladničkách v lekárňach a v zdravotníckych zariadeniach. Teplomer je dodávaný so špeciálnym rámkom, pomocou ktorého môže byť pripevnený na sklo. Cyklus merania MAX a MIN teploty je iniciovaný po stlačení tlačidla RESET. Teplomer je kalibrovaný v rozsahu pracovnej teploty pre skladovanie liekov v chladničke v 3 bodoch (2, 4 a 8 °C).

- rozsah merania: -30 až +50 °C
- presnosť merania: ± 0,8 °C (pri teplote -20 až +10 °C), inak ± 1 °C
- rozlíšenie: 0,1 °C
- rozmery 64 x 44 x 14 mm (s rámčekom 90 x 72 x 18 mm)

43⁰¹**KALIBRAČNÝ LIST**

Obj. kód	Cena €
VDI 30.1042 CAL	43,01

TEPLOMER KALIBROVANÝ

Používa sa na meranie maximálnej a minimálnej teploty v chladničke v ordináciách, lekárňach, pri prevoze liekov, pri skladovaní liekov u distribútorov, a pod. Nevyhnutné meradlo pre skladovanie liekov a očkovacích látok (termolabilných liečiv), ktoré je nutné skladovať za určených teplotných podmienok. Teplomer zaznamenáva okamžitú, minimálnu a maximálnu teplotu. Merací cyklus je zahájený vymazaním pamäte externého čidla "OUT" - "RESET". Teplomer je kalibrovaný v rozsahu pracovnej teploty pre skladovanie liekov v chladničke v 3 bodoch (2, 4 a 8 °C). Maximálna odchýlka teplomeru v týchto bodoch je 0,5 °C. Za príplatok je možné teplomer kalibrovať aj pre iný teplotný rozsah (v iných bodoch). Nutné oznámiť pri objednávke a určiť požadovaný pracovný rozsah teplomeru. Merací rozsah teplomeru je v intervale -50 až +70 °C. Súčasťou dodávky je kalibračný list, ktorý preukazuje presnosť teplomeru ±0,5 °C v intervale +2 až +8 °C.

KALIBRAČNÝ LIST**43⁴⁰**

Obj. kód	Cena €
VDI-TM2100	43,40

TEPLOMER KALIBROVANÝ

Kalibrovaný elektronický teplomer na meranie teploty v príručnej lekárni v ordinácii. Dôležitý pri skladovaní liekov, ktoré treba skladovať pri teplote do 25 °C. Súčasťou dodávky je kalibračný list, ktorý preukazuje presnosť teplomeru. Teplomer je kalibrovaný v rozsahu pracovnej teploty pre skladovanie liekov v príručnej lekárni (15 - 25 °C). Za príplatok je možné teplomer kalibrovať aj pre iný teplotný rozsah (v iných bodoch). Nutné oznámiť pri objednávke a určiť požadovaný pracovný rozsah teplomeru.

KALIBRAČNÝ LIST**39⁰⁶**

Obj. kód	Cena €
VDI-KAL-E	39,06

ADSCOPE CLASSIC & SERENITY**Profesionálny obojstranný fonendoskop**

- membrána na oboch stranách
- vhodný pre auskultáciu dospelých i detí
- malá membrána vhodná pre auskultáciu na neprístupných miestach, v okolí bandáží, u malých pacientov, v pediatrii, v oblasti karotíd
- malú membránu je možné sňať a vytvoriť tak klasický lievik
- hrudná koncovka z chirurgickej nerezovej ocele
- technológia AFD pre vylepšenú akustickú odozvu u membrán pre dospelých i deti
- hlboký zvon pre výbornú nízkofrekvenčnú odozvu
- nechladiace okraje zvonu a membrány pre pohodlie pacienta
- lýra z nerezovej ocele nastavená v uhle 15° pre maximalizáciu pohodlia a akustické utesnenie
- flexibilné hadičky bez ťtlátov
- silikónové olivky pre maximálne pohodlie pri nosení a akustické utesnenie

Technické vlastnosti:

- priemer membrány pre dospelých 4,45 cm
- priemer pediatrickej membrány 3,5 cm
- priemer zvonu 3,5 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm
- celková dĺžka 76 cm
- hmotnosť hrudnej koncovky 95,4 g
- celková hmotnosť 164 g



Obj. kód	Popis	Cena €
AD-608R	Classic, červený	105,17
AD-608TL	Classic, zelenomodrý	105,17
AD-608TQ	Classic, tyrkysový	105,17
AD-608V	Classic, indigo	105,17
AD-608BD	Classic, vínový	105,17
AD-608FV	Classic, ametystový	105,17
AD-608FRB	Classic, zafirový ľad	105,17
AD-608G	Classic, šedý	105,17
AD-608PBCA	Classic, metalicky ružový	105,17
AD-608O	Classic, pomarančový	105,17
AD-608BK	Classic, čierny	105,17
AD-608FG	Classic, diamantový	105,17
AD-608P	Classic, ružový	105,17
AD-608FL	Classic, krištáľová ruža	105,17
AD-608FS	Classic, morské sklo	105,17
AD-608N	Classic, námornícky	105,17
AD-608RB	Classic, modrý	105,17
AD-608MRS	Classic, metalicky malinový	105,17
AD-608DG	Classic, zelený	105,17
AD-608MCA	Classic, metalicky karibský	105,17
AD-608MG	Classic, metalicky šedý	105,17
AD-608MCB	Classic, metalicky nebeský	105,17
AD-608LV	Classic, levanduľový	105,17
AD-608HPST	Classic Serenity, čierne šťastie	116,90
AD-608SN	Classic Serenity, hviezdna noc	116,90
AD-608ZBST	Classic Serenity, čierna zebra	116,90
AD-608ZB	Classic Serenity, zebra	116,90
AD-608WO	Classic Serenity, prales	116,90
AD-608WF	Classic Serenity, zimné kvety	116,90
AD-608WD	Classic Serenity, woodstock	116,90
AD-608SUST	Classic Serenity, čierny surfing	116,90
AD-608SU	Classic Serenity, surfing	116,90
AD-608ST	Classic Serenity, taktický	116,90
AD-608SE	Classic Serenity, upokojenie	116,90
AD-608RGW	Classic Serenity, zlatý/biely	116,90
AD-608RGBK	Classic Serenity, zlatý/čierny	116,90
AD-608MR	Classic Serenity, polnočná ruža	116,90
AD-608MBK	Classic Serenity, zrkadlový/čierny	116,90
AD-608LP	Classic Serenity, leopard	116,90
AD-608IMRS	Classic Serenity, dúhový/malinový	116,90
AD-608IMCA	Classic Serenity, dúhový/karibský	116,90
AD-608HP	Classic Serenity, šťastie	116,90
AD-608HB	Classic Serenity, hibiscus	116,90
AD-608FLT	Classic Serenity, florentský	116,90
AD-608COP	Classic Serenity, medený/čierny	116,90



ADSCOPE**Univerzálny fonendoskop pre najnáročnejšiu klientelu**

- dobre ohybné hadičky bez ťtalátov
- špeciálne formovaná hrudná koncovka zaručuje dokonalé počúvanie
- adjustovateľná membrána na počúvanie vysokých aj nízkych frekvencií
- protichladový krúžok na membráne
- hmotnosť hrudnej koncovky 79 g
- celková hmotnosť 152 g
- priemer membrány 5,5 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm
- celková dĺžka 76 cm

Dva páry náhradných oliviek a identifikačný štítok na označenie mena majiteľa sú súčasťou dodávky.



Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harmed.sk

Obj. kód	Popis	Cena €
AD-615BD	Farba vínová	93,44
AD-615BK	Farba čierna	93,44
AD-615DG	Farba zelená	93,44
AD-615FV	Farba ametystová	93,44
AD-615G	Farba šedá	93,44
AD-615LB	Farba nebeská	93,44
AD-615LV	Farba levanduľová	93,44
AD-615MCA	Farba karibská	93,44
AD-615MRS	Farba malinová	93,44
AD-615N	Farba námornícka	93,44
AD-615O	Farba pomarančová	93,44
AD-615P	Farba ružová	93,44
AD-615R	Farba červená	93,44
AD-615RB	Farba modrá	93,44
AD-615TL	Farba zelenomodrá	93,44
AD-615TQ	Farba tyrkysová	93,44
AD-615V	Farba indigo	93,44
AD-615LP	Farba leopard	93,44

**ADSCOPE CARDIO/PEDIATRIC****Profesionálny konvertibilný fonendoskop**

- Zvonovú stranu hrudnej koncovky je možné odskrutkovať a na jej miesto naskrutkovať pediatrickú membránovú časť a naopak.
 - hrudná koncovka z chirurgickej nerezovej ocele
 - technológia AFD pre vylepšenú akustickú odozvu u membrán pre dospelých i deti
 - hlboký zvon pre výbornú nízkofrekvenčnú odozvu
 - nechladiace okraje zvonu a membrány pre pohodlie pacienta
 - lýra z nerezovej ocele v uhle 15° pre maximalizáciu pohodlia a akustické utesnenie
 - dvojpriechodová flexibilná hadička bez ťtalátov
 - silikónové olivky pre maximálne pohodlie pri nosení a akustické utesnenie
- Súčasťou dodávky je pediatrická membrána (už namontovaná na koncovke), zvon, 2 páry náhradných oliviek a identifikačný štítok

Technické vlastnosti:

- priemer membrány pre dospelých 4,45 cm, pre deti 3,5 cm
- priemer zvonu 3,8 cm
- celková dĺžka 71 cm
- dĺžka hadičiek 48 cm
- hmotnosť 215 g so zvonom, 237 g s pediatrickou membránou



Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harmed.sk

Obj. kód	Popis	Cena €
AD-601MCA	Farba metalicky karibská	116,51
AD-601ST	Farba taktická	116,51
AD-601PBCA	Farba metalicky ružová	116,51
AD-601N	Farba námornícka	116,51
AD-601MRS	Farba metalicky malinová	116,51
AD-601MG	Farba metalicky šedá	116,51
AD-601MCB	Farba metalicky nebeská	116,51
AD-601DG	Farba tmavo zelená	116,51
AD-601BK	Farba čierna	116,51
AD-601BD	Farba vínová	116,51



ADSCOPE PEDIATRIC**Kombinovaný pediatrický fonendoskop**

- hrudná koncovka presne opracovaná z chirurgickej nerezovej ocele
- zvon priemeru 2,85 cm pre výbornú nízkočfrekvenčnú odozvu
- membrána s priemerom 3,5 cm pre väčšie zosilnenie a ostrejšiu vysokofrekvenčnú odozvu
- nechladiace okraje zvonu a membrány pre pohodlie pacienta
- mäkké a flexibilné hadičky bez ťtalátov
- lýra z nerezovej ocele upevnená v uhle 15° pre väčšie pohodlie
- silikónové olivky pre maximálne pohodlie pri nosení a akustické utesnenie

Súčasťou dodávky sú 2 páry náhradných oliviek a identifikačný štítok

Technické vlastnosti:

- celková hmotnosť 131 g
- hmotnosť hrudnej koncovky 59,5 g
- celková dĺžka 75 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm

**66⁰⁷**

Obj. kód	Popis	Cena €
AD-604MRS	Farba metalicky malinová	66,07
AD-604BK	Farba čierna	66,07
AD-604G	Farba šedá	66,07
AD-604LB	Farba nebeská	66,07
AD-604MCA	Farba metalicky karibská	66,07
AD-604P	Farba ružová	66,07

Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harmed.sk

ADSCOPE INFANT**Kombinovaný novorodenecký fonendoskop**

- hrudná koncovka presne opracovaná z chirurgickej nerezovej ocele
- zvon priemeru 2,2 cm pre výbornú nízkočfrekvenčnú odozvu
- membrána s priemerom 2,85 cm pre väčšie zosilnenie a ostrejšiu vysokofrekvenčnú odozvu
- nechladiace okraje zvonu a membrány pre pohodlie pacienta
- mäkké a flexibilné hadičky bez ťtalátov
- lýra z nerezovej ocele upevnená v uhle 15 st. pre väčšie pohodlie
- silikónové olivky pre maximálne pohodlie pri nosení a akustické utesnenie

Súčasťou dodávky sú 2 páry náhradných oliviek a identifikačný štítok

Technické vlastnosti:

- celková hmotnosť 117 g
- hmotnosť hrudnej koncovky 42,5 g
- celková dĺžka 75 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm

62¹⁶

Obj. kód	Popis	Cena €
AD-605LB	Farba nebeská	62,16
AD-605BK	Farba čierna	62,16
AD-605G	Farba šedá	62,16
AD-605MCA	Farba metalicky karibská	62,16
AD-605MRS	Farba metalicky malinová	62,16
AD-605P	Farba ružová	62,16

Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harmed.sk



DURASHOCK®

- nerozbitný tlakomer
- neobsahuje mechanické diely
- odolný nárazom a pádom na zem
- vydrží pád z výšky 75 cm bez poškodenia
- presnosť ± 3 mm Hg
- hmotnosť 60 g
- elegantný dizajn
- veľká, dobre čitateľná stupnica
- konektor pre rýchlu výmenu manžiet
- odolný balónik pre rýchle nafukovanie
- manžeta pre dospelých
- pre obvod paže od 29 do 42 cm
- puzdro

113⁶²
**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**


Obj. kód	Cena €
E3 DS5401189CB	113,62

ADAMB
Profesionálny ambulantný tlakomer

- veľký, dobre čitateľný svetielkujúci displej
- presnosť ± 3 mm Hg
- rozsah merania 0 - 300 mm Hg
- madlo pre ľahké prenášanie
- široká manžeta pre obvody paže od 23 do 40 cm
- japonský merací mechanizmus

145⁷²


Obj. kód	Cena €
AD-750D-11AN1	145,72

BOSOMED
Mechanický jednoručný ambulantný tlakomer

- dvojité hadička
- priemer manometra 60 mm
- ochrana proti nárazu
- súčasťou dodávky manžeta pre dospelých s integrovaným fonendoskopom

95⁰⁴


Obj. kód	Cena €
E3 04	95,04

ADVISIT
Presný jednoručný ambulantný tlakomer

- presnosť ± 3 mm Hg
- svetielkujúci displej
- tlačidlový vypúšťací ventil v zadnej časti prístroja
- manžeta pre dospelých (obvod paže 23 - 40 cm)
- japonská meracia jednotka

100⁹⁵


Obj. kód	Cena €
AD-703-11ABK	100,95

BOSOMAN
Mechanický jednoručný ambulantný tlakomer

- dvojité hadička
- priemer manometra 60 mm
- ochrana proti nárazu
- súčasťou dodávky manžeta pre dospelých

85⁷⁵


Obj. kód	Cena €
E3 0101	85,75

BABYPRESS
Lekársky ambulantný tlakomer na meranie tlaku detí a dojčiat

- veselý dizajn manžiet
- rozsah merania do 300 mm Hg, presnosť ± 3 mmHg
- súčasťou dodávky dve manžety, pre deti a pre dojčiat

70⁹⁶


Obj. kód	Cena €
E3 1090K-SET	70,96

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

PRECISA SHOCK

Presný nemecký deformačný tlakomer

- presnosť ± 3 mm Hg
- dobre čitateľná stupnica priemeru 53 mm
- kovová rýchlospojka medzi manžetou a tlakomerom
- precízne vypúšťací ventil pre pomalé vypúšťanie manžety
- vrátane manžety pre dospelých a vinylové tašky
- špeciálne nerozbitné prevedenie


86¹⁷

Obj. kód	Cena €
1364-107	86,17

AMBULANT PROFI

Bezortuťový profesionálny automatický tlakomer

- rovnaká presnosť ako ortuťový tlakomer
- manuálne aj automatické meranie, auskultačná alebo oscilometrická metóda
- automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- automatické zobrazenie nepravidelného pulzu
- dobre čitateľný, podsvietený displej
- zobrazenie teploty miestnosti na displeji
- možnosť nastavenia tlakovania manžety (auto, 220/250/280 mm Hg)
- možnosť nastavenia rýchlosti vypúšťania manžety (2,5 alebo 5,0 mm Hg)
- košík pre uloženie manžety v zadnej časti prístroja
- napájanie akumulátorom, na jedno nabitie až 300 meraní
- rozsah merania 0 - 299 mm Hg, 40 - 200 pulzov za minútu
- presnosť ± 3 mm Hg
- hmotnosť 550 g, rozmery 120 x 200 x 140 mm
- súčasť dodávky: tlakomer, manžeta pre dospelých (22 - 32 cm), akumulátor, sieťový adaptér


391¹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €
UM-211	Ambulant Profi, manžeta pre dospelých, 22 - 32 cm	391,98
CUF-KS-A	Manžeta pre dospelých, 22-32 cm	42,24
CUF-KS-LA	Manžeta pre veľkých dospelých, 31-45 cm	51,53
CUF-KS-LL	Manžeta pre obéznych, 41-50 cm	75,19
CUF-KS-SA	Manžeta pre malých dospelých, deti, 16-24 cm	42,24
CUF-KS-SS	Manžeta pre deti, 12-17 cm	42,24

AMBULANT KLASIK

Bezortuťový manuálny tlakomer

- rovnaká presnosť ako ortuťový tlakomer
- rovnaký postup merania ako u ortuťového tlakomeru
- navyše automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- dobre čitateľný displej nastaviteľný do rôznych polôh
- madlo pre jednoduché prenášanie
- ľahko sa dezinfikuje a čistí
- neobsahuje toxické látky
- ľahko vymeniteľné manžety pre všetky typy pacientov
- napájanie 2 batériami typu AA, vydrží až na 2000 meraní
- rozsah merania 0 - 300 mm Hg
- 40 - 180 pulzov za minútu
- presnosť ± 3 mm Hg
- hmotnosť 520 g
- rozmery 98 x 67 x 324 mm
- súčasť dodávky: tlakomer, manžeta pre dospelých (22 - 32 cm), batérie


**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**
147⁴¹

Obj. kód	Popis	Cena €
UM-102A	Ambulant Klasik, tlakomer, manžeta pre dospelých, 22 - 32 cm	147,41
CUF-KW-A	Manžeta pre dospelých, 22-32 cm	42,24
CUF-KW-LA	Manžeta pre veľkých dospelých, 31-45 cm	51,53
CUF-KW-LL	Manžeta pre obéznych, 41-50 cm	75,19
CUF-KW-SA	Manžeta pre malých dospelých, deti, 16-24 cm	42,24
CUF-KW-SS	Manžeta pre deti, 12-17 cm	42,24
UM-102-10	Balónik	22,34

AMBULANT PLUS

Bezortuťový manuálny tlakomer

- rovnaká presnosť ako ortuťový tlakomer
- rovnaký postup merania ako u ortuťového tlakomeru
- navyše automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- dobre čitateľný displej nastaviteľný do rôznych polôh
- madlo pre jednoduché prenášanie
- ľahko sa dezinfikuje a čistí
- ľahko vymeniteľné manžety pre všetky typy pacientov
- napájanie 2 batériami typu AA, vydrží na 2000 meraní
- rozsah merania 0 - 300 mm Hg, 40 - 180 pulzov za min.
- presnosť ± 3 mm Hg
- hmotnosť 540 g
- rozmery 98 x 326 x 202 mm
- súčasť dodávky: tlakomer, manžeta pre dospelých (22 - 32 cm), batérie


181⁴³

Obj. kód	Popis	Cena €
UM-102B	Ambulant Plus, manžeta pre dospelých, 22 - 32 cm	181,63
CUF-KW-A	Manžeta pre dospelých, 22-32 cm	42,24
CUF-KW-LA	Manžeta pre veľkých dospelých, 31-45 cm	51,53
CUF-KW-LL	Manžeta pre obéznych, 41-50 cm	75,19
CUF-KW-SA	Manžeta pre malých dospelých, deti, 16-24 cm	42,24
CUF-KW-SS	Manžeta pre deti, 12-17 cm	42,24
UM-102-10	Balónik	22,34
UM-ST001	Pojazdný stojan	225,56

HBP 1120**Ambulantný tlakomer na meranie dospelých a detí od 3 rokov**

- indikácia arytmií
- výber z 5 manžiet rôznych veľkostí
- auskultačné alebo oscilometrické meranie
- veľký, dobre čitateľný displej
- napájanie batériami alebo pomocou sieťového adaptéra
- presnosť ± 3 mmHg
- hmotnosť 510 g
- rozmery 130 x 170 x 120 mm

Súčasť dodávky: tlakomer, manžeta M, sieťový adaptér

**291⁴⁵**

Obj. kód	Popis	Cena €
HEM-1120	Tlakomer HBP 1120	291,45
HEM-GS2-SS	Manžeta XS, 12-17 cm, šírka 7 cm, dĺžka 1 m	47,31
HEM-GS2-S	Manžeta S, 17-22 cm, šírka 10 cm, dĺžka 1 m	50,26
HEM-GS2-M	Manžeta M, 22-32 cm, šírka 14 cm, dĺžka 1 m	54,49
HEM-GS2-L	Manžeta L, 32-42 cm, šírka 17 cm, dĺžka 1 m	67,16
HEM-GS2-XL	Manžeta XL, 42-50 cm, šírka 20 cm, dĺžka 1 m	100,95

OMRON 907**Profesionálny automatický tlakomer**

Tlakomer ticho a rýchlo nafukuje manžetu a meria tlak buď úplne automaticky oscilometrickou metódou, alebo je možné tlak merať Korotkovovou metódou pomocou fonendoskopu. Tlakomer je napájaný pomocou transformátora priamo zo siete elektrického rozvodu alebo pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou dodávky. Akumulátor na jedno nabitie umožňuje až 300 meraní.

**730⁷³**

Obj. kód	Popis	Cena €
E3 907	Omron 907, manžeta pre dospelých	730,73
HEM-nms907	Štandardná manžeta	127,14
HEM-nmv907	Veľká manžeta	137,70

OMRON M3 NEW**Digitálny tlakomer**

- kontrola správneho utiahnutia manžety, nový dizajn displeja pre optimálny uhol pohľadu
- mäkká, predĺžená manžeta pre meranie dospelých i obéznych
- k tlakomeru možno pripojiť detskú manžetu
- sieťový adaptér

90³⁹**SIEŤOVÝ ADAPTÉR ZADARMO**

Obj. kód	Popis	Cena €
HEM-M3 AC	Omron M3 NEW	90,39
HEM-EASY CH	Manžeta pre deti, iba pre nový tlakomer M3	51,95

OMRON M6 NEW**Automatický digitálny tlakomer**

- veľký displej, ktorý prehľadne zobrazuje systolický a diastolický tlak a pulz a indikuje prípadné arytmie pacienta
- tuhá predĺžená manžeta pre meranie dospelých a obéznych
- k tomuto tlakomeru nemožno pripojiť mäkkú manžetu ani manžetu pre meranie detí
- sieťový adaptér

109⁴⁰**SIEŤOVÝ ADAPTÉR ZADARMO**

Obj. kód	Cena €
HEM-M6 AC	109,40

CRP ECONOMY**Test na stanovenie hladiny C-reaktívneho proteínu v krvi alebo v sére**

- výsledok testu sa odpočíta za 5 minút
- všetky potrebné súčasti testu v balení
- krv sa odoberá bežnou lancetou z bruška prsta
- test nie je nutné uchovávať v chladničke
- **cena za balenie s 10 ks**

49¹²

Obj. kód	Cena €
C3 401030	49,42

COAGUCHEK® TEST**Testovacie prúžky pre CoaguChek® XS**

- **cena za balenie s 24 ks**

186⁷⁰

Obj. kód	Cena €
C1 1001266	186,70

MOČOVÉ TESTOVACIE PRÚŽKY

- dobre odpočítateľná stupnica
- dlhé dátum expirácie
- **cena za balenie so 100 ks**

Typ průžkov	Parametre										
	Glukóza	Bielko- vina	pH	Krv	Bilirubin	Ketóny	S. hmotnosť	Leukocyty	Nitrity	Urobilinogén	Kys. askorbová
K4 6098	x	x	x								
K4 6111	x	x	x	x				x	x	x	x
K4 6092	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
K4 6099	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
K4 6120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Obj. kód	Popis	Cena €
K4 6098	Servotest 3	12,16
K4 6111	Servotest 8	18,67
K4 6092	Servotest 9	19,30
K4 6099	Servotest 10	25,05
K4 6120	Servotest 11	27,79

od 12¹⁶**HUMANOFECAL**

- test na stanovenie okultného krvácania v stolici
- úplne špecifický, ľahký, hygienický
- veľmi citlivý, nemecká kvalita



Obj. kód	Popis	Cena €
C3 5010	Humanofecal, 10 ks	47,73
C3 5020	Humanofecal, 20 ks	82,79
C3 5050	Humanofecal, 50 ks	176,14

od 47⁷³**TÉGLIK NA MOČ**

- objem 125 ml
- graduovaný
- popisovateľný

0²¹

Obj. kód	Popis	Cena €
A8 7001	Nesterilný, s vekom s hrdlom	0,21
A8 7003	Nesterilný, s vekom bez hrdla	0,21

OMNILUX
Supervýkonné čelné svietidlo

Obrovský svetelný výkon (3 W), studené, úplne biele "slnečné" svetlo (pozorované detaily nie sú farebne skreslené), 10 x vyššia svietivosť ako majú halogénové čelné lampy.

- nastaviteľné ohnisko a uhol svitu
- možnosť predradiť lupu (zväčšenie 1,7x)
- neznížitelné LED diódy (životnosť 100 000 hodín)
- intenzita osvetlenia 50 000 luxov, intenzitu je možné regulovať
- napájanie ľahkým lítiovým akumulátorom (na jedno nabitie svieti 3,5 hodiny, životnosť 800 cyklov)
- mäkký kožený čelný pás (netlačí, je nastaviteľný na rôzne obvody hlavy)
- úplná mobilita (bez batérievej skrinky, bez káblov)
- ekonomická prevádzka (bez batérií, bez nutnosti meniť žiarovky)

Súčasť dodávky: svietidlo, 2 lítiové akumulátory, nabíjačka


609⁹²

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

Obj. kód	Popis	Cena €
KS-03	Omnilux	609,92
KH-1.7	Lupa pre Omnilux, zväčšenie 1,7 x	53,95

DERMATOSKOP EKO

Výkonný LED dermatoskop s trojnásobným zväčšením a achromatickou optikou pre presnú analýzu kože.

- robustná rukoväť s batériou
- vymeniteľná kontaktná sošovka
- praktické puzdro s pevnou škrupinou
- intenzívne LED osvetlenie pre jasné detaily
- ľahko sa čistí vďaka vymeniteľnej kontaktnej ploche


155⁶¹


Obj. kód	Popis	Cena €
15 6850	Dermatoskop EKO, farba čierna	155,61
15 6850-Blau	Dermatoskop EKO, farba modrá	155,61
15 6850-Burgund	Dermatoskop EKO, farba vínová	155,61
15 6850-Grün	Dermatoskop EKO, farba zelená	155,61
15 6850-Rot	Dermatoskop EKO, farba červená	155,61

DERMLITE CARBON
Vreckový dermatoskop s LED osvetlením

- LED diódy a polarizácia svetla
- nie je potrebné používať olej
- prirodzené osvetlenie
- dokonalý prístroj pre ambulantných lekárov na včasnú diagnózu melanómu
- 16 bielych LED diód
- prepínateľná polarizácia
- zväčšuje 10x
- napájanie lítiovou batériou (až 1 200 vyšetrení)
- hmotnosť 99 g

785⁸⁶


VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

Obj. kód	Cena €
DLC	785,86

BODYMETER
Zvinovací meter

- pripevní sa na stenu do výšky 2,2 m
- rameno metra sa sťahuje k temenu hlavy pacienta
- v okienku sa zobrazí výška
- rozsah merania 0 - 2200 mm
- dieliky po 1 mm
- rozmery 140 x 130 x 35 mm
- hmotnosť 180 g

13⁶⁴



Obj. kód	Cena €
MZ10017	13,64

DERMLITE V**Profesionálny dermatoskop s variabilným polarizačným systémom**

- obrovská šošovka priemeru 32 mm
- zväčšenie 10x
- polarizované a nepolarizované osvetlenie
- plynulé nastavenie polarizovaného osvetlenia v celom polarizačnom rozsahu
- UV osvetlenie, vlnová dĺžka 365 nm
- PigmentBoost pre vizualizáciu pigmentových lézií
- veľmi intenzívne LED svetidlo pre ilumináciu povrchu kože
- odnímateľná kontaktná doštička 10 mm priemeru, možno ju autoklávovať
- napájanie stolnou nabíjačkou alebo USB-C káblom
- 3 intenzity osvetlenia vo všetkých módoch
- univerzálny držiak na pripevnenie k mobilnému telefónu a zhotovenie fotografií
- rozmery 182 x 58 x 36 mm
- hmotnosť 285 g

**1 794⁵⁶****Obsah balenia:**

- dermatoskop
- stolná nabíjačka
- USB-C kábel 2 m
- očná krytka s magnetom
- nerez mierka s magnetom
- kožená taštička
- plastové púzdro
- univerzálny konektor pre pripevnenie k mobilným telefónom
- čistiaca handra z mikrovlákná



Obj. kód	Cena €
DLS	1 794,56

CRANIOMETER**Mierka obvodu a symetrie hlavy**

Rozsah merania od 5 do 59 cm, stupnica po 1 mm.

7⁴

Obj. kód	Cena €
G-27327	7,74

BABYMATE

Meracia podložka slúži na rýchle a jednoduché zistenie dĺžky novorodenca a dojčťa. Je vyrobená z neškodného plastu, ktorý je príjemný kožu a ľahko sa čistí. Materiál je odolný voči väčšine dezinfekčných prostriedkov. Merací rozsah je 200 až 800 mm, dĺžky po 5 mm, rozmery podložky sú 1180 x 135 x 280 mm, hmotnosť je 585 g. Podložku možno ľahko zrolovať a prenášať.


**50⁸³**

Obj. kód	Cena €
MZ10037	50,83

EKG PÁS KOMFORTNÝ

EKG pás umožňuje bleskové rozmiestnenie hrudných a končatinových elektród, rýchle prevedenie EKG vyšetrenia a znižuje náklady na spotrebný materiál. Pás sa umiestni na hrudník pacienta, konektor sa pripojí k EKG prístroji. U tohto pásu sa používa len jedna zemniacia svorková končatinová elektróda, ostatné 3 končatinové elektródy sú integrované v páse. EKG pás možno pripojiť ku všetkým typom EKG prístrojov, ktoré majú štandardný konektor.

781⁵⁵



Obj. kód	Cena €
TAP11060/h-LM	781,55

EKG ELEKTRODA PENOVÁ

- veľmi dobre vodiaci gél
- penový podklad
- pre dospelých

od 6⁵⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
H5 0305	Priemer 55 mm, 30 ks	6,50
H5 03055	Priemer 55 mm, 300 ks	56,60
H5 0306	Priemer 50 mm, 30 ks	7,98

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harrmed.sk**

EKG ELEKTRODA VLIESOVÁ

- veľmi dobre vodiaci gél
- pre dospelých
- priemer 55 mm
- farebný kód zelený
- pre citlivú kožu
- cena za balenie s 30 ks

8²⁸



Obj. kód	Cena €
H5 0307	8,28

EKG ELEKTRODA TEXTILNÁ

- veľmi dobre vodiaci gél
- pre dospelých
- priemer 55 mm
- farebný kód červený
- pre citlivú kožu
- cena za balenie s 30 ks

8²⁸



Obj. kód	Cena €
H5 0310	8,28

EKG ELEKTRODA STRESS TEST

- pre dlhodobé monitorovanie
- veľmi dobre vodiaci gél
- záťažové EKG, Holter
- rtg transparentná
- priemer 45 mm
- penový podklad
- cena za balenie s 30 ks

8³⁶



Obj. kód	Cena €
H5 SS50SG	8,36

KONČATINOVÁ EKG ELEKTRODA

od 20³³



Obj. kód	Popis	Cena €
G-33364	Pre dospelých, 4 ks, rôzne farby	38,35
G-33363	Pre deti, 4 ks, rôzne farby	43,40
H5 1802	Pre dospelých, 1 ks	20,33
H5 1803	Pre deti, 1 ks	26,90

HRUDNÁ EKG ELEKTRODA

- cena za balenie s 6 ks

55⁵²



Obj. kód	Popis	Cena €
G-33368	Priemer 17 mm	55,52
G-33365	Priemer 24 mm	55,52
G-33369	Priemer 29 mm	55,52

EKG GEL**Dobre vodivý EKG gél**

- nezanecháva stopy na koži
- ľahko sa s ním pracuje
- vynikajúca vodivosť

od 3⁵⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
H5 03333	250 ml	3,50
H5 0334	Kubitainer, 5 litrov	24,79

EKG SPREJ**Dobre vodivý EKG sprej**

- nezanecháva stopy na koži
- objem 230 ml

5⁴⁹

Obj. kód	Cena €
H5 5230	5,49

SCALUS MIDI**Profesionálna lekárska ambulantná váha**

Váha má certifikát prvotného overenia a je následne metrologicky overiteľná. Vyhlásenie o zhode ako prostriedok zdravotníckej techniky triedy I.

- veľmi široká vážiaca plocha
- veľký LCD displej na midi stĺpiku
- funkcia tara, hold, BMI a matka / dieťa
- prevádzka na batérie alebo sieťový adaptér, adaptér je súčasťou dodávky
- zaťažiteľnosť 250 kg
- dieliky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozmery 35 x 45 x 27 cm
- rozmery vážiacej plochy 35 x 45 cm
- hmotnosť 7 kg

CERTIFIKÁT PRVOTNÉHO OVERENIA**484⁸¹**
VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk


Obj. kód	Cena €
M320000-02	484,81

TANITA BD-590**Kompaktná dojčenská váha**

- dobre umývateľná vážiaca plocha (rozmery 580 x 390 mm)
- veľký, dobre čitateľný LCD displej
- ľahko sa ovláda jedným tlačidlom
- váži do 20 kg (dieliky po 10 g)
- napájanie 4 bežnými ceruzkovými batériami
- mierka na meranie dĺžky dojčťa

**DO 20 kg****168⁵¹**

Obj. kód	Cena €
BD-590	168,51

BABYPLUS**Moderná kojenecká a detská váha, overiteľná**

- váži do hmotnosti 20 kg
- možno vážiť ako dojčatá, tak deti
- zaoblené hrany, veľká vážiaca plocha
- automatické vynulovanie
- podsvietený displej
- rozlíšenie po 5 g do 10 kg a po 10 g nad 10 kg
- funkcia tara
- funkcia hold a auto hold
- zobrazenie stavu batérie
- automatické vypnutie
- napájanie 4 batériami AA
- možnosť napájania sieťovým adaptérom (nie je súčasťou dodávky)
- hmotnosť iba 3,2 kg
- rozmery 600 x 280 mm

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk
DO 20 kg**418³⁴**

Obj. kód	Popis	Cena €
M118000	Babyplus, digitálna dojčenská váha	418,34
MZ-Netzteil	Sieťový adaptér pre váhu Babyplus	39,06

MS LED
Výkonná lampička pre malú chirurgiu

Lampu možno pripnúť na stôl, na stenu, na otočné rameno alebo na jazdný stojan. Svorky, ramená a stojan nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa zvlášť.

- biele svetlo (teplota svetla 4500 K)

MS LED

- výkonné LED diódy (výkon 8 W, intenzita 25 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- bez regulácie intenzity osvetlenia

MS LED PLUS

- výkonné LED diódy (výkon 12 W, intenzita 45 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- s reguláciou intenzity osvetlenia

od 437⁸⁹

Obj. kód	Popis	Cena €
M183500	MS LED	437,89
M187001	MS LED PLUS	613,83
B010190	Svorka na stôl	20,37
BRK002725	Nástenný držák, vzdialenosť od steny 3 cm	35,30
B010150	Výkyvné rameno 40 cm, vrátane nástenného držáka	219,34
09651	Jazdný stojan	163,04


MS FLEX
Výkonná lampička pre malú chirurgiu

Lampu možno pripnúť na stôl, na stenu, na otočné rameno alebo na jazdný stojan. Rameno, stojan a držáky nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa zvlášť. Biele svetlo (teplota svetla 4500 K). Súčasťou dodávky je svorka na stôl. Dĺžka flexibilného krku je 70 cm.

MS FLEX

- výkonné LED diódy (výkon 8 W, intenzita 25 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- bez regulácie intenzity osvetlenia

MS FLEX PLUS

- výkonné LED diódy (výkon 12 W, intenzita 45 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- s reguláciou intenzity osvetlenia



od 484⁸¹

Obj. kód	Popis	Cena €
M183500FL	MS Flex, výkonná lampička, flexibilný krk	484,81
M18700FL	MS Flex Plus, výkonná lampička, flexibilný krk	656,83
B010190	Svorka na stôl	20,37
BRK002725	Nástenný držák, vzdialenosť od steny 3 cm	35,30
B010150	Výkyvné rameno 40 cm, vrátane nástenného držáka	219,34
09651	Jazdný stojan	163,04

SERVOCOMFORT
Ambulantná vyšetrovacia lampička na jazdnom stojane

- moderná LED technológia a nízka spotreba
- homogénne polia osvetlenia
- vynikajúca reprodukcia farieb pre prirodzené a kontrastné zobrazenie tkanív
- regulácia intenzity v 5 stupňoch
- hlava lampy sa málo zahrieva
- ovládacie prvky integrované v kryte napájania
- intenzita osvetlenia 44000 luxov vo vzdialenosti 50 cm a 16000 luxov vo vzdialenosti 100 cm
- priemer svetelného poľa 180 mm vo vzdialenosti 50 cm a 300 mm vo vzdialenosti 100 cm
- teplota svetla 4000 - 5500 K
- príkon 10 W
- nastavenie výšky od 700 do 1850 mm pomocou ohybného krku
- dĺžka ohybného ramena 600 mm
- hmotnosť 13 kg
- jazdný stojan

VÝHODNÁ CENA NA
www.harrmed.sk

641²⁰



Obj. kód	Cena €
R8 5900	641,20

LUXIFLEX II**Lekárska vyšetrovacia lampa s LED osvetlením**

Používa sa na osvetlenie pri vyšetrovaní a malej chirurgii vo všetkých oblastiach medicíny.

- intenzita osvetlenia 50 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm
- teplota svetla 4500 K
- príkon 12 W
- životnosť lampy 50000 hodín
- jasné biele svetlo
- vernosť farieb vyššia ako 97%
- flexibilný krk umožňuje ľahké nastavenie lampy do všetkých smerov
- zaoblené tvary bez záhybov umožňujú ľahké čistenie v lekárskom prostredí
- celková dĺžka 935 mm (bez stojana)
- stolná svorka súčasťou dodávky

Súčasťou lampy nie je stojan.

429⁶⁸

Obj. kód	Popis	Cena €
LX2370P	Luxiflex II	429,68
B010190	Svorka na stôl	20,37
B0101800012	Nástenný držiak	50,44
B0101S0	Výkyvné rameno 40 cm	219,34
09651	Pojazdný stojan	163,04

PROFISCALE

- overiteľná váha podľa Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, trieda III
- rozsah merania výškomeru 88 - 200 cm
- funkcia matka / dieťa, dieťa možno vážiť spoločne s matkou
- dobre čitateľný displej, číslice 25 mm
- rozmery vážiacej plochy 365 x 360 x 80 mm
- rozsah váženia 250 kg
- dieliky po 0,1 kg
- sieťový adaptér

**B****C****DO 250 kg****od 546⁹⁷**

Obj. kód	Popis	Cena €
K8 250100HM	A Váha na statíve, s výškomerom	848,41
K8 250100PM	Váha na statíve, bez výškomeru	832,77
K8 MPC250100	B S displejom na kábli, bez výškomeru	563,00
K8 MPD250100	C Displej pevne spojený s váhou, bez výškomeru	546,97

CERTIFIKÁT PRVOTNÉHO OVERENIA**A**


REFLEXNÉ OPTOTYPY

Jednostranné závesné optotypy


Plastové, nelesknú sa, dobre sa čistia, sú nezníiteľné. Sú určené pre ambulancie s dostatočným osvetlením. Vyšetrovacia vzdialenosť je 5 m.

Obj. kód	Popis	Cena €
H7 46016	A Armagnac	79,76
H7 46036	B Detské motívy	79,76
H7 46066	C Číslice	79,76
H7 46346	D Číslice, písmená	79,76
H7 46936	E Detské motívy	79,76
H7 46926	F E-háky	79,76


A

B

C

D

E

F
79⁷⁶

OTOSKOP EKO

Kompaktný otoskop, osvetlenie pomocou svetlovodných vlákien, vo výhlade neprekáža žiarovka.

- výkyvná lupa
- napájanie 2 batériami AA

Súčasťou dodávky je 10 spekulí (2,5 a 4 mm) a nylónové puzdro.



Obj. kód	Popis	Cena €
I5 6800	Otoskop EKO, farba čierna	62,16
I5 6800-Blau	Otoskop EKO, farba modrá	62,16
I5 6800-Burgund	Otoskop EKO, farba vínová	62,16
I5 6800-Grün	Otoskop EKO, farba zelená	62,16
I5 6800-Rot	Otoskop EKO, farba červená	62,16

62¹⁶


OMNISCOPE PLUS

Otoskop a hrdloskop s nezníiteľným osvetlením

- životnosť 100 000 hodín (cca. 11 rokov)
- jasné biele "slnečné" svetlo
- jas svetla 10x väčší než u halogénového osvetlenia
- svetlo neobsahuje ultrafialové lúče
- odolné držiaky z ľahkého hliníka
- lítiový akumulátor (kapacita 2200 mA)
- životnosť akumulátora 800 nabíjacích cyklov
- možnosť pripojenia balónika pre prevedenie pneumatického testu
- výkyvná lupa (zväčšuje 3x)
- 2 akumulátory, nabíjací stojan
- sada ušných spekulí rôznych veľkostí (4 x 25 ks, 5, 4, 3, 2,5 mm)


Otoskop

Hrdloskop

Obj. kód	Cena €
SO-ST-ADA-D	531,72

VÝHODNÁ CENA NA
www.harrmed.sk

531⁷²


Nabíjací stojan nabíja iba v jednom slotu

EXAMINUS**Dokonalé vyšetrovacie svetidlo s nezničiteľným osvetlením**

- životnosť 100 000 hodín (cca. 11 rokov)
- jasné biele "slnečné" svetlo
- jas svetla 10x väčší než u halogénového svetidla
- svetlo neobsahuje ultrafialové lúče
- obsahuje akumulátor
- súčasťou dodávky sieťový adaptér

NIE JE NUTNÉ MENIŤ BATÉRIE A ŽIAROVKY

Obj. kód	Cena €
ST-05-B	186,10

186¹⁰**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk****RES-Q-OXY**

Praktický ambulantný pulzný oxymeter na rýchle a presné meranie saturácie krvi kyslíkom, tepovej frekvencie, perfúzného indexu a teploty u dospelých a detí. Vysoko kontrastný farebný displej s automatickým otáčaním, optimálna čitateľnosť aj za jasného denného svetla. Dobíjacie batérie až pre 20 hodín nepretržitého používania. Interné úložisko dát pre až 500 hodín merania SpO₂. Voliteľne pripojiteľný ušný teplomer na záznam telesnej teploty.

- technológia senzora SpO₂: LED s dvojitou vlnovou dĺžkou
- zobrazenie SpO₂: 0 - 100 %
- presnosť merania SpO₂: ±3 % (v rozsahu 70-100 %)
- meranie pulzu: 30 - 250 tepov/min
- presnosť merania pulzu: ±2 tepy alebo ±2 %
- technológia teplotného senzora: IR ušný senzor (teplomer nie je súčasťou dodávky oxymetra)
- rozsah merania teploty: 32 - 43 °C
- presnosť merania: ±0,2 °C
- doba snímání: menej ako 5 sekúnd
- perfúzný index: zobrazenie PI 0,2 - 20 %
- metóda merania: kontinuálne meranie alebo náhodná kontrola
- ukladanie dát: až 500 hodín
- displej: farebný TFT s automatickou rotáciou
- batéria: Li-Ion, 2000 mAh
- nabíjanie cez nabíjaciu kolíska alebo USB kábel
- rozmery: 158 x 73 x 25 mm (v x š x t)
- hmotnosť: 230 gramov

Súčasť dodávky: pulzný oxymeter Res-Q-Oxy s ochranou proti nárazom. Prstový klip senzor pre dospelých. Nabíjacia kolíska s nabíjacím káblom USB a sieťovým adaptérom.

**I PRO MERANIE NOVORODENCOV
A MALÝCH DETÍ****234¹⁹****VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

Obj. kód	Popis	Cena €
N4 SP20	RES-Q-OXY, ambulantný pulzný oxymeter	234,19
N4 SP20-6	Infračervený teplomer	97,35
N4 SP20-1	SPO ₂ klip senzor pre dospelých	101,26
N4 SP20-2	SPO ₂ klip senzor pre deti	101,26
N4 SP20-5	SPO ₂ senzor pre novorodencov a deti pod 12 kg	101,26

RI-PEN®
Diagnostické svetidlo


- napájanie 2 batériami AAA
- odolné kovové púzdro
- farba modrá


17⁹¹


Obj. kód	Cena €
5071-526	17,91

ISHIHARA
Japonské farbocitné tabulky

- originály z Tokia
- kvalitný papier


od 224⁴²


Obj. kód	Popis	Cena €
H7 47610	14 tabuliek	224,42
H7 47600	24 tabuliek	339,36


RES-Q-OXY-EXTREME

Tento pulzný oxymeter je prvou voľbou, ak potrebujete robustný a spoľahlivý oxymeter na vonkajšie použitie. Vďaka silikónovému senzoru je možné používať u dospelých aj u detí. OLED displej zobrazuje saturáciu kyslíkom (SpO₂), tepovú frekvenciu, intenzitu pulzu a pletyzmogram. Vďaka silikónovému puzdru je pulzný oxymeter optimálne odolný proti nárazom a nečistotám a pomocou priloženej spony na opasok ho možno zabezpečiť proti strate. S batériou je možné nepretržité meranie po dobu 8 hodín.

- OLED displej
- SpO₂: 70 – 100 %
- tepová frekvencia: 30 – 235 tepov za minútu
- presnosť SpO₂: ±3 % (70 – 100 %)
- presnosť tepovej frekvencie: ±2 tepy za minútu
- napájanie: 1 batéria AAA
- rozmery: 63,5 x 47 x 39,5 mm
- hmotnosť: 50 g (bez batérie)

Súčasť dodávky: pulzný oxymeter, batérie AAA, spona na opasok


195¹⁰

Obj. kód	Cena €
N4 700	195,10

RES-Q-METER
Spoľahlivý prstový pulzný oxymeter

- ovládanie jedným tlačidlom
 - výsledky sú prehľadne zobrazené na dvojfarebnom OLED displeji
 - meranie SpO₂: rozsah merania: 0-99 %, presnosť: 70-100 %, ±2 %, dieliky po 1 %
 - meranie tepovej frekvencie: rozsah merania: 30 – 240 p/min., presnosť: ±2 p/min., dieliky po 1 p/min.
 - napájanie 2 batériami AAA
 - rozmery 56 x 3,6 x 3,3 cm
 - hmotnosť 80 g s batériami
- Batérie nie sú súčasťou dodávky.


34⁸⁰

Obj. kód	Cena €
N4 72	34,80

EMERGENCY

- pohotovostná taška
- vhodná do vozidla lekára, ambulancie a domácnosti

Taška Emergency obsahuje: 1 resuscitačný vak „ambuvak“ s maskou, 3 ústne vzduchovody (veľkosť 2, 3 a 4), 1 škrtidlo, 1 dezinfekčný sprej so sterilnými štvorčkami, 2 intravenózne kanyly, 1 fixačnú náplasť na fixáciu kanylí, 1 box na použité ihly, 1 infúznú súpravu, 1 nožničky na rozstrihnutie šiat, 1 reflexnú vestu, 1 kladivko na rozbitie okna vozidla s integrovaným nožom na prerezanie pásov, 1 čelnú lampu, 1 sortiment obvazov podľa normy DIN 13164. Rozmery 33 x 22 cm, hmotnosť 2,4 kg.

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk



236⁹⁶

Obj. kód	Cena €
T-IRR	236,96

**RESUSCITAČNÝ VAK**

Vak je vhodný na jednorazové použitie a ako súčasť pohotovostných kufríkov. Súčasťou vaku je hadička, ktorou sa vak pripojí k regulátoru tlaku na kyslíkovej fľaši.

43⁹³



Obj. kód	Popis	Cena €
E5 03010-S	Vak, objem 1 500 ml, 1 maska pre dospelých	43,93
E5 03020-S	Vak, objem 550 ml, 1 maska pre deti	43,93
E5 03030-S	Vak, objem 280 ml, 1 maska pre dojčatá	43,93

BURNSHIELD HYDROGEL**Rýchla terapia popálenín**

- aplikuje sa na popálenú alebo obarenú časť tela
- ihneď ranu ochladí
- neobsahuje žiadne oleje ani tuky
- používa sa aj v oblasti tváre
- je vhodný aj na použitie u detí
- znižuje bolesť
- znižuje riziko infekcie



od 1⁶⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
N9 3020	Vrecko, 3,5 ml	1,67
N9 3021	Fľaštička, 50 ml	8,36
N9 3023	Sprej, 125 ml	11,62

KOMBI

Lekársky kufrik Kombi je určený pre poskytnutie odbornej lekárskej pomoci. Kufrik má rozmery 44 x 31 x 14,5 cm a s plným vybavením (vrátane kyslíkovej fľaše a regulátora tlaku) váži iba 6,3 kg. Vo veku kufriku je tesnenie, ktoré bráni zaprášeniu a znečisteniu pomôcok uložených v kufriku. Obe časti kufrika je možné otvoriť do vodorovnej polohy. Súčasťou kufrika je úchyt pre jeho pripevnenie na stenu, 3 taštičky naplnené lekáskymi pomôckami a úchyty pre pripevnenie kyslíkovej fľaše s vodným objemom 1 liter (fľaša a regulátor tlaku nie sú súčasťou ceny kufrika). Všetky pomôcky sú prehľadne umiestnené v priehľadných taštičkách. **Kufrik Kombi obsahuje tieto pomôcky:**

- resuscitačný vak "Ambuvak" (objem 1600 ml), pre použitie u dospelých aj detí
- dýchacie masky veľkosti 3 a 5 (používajú sa s resuscitačným vakom)
- kyslíkový rezervoár
- kyslíkovú spojovaciu hadičku
- inhalačnú masku so zásobným vakom
- kyslíkový katéter s kompresiou
- jednoručné škrtidlo
- dezinfekčný sprej 50 ml pre dezinfekciu kože
- 4 sterilné tampóny
- 6 intravenózných flexil (G14, G18, G20)
- 2 fixačné náplasti
- 1 box pre uloženie použitých ihliel
- 1 infúznú súpravu
- 1 rolu náplasti
- 6 striekačiek (2 ml, 5 ml, 10 ml)
- 6 ihliel (č. 1 a 4)
- 3 ústne vzduchovody (veľkosti 2, 3 a 4)
- 1 hyperventilačnú masku
- súpravu obvazov, náplastí a krytie (72 kusov), obsah súpravy zodpovedá norme DIN 13157

756⁰⁸

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk



Obj. kód	Popis	Cena €
T-1045	Kombi	756,08
rvr	Regulátor tlaku regulovateľný na prietok 0 - 25 l/min	306,52

**KYSLÍKOVÁ FĽAŠA NIE JE
SÚČASŤOU DOĎAVKY**

ZÁCHRANNÁ FÓLIA

- chráni pred prechladnutím a hypotermiou
- rozmer 160 x 240 cm

2⁶⁵

Obj. kód	Cena €
901624	2,65



ÚSTNY VZDUCHOVOD

Vzduchovody slúžia na udržanie priechodnosti horných dýchacích ciest pri resuscitácii pacienta.



Obj. kód	Popis	Cena €
I7 S000	Farba ružová, veľkosť 000	1,67
I7 S00	Farba modrá, veľkosť 00	1,67
I7 S0	Farba čierna, veľkosť 0	1,67
I7 S1	Farba biela, veľkosť 1	1,67
I7 S2	Farba zelená, veľkosť 2	1,67
I7 S3	Farba žltá, veľkosť 3	1,67
I7 S4	Farba červená, veľkosť 4	1,67
I7 S5	Farba oranžová, veľkosť 5	1,67
I7 SET	Sada, veľkosť 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5	18,92

od 1⁶⁷

THERMARMOUR

Deka Thermarmour bola vyvinutá v spolupráci s lekármi a záchrannými tímami, aby chránila pacientov v núdzových situáciách pred podchladením počas prevozu a čakacej doby. Deku možno rýchlo rozbaľiť a ihneď zabaliť okolo pacienta. Okamžite udržiava vyžarované telesné teplo a udržiava normálnu teplotu po dobu niekoľkých hodín.

- nie je potrebný žiadny zdroj tepla
- možno nastrihať na požadovanú veľkosť a tvar
- nevodivá
- kompatibilná s RTG, MRI/CT
- bez latexu
- nepúšťajúca vlákna
- nie je prateľná
- opakovane použiteľná u tohoto istého pacienta
- možno predhriať
- nesterilná

Vhodná pre záchranné tímy, sanitky, ambulancie, prevoz pacientov

od 23⁹⁷


Obj. kód	Popis	Cena €
N6 WPH230010	100 x 150 cm	23,07
N6 WPH230011	150 x 200 cm	30,89

LARYSEAL BLUE

Laryngeálna maska pre akutnú účinnú ventiláciu

Laryngeálna maska je prostriedok okamžitej podpory dýchacích ciest pri kardiopulmonálnej resuscitácii. V Európe je odporúčaná ako akútne riešenie priechodnosti dýchacích ciest počas kardiopulmonálnej resuscitácie u dospelých i pri resuscitácii detí a novorodencov. Maska poskytuje dokonalú ochranu pred infekciou, najmä priónovou, ktorá sa pri resuscitácii ľahko prenáša. Je určená na jednorazové použitie, nie je potrebné ju zložiť do čistít. Priehľadný a mäkký materiál zabezpečuje dokonalú kontrolu krvácania, sekretu alebo žalúdočného obsahu. Dizajn masky umožňuje jednoduché umiestnenie a znižuje traumatizáciu pacienta.


36⁶⁶


Obj. kód	Popis	Cena €
I7 038-94-620	Pre deti od 10 do 20 kg, vonkajší priemer 9,5 mm	36,66
I7 038-94-625	Pre deti od 20 do 30 kg, vonkajší priemer 11 mm	36,66
I7 038-94-630	Pre deti od 30 do 50 kg, vonkajší priemer 12,1 mm	36,66
I7 038-94-640	Pre dospelých od 50 do 70 kg, vonkajší priemer 12,1 mm	36,66
I7 038-94-650	Pre dospelých od 70 do 100 kg, vonkajší priemer 15 mm	36,66

NAFUKOVACIE DLAHY

Používajú sa na okamžité znehybnenie zlomenín.


od 50⁶⁹

Obj. kód	Popis	Cena €
H7 1540000	Súprava so 4 ks	247,52
H7 1540100	Pre ruku	50,69
H7 1540200	Pre paži	76,45
H7 1540300	Pre holeň	76,45
H7 1540400	Pre celú nohu	106,86



VAC-Q-BREEZER®

Ručná manuálna odsávačka sa používa na odsávanie tekutín z dýchacích ciest pri resuscitácii pacienta.

**147⁹⁹**

Obj. kód	Cena €
N2 2300-P	147,79

UNIVERZÁLNE DLAHY

Môžu sa použiť na akúkoľvek končatinu, neprilepia sa na ranu, môžu byť použité dlhší čas, sú priehľadné pre RTG lúče, ľahké, teplotne stabilné, individuálne strihateľné a cenovo výhodné.



Obj. kód	Popis	Cena €
N5 0252	Rozmer 5 x 11 cm	4,44
N5 0253	Rozmer 50 x 11 cm	23,23
N5 0250	Rozmer 100 x 11 cm	28,93
N5 0290	Rozmer 100 x 14 cm	35,02
N5 0250 S	Súprava	57,87

**od 4⁴⁴****NASTAVITEĽNÝ KRČNÝ GOLIER**

Krčný golier sa používa na fixáciu chrbtice pacienta pri transportoch a pri doliečovaní. Zabraňuje predozadnej flexii a extenzii poranenej krčnej chrbtice.

30⁶⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
N4 5000	Pre dospelých	30,67
N4 5000P	Pre deti	30,67

PIERCER BLOMDAHL = SYSTÉM PRE ÚSPEŠNÚ LEKÁRSKÚ PRAX A SPOKOJNÝCH PACIENTOV

BLOMDAHL

CARING JEWELLERY SINCE 1985

Made in Sweden



PREČO SYSTÉM BLOMDAHL?

Nepoužívame zlato a chirurgickú oceľ

V západnej populácii je 10% obyvateľov alergických na zlato alebo nikel, chirurgická oceľ obsahuje 8-16% niklu.

Procedúra je sterilná

Piercer neprichádza do styku s pokožkou, nemusí sa dezinfikovať, kazeta obsahuje sterilnú náušnicu, rana nehnisá.

Procedúra je menej bolestivá, menej krvácajúca a presnejšia, než prepichovanie uší ihlou.

Procedúra je rýchla a jednoduchá

Dieťa sa menej bojí.

Nastrelená náušnica má skrytý hrot

Nehrozí poranenie kože za uchom ostrým hrotom náušnice.

Rana sa rýchlo hojí

Špeciálny dizajn náušnice zaisťuje dostatočný prívod vzduchu k rane.

Jednoduché nasadenie trvalé náušnice

Otvor v uchu je dostatočne veľký pre trvalú náušnicu, pretože dočasná náušnica má vhodný priemer dierku.

Prostriedok zdravotníckej techniky

Výroba a sterilizácia všetkých komponentov systému Blomdahl prebieha vo Švédsku podľa prísnych noriem na výrobu chirurgických implantátov (prostriedkov zdravotníckej techniky), v súlade s normou ISO 13485, napriek tomu, že to zatiaľ zákon nevyžaduje, pretože piercer podľa európskej legislatívy ešte nie je prostriedkom zdravotníckej techniky.

Silná marketingová podpora poskytovateľom

www.facebook.com/blomdahlcz/

www.blomdahl.cz/piercing

Štartovacia súprava Piercer Blomdahl obsahuje 1 prístroj Piercer Blomdahl, dezinfekčné štvorčeky, značkovaciu fixku, 1 svorku na vlasy, zrkadlo, 1 tréno-vacie ucho, **12 vzoriek náušnic**, podrobný návod a 10 sterilných plastových náušnic s bielymi kryštálmi.

Štartovacia súprava Piercer Blomdahl DOUBLE obsahuje **navyše 1 prístroj, 1 tréno-vacie ucho a 1 svorku na vlasy.**

od 139^{SK}

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk



Súprava s 2 prístrojmi je vhodná na vykonanie simultánneho piercingu oboch uší. Táto procedúra je klientmi stále častejšie požadovaná. Prevedenie simultánneho piercingu je deťmi vnímané ako podstatne menej bolestivé ako piercing každého ucha zvlášť.

Obj. kód	Popis	Cena €
11-108-0115	PIERCER UCHA BLOMDAHL DOUBLE, štartovacia súprava, 2 prístroje, 10 plastových náušnic kryštál	245,53
11-101-0115	PIERCER UCHA BLOMDAHL, štartovacia súprava, 1 prístroj, 10 plastových náušnic kryštál	130,98

PLASTOVÉ NÁUŠNICE SEDMOKRÁSKA

Dĺžka dierky je 6 mm, priemer hlavičky je 5 mm.

• cena za balenie s 10 ks



12-0114-56
Fialka/Kryštál



12-0114-57
Ruže/Ruže



12-0114-83
Kryštál/Ruže



12-0114-55
Akvamarín/Kryštál

12-0114-45
Dúha/Alexandrit



12-0114-43
Zafír



12-0114-41
Kryštál



12-0114-42
Ružový kamienok

73^{SK}

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk



12-0114-98
Svetlá fantázia



12-0114-99
Fantázia

12-0114-47
Svetlý ružový
kamienok/Ametyst



12-0114-46
Alexandrit/Ružový
kamienok

PIERCER BLONDAHL = SYSTÉM PRE ÚSPEŠNÚ LEKÁRSKU PRAX A SPOKOJNÝCH PACIENTOV

Ak si želáte zverejniť Vašu ambulanciu v Zozname poskytovateľov bezpečného ušného piercingu Blomdahl, pošlite nám, prosíme, krátky e-mail na info@harmmed.sk so súhlasom zverejnenia.



BLOMDAHL

CARING JEWELLERY SINCE 1985

Made in Sweden

Počas celého roku 2026 prebieha reklama s mapou poskytovateľov piercingu Blomdahl na Facebooku. Každá žena v ČR alebo SR, ktorá je na Facebooku, uvidí mapu poskytovateľov aspoň 1x za rok.



NÁUŠNICE PRÍRODNÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1210-00
Plochý tvar



12-1201-01
Kryštál

NÁUŠNICE PRÍRODNÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1203-01
Kryštál

NÁUŠNICE POZLÁTENÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1301-01
Kryštál



12-1310-00
Plochý tvar

NÁUŠNICE TITÁN TIFFANY

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm. Sú osadené krištálmi.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1403-01
Kryštál



12-1403-59
Perla



12-1303-01
Kryštál

12-1303-59
Perla

NÁUŠNICE STRIEBORNÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1401-03
Ruže



12-1401-05
Akvamarín



12-1401-01
Kryštál



12-1410-00
Plochý tvar

NÁUŠNICE PRÍRODNÉ TITAN SEDMOKRÁSKA

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-12166-01
Kryštál



12-12166-55
Akvamarín/Kryštál



12-12166-92
Ruže/Kryštál

NÁUŠNICE ČIERNY TITAN

Dĺžka drieku je 6 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1526-00
Plochý tvar
priemer 5 mm



12-1510-00
Plochý tvar
priemer 4 mm

PLASTOVÉ NÁUŠNICE

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks



12-0103-01
Kryštál



12-0103-03
Ružový kamienok



12-0103-04
Zafír




12-0103-26
Fialka




12-0103-12
Čierny diamant



12-0103-10
Rubín



12-0103-05
Akvamarín



12-0103-14
Modrý zirkón



12-0103-02
Dúha



12-0103-07
Gagát

52⁹⁹

NOVINKY 2026

Dĺžka drieku 6 mm
Priemer hlavičky 4 mm



12-1301-03
Ruže



12-0124-01
Kryštál

BIG - pre väčšiu viditeľnosť
Dĺžka drieku 6 mm
Priemer hlavičky 5 mm

od 52⁹⁹

• cena za balenie s 10 ks



12-5301-01
Kryštál



12-5301-03
Ruže



12-5401-01
Kryštál



12-5401-03
Ruže

LONG - pre hrubšie ucho
Dĺžka drieku 8 mm
Priemer hlavičky 4 mm

PIERCING NOSA BLOMDAHL

Štartovacia súprava na piercing nosa obsahuje 1 prístroj na piercing nosa, čistiace štvorčeky, vatové špajdle, značkovací fix, sponu do vlasov, zrkadlo, návod k použitiu, box na uloženie.

Súprava neobsahuje nosné klince.


127⁴⁶


16-3302-01 - hlavička $\varnothing$ 6 mm
16-7302-01 - hlavička $\varnothing$ 8 mm



16-3202-01 - hlavička $\varnothing$ 6 mm
16-7202-01 - hlavička $\varnothing$ 8 mm



16-3402-01 - hlavička $\varnothing$ 6 mm
16-7402-01 - hlavička $\varnothing$ 8 mm

66⁴⁷


16-3311-00 - hlavička $\varnothing$ 6 mm
16-7311-00 - hlavička $\varnothing$ 8 mm



16-3211-00 - hlavička $\varnothing$ 6 mm
16-7211-00 - hlavička $\varnothing$ 8 mm



16-3411-00 - hlavička $\varnothing$ 6 mm
16-7411-00 - hlavička $\varnothing$ 8 mm



Obj. kód	Popis	Cena €
11-109-0015	Piercer nosa, štartovacia súprava, 1 prístroj, bez klinčov	127,46
16-3302-01	Náhradná kazeta s klincami do nosa, pozlátený titán, kryštál, 6 mm, 10 ks	66,47
16-7302-01	Náhradná kazeta s klincami do nosa, pozlátený titán, kryštál, 8 mm, 10 ks	66,47
16-3202-01	Náhradná kazeta s klincami do nosa, prírodný titán, kryštál, 6 mm, 10 ks	66,47
16-7202-01	Náhradná kazeta s klincami do nosa, prírodný titán, kryštál, 8 mm, 10 ks	66,47
16-3402-01	Náhradná kazeta s klincami do nosa, strieborný titán, kryštál, 6 mm, 10 ks	66,47
16-7402-01	Náhradná kazeta s klincami do nosa, strieborný titán, kryštál, 8 mm, 10 ks	66,47
16-3311-00	Náhradná kazeta s klincami do nosa, pozlátený titán, plochý tvar, 6 mm, 10 ks	66,47
16-7311-00	Náhradná kazeta s klincami do nosa, pozlátený titán, plochý tvar, 8 mm, 10 ks	66,47
16-3211-00	Náhradná kazeta s klincami do nosa, prírodný titán, plochý tvar, 6 mm, 10 ks	66,47
16-7211-00	Náhradná kazeta s klincami do nosa, prírodný titán, plochý tvar, 8 mm, 10 ks	66,47
16-3411-00	Náhradná kazeta s klincami do nosa, strieborný titán, plochý tvar, 6 mm, 10 ks	66,47
16-7411-00	Náhradná kazeta s klincami do nosa, strieborný titán, plochý tvar, 8 mm, 10 ks	66,47

PROJET

Bezpečný vyplachovač vonkajšieho zvukovodu

- rýchle, hygienické a ľahké odstránenie ušného mazu a cudzích telies zo zvukovodu
- dlhá vyplachovacia hadička
- dlhý privodný kábel
- nožné ovládanie
- možnosť pripovenia na stenu
- elektronická kontrola vodného tlaku a prietoku
- ľahké čistenie
- veľká nádobka na vodu
- tichá prevádzka

Technické vlastnosti:

- napájanie 230 V, 50 Hz
- príkon 0,1 A
- tlak 0,25 až 3 bary
- otáčky 450 - 1200 za minútu
- výkon 500 ml/2 - 3 minúty
- rozmer 180 x 175 x 145 mm
- objem 500 ml

410⁵²


Obj. kód	Cena €
15 19070	410,52

PROPULSE

Vyplachovač vonkajšieho zvukovodu

Bezpečnosť a pohodlie: Prístroj ProPulse ponúka bezpečnejšiu a pohodlnejšiu alternatívu k tradičným ručným injekčným striekačkám na čistenie uší. Je ideálny na odstraňovanie ušného mazu, keratínu a cudzích telies.

Systém s premenlivým tlakom: Využíva riadený pulzný vodný prúd, ktorého tlak je možné prispôbiť citlivým ušným podmienkam, napríklad jemnej bubienkovej membráne.

Hygienický dizajn: Zariadenie je dodávané so 100 jednorazovými nástavcami QrX Tips, ktoré minimalizujú riziko krížovej infekcie a zaisťujú vysoký hygienický štandard.

Bez použitia rúk: Nožný spínač poskytuje zdravotníckemu personálu plnú kontrolu nad prístrojom a umožňuje mať ruky voľné počas zákroku.

Prenosnosť: Vďaka kompaktnej veľkosti je vhodný aj pre domáce návštevy.

Súčasť dodávky: Elektrický vyplachovač, nožný spínač, sieťový adaptér, 100 ušných sond

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

Obj. kód	Cena €
M-KIT6100	429,68


429⁶⁸

ZÁSTENA ĽAHKÝ HLINÍK POJAZDNÁ

Pojazdná zástena (3 krídla), prostredné krídlo je uložené na dvojtom podvozku, bočné krídla sú otočné o 360°. Bočné krídla majú šírku 45 cm, stredné krídlo 50 cm, výška je 165 cm, hmotnosť 9 kg. Špeciálna umývateľná látka je ľahko čistiteľná bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami.

563⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
RBP-MINT	Farba mäťová	563,00
RBP-WEISS	Farba biela	563,00
RBP-GELB	Farba žltá	563,00
RBP-BLAU	Farba svetlo modrá	563,00
RBP-BEIGE	Farba béžová	563,00



VYŠETROVACIE LEŽADLO OBEZITUS
Odolné ležadlo do všetkých ambulancií


- oceľová konštrukcia 40 x 20 mm, nohy 30 x 30 mm, nástreky prúžkovou šedo-bielou farbou, odtieň RAL 9002
- nivelizačné skrutky k vyrovnaniu nerovností podlahy
- 2 zdvíhaky hlavovej časti, zdvih +40°
- čalúnenie výšky 50 mm
- odolná koženka (farby označené červenou značkou majú antimikrobiálne vlastnosti)
- možnosť upevnenia držiaka role papiera (max. šírka role 50 cm)
- rozmery 195 x 65 cm, výška 68 cm
- pracovné zaťaženie 225 kg
- nemecká kvalita so 100-ročnou tradíciou
- dodáva sa v rozloženom stave

POZOR: Pri objednávaní napíšte za objednávací kód namiesto kódu **XX kód farby čalúnenia, ktorú požadujete.**



VÝHODNÁ CENA NA
www.harrmed.sk

702⁹⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
S7211089002-XX	Ležadlo Obezitus	702,97
S7 200097	Držiak papierových roliek max. šírky 50 cm	38,71



Zlatožltá **XX** = 86



Zelená agáve **XX** = 109



Biela **XX** = 53



Ľadovo modrá **XX** = 108



Biela káva **XX** = 102



Šedostrieborná **XX** = 55



Karibik **XX** = 82



Běžový piesok **XX** = 101



Oceán **XX** = 52



Atlantik **XX** = 83



Bridlicovo šedá **XX** = 97



Čierna **XX** = 57



Čalúnenie s antimikro-
biálnymi vlastnosťami



Šedý kameň **XX** = 96



Titanovo šedá **XX** = 91

VYŠETROVACIE LEŽADLO SERVOCOMFORT
Cenovo výhodné lekárske ležadlo

- dvojdielne
- nastaviteľná opierka hlavy
- oceľový rám s prúžkovým nástrekom RAL 9002
- hrúbka čalúnenia 50 mm
- zaťažiteľnosť 225 kg
- rozmery 65 x 195 cm, výška 65 cm
- hmotnosť 35 kg

Lehátko nemá nivelizačné skrutky na nastavenie výšky.



507⁸⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
F8 211108W	Vyšetrovacie ležadlo Servocomfort, farba biela	507,87
F8 211108S	Vyšetrovacie ležadlo Servocomfort, farba čierna	507,87
S7 200097	Držiak papierových roliek max. šírky 50 cm	38,71

VYŠETROVACIA STOLIČKA SERVOCOMFORT

- polstrované sedadlo s dezinfikovatelným potahom zo syntetickej kože
- biela farba
- hliníková 5ramenná základňa
- kolieska na tvrdú podlahu s chrómovanými krytmi
- bezpečnostná plynová pružina s plynulým nastavením:
- nastaviteľná výška 41,5 - 52,5 cm
- priemer sedadla 39 cm
- výška sedadla cca 5 cm
- max. nosnosť 120 kg
- hmotnosť 5,8 kg

234¹⁹


Obj. kód	Cena €
F8 1296W	234,19

SCHODÍK K LEŽADLÁM XXL

Tento schodík má zosilnený rám s prídavnými priečnymi výstuhami pre maximálne zaťaženie 250 kg. Povrch je opatrený protišmykovou vrstvou.

- rozmery hornej plochy 27,9 x 35,6 cm
- plocha základne 30,5 x 40,6 cm
- výška 22,5 cm
- max. nosnosť 250 kg

77⁴¹



Obj. kód	Cena €
M1 6560	77,41

VYŠETROVACÍ VOZÍK MEDINET

- odolná ocelová konštrukcia 20 x 20 mm, nástrek práškovou šedohliníkovou farbou RAL 9007
- zaoblené hrany profilov, odolnosť proti chemikáliám, ľahko sa čistí
- jedna zásuvka na hladko sa pohybujúcich guľíkových vedeniach súčasťou dodávky
- predmontované kolajnička pre druhú zásuvku
- ergonomická rukoväť, rozstup 192 mm, nástrek práškovou šedohliníkovou farbou RAL 9007
- doska stola a police v perlovo bielej farbe
- dvojité kryté kolieska priemeru 75 mm
- možnosť pripovenia ďalšej zásuvky (celkom max. 2 zásuvky)
- rozmery 58 x 45 cm, výška 75 cm
- pracovná záťaž celková do 50 kg, zásuvka do 10 kg, doska stola a police do 20 kg
- nemecká kvalita so 100-ročnou tradíciou

Dodáva sa v rozloženom stave.

**VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk**

390⁵⁸


Obj. kód	Popis	Cena €
F7 0101	Vyšetrovací vozík Medinet, jedna zásuvka	390,58
S7 201300	Kompletná zásuvka navyše pre vozík Medinet	152,09

VYŠETROVACIE STOLIČKY SERVOCOMFORT S OPERADLOM

- sedadlo a operadlo čalúnené dezinfikovatelným potahom zo syntetickej kože
- biela farba
- čierna 5-ramenná plastová základňa
- operadlo s postupným nastavením výšky
- dvojité kolieska pre tvrdé podlahy
- bezpečnostná plynová pružina s plynulým nastavením

Technická špecifikácia:

- nastaviteľná výška 84 - 110 cm
- priemer sedadla 40 cm
- výška sedadla cca 5 cm
- výškovo nastaviteľné operadlo 28 - 34 cm (od sedadla)
- max. nosnosť 120 kg
- hmotnosť 11,2 kg

468⁷⁸


Obj. kód	Cena €
F8 1281W	468,78

INFÚZNY STOJAN SERVOCOMFORT

Infúzny stojan nastaviteľný jednou rukou

Keď treba niečo urobiť rýchlo, môže byť časovo náročné nastavenie výšky infúzneho stojana pomocou upínacieho skrutky. S novým nastavením výšky jednou rukou je to omnoho rýchlejšie: Chytíte stojan, mierne nadvihnete krúžok a nastavíte požadovanú výšku. Uvoľníte krúžok a stojan je zabezpečený na mieste.

- závesné zariadenie pre 4 fľaše
- 5 dvojitého koliesok, 2 sú brzdené, 2 sú elektricky vodivé
- vysoko lesklý chrómovaný povrch
- odkvapkávacia komôrka

Technická špecifikácia:

- materiál chrómovaná oceľ
- farba plastových častí čierna
- počet háčikov 4
- priemer základne 635 mm
- nastavenie výšky 1350 - 2150 mm
- nosnosť na hák 2 kg
- hmotnosť výrobku 4 kg

116⁹⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
G1 10017	Infúzny stojan Servocomfort	116,90
G1 012	Náhradná odkvapkávacia komôrka	7,39
G1 014	Držiak na uchytenie infúzných fliaš	17,71

NÁDOBA NA NÁSTROJE

Puzdro na nástroje z kvalitnej antikorovej ocele sa používa na hygienické skladovanie nástrojov vo všetkých oblastiach medicíny.



Obj. kód	Popis	Cena €
H8 0106	12 x 8 x 4 cm	50,83
H8 0107	16 x 10 x 3 cm	52,78
H8 0108	18 x 12 x 5 cm	64,12
H8 0101	20 x 10 x 5 cm	52,78
H8 0102	22 x 15 x 5 cm	64,12
H8 0103	26 x 15 x 5 cm	69,98
H8 0104	30 x 20 x 5 cm	78,98
H8 0109	40 x 20 x 8 cm	129,41

od 50⁸³

EMITNÁ MISKA ECO

Emitné misky z buničiny sa ekologicky spalujú, sú vodeodolné a sú určené na jednorazové použitie.

- cena za balenie s 300 ks



44⁵⁷

Obj. kód	Cena €
G6 0501	44,57

EMITNÁ MISKA

Emitná miska z odolného plastu, sterilizovateľná v autokláve pri teplote 130 °C.



od 6¹⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
I9 KD150	150 x 75 x 36 mm	6,10
I9 KD200	204 x 95 x 45 mm	6,92
I9 KD250	260 x 130 x 52 mm	7,74
I9 KD300	304 x 144 x 65 mm	15,56

EMITNÉ MISKY

Plast, dĺžka 250 mm, sterilizovateľné v autokláve pri teplote 130 °C.

5²⁸



Obj. kód	Popis	Cena €
I8 21564	Farba ružová	5,28
I8 21561	Farba modrá	5,28
I8 21562	Farba petrolejová	5,28
I8 21563	Farba tyrkysová	5,28
I8 2503	Farba biela	5,28

TÁČKA LABORÁTORNA

Laboratórna a ambulantná táčka z bieleho, odolného plastu sa používa na transport pomôcok lekárskej techniky. Táčka je opakovane použiteľná, ľahko dezinfikovateľná.



Obj. kód	Popis	Cena €
A4 5701	200 x 150 mm, výška 20 mm	10,09
A4 5702	300 x 150 mm, výška 20 mm	11,06
A4 5703	350 x 250 mm, výška 20 mm	12,08
A4 5704	250 x 250 mm, výška 20 mm	13,06
A4 5705	200 x 150 mm, výška 40 mm	13,29
A4 5706	300 x 150 mm, výška 40 mm	13,80

od 10⁹

TUĽAJKY NA NÁSTROJE

Tuľajky na nástroje z kvalitnej antikorovej ocele sa používajú na hygienické skladovanie nástrojov vo všetkých oblastiach medicíny.



od 27²⁹

Obj. kód	Popis	Cena €
H8 2007	30 x 90 mm	27,29
H8 2001	50 x 100 mm	33,74
H8 2002	50 x 130 mm	36,60
H8 2005	75 x 130 mm	54,74
H8 2003	80 x 180 mm	54,35
H8 2006	100 x 200 mm	66,07

UNIVERZÁLNA MISKA

Univerzálna miska z kvalitnej nerez ocele sa používa k rozmanitým účelom vo všetkých oblastiach medicíny.



Obj. kód	Popis	Cena €
H8 1525140	Objem 0,5 l	15,56
H8 1525150	Objem 0,75 l	15,99
H8 1525160	Objem 1,0 l	17,32
H8 1525220	Objem 2,0 l	18,61
H8 1525240	Objem 3,0 l	22,44
H8 1525260	Objem 4,5 l	24,75
H8 1525300	Objem 6,0 l	33,78
H8 1525320	Objem 8,0 l	36,91
H8 1525380	Objem 11,0 l	48,48
H8 1525400	Objem 14,0 l	57,08

od 15⁵⁶

SOLUX

Lampa na terapiu teplom

Používa sa na tepelnú terapiu pri nachladení, pri reumatických ochoreniach, neuralgiách, infektoch typu chrípky, bolestiach svalov, zápaloch a v kozmetike pri starostlivosti o poškodenú pokožku. Výkon 150 W, napätie 220 V, 50 Hz, prírodný kábel s dĺžkou 1,5 m.



45³⁵

Obj. kód	Cena €
H7 240	45,35

SERVOBOX PLUS

Špeciálne zosilnené nádoby z priehľadného plastu sú vyrobené podľa najprísnejších noriem UN a sú schválené aj pre použitie v armáde. Zárez pre ľahké odobratie ihly, ďalší zárez pre sňatie inzulinovej ihly PEN, zátkovka proti vypadnutiu infikovaných predmetov, u väčších nádob ďalšia zátkovka pre vloženie striekačiek, krídlových ihlích alebo väčšieho odpadu, ihlou nepropichnuteľný pevný plast, označenie maximálneho plniaceho objemu, bezpečnostné hermetický uzáver. Nádoby sú bez zvyšku spáliteľné, neohrozujú životné prostredie.

VÝHODNÁ CENA NA
www.harrmed.sk



od 1⁶⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
I9 0705	Objem 500 ml, výška 110 mm, priemer hore 90 mm	1,60
I9 07550	Objem 500 ml, vysoká, výška 145 mm, priemer hore 70 mm	1,82
I9 0715	Objem 1500 ml, výška 125 mm, priemer hore 130 mm	2,03
I9 0317	Objem 1700 ml, výška 155 mm, priemer hore 130 mm	2,47
I9 0320	Objem 2000 ml, výška 180 mm, priemer hore 130 mm	2,67
I9 0502	Objem 5000 ml, výška 195 mm, priemer hore 200 mm	5,28

UNIVERZÁLNA MISKA

- z odolného plastu
- pre použitie vo všetkých oblastiach medicíny



od 5⁵⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
I9 GP 60	Objem 95 ml	5,55
I9 GP 80	Objem 280 ml	6,37

INHALÁTOR

- príručný, cenovo výhodný ultrazvukový inhalátor vytvára jemnú hmlu, ktorá sa dostane až do spodných dýchacích ciest
- rozmer častíček je 5 µm
- priehľadnou komorou možno pozorovať, či je dostatok liečiva vo zvlhčovači. Separátny prívod vzduchu zamedzuje kontaminácii hmlovej komory
- ak inhalátor zistí nízky obsah tekutiny, automaticky sa zastaví

Technické vlastnosti: príkon 30 W, výkon 2 ml/min, veľkosť častíček 5 µm, rozmery 20 x 10 x 18 cm, hmotnosť 1,35 kg

Súčasťou dodávky je prístroj, maska pre dospelých, maska pre deti, nástupník, rozprašovač liekov, flexibilná vzduchová hadica.



111⁰⁹

Obj. kód	Cena €
E5 970	111,09

LEBKA

- trojdielny model
- hmotnosť 0,7 kg

152⁴⁸


Obj. kód	Cena €
E3 A20	152,48

OKO
203⁷⁰


Obj. kód	Cena €
E3 F10	203,70

UCHO

183³⁷

Obj. kód	Cena €
E3 E10	183,37

GLORA

Hasiaci prístroj do ambulancie, domácnosti aj do vozidla

Vysoký hasiaci výkon, možnosť kedykoľvek prerušiť hasenie a následne pokračovať. Jednoduché overenie prevádzkyschopnosti cez zvláštny ventil. Prášková náplň 2 kg.

VÝHODNÁ CENA NA
www.harmed.sk

69⁹⁸



Obj. kód	Cena €
GL-P2 G	69,98

STAVCE
od 40²⁷


Obj. kód	Popis	Cena €
E3 A76/8	Stavce, 3 ks	50,44
E3 A76/9	Stavce, 2 ks	40,27

KOLENO
96⁹⁶


Obj. kód	Cena €
E3 A82	96,96

SRDCE

81³²

Obj. kód	Cena €
E3 G08	81,32

CHRBTICA

- držiak na zavesenie chrbtice je nutné objednať zvlášť

148¹⁸


Obj. kód	Popis	Cena €
E3 A58/1	Chrbtica	148,18
E3 A59/8	Držiak pre chrbticu	60,60

THE SMART KETTLE

Rýchlovarná kanvica s nastavením teploty

- objem 1,7 l
- otočná základňa o 360°
- obojstranný vodoznak
- vyberateľný filter
- podsvietené tlačidlá ovládacieho panela
- ergonomicky tvarovaná rukoväť
- nastavenie teplôt: 80, 85, 90, 95 a 100 °C
- funkcie pre udržanie nastavenej teploty po dobu 20 minút
- zvuková signalizácia dosiahnutie nastavenej teploty/varu
- automatické vypnutie
- ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody
- príkon: 2200 W
- rozmery: 22,2 x 19 x 24,8 cm

117²⁵


Obj. kód	Cena €
SKE825BSS	117,25

THE TEA MAKER

Automatický čajník

1. Do kanvice nalejete vodu (max. 1,2 l).
2. Na nerezové sitko položíte sypaný čaj alebo čaj v sáčku.
3. Nastavíte program pre správnu teplotu lúhovania čaju (zelený, čierny, biely ...).
4. Nastavíte požadovanú intenzitu čajového výluhu (silný, stredný, slabý).
5. Nastavíte čas, v ktorom má byť čaj hotový.

A odídete domov ...

Pred Vaším príchodom do ambulancie prístroj automaticky ohreje vodu na správnu teplotu podľa typu čaju, sitko s čajom zide dole a vyjde hore cez ohriatu vodu, čaj sa tak správne vylúhuje. Nakoniec sitko zastaví hore, aby čaj nebol ponorený vo vode a ďalej sa nelúhoval.

Po príchode do ambulancie máte správne vylúhovaný a temperovaný čaj k okamžitému použitiu.

234⁵⁴


Obj. kód	Cena €
BTM800	234,54

VARNÁ KANVICA KE 411

- Nová varná kanvica Catler KE 411 ponúka nielen vysoký výkon, ktorý vodu ohreje bleskovo, ale aj krásny sklenený dizajn s modrým podsvietením. Vďaka LED podsvieteniu si užijete podmanivú krásu vriacej vody.
- Kanvica je vybavená ochranou proti prehriatiu. Kvalitné bezpečnostné sklo v kombinácii s nerezom skrášli každú kuchynskú linku. S kapacitou 1 liter šetríte čas aj energiu, ohrievate len toľko vody, koľko potrebujete. V tom vám pomôže aj dobre viditeľný vodoznak.
- objem 1 l
- modré ľad svetlo zabudované v tele kanvice
- výklopné veko, ľahké otváranie veka stlačením tlačidla
- skryté nerezové výhrevné teleso
- ochrana proti vyvareniu a prehriatiu
- pri vare sa automaticky vypne
- ukazovateľ hladiny vody
- konektor strix
- príkon 2200 W

34⁸⁰


Obj. kód	Cena €
KE 411	34,80

RÝCHLOVARNÁ TERMOKANVICA KE 8120

Rýchlovarná kanvica Catler KE 8120 s reguláciou teploty prináša inteligentné riešenie do každodenného varenia vody. Je to kanvica a termoska zároveň. Elektrická kanvica vodu rýchlo uvarí a termoska ju vďaka vrstve vákuu medzi plášťami uchová horúcou až niekoľko hodín. Nevarte zbytočne litre vody, šetríte čas aj životné prostredie. Voda zostane dostatočne horúca s minimom energie na dohriatie. Požadovanú teplotu vody navolíte na prehľadnom dotykovom paneli. Kanvica pracuje ticho a maximálne bezpečne - steny sú chladné aj pri vare a vďaka zámku veka jej obsah pri prevrhnutí nevytečie. Kanvica uchová vodu horúcu aj studenú až niekoľko hodín.

- objem 1,5 l
- dotykový panel s voľbou
- teploty od 40 do 100 °C
- robustný vonkajší aj vnútorný plášť z nerezovej ocele
- ovládací panel s nastavením teploty
- maximálne bezpečná
- zámok veka proti obareniu
- kvalitné nerez zvonku aj zvnútra
- anti-drip hubica
- 360° základňa strix
- automatické vypnutie
- svetelný spínač
- príkon 1500 W - 1800 W
- dĺžka prívodného kábla 70 cm
- výška podstavca 3 cm
- rozmery (VxŠxH) 28 x 15 x 22 cm

73⁸⁵


Obj. kód	Cena €
KE 8120	73,85

BUDÚCNOSŤ FONENDOSKOPOV

- až 40násobné zosilnenie zvukov
- 8násobné potlačenie okolitého hluku
- fonokardiogram a 3kanálové EKG v mobilnej aplikácii
- až 60 hodín prevádzky na jedno nabitie
- srdcové šelesty sú dobre počuteľné aj v hlučnom prostredí
- rýchlejšie a častejšie odhalenie srdcových ochorení



Auskultovať je možné aj bez pripojenej lýry pomocou mobilu a slúchadiel

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.harmed.sk



*Reproduktory integrované
v lýre v blízkosti ušných olíviek*

Potlačenie
okolitého hluku
Zosilnenie
zvukov až 40násobné



Farebný displej



3kanálové EKG
dostupné cez aplikáciu



Napájanie cez USB-C
až 60 hodín prevádzky