

EPIGLU® SINGLE
Najrýchlejšie uzavretie malej rany!
• podrobnosti na strane 12

DARČEK



EPIGLU® SINGLE za 0,10 € ku každej objednávke nad 159,- €!

Objednávajte:
www.harrmed.sk
02/3241 0603
info@harrmed.sk

Ceny a akcie platia od 1.9.2026 do 27.9.2026.

AMBULANT KLASIK

Bezortuťový manuálny tlakomer na profesionálne použitie

- klasický spôsob auskultačného merania bez použitia ortuti
- automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- dobre čitateľný displej s možnosťou nastavenia polohy
- rozsah merania tlaku 0–300 mmHg
- presnosť merania ± 3 mmHg
- rozsah tepovej frekvencie 40–180 pulzov/min
- manžeta pre dospelých 22–32 cm
- vymeniteľné manžety pre rôzne typy pacientov
- jednoduché čistenie a dezinfekcia
- praktická rukoväť na jednoduché prenášanie
- napájanie 2x AA batériami
- výdrž približne 2000 meraní
- hmotnosť 520 g
- rozmery 98 x 67 x 324 mm
- vhodný pre ambulancie, ordinácie a zdravotnícke zariadenia

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta pre dospelých na obvod ramena 22 až 32 cm a batérie.

Obj. kód	Cena €	-15 % €
UM-102A	147,42	125,31

125³¹

ZĽAVA
15%



ODPORÚČANÝ BRITSKOU
SPOLOČNOSŤOU PRE
HYPERTENZIU

AMBULANT PLUS

Bezortuťový manuálny tlakomer na profesionálne použitie

- klasický spôsob merania krvného tlaku bez použitia ortuti
- automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- dobre čitateľný displej s možnosťou nastavenia polohy
- praktický držiak a priestor na uloženie manžety
- možnosť pripojenia na pojazdný stojan
- rukoväť na jednoduché prenášanie
- vymeniteľné manžety podľa veľkosti ramena pacienta
- ľahko umývateľné vyhotovenie
- rozsah merania tlaku 0–300 mmHg
- presnosť merania ± 3 mmHg
- rozsah tepovej frekvencie 40–180 pulzov/min
- manžeta pre dospelých 22–32 cm
- napájanie 2x AA batériami
- výdrž približne 2000 meraní
- hmotnosť 540 g
- rozmery 98 x 326 x 202 mm
- vhodný pre ordinácie, ambulancie a zdravotnícke pracoviská

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta pre dospelých na obvod ramena 22 až 32 cm a batérie.

145³⁰

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
UM-102B	Ambulant Plus, manžeta pre dospelých, 22 - 32 cm	181,63	145,30
UM-ST001	Pojazdný stojan	225,56	180,45



ZĽAVA
20%

ODPORÚČANÝ BRITSKOU
SPOLOČNOSŤOU PRE
HYPERTENZIU



AMBULANT PROFI

Profesionálny bezortuťový tlakomer pre ambulancie a nemocnice

- možnosť manuálneho aj automatického merania krvného tlaku
- auskultačná aj oscilometrická metóda merania
- dobre čitateľný podsvietený displej
- automatické zobrazenie tepovej frekvencie
- upozornenie na nepravdivý pulz
- zobrazenie teploty miestnosti
- možnosť nastavenia tlaku manžety a rýchlosti vypúšťania
- rozsah merania tlaku 0–299 mmHg
- rozsah tepovej frekvencie 40–200 pulzov/min
- presnosť merania ± 3 mmHg
- manžeta pre dospelých 22–32 cm
- napájanie akumulátorom
- výdrž približne 300 meraní na jedno nabitie
- hmotnosť 550 g
- rozmery 120 x 200 x 140 mm

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta pre dospelých 22-32 cm, akumulátor a sieťový adaptér.

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
UM-211	Ambulant Profi, manžeta pre dospelých, 22 - 32 cm	391,98	333,18
CUF-KS-A	Manžeta pre dospelých, 22-32 cm	37,59	31,95
CUF-KS-LA	Manžeta pre veľkých dospelých, 31-45 cm	41,82	35,55
CUF-KS-LL	Manžeta pre obéznych, 41-50 cm	46,46	39,49
CUF-KS-SA	Manžeta pre malých dospelých a deti, 16-24 cm	37,59	31,95
CUF-KS-SS	Manžeta pre deti, 12-17 cm	37,59	31,95

333¹⁸



SCHVÁLENÝ BRITSKOU
SPOLOČNOSŤOU PRE
HYPERTENZIU

ZĽAVA
15%

HBP 1120

Ambulantný tlakomer na profesionálne použitie

- vhodný pre dospelých aj deti od 3 rokov
- auskultačné aj oscilometrické meranie
- 2 režimy merania
- veľký dobre čitateľný displej
- indikácia arytmií
- nárazuvzdorné vyhotovenie vhodné na každodennú prevádzku
- vhodný pre praktických lekárov, pediatrické ambulancie a odborné ordinácie
- presnosť merania ± 3 mmHg
- napájanie batériami alebo sieťovým adaptérom
- hmotnosť približne 510 g
- rozmery približne 130 x 170 x 120 mm

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta M a sieťový adaptér.

OMRON

ZĽAVA
10%

262³¹



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
HEM-1120	Tlakomer HBP 1120	291,45	262,31
HEM-GS2-SS	Manžeta XS, 12-17 cm, šírka 7 cm, dĺžka 1 m	47,31	42,58
HEM-GS2-S	Manžeta S, 17-22 cm, šírka 10 cm, dĺžka 1 m	50,26	45,23
HEM-GS2-M	Manžeta M, 22-32 cm, šírka 14 cm, dĺžka 1 m	54,49	49,04
HEM-GS2-L	Manžeta L, 32-42 cm, šírka 17 cm, dĺžka 1 m	67,16	60,44
HEM-GS2-XL	Manžeta XL, 42-50 cm, šírka 20 cm, dĺžka 1 m	100,95	90,86

TLAKOMER S EKG

- kombinuje meranie krvného tlaku a jednonábové EKG
- umožňuje súčasné sledovanie krvného tlaku a srdcového rytmu
- Bluetooth pripojenie k mobilnému telefónu
- kompatibilný s aplikáciou Omron connect
- aplikácia umožňuje zobrazenie, ukladanie a ďalšie vyhodnotenie výsledkov
- vhodný na domáce aj ambulantné použitie
- mäkká manžeta pre obvod ramena 22 až 42 cm
- presnosť merania ± 3 mmHg
- hmotnosť 550 g
- rozmery 232 x 98 x 123 mm

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta L, 4 batérie AA a cestovné puzdro.

OMRON

ZĽAVA
10%

188¹⁷



Obj. kód	Cena €	-10 % €
HEM-1430	209,08	188,17

HBP 1320

Profesionálny ambulantný tlakomer

- pre dospelých aj deti od 3 rokov
- auskultačné aj oscilometrické meranie
- 2 režimy merania
- štyri rozsahy natlakovania pri oscilometrickej metóde
- indikácia arytmií
- veľký dobre čitateľný displej
- kompatibilný s viacerými veľkosťami manžiet
- integrovaná rukoväť na jednoduché prenášanie
- vhodný pre ambulancie, nemocničné oddelenia a ďalšie zdravotnícke zariadenia
- presnosť merania ± 3 mmHg
- napájanie akumulátorom
- hmotnosť približne 620 g
- rozmery 123 x 201 x 99 mm

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta M, manžeta L, akumulátor a sieťový adaptér.

ZĽAVA
10%

375⁹⁷



OMRON

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
HEM-1320	Tlakomer HBP 1320	417,74	375,97
HEM-GS2-SS	Manžeta XS, 12-17 cm, šírka 7 cm, dĺžka 1 m	47,31	42,58
HEM-GS2-S	Manžeta S, 17-22 cm, šírka 10 cm, dĺžka 1 m	50,26	45,23
HEM-GS2-M	Manžeta M, 22-32 cm, šírka 14 cm, dĺžka 1 m	54,49	49,04
HEM-GS2-L	Manžeta L, 32-42 cm, šírka 17 cm, dĺžka 1 m	67,16	60,44
HEM-GS2-XL	Manžeta XL, 42-50 cm, šírka 20 cm, dĺžka 1 m	100,95	90,86

ZÁPÄSTNÝ BEZHLUČNÝ TLAKOMER

- zápästný tlakomer na meranie krvného tlaku vo dne aj v noci
- umožňuje automatické meranie počas spánku
- vykonáva tri automatické nočné merania
- tichý kompresor na minimálne rušenie počas spánku
- Bluetooth pripojenie k mobilnému telefónu
- kompatibilný s aplikáciou Omron connect pre Android a iOS
- vhodný na dlhodobé domáce sledovanie krvného tlaku
- pre obvod zápästia 13,5 až 21,5 cm
- presnosť merania ± 3 mmHg
- hmotnosť 110 g
- rozmery 101 x 55 x 17 mm

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta, 2 ks batérií typu AAA a cestovné puzdro.

ZĽAVA
10%

223⁹¹



OMRON

Obj. kód	Cena €	-10 % €
HEM-1530	248,79	223,91

DURASHOCK®

Mechanický aneroidný tlakomer

- nárazuvzdorné vyhotovenie vhodné do ordinácie aj terénu
- odolnosť proti pádu z výšky približne 75 cm bez potreby novej kalibrácie
- ľahký a jednoducho prenosný manometer
- veľká a dobre čitateľná stupnica
- rozsah stupnice do 300 mmHg
- presnosť ± 3 mmHg
- konektor na rýchlu výmenu manžiet
- odolný balónik na rýchle nafukovanie
- hmotnosť manometra približne 60 g

Súčasťou dodávky je manžeta pre dospelých a puzdro.

102²⁶

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Cena €	-10 % €
E3 D55401189CB	113,62	102,26

BABYPRESS

Lekársky ambulantný tlakomer na meranie tlaku detí a dojčiat

- veselý dizajn manžiet
- rozsah merania do 300 mmHg, presnosť ± 3 mmHg
- súčasťou dodávky sú dve manžety, pre deti a pre dojčatá

49⁶⁷

ZĽAVA
30%



Obj. kód	Cena €	-30 % €
E3 1090K-SET	70,96	49,67

OMRON M6

Automatický digitálny tlakomer

- veľký displej, ktorý prehľadne zobrazuje systolický a diastolický tlak a pulz a upozorňuje na prípadné arytmie pacienta
- tuhá predĺžená manžeta na meranie dospelých a obéznych pacientov
- k tomuto tlakomeru nemožno pripojiť mäkkú manžetu ani manžetu na meranie detí
- sieťový adaptér

OMRON

ZĽAVA
10%

98⁴⁶

SIETOVÝ ADAPTÉR ZDARMA



Obj. kód	Cena €	-10 % €
HEM-M6 AC	109,40	98,46

OMRON 907

Profesionálny automatický tlakomer na ambulantnú prevádzku

- rýchle a presné meranie krvného tlaku
- oscilometrické aj auskultačné meranie
- možnosť voľby spôsobu merania podľa konkrétnej situácie
- tichá prevádzka
- rýchle natlakovanie manžety
- vhodný pre praktických lekárov, špecialistov a nemocničnú prevádzku
- napájanie sieťovým adaptérom alebo akumulátorom
- výdrž akumulátora približne 300 meraní na jedno nabitie
- manžeta M

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta M, akumulátor a sieťový adaptér.

OMRON

ZĽAVA
10%

657⁶⁶



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
E3 907	Omron 907, manžeta pre dospelých	730,73	657,66
HEM-nms907	Štandardná manžeta	126,28	113,65
HEM-nmv907	Veľká manžeta	134,73	121,26

BOSOMAN

Mechanický jednoručný ambulantný tlakomer

- dvojitá hadička
- priemer manometra 60 mm
- ochrana proti nárazu
- súčasťou dodávky je manžeta pre dospelých

ZĽAVA
15%

72⁹⁰



Obj. kód	Cena €	-15 % €
E3 0101	85,76	72,90

PROFIKUS PAŽNÝ

- ovládanie jedným tlačidlom
- najnovšia 3. generácia plne automatickej technológie merania
- manžeta bez latexu a kovu pre obvod ramena od 23 do 37 cm
- skríningový indikátor arytmie AFib+
- funkcia pamäte na 60 meraní – na zaznamenávanie trendov
- klinicky overený protokolom BHS – A/A
- napájanie 4 batériami AAA
- možnosť pripojenia sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky)

Tlakomer je klinicky overený podľa odporúčaní svetovo uznávanej Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESH), takže používateľ môže mať úplnú dôveru v namerané údaje.

ZĽAVA
20%

SCHVÁLENÝ BRITSKOU
SPOLOČNOSŤOU PRE HYPERTENZIU



40²¹

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
UA-651SLPLUS	Pažný tlakomer Profikus s manžetou	50,26	40,21
TB-233BF-EC	Sieťový adaptér pre pažný tlakomer Profikus	13,41	10,73

BOSOMED

Mechanický jednoručný ambulantný tlakomer

- dvojité hadička
- priemer manometra 60 mm
- ochrana proti nárazu
- súčasťou dodávky je manžeta pre dospelých s integrovaným fonendoskopom

ZĽAVA
20%



76⁰³

Obj. kód	Cena €	-20 % €
E3 04	95,04	76,03

OMRON M2

Automatický tlakomer na meranie krvného tlaku na ramene

- klinicky overená presnosť
- mäkká široká manžeta EASY-L pre obvod ramena 22-42 cm
- technológia Intellisense na rýchle a presné meranie
- dvojité meranie pri nafukovaní aj vyfukovaní
- indikácia vysokého krvného tlaku nad 135/85 mmHg
- indikácia správneho utiahnutia manžety
- indikácia nevhodného pohybu počas merania
- indikácia arytmie
- prehľadný 3-riadkový displej
- pamäť na 30 meraní pre 1 používateľa
- rozsah merania tlaku SYS 60-260 mmHg a DIA 40-215 mmHg
- rozsah pulzu 40-180/min
- presnosť tlaku ± 3 mmHg
- presnosť pulzu ± 5 %
- napájanie 4x AA batériami alebo sieťovým adaptérom
- výdrž približne 900 meraní
- rozmery 98 x 79 x 138 mm
- hmotnosť prístroja 260 g bez batérií

Súčasťou dodávky je prístroj, manžeta EASY-L, 4x AA batérie, sieťový adaptér a návod na použitie.

OMRON



SIEŤOVÝ ADAPTÉR ZDARMA

75⁶⁵

NOVINKA

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
HEM-M2+AC	Omron M2, mäkká manžeta pre dospelých a obéznych	84,06	75,65
HEM-EASY CH	Detická manžeta, iba pre nový tlakomer M2	51,96	46,76

KARDIAMOBILE 6L

AliveCor KardiaMobile 6L je prenosný 6-zvodový EKG monitor určený na ambulantné a domáce epizodické zaznamenávanie porúch srdcového rytmu. Lekár môže prístroj krátkodobo zapožičať pacientovi, ktorý si pri ťažkostiach doma robí 30-sekundové záznamy; výsledky sú dostupné v aplikácii Kardia na následné odborné vyhodnotenie.

Výhody v praxi

KardiaMobile 6L je vhodný v situáciách, keď je potrebné zachytiť intermitentné arytmie mimo ambulancie, najmä pri palpitáciách alebo podozrení na paroxyzmálnu fibriláciu predsiení. Pacient môže záznam urobiť priamo v okamihu príznakov, čo výrazne zvyšuje šancu zdokumentovať relevantný rytmus v porovnaní s jednorazovým EKG v ambulancii. Záznamy EKG (vrátane krivky a automatickej interpretácie) možno ukladať, exportovať a odosielať e-mailom, takže sa dajú jednoducho zaradiť do bežného ambulantného pracovného postupu bez potreby špeciálneho prístrojového vybavenia. Šesťzvodové EKG poskytuje na posúdenie arytmií viac informácií než bežné jednovzdové osobné záznamníky, pričom si zachováva jednoduché ovládanie pre pacienta.

Hlavné vlastnosti

Prístroj využíva tri elektródy: dve na hornej strane pre obe ruky a jednu na spodnej strane na kontakt s ľavou dolnou končatinou. Umožňuje zaznamenať buď jednovzdové EKG (zvod I), alebo 6-zvodové EKG zodpovedajúce zvodom I, II, III, aVR, aVL a aVF. Počas jedného 30-sekundového merania vytvorí EKG medicínskej kvality, ktoré sa bezdrôtovo (Bluetooth) odošle do smartfónu alebo tabletu s aplikáciou Kardia. Po zázname systém vykoná algoritmickejšiu analýzu KardiaAI/Instant Analysis a klasifikuje rytmus ako normálny sínusový rytmus, možnú fibriláciu predsiení, bradykardiu, tachykardiu, nezariadený, nečitateľný alebo bez analýzy (príliš krátky záznam). Automatická interpretácia slúži ako podpora – podľa návodu musí byť vždy doplnená klinickým posúdením zdravotníckym pracovníkom.


Určenie a použitie

KardiaMobile 6L je určený pre zdravotníckych pracovníkov, pacientov so známym alebo suspektným srdcovým ochorením a osoby, ktoré majú záujem sledovať svoj srdcový rytmus; prístroj nie je určený pre pediatrických pacientov. V ambulantnej praxi sa uplatní ako epizodický záznamník porúch rytmu, ktorý možno pacientovi krátkodobo zapožičať na dokumentovanie palpitácií alebo iných ťažkostí v domácom prostredí. Záznam sa vykonáva v sede alebo v pokoji, jednovzdovovo jednoduchým priložením prstov oboch rúk na horné elektródy alebo 6-zvodovo kombináciou horných elektród a kontaktu spodnej elektródy s holou pokožkou ľavej nohy (koleno alebo vnútorný členok). Prístroj nie je určený na detekciu infarktu myokardu a nemá sa používať u pacientov s kardiostimulátorom, ICD ani iným implantovateľným elektronickým systémom.

Technické parametre

KardiaMobile 6L je osobný monitor EKG s tromi elektródami, napájaný vymeniteľnou gombíkovou batériou CR2016 spĺňajúcou IEC 60086-4. Záznam EKG štandardne trvá 30 sekúnd, počas merania sa v aplikácii v reálnom čase zobrazuje srdcová frekvencia vypočítaná z R–R intervalov. Prístroj pracuje v teplotnom rozsahu +10 až +45 °C a relatívnej vlhkosti 10–95 % (nekondenzujúcej); skladovacia teplota je 0 až +40 °C. Predpokladaná životnosť zariadenia je 2 roky, stupeň krytia IP22, prístroj je klasifikovaný ako zariadenie s príloženými časťami typu CF a je testovaný podľa IEC 60601-1-2 na elektromagnetickú kompatibilitu. Klinická štúdia preukázala, že 6-zvodové EKG z KardiaMobile 6L je kvalitatívne ekvivalentné zodpovedajúcim zvodom štandardného 12-zvodového EKG na účely hodnotenia arytmií (minimálna korelácia zvodov I a II 0,96, maximálna RMS odchýlka 47 µV, bez zaznamenaných nežiaducich udalostí).

NOVINKA



234"



Obj. kód	Cena €
AC019	234,19

LITTMANN® CLASSIC III**Najnovší fonendoskop Littmann®**

- membrána na oboch stranách
- vhodný na auskultáciu dospelých aj detí
- malú membránu možno odňať a vytvoriť tak klasický lievik
- nový typ hadičiek s dlhou životnosťou
- hadičky odolné voči dezinfekčným roztokom
- olivky z príjemného materiálu netlačia v ušiach
- celková dĺžka 69 cm
- priemer veľkej membrány 4,3 cm
- priemer malej membrány 3,3 cm
- hmotnosť 150 g

Farby fonendoskopov si môžete
pozrieť na www.harrmed.sk.



od 133³⁶

ZĽAVA
10%



3M

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
G5 5633	Farba perleťová	155,61	140,05
G5 5809	Farba čokoládová	155,61	140,05
G5 5835	Farba tyrkysová	155,61	140,05
G5 5875	Farba limetková	155,61	140,05
G5 5620	Farba čierna	148,18	133,36
G5 5622	Farba námornícka	148,18	133,36
G5 5627	Farba vínová	148,18	133,36
G5 5839	Farba citrónová	148,18	133,36
G5 5621	Farba sivá	148,18	133,36
G5 5623	Farba karibská modrá	148,18	133,36
G5 5831	Farba slivková	148,18	133,36
G5 5630	Farba nebeská	148,18	133,36

LITTMANN® CARDIOLOGY IV**Nový fonendoskop Littmann® so špeciálnou hrudnou koncovkou**

Na oboch stranách koncovky je jednodielna membrána pre čo najlepší poslech detí aj dospelých, s vynikajúcim prenosom tónov vysokých aj nízkych frekvencií. Dvojitá hadička vedie zvuky nezávisle do oboch uší, čo umožňuje prakticky stereofónny poslech; systém eliminuje rušivé zvuky z okolia. Mäkké olivky dobre sedia v ušiach a netlačia. Dvojitú pružinu možno individuálne prispôsobiť podľa veľkosti hlavy. Hadičky sú zo špeciálneho, moderného materiálu, ktorý neobsahuje latex a je odolný voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
G5 6152	Farba čierna	282,88	254,59
G5 6154	Farba námornícka modrá	282,88	254,59
G5 6155	Farba poľovnícka zelená	282,88	254,59
G5 6156	Farba slivková	282,88	254,59
G5 6158	Farba malinová	282,88	254,59



3M

254⁵⁹



ADSCOPE CLASSIC

Profesionálny obojstranný fonendoskop pre dospelých aj deti


- univerzálne použitie v bežnej klinickej praxi
- hrudná koncovka z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele
- technológia AFD na kvalitný poslech vysokých aj nízkych frekvencií
- pediatrickú membránu možno odňať a vytvoriť klasický zvon
- nechladiivé okraje pre vyšší komfort pacienta
- mäkké silikónové olivky na pohodlné nosenie a dobré akustické utesnenie
- priemer membrány pre dospelých 4,45 cm
- priemer pediatrickej membrány 3,5 cm
- priemer zvona 3,5 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm
- celková dĺžka približne 76-79 cm
- hmotnosť hrudnej koncovky 95,4 g
- vhodný pre praktických lekárov, internistov, pediatrov a ďalších špecialistov

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
AD-608R	Farba červená	105,17	89,39
AD-608TL	Farba zelenomodrá	105,17	89,39
AD-608TQ	Farba tyrkysová	105,17	89,39
AD-608V	Farba indigová	105,17	89,39
AD-608BD	Farba vínová	105,17	89,39
AD-608FV	Farba ametystová	105,17	89,39
AD-608FRB	Farba zařirový ľad	105,17	89,39
AD-608G	Farba sivá	105,17	89,39
AD-608PBCA	Farba metalická ruřová	105,17	89,39
AD-608O	Farba pomarančová	105,17	89,39
AD-608BK	Farba čierna	105,17	89,39
AD-608FG	Farba diamantová	105,17	89,39
AD-608P	Farba ruřová	105,17	89,39
AD-608FL	Farba kriřtáľová ruřa	105,17	89,39
AD-608FS	Farba morské sklo	105,17	89,39
AD-608N	Farba námornícka	105,17	89,39
AD-608RB	Farba modrá	105,17	89,39
AD-608MRS	Farba metalická malinová	105,17	89,39
AD-608DG	Farba zelená	105,17	89,39
AD-608MCA	Farba metalická karibská	105,17	89,39
AD-608MG	Farba metalická sivá	105,17	89,39
AD-608MCB	Farba metalická nebeská	105,17	89,39
AD-608LV	Farba levanduľová	105,17	89,39

89³⁹



ZĽAVA
15%



QR kód: prezentácia nových farieb



ADSCOPE CARDIO/PEDIATRIC

Profesionálny konvertibilný fonendoskop pre kardiológiu aj pediatriu

- hrudná koncovka z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele
- technológia AFD na kvalitný poslech vysokých aj nízkych frekvencií
- membrána pre dospelých aj pediatrická membrána
- hlboký zvon na výborný poslech nízkych frekvencií
- nechladiivé okraje membrány a zvona pre vyšší komfort pacienta
- nehrdzavejúca lýra v uhle 15° na pohodlné a presné usadenie
- dvojpriechodová flexibilná hadička bez ťtalátov
- mäkké silikónové olivky pre pohodlie a dobré akustické utesnenie
- priemer membrány pre dospelých 4,45 cm
- priemer pediatrickej membrány 3,5 cm
- priemer zvona 3,8 cm
- celková dĺžka 71 cm
- dĺžka hadičiek 48 cm
- hmotnosť 215 g so zvonom, 237 g s pediatrickou membránou

Súčasťou dodávky je pediatrická membrána, zvon, 2 páry náhradných oliviek a identifikačný štítok.

ZĽAVA
10%

104⁸⁶



Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harrmed.sk

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
AD-601MCA	Farba metalická karibská	116,51	104,86
AD-601ST	Farba taktická	116,51	104,86
AD-601PBCA	Farba metalická ruřová	116,51	104,86
AD-601N	Farba námornícka	116,51	104,86
AD-601MRS	Farba metalická malinová	116,51	104,86
AD-601MG	Farba metalická sivá	116,51	104,86
AD-601MCB	Farba metalická nebeská	116,51	104,86
AD-601DG	Farba tmavozelená	116,51	104,86
AD-601BK	Farba čierna	116,51	104,86
AD-601BD	Farba vínová	116,51	104,86



ADSCOPE CLASSIC SERENITY**Profesionálny obojstranný fonendoskop pre dospelých aj deti**

- univerzálne použitie v bežnej klinickej praxi
- hrudná koncovka z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele
- technológia AFD na kvalitný posluš vysokých aj nízkych frekvencií
- pediatrickú membránu možno odňať a vytvoriť klasický zvon
- nechladiivé okraje pre vyšší komfort pacienta
- mäkké silikónové olivky na pohodlné nosenie a dobré akustické utesnenie
- priemer membrány pre dospelých 4,45 cm
- priemer pediatrickej membrány 3,5 cm
- priemer zvona 3,5 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm
- celková dĺžka približne 76 až 79 cm
- hmotnosť hrudnej koncovky 95,4 g
- vhodný pre praktických lekárov, internistov, pediatrov a ďalších špecialistov

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
AD-608HPST	Farba čierne šťastie	116,90	99,37
AD-608SN	Farba hviezdna noc	116,90	99,37
AD-608ZBST	Farba čierna zebra	116,90	99,37
AD-608ZB	Farba zebra	116,90	99,37
AD-608WO	Farba prales	116,90	99,37
AD-608WF	Farba zimné kvety	116,90	99,37
AD-608WD	Farba Woodstock	116,90	99,37
AD-608SUST	Farba čierny surfing	116,90	99,37
AD-608SU	Farba surfing	116,90	99,37
AD-608ST	Farba taktická	116,90	99,37
AD-608SE	Farba upokojenie	116,90	99,37
AD-608RGW	Farba zlatá/biela	116,90	99,37
AD-608RGBK	Farba zlatá/čierna	116,90	99,37
AD-608MR	Farba polnočná ruža	116,90	99,37
AD-608MBK	Farba zrkadlová/čierna	116,90	99,37
AD-608LP	Farba leopardia	116,90	99,37
AD-608IMRS	Farba dúhová/malinová	116,90	99,37
AD-608IMCA	Farba dúhová/karibská	116,90	99,37
AD-608HP	Farba šťastie	116,90	99,37
AD-608HB	Farba hibiscus	116,90	99,37
AD-608FLT	Farba florentská	116,90	99,37
AD-608COP	Farba medená/čierna	116,90	99,37

99³⁷**ZĽAVA
15%**

QR kód: prezentácia nových farieb

ADSCOPE PEDIATRIC**Profesionálny pediatrický fonendoskop**

- určený na auskultáciu detí
 - kombinácia membrány a zvona na posluš rôznych frekvencií
 - hrudná koncovka z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele
 - zvon na nízkofrekvenčné zvuky
 - membrána na vysokofrekvenčný posluš
 - nechladiivé okraje pre vyšší komfort dieťaťa
 - mäkké hadičky bez ftalátov
 - silikónové olivky na pohodlné nosenie a dobré akustické utesnenie
 - priemer zvona 2,85 cm
 - priemer membrány 3,5 cm
 - celková dĺžka 75 cm
 - dĺžka hadičiek 53 cm
 - hmotnosť 131 g
 - vhodný pre pediatrov a detské ambulancie
- Súčasťou dodávky sú 2 páry náhradných oliviek a identifikačný štítok.**

**ZĽAVA
10%**

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
AD-604MRS	Farba metalická malinová	66,08	59,47
AD-604BK	Farba čierna	66,08	59,47
AD-604G	Farba sivá	66,08	59,47
AD-604LB	Farba nebeská	66,08	59,47
AD-604MCA	Farba metalická karibská	66,08	59,47
AD-604P	Farba ružová	66,08	59,47

59⁴⁷**Farby fonendoskopov si môžete
pozrieť na www.harmed.sk**

ADSCOPE

Profesionálny jednostranný fonendoskop na každodennú klinickú prax

- technológia AFD umožňuje posluh vysokých aj nízkych frekvencií podľa prítlaku
- jednoduché použitie bez potreby prepínania medzi dvoma stranami hrudnej koncovky
- vhodný na posluh srdca, pľúc a bežné základné vyšetrenia
- špeciálne tvarovaná hrudná koncovka s nastaviteľnou frekvenčnou charakteristikou
- mäkké silikónové olivky na pohodlné nosenie a dobré akustické utesnenie
- nehrdzavejúca lyra
- ohybné hadičky bez ftalátov
- protichladový krúžok pre vyšší komfort pacienta
- priemer membrány 5,5 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm
- celková dĺžka 76 cm
- hmotnosť hrudnej koncovky 79 g
- celková hmotnosť 152 g
- vhodný pre praktických lekárov, internistov a ďalších ambulantných špecialistov

Súčasťou dodávky sú 2 páry náhradných oliviek a identifikačný štítok.

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
AD-615FV	Farba ametystová	93,44	79,42
AD-615LP	Farba leopardia	93,44	79,42
AD-615MRS	Farba metalická malinová	93,44	79,42
AD-615BK	Farba čierna	93,44	79,42
AD-615BD	Farba bordová	93,44	79,42
AD-615DG	Farba zelená	93,44	79,42
AD-615LB	Farba nebeská	93,44	79,42
AD-615LV	Farba levanduľová	93,44	79,42
AD-615MCA	Farba metalická karibská	93,44	79,42
AD-615R	Farba červená	93,44	79,42
AD-615N	Farba námornícka	93,44	79,42
AD-615O	Farba pomarančová	93,44	79,42
AD-615P	Farba ružová	93,44	79,42
AD-615RB	Farba modrá	93,44	79,42
AD-615TL	Farba zelenomodrá	93,44	79,42
AD-615TQ	Farba tyrkysová	93,44	79,42
AD-615V	Farba indigová	93,44	79,42
AD-615ST	Farba taktická	93,44	79,42
AD-615MG	Farba metalická sivá	93,44	79,42
AD-615MCB	Farba metalická nebeská	93,44	79,42
AD-615G	Farba sivá	93,44	79,42
AD-615FG	Farba diamantová	93,44	79,42



ZĽAVA
15%

Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harrmed.sk

79⁴²



ADSCOPE INFANT

Profesionálny novorodenecký fonendoskop

- určený na auskultáciu novorodencov a najmenších detí
- hrudná koncovka z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele
- zvon s priemerom 2,2 cm na nízke frekvencie
- membrána s priemerom 2,85 cm na vysoké frekvencie
- nechladivé okraje zvona a membrány pre vyšší komfort pacienta
- mäkké a flexibilné hadičky bez ftalátov
- nehrdzavejúca lyra upevnená v uhle 15°
- silikónové olivky na pohodlné nosenie a dobré akustické utesnenie
- celková hmotnosť 117 g
- hmotnosť hrudnej koncovky 42,5 g
- celková dĺžka 75 cm
- dĺžka hadičiek 53 cm

Súčasťou dodávky sú 2 páry náhradných oliviek a identifikačný štítok.



Farby fonendoskopov si môžete pozrieť na www.harrmed.sk

ZĽAVA
10%

55⁹⁴




Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
AD-605LB	Farba nebeská	62,16	55,94
AD-605BK	Farba čierna	62,16	55,94
AD-605G	Farba sivá	62,16	55,94
AD-605MCA	Farba metalická karibská	62,16	55,94
AD-605MRS	Farba metalická malinová	62,16	55,94
AD-605P	Farba ružová	62,16	55,94

CLASSIC

Profesionálny lekársky fonendoskop

- membrána s priemerom 43,3 mm
- súčasťou dodávky je náhradná membrána a olivky

51⁴⁵



ZĽAVA
30%

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
G5 1300	Farba čierna	73,50	51,45
G5 1301	Farba červená	73,50	51,45
G5 1302	Farba modrá	73,50	51,45

DUAL

Profesionálny kardiologický fonendoskop

- otočná koncovka
- membrána s priemerom 43,3 mm, lieviek s priemerom 36 mm
- veľmi mäkké olivky
- súčasťou dodávky je náhradná membrána a olivky

ZĽAVA
35%

56⁶⁷



Obj. kód	Popis	Cena €	-35 % €
G5 1201	Farba čierna	87,19	56,67
G5 1202	Farba červená	87,19	56,67

NURSE

Fonendoskop s jednou hadičkou a pružinou

- vhodný na meranie krvného tlaku
- plochá membrána
- skrutkovacie olivky
- priemer hrudnej koncovky 45 mm
- neobsahuje latex ani nikel



ZĽAVA
30%

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
G5 0084	Farba modrá	15,99	11,19
G5 0040	Farba oranžová	15,99	11,19
G5 007	Farba červená	15,99	11,19
G5 008	Farba čierna	15,99	11,19
G5 00811	Farba biela	15,99	11,19
G5 00812	Farba žltá	15,99	11,19
G5 00813	Farba sivá	15,99	11,19
G5 0085	Farba zelená	15,99	11,19
G5 0088	Farba ružová	15,99	11,19

11¹⁹



RAPPAPORT

Klasický lekársky fonendoskop s dvojitou hadičkou

- univerzálna otočná koncovka
- membrána s priemerom 45 mm
- lieviek s priemerom 35 mm



24⁴⁵

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
G5 0010	Farba červená	27,17	24,45
G5 001	Farba čierna	27,17	24,45
G5 0011	Farba modrá	27,17	24,45
G5 0012	Farba zelená	27,17	24,45
G5 0014	Farba sivá	27,17	24,45



EPIGLU®

Lepidlo na rýchle ošetrenie rán

Tkanivé lepidlo rýchlo zlepiť reznú alebo tržno-pomliaždenú ranu až do dĺžky 10 cm. Rana je chránená pred infekciou, odpadá bolestivé šitie rany, kozmetický efekt je veľmi priaznivý a na rane nie sú viditeľné stehy. Lepidlo je vhodné na ošetrenie čerstvých, nezapálených kožných rán. Podkožné šitie nemožno lepidlom nahradiť. **Epiglu®** sa dodáva aj **v tubách na opakované použitie**. Ošetrenie jednej rany opakovanou použitelnou lepidlom je cenovo výhodné.



Čerstvá hlbšia rana na hornej pere (štvorročné dieťa)



Okraje rany sú adaptované a zlepené k sebe lepidlom Epiglu®



Zahojená rana po 11 dňoch

Obj. kód	Popis	Cena €
EPIGLUSD	1 dávka, 0,3 g	12,21
EPIGLU1P	1 tuba s 3 g	168,53
EPIGLU2P	2 tuby po 3 g	210,35
EPIGLU4P	4 tuby po 3 g	337,49

od 12²¹



PRIEBOJNÍK STIEFEL®

Ostré, jednotlivito sterilné balené punch biopsie na získanie kožných vzoriek. Vynikajúci výbrus, originál Stiefel®.

9¹¹

Obj. kód	Popis	Cena €
I4 1002	Priemer 2,0 mm	9,11
I4 1003	Priemer 3,0 mm	9,11
I4 10035	Priemer 3,5 mm	9,11
I4 1004	Priemer 4,0 mm	9,11
I4 1005	Priemer 5,0 mm	9,11
I4 1006	Priemer 6,0 mm	9,11
I4 1008	Priemer 8,0 mm	9,11



KYRETA STIEFEL®

Sterilná precízna kyreta s extrémne ostrými reznými hranami. Ergonomická rukoväť, originál Stiefel®.

12¹⁶

Obj. kód	Popis	Cena €
I4 5004	Priemer 4,0 mm	12,16
I4 5007	Priemer 7,0 mm	12,16



DERMAFREEZER

Kryoterapeutická súprava

- na jednoduchú, bezpečnú a účinnú terapiu bradavic a ďalších kožných útvarov u pacientov od 4 rokov
- na terapiu bradavic na nohách a rukách, stareckých a pigmentových škvrn a pod.
- 60 aplikátorov (30 s ostrou špičkou, 30 s oblú špičkou)
- nádoba s chladiacim sprejom, objem 170 ml
- zmes dimetyléru s propánom a izobutánom

86⁵⁰




**ZĽAVA
20%**

Obj. kód	Cena €	-20 % €
H7 80003	108,13	86,50

CAUTERIUS

Súprava obsahuje batériový držiak na 2 AA batérie, 4 nesterilné elektródy (2x typ 30568, 2x typ 30571) a puzdro. Tento kauter sa používa vo všetkých oblastiach medicíny na malé chirurgické zákroky.



**ZĽAVA
20%**

121⁶⁷

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
G-30584	Cauterius, batériový kauter, 4 elektródy	152,09	121,67
G-30568	Elektróda, sterilná	12,12	9,70
G-30571	Elektróda, sterilná	11,73	9,38
G-30570	Elektróda, sterilná, predĺžená, dĺžka 12,5 cm	16,17	12,94
G-30569	Elektróda, sterilná, flexibilná, dĺžka 5 cm	16,17	12,94



CRYOALFA SUPER TRYSKA

Cryoalfa Super s tryskou je kryoterapeutický prístroj na presné ošetrenie kožných lézií pomocou tekutého N₂O. Prístroj využíva ocelové flaštičky s filtrovaným oxidom dusným medicínskej kvality a je určený na ciele ambulantnú kryoterapiu.

Výhody v praxi

Výhodou je presné dávkovanie chladu, jednoduchá manipulácia a možnosť rýchleho použitia bez zložitej prípravy. Prístroj je vhodný tam, kde je potrebné ošetrovať menšie kožné lézie s presným zameraním na konkrétne miesto a s obmedzením zásahu do okolitého tkaniva.

Hlavné vlastnosti

Flaštičku možno odskrutkovať od aplikátora aj počas používania bez potreby vypúšťania plynu. Oxid dusný ochladzuje tkanivo veľmi rýchlo a pri správnej aplikácii umožňuje účinnú kryoterapiu vybraných benígnych kožných lézií. Výrobca uvádza chladiaci výkon 18 W a možnosť použitia jednej 16 g flaštičky na opakované zákroky.

Určenie a použitie

Prístroj je vhodný pre dermatológiu, kozmetickú medicínu a ďalšie odbory, kde sa používa lokálna kryoterapia. Uplatní sa pri ošetrovaní verú, angiómov, hemangiómov, seboroických keratóz a ďalších vybraných benígnych lézií podľa klinického posúdenia.

Technické parametre

Kryoterapeutický prístroj s tryskou. Médium: tekutý N₂O. Ocelová flaštička 16 g. Chladiaci výkon 18 W. Výrobca uvádza ochladenie tkaniva s priemerom 10 mm v hĺbke 3 mm na mínus 40 °C približne počas 12 sekúnd. Súčasťou dodávky je adaptér s tryskou a 1 flaštička so 16 g N₂O.



ZĽAVA
10%

200²¹



QR kód: inštruktážne video

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
CR-S 9.12.07-B	Cryoalfa Super tryska	222,46	200,21
CR-K16	Flaštička so 16 g tekutého N ₂ O	40,21	36,19
CR-K25	Flaštička s 25 g tekutého N ₂ O	52,39	47,15

CRYOALFA SUPER KONTAKT

Cryoalfa Super kontakt je kryoterapeutický prístroj s kontaktným adaptérom určený na presné ošetrenie vybraných kožných zmien pomocou tekutého N₂O. Kontaktný princíp aplikácie je vhodný tam, kde je dôležitý stabilný prenos chladu na presne vymedzenú plochu.

Výhody v praxi

Prístroj umožňuje dobre kontrolovanú kryoterapiu a jednoduchú prácu aj v bežnej ambulantnej prevádzke. Výhodou je presné dávkovanie, jednoduchá obsluha a úsporná prevádzka pri opakovanom použití.

Hlavné vlastnosti


Prístroj používa ocelové flaštičky s filtrovaným oxidom dusným medicínskej kvality a flaštičku možno odskrutkovať bez potreby vypúšťania plynu. Výrobca uvádza rýchle ochladzovanie tkaniva, chladiaci výkon 18 W a možnosť viacerých zákrokov z jednej flaštičky. Kontaktný adaptér s priemerom 5 mm je vhodný na ciele aplikáciu na menšiu plochu.

Určenie a použitie

Cryoalfa Super kontakt je vhodný najmä pre dermatológiu a kozmetickú medicínu pri terapii vybraných kožných zmien. Uplatní sa tam, kde je potrebná presná kontaktná aplikácia chladu na definovanú oblasť.

Technické parametre

Kryoterapeutický prístroj s kontaktným adaptérom. Médium: tekutý N₂O. Ocelová flaštička 16 g. Kontaktný adaptér, priemer 5 mm. Chladiaci výkon 18 W. Súčasťou dodávky je kontaktný adaptér a 1 flaštička so 16 g N₂O.



QR kód: inštruktážne video

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
CR-SK 9.12.07-B	Cryoalfa Super kontakt	222,46	200,21
CR-K16	Flaštička so 16 g tekutého N ₂ O	40,21	36,19
CR-K25	Flaštička s 25 g tekutého N ₂ O	52,39	47,15
CR-CAS-C3	Kontaktný adaptér, priemer 3 mm	233,80	210,42
CR-CAS-C5	Kontaktný adaptér, priemer 5 mm	233,80	210,42
CR-CAS-C7	Kontaktný adaptér, priemer 7 mm	233,80	210,42



200²¹



ZĽAVA
10%

SWANN-MORTON®

Sterilné skalpelové čepele

Najostrejšie čepele na trhu, kvalitná anglická oceľ, jednotlivito sterilne balené. Za objednávaci kód napíšte **namiesto kódu XX číslo čepele**, ktorú požadujete.

- cena za balenie so 100 ks



ZĽAVA
20%

16²⁴



Obj. kód	Cena €	-20 % €
blade-XX	21,05	16,84

DRŽIAKY ČEPELÍ

Kvalitná nehrdzavejúca oceľ, určené na opakované použitie, dodávajú sa **po jednom kuse**, nie sú sterilne balené.

ZĽAVA
10%



7³⁵

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
handle03	Držiak č. 3 pre čepele tvarov 6 až 16	8,17	7,35
handle04	Držiak č. 4 pre čepele tvarov 20 až 24	8,17	7,35

STERILNÉ SKALPELY

Sú jednotlivito balené a určené na jednorazové použitie. Za objednávaci kód skalpelov napíšte **namiesto kódu XX číslo čepele**, ktorú požadujete. K dispozícii sú čísla 6, 10, 10a, 11, 12, 15, 15a, 15c, 20, 21, 22, 22a, 23 a 24.

- cena za balenie s 10 ks



7⁹⁸

ZĽAVA
20%

Obj. kód	Cena €	-20 % €
disposab-XX	9,98	7,98

ODSTRAŇOVAČ STEHOV

Jednotlivito sterilne balený špeciálny skalpel na odstránenie stehov.



0³⁸

ZĽAVA
20%

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
stitch-L	Dlhý	0,48	0,38
stitch-S	Krátky	0,48	0,38

NOBARIGID®

Hliníková polstrovaná dlahá otvorená

Dobre tvarovateľná, ohybná hliníková dlahá je polstrovaná mäkkým materiálom, ktorý bráni poraneniu pokožky pri nasadení dlahy. Okraje dlahy sú voľné. Používa sa na fixáciu poranených prstov.

1⁵⁶



ZĽAVA
30%

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
943350	Veľkosť S	2,23	1,56
943370	Veľkosť M	2,23	1,56
943390	Veľkosť L	2,23	1,56

DERMLITE V

Profesionálny ručný dermatoskop s variabilnou polarizáciou

- objektív s priemerom 32 mm so skutočným 10x zväčšením
 - plynulé prepínanie medzi skríženou, nepolarizovanou a paralelnou polarizáciou
 - UV osvetlenie 365 nm na zobrazenie fluorescenčných štruktúr a kožných infekcií
 - osvetlenie PigmentBoost na lepšiu vizualizáciu pigmentových lézií
 - výkonné LED svetidlo na osvetlenie väčších plôch a ťažšie prístupných miest
 - 9 úrovní polarizácie a jas
 - odnímateľná autoklárovateľná kontaktná doštička s 10mm ryskou
 - univerzálny konektor pre smartfón a tablet
 - nabíjanie v stolnej nabíjacej základni alebo cez USB-C
 - magneticky uchytené nehrdzavejúce pravítko 100 mm
 - rozmery 182 x 58 x 36 mm
 - hmotnosť 285 g
 - vhodný na klinickú dermatoskopiю, sledovanie pigmentových névov, hodnotenie akné a fotodokumentáciu
- Súčasťou dodávky je dermatoskop, stolná nabíjacia základňa, 2m USB-C kábel, okulár, nehrdzavejúce pravítko, kožené a plastové puzdro, konektor pre smartfón, 5 ks IceCap a čistiaca handrička.**



1 627⁷⁵

ZĽAVA
15%



QR kód: prezentačné video



Obj. kód	Cena €	-15 % €
DL5	1 915,00	1 627,75

DERMLITE DL1 BASIC

Malý dermatoskop na mobilnú dermatoskopiю

- určený na jednoduchú dokumentáciu kožných lézií pomocou mobilného telefónu
 - univerzálny adaptér kompatibilný s väčšinou smartfónov
 - vhodný na dermatoskopiю aj fotodokumentáciu
 - rýchle prepojenie s mobilom bez potreby samostatného kamerového systému
 - umožňuje jednoduché ukladanie, zdieľanie a archiváciu snímok
 - vhodný pre dermatológov, praktických lekárov a ďalšie ambulancie
 - možnosť použitia aplikácie DermLite s voliteľnou AI analýzou AIMEE
 - aplikácia AIMEE je certifikovaná podľa EU MDR
 - nabíjanie cez USB
- Súčasťou dodávky je polarizovaný spacer so sklíkom, USB kábel a univerzálny adaptér pre mobilný telefón. Nabíjačka ani telefón nie sú súčasťou dodávky.**



386⁷¹

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Cena €	-10 % €
DL1B	429,68	386,71

BODYMETER

Zvinovací meter

- pripevní sa na stenu do výšky 2,2 m
- rameno metra sa siahne k temenu hlavy pacienta
- v okienku sa odčíta výška
- rozsah merania 0 - 2200 mm
- dieliky po 1 mm
- rozmery 140 x 130 x 35 mm
- hmotnosť 180 g



13⁴

Obj. kód	Cena €
MZ10017	13,64

PERIMETER

Meradlo obvodu sa používa na jednoduché zistenie obvodu končatín, kĺbov, brucha a pod. Po vytiahnutí meradla z puzdra sa stlačí tlačidlo a meradlo sa opäť rýchlo navinie späť do puzdra. Rozsah merania je 50 až 1500 mm, dieliky po 1 mm, rozmery meradla sú 55 x 20 x 80 mm, hmotnosť je 45 g.



7⁶¹

ZĽAVA
25%

Obj. kód	Cena €	-25 % €
MZ10021	10,14	7,61

SCALUS MIDI

Profesionálna ambulantná váha

Váha má certifikát prvotného overenia a je následne metrologicky overiteľná. Vyhlásenie o zhode ako zdravotnícka pomôcka triedy I.

- veľmi široká vážiaca plocha
- veľký LCD displej na midi stĺpiku
- funkcie tara, hold, BMI a matka/dieťa
- prevádzka na batérie alebo sieťový adaptér, adaptér je súčasťou dodávky
- nosnosť 250 kg
- dieliky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozmery 35 x 45 x 27 cm
- rozmery vážiacej plochy 35 x 45 cm
- hmotnosť 7 kg



DO 250 kg



ZĽAVA
10%

436³²

Obj. kód	Cena €	-10 % €
M320000-02	484,80	436,32

PESUS

- ľahký, kompaktný dizajn
- odolná a štýlová sklenená váha
- kapacita 180 kg
- váži od 0,1 kg do 180 kg
- dieliky 0,1 kg
- špičková presnosť váženia

ZĽAVA
25%



26¹⁰

Obj. kód	Cena €	-25 % €
UC-502	34,80	26,10

BABYLA STANDARD

Kompaktná dojčenská váha

- veľká vážiaca plocha
- dobre čitateľný LCD displej, číslice s výškou 30 mm
- funkcia tara
- napájanie batériami alebo sieťovým adaptérom (adaptér je súčasťou dodávky)

Technické vlastnosti:

- nosnosť 20 kg
- dieliky po 5 g
- rozmery 60 x 38 x 8 cm
- rozmery vážiacej plochy: 60 x 28 x 4 cm
- hmotnosť 2,6 kg

Váha nie je metrologicky overiteľná.

91⁹

ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
M1126000	130,98	91,69



DO 20 kg

PROFISCALE

- overiteľná váha podľa zákona o zdravotníckych pomôckach, trieda III
- rozsah merania výškomeru 88 – 200 cm
- funkcia matka/dieťa, dieťa možno vážiť spolu s matkou
- dobre čitateľný displej, číslice 25 mm
- rozmery vážiacej plochy 365 x 360 x 80 mm
- rozsah váženia 250 kg
- dieliky po 0,1 kg
- sieťový adaptér

CERTIFIKÁT PRVOTNÉHO OVERENIA



DO 250 kg

od 492²⁷



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
K8 250100HM	A Váha na statíve, s výškomerom	848,40	763,56
K8 250100PM	Váha na statíve, bez výškomeru	832,77	749,49
K8 MPC250100	B S voľne umiestniteľným displejom na kábli, bez výškomeru	563,00	506,70
K8 MPD250100	C Displej pevne spojený s váhou, bez výškomeru	546,97	492,27

SCALUS MINI

Profesionálna lekárska ambulantná váha

- veľmi široká vážiaca plocha
- veľký LCD displej, integrovaný v základni váhy
- funkcie tara, hold, BMI a matka/dieťa
- prevádzka na batérie
- nosnosť 250 kg
- dieliky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozmery 38 x 30 x 4,4 cm
- rozmery vážiacej plochy 38 x 30 cm

Váha má certifikát prvotného overenia a je následne metrologicky overiteľná. Vyhlásenie o zhode ako zdravotnícka pomôcka triedy I.

DO 250 kg

355³⁹

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
M320000	394,88	355,39

TANITA BD-590

Kompaktná dojčenská váha

- ľahko umývateľná vážiaca plocha (rozmery 580 x 390 mm)
- veľký, dobre čitateľný LCD displej
- jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
- váži do 20 kg (dieliky po 10 g)
- napájanie 4 bežnými tužkovými batériami
- meradlo na meranie dĺžky dojčata

DO 20 kg

117⁹⁶

ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
BD-590	168,51	117,96

SCALUS MAXI

Profesionálna lekárska ambulantná váha

- veľmi široká vážiaca plocha
- veľký LCD displej na maxi stĺpiku
- funkcie tara, hold, BMI a matka/dieťa
- prevádzka na batérie alebo sieťový adaptér, adaptér je súčasťou dodávky
- váha má integrované kolieska, ľahko sa premiestňuje
- nosnosť 250 kg
- dieliky po 50 g do 50 kg, po 100 g nad 50 kg
- rozmery 35 x 45 x 92 cm
- rozmery vážiacej plochy 35 x 45 cm
- hmotnosť 7,7 kg

Váha má certifikát prvotného overenia a je následne metrologicky overiteľná. Vyhlásenie o zhode ako zdravotnícka pomôcka triedy I.

ZĽAVA
10%

513⁷⁴

DO 250 kg

Obj. kód	Cena €	-10 % €
M320000-01	570,82	513,74

OMNILUX

Supervýkonná čelová lampa

Obrovský svetelný výkon (3 W), studené, dokonale biele „slné“ svetlo (pozorované detaily nie sú farebne skreslené), 10 x vyššia svietivosť než pri halogénových čelových lampách.

- nastaviteľné ohnisko a uhol svietenia
- možnosť predsadiť lupu (zväčšenie 1,7x)
- neznížitelné LED diódy (životnosť 100 000 hodín)
- intenzita osvetlenia 50 000 luxov, intenzitu možno regulovať
- napájanie veľmi ľahkým lítiovým akumulátorom (na jedno nabitie svieti 3,5 hodiny, životnosť 800 cyklov)
- mäkký kožený čelový pás (netlačí, je nastaviteľný na rôzne obvody hlavy)
- úplná mobilita (bez batériového boxu, bez káblov)
- ekonomická prevádzka (bez batérií, bez potreby meniť žiarovky)

Súčasť dodávky: lampa, 2 lítiové akumulátory, nabíjačka



**ZĽAVA
20%**

487⁹⁴

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
KS-03	Omnilux	609,92	487,94
KH-1.7	Lupa pre Omnilux, zväčšenie 1,7 x	53,95	43,16

EXAMINUS

Dokonalé vyšetrovacie svetidlo s mimoriadne odolným osvetlením

- životnosť 100 000 hodín (cca 11 rokov)
- jasné biele „slné“ svetlo
- jas svetla 10x vyšší než pri halogénovom osvetlení
- svetlo neobsahuje ultrafialové lúče
- obsahuje akumulátor
- súčasťou dodávky je sieťový adaptér

BATÉRIE ANI ŽIAROVKY SA NEVYMIEŇAJÚ



148⁸⁸

**ZĽAVA
20%**

Obj. kód	Cena €	-20 % €
ST-05-B	186,10	148,88

OMNISCOPE

Otoskop s nezničitelným osvětlením

Osvetľovacie teleso má životnosť 100 000 hodín (cca 11 rokov). Jasné biele „slnéčné“ svetlo, jas svetla 10x vyšší než pri otoskope s halogénovým osvetlením. Svetlo neobsahuje ultrafialové lúče, nedochádza k únave očí lekára. Odolný držiak z ľahkého hliníka používaného pri výrobe lietadiel. Prevádzka na lítiový akumulátor (kapacita 2200 mA), akumulátor má životnosť 800 nabíjajúcich cyklov (nabíja sa 4 hodiny, svieti 3,5 hodiny). Možnosť pripojenia balónika na vykonanie pneumatického testu. Výkyvná lupa (zväčšuje 3x).

Súčasťou dodávky je akumulátor, nabíjací stojan a súprava ušných spekulí rôznych veľkostí (4x 25 ks, 5, 4, 3, 2,5 mm).

ZĽAVA
10%



351⁵¹



Obj. kód	Cena €	-10 % €
SO-ADA-D	390,57	351,51

OMNISCOPE PLUS

Otoskop a hrdloskop s nezničitelným osvetlením

- životnosť 100 000 hodín (cca 11 rokov)
- jasné biele „slnéčné“ svetlo
- jas svetla 10 x vyšší než pri halogénovom osvetlení
- svetlo neobsahuje ultrafialové lúče
- odolné držiaky z ľahkého hliníka
- lítiový akumulátor (kapacita 2200 mA)
- životnosť akumulátora 800 nabíjajúcich cyklov
- možnosť pripojenia balónika na vykonanie pneumatického testu
- výkyvná lupa (zväčšuje 3x)
- 2 akumulátory, nabíjací stojan
- súprava ušných spekulí rôznych veľkostí (4 x 25 ks, 5, 4, 3, 2,5 mm)



Otoskop



Hrdloskop

398⁷⁹

ZĽAVA
25%

Obj. kód	Cena €	-25 % €
SO-ST-ADA-D	531,72	398,79



Nabíjací stojan nabíja iba v jednom slot

OTOPLUS

Otoskop s nezničitelným osvetlením

- životnosť osvetľovacieho telesa 100 000 hodín (cca 11 rokov)
- jasné biele „slnéčné“ svetlo, jas svetla 10 x vyšší než pri otoskope s halogénovým osvetlením
- žiadne ultrafialové lúče, nedochádza k únave očí lekára.
- veľmi ľahký držiak z kvalitného hliníka používaného pri výrobe lietadiel
- prevádzka na lítiový akumulátor (kapacita 2200 mA)
- životnosť akumulátora 800 nabíjajúcich cyklov (nabíja sa 4 hodiny, svieti 3,5 hodiny)
- možnosť pripojenia balónika na vykonanie pneumatického testu
- výkyvná lupa (zväčšuje 3x)
- súčasťou dodávky je sieťový adaptér a 100 ks spekulí rôzneho priemeru



ZĽAVA
10%

280⁸⁰

Obj. kód	Cena €	-10 % €
SO-05-B	312,00	280,80



OTOSKOP EKO

Kompaktný otoskop, osvetlenie pomocou svetlovodných vlákien, vo výhlade neprekáža žiarovka.

- výkyvná lupa
- napájanie 2 batériami AA

Súčasťou dodávky je 10 spekul (2,5 a 4 mm) a nylonové puzdro.



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
I5 6800	Otoskop EKO, farba čierna	62,16	49,73
I5 6800-Blau	Otoskop EKO, farba modrá	62,16	49,73
I5 6800-Burgund	Otoskop EKO, farba vínová	62,16	49,73
I5 6800-Grün	Otoskop EKO, farba zelená	62,16	49,73
I5 6800-Rot	Otoskop EKO, farba červená	62,16	49,73

ZĽAVA
20%

49⁷³



DERMATOSKOP EKO

Výkonný LED dermatoskop s trojnásobným zväčšením a achromatickou optikou na presnú analýzu pokožky.

- robustná rukoväť s batériou
- vyberateľná kontaktná šošovka
- praktické puzdro s pevným pláštom
- intenzívne LED osvetlenie pre jasné detaily
- ľahko sa čistí vďaka vyberateľnej kontaktnej ploške



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
I5 6850	Dermatoskop EKO, farba čierna	155,61	124,49
I5 6850-Blau	Dermatoskop EKO, farba modrá	155,61	124,49
I5 6850-Burgund	Dermatoskop EKO, farba vínová	155,61	124,49
I5 6850-Grün	Dermatoskop EKO, farba zelená	155,61	124,49
I5 6850-Rot	Dermatoskop EKO, farba červená	155,61	124,49



124⁴⁹

ZĽAVA
20%

TEPLOMER EKO

Infračervený teplomer

- technológia dvojitej sondy na rýchle a presné meranie teploty
- bezkontaktné meranie na zabránenie krížovej infekcii
- automatická detekcia vzdialenosti medzi teplomerom a pacientom zabezpečuje maximálnu presnosť
- bezkontaktné a rýchle meranie teploty za iba 1 sekundu
- prepínateľné režimy merania (telesná teplota, teplota povrchov, izbová teplota)
- zobrazenie nameraných hodnôt na jasnom a prehľadnom LCD displeji
- tichá vibračná funkcia alarmu, neruší spiacie testované osoby
- vhodné pre všetky vekové skupiny, dospelých, deti aj dojčatá
- automatické vypnutie pri nepoužití (30 sekúnd) na úsporu batérie

Technické špecifikácie

- rozsah merania telesnej teploty: 32-43 °C, odchýlka $\pm 0,2-0,3$ °C
- rozsah merania povrchov: 0-60 °C
- rozsah merania izbovej teploty: 0-40 °C
- rozmery cca 154 x 40 x 31 mm
- hmotnosť 64 gramov (bez batérii)
- napájanie 2 batériami AA

37⁶⁴

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Cena €	-10 % €
E3 25-315	41,82	37,64

MS LED**Výkonná lampu na malú chirurgiu**

Lampu možno pripevniť na stôl, na stenu, na otočné rameno alebo na pojazdný stojan. Svorky, ramená a stojan nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa samostatne.

- biele svetlo (teplota svetla 4500 K)

MS LED

- výkonné LED diódy (výkon 8 W, intenzita 25 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- bez regulácie intenzity osvetlenia

MS LED PLUS

- výkonné LED diódy (výkon 12 W, intenzita 45 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- s reguláciou intenzity osvetlenia

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
M183500	MS LED	437,89	394,10
M187001	MS LED PLUS	613,83	552,45
B010190	Svorka na stôl	20,37	18,33
BRK002725	Nástenný držiak, vzdialenosť od steny 3 cm	35,30	31,77
B010150	Výkyvné rameno 40 cm, vrátane nástenného držiaka	219,35	197,42
09651	Pojazdný stojan	163,04	146,74



od 394¹⁰

MS FLEX**Výkonná lampu na malú chirurgiu**

Lampu možno pripevniť na stôl, na stenu, na otočné rameno alebo na pojazdný stojan. Rameno, stojan a držiaky nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa samostatne. Biele svetlo (teplota svetla 4500 K). Súčasťou dodávky je svorka na stôl. Dĺžka flexibilného krku je 70 cm.

MS FLEX

- výkonné LED diódy (výkon 8 W, intenzita 25 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- bez regulácie intenzity osvetlenia

MS FLEX PLUS

- výkonné LED diódy (výkon 12 W, intenzita 45 000 luxov vo vzdialenosti 50 cm od lampy)
- s reguláciou intenzity osvetlenia



od 436³²

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
M183500FL	MS Flex, výkonná lampu, flexibilný krk	484,80	436,32
M18700FL	MS Flex Plus, výkonná lampu, flexibilný krk	656,83	591,15
B010190	Svorka na stôl	20,37	18,33
BRK002725	Nástenný držiak, vzdialenosť od steny 3 cm	35,30	31,77
B010150	Výkyvné rameno 40 cm, vrátane nástenného držiaka	219,35	197,42
09651	Pojazdný stojan	163,04	146,74

SERVOCOMFORT**Ambulantná vyšetrovacia lampu na pojazdnom stojane**

- moderná LED technológia a nízka spotreba
- homogénne pole osvetlenia
- vynikajúca reprodukcia farieb na prirodzené a kontrastné zobrazenie tkanív
- regulácia intenzity v 5 stupňoch
- hlava lampy sa málo zahrieva
- ovládacie prvky integrované v kryte napájania
- intenzita osvetlenia 44000 luxov vo vzdialenosti 50 cm a 16000 luxov vo vzdialenosti 100 cm
- priemer svetelného poľa 180 mm vo vzdialenosti 50 cm a 300 mm vo vzdialenosti 100 cm
- teplota svetla 4000 - 5500 K
- príkon 10 W
- nastavenie výšky od 700 do 1850 mm pomocou ohybného krku
- dĺžka ohybného ramena 600 mm
- hmotnosť 13 kg
- pojazdný stojan



ZĽAVA
20%

512⁹⁶

Obj. kód	Cena €	-20 % €
R8 5900	641,20	512,96

EMERGENCY

- pohotovostná taška
- vhodná do vozidla lekára, ambulancie a domácnosti

Taška Emergency obsahuje: 1 resuscitačný vak „ambuvak“ s maskou, 3 ústne vzduchovody (veľkosť 2, 3 a 4), 1 škrtidlo, 1 dezinfekčný sprej so sterilnými štvorčekmi, 2 intravenózne flexily, 1 fixačnú náplasť na fixáciu flexil, 1 box na použité ihly, 1 infúziu súpravu, 1 nožnice na rozstrihnutie odevu, 1 reflexnú vestu, 1 kladivko na rozbitie okna vozidla s integrovaným nožom na prerezanie pásov, 1 čelové svetidlo, 1 sortiment obvazov podľa normy DIN 13164. Rozmery 33 x 22 cm, hmotnosť 2,4 kg.



142¹⁸

ZĽAVA
40%

Obj. kód	Cena €	-40 % €
T-IRR	236,96	142,18



RESUSCITAČNÝ VAK

Vak je vhodný na jednorazové použitie a ako súčasť pohotovostných kufíkov. Súčasťou vaku je hadička, ktorou sa vak pripojí k regulátoru tlaku na kyslíkovej fľaši.

ZĽAVA
15%

37³⁵



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
E5 03010-S	Vak, objem 1 500 ml, 1 maska pre dospelých	43,94	37,35
E5 03020-S	Vak, objem 550 ml, 1 maska pre deti	43,94	37,35
E5 03030-S	Vak, objem 280 ml, 1 maska pre dojčatá	43,94	37,35

ZÁCHRANNÁ FÓLIA

- chráni pred prechladnutím a hypotermiou
- rozmer 160 x 240 cm

ZĽAVA
35%

Obj. kód	Cena €	-35 % €
901624	2,64	1,72



1⁷²

BURNSHIELD HYDROGEL

Rýchla terapia popálenín

- aplikuje sa na popálenú alebo obarenú časť tela
- okamžite ranu ochladí
- neobsahuje žiadne oleje ani tuky
- používa sa aj v oblasti tváre
- je vhodný aj na použitie u detí
- znižuje bolesť
- znižuje riziko infekcie
- objem 50 ml

6⁹⁹
ZĽAVA
20%



Obj. kód	Cena €	-20 % €
N9 3021	8,36	6,69

KOMBI

Lekársky kufík Kombi je určený na poskytnutie odbornej lekárskej pomoci. Kufík má rozmery 44 x 31 x 14,5 cm a s plným vybavením (vrátane kyslíkovej fľaše a regulátora tlaku) váži iba 6,3 kg. Vo veku kufíka je tesnenie, ktoré bráni zaprášeniu a znečisteniu pomôcok uložených v kufíku. Obe časti kufíka možno otvoriť do vodorovnej polohy. Súčasťou kufíka je úchyt na jeho pripavenie na stenu, 3 taštičky naplnené lekárske pomôckami a úchyty na pripavenie kyslíkovej fľaše s vodným objemom 1 liter (fľaša a regulátor tlaku nie sú súčasťou ceny kufíka, objednávajú sa samostatne). Všetky pomôcky sú prehľadne uložené v prehľadných taštičkách. **Kufík Kombi obsahuje tieto pomôcky:**

- resuscitačný vak „ambuvak“ (objem 1600 ml), na použitie u dospelých aj detí
- dýchacie masky veľkosti 3 a 5 (používajú sa s resuscitačným vakom)
- kyslíkový rezervoár
- kyslíkový spojovací hadičku
- inhalačnú masku so zásobným vakom
- kyslíkový katéter s kompresiou
- jednoručné škrtidlo
- dezinfekčný sprej 50 ml na dezinfekciu pokožky
- 4 sterilné tampóny
- 6 intravenózných flexil (G14, G18, G20)
- 2 fixačné náplasti
- 1 box na uloženie použitých ihli
- 1 infúziu súpravu
- 1 rolku náplasti
- 6 striekačiek (2 ml, 5 ml, 10 ml)
- 6 ihli (č. 1 a 4)
- 3 ústne vzduchovody (veľkosti 2, 3 a 4)
- 1 hyperventilačnú masku
- súpravu obvazov, ovínadiel, náplastí a krytí (72 kusov), obsah súpravy zodpovedá norme DIN 13157

ZĽAVA
30%



529²⁶

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
T-1045	Kombi	756,08	529,26
rvr	Regulátor tlaku nastaviteľný na prietok 0 - 25 l/min	306,52	214,56

**KYSLÍKOVÁ FĽAŠA NIE JE
SÚČASŤOU DODÁVKY**

TEMPUS DOUBLE

Multifunkčný teplomer využíva vysoko presnú bezkontaktnú technológiu na okamžité poskytovanie presných výsledkov. Klinicky schválená presnosť na použitie v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a domácnostiach. **Kombinuje meranie v uchu a na čele** - výsledky tak možno testovať a vzájomne kontrolovať. Bezpečnejší a hygienickejší než ortuťový teplomer a ústne teplomery, je pohodlný a ľahko sa používa u bábätiok a detí, aj keď spia. Nie je potrebný žiadny jednorazový kryt sondy, čím sa šetrí náklady aj životné prostredie.

- infračervená (IR) technológia merania teploty
- ľahký, kompaktný dizajn
- 4 režimy merania: ucho/čelo/povrch/izbová teplota
- bezpečný, hygienický a jednoduchý na použitie pre dojčatá, deti aj dospelých
- nie sú potrebné kryty sondy – šetrí náklady a je šetrný k životnému prostrediu
- zvukový alarm pri teplote nad 37,5 °C

ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
UT-801	54,49	38,14



KALIBROVANÝ TEPLOMER

Používa sa na meranie maximálnej a minimálnej teploty v chladničke v ordináciách, lekárnach, pri preprave liekov, pri skladovaní liekov u distribútorov a pod. Nevyhnutné meradlo na skladovanie liekov a očkovacích látok (termolabilných liečiv), ktoré je potrebné skladovať pri určených teplotných podmienkach. Teplomer zaznamenáva okamžitú, minimálnu a maximálnu teplotu. Merací cyklus sa spustí vymazaním pamäte externého snímača „OUT“ - „RESET“. Teplomer je kalibrovaný v rozsahu pracovnej teploty na skladovanie liekov v chladničke v 3 bodoch (2, 4 a 8 °C). Maximálna odchýlka teplomeru v týchto bodoch je 0,5 °C. Za príplatok (20,- €) možno teplomer kalibrovať aj pre iný teplotný rozsah (v iných bodoch). Je potrebné to uviesť pri objednávke a určiť požadovaný pracovný rozsah teplomeru. Merací rozsah teplomeru je od -50 do +70 °C. Súčasťou dodávky je kalibračný list, ktorý preukazuje presnosť teplomeru ±0,5 °C v intervale +2 až +8 °C.

ZĽAVA
10%

39⁰⁵

KALIBRAČNÝ LIST

Obj. kód	Cena €	-10 % €
VDI-TM2100	43,39	39,05



CALIBRUS DUO

Duálny automatický kalibrovateľný teplomer

- meria teplotu v chladničke a v príručnej lekárnici
- zaznamenáva maximálnu a minimálnu teplotu
- teplotný rozsah -10 až +50 °C, -20 až +50 °C
- **presnosť ±0,5 °C**
- **akustická signalizácia prekročenia hraničných teplôt**
- rozmery 137 x 17 x 83 mm
- súčasťou dodávky je kalibračný list

Prístroj pracuje úplne automaticky: už nie je potrebné stlačiť žiadne tlačidlá, stačí iba odčítať MAX a MIN teplotu priamo z displeja. Teplomer je kalibrovaný v rozsahu pracovnej teploty na skladovanie liekov v chladničke v 3 bodoch (2, 4 a 8 °C).

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Cena €	-10 % €
VDI-30-3048	78,58	70,72

KALIBRAČNÝ LIST

DIGITEMP

Cenovo výhodný vodotesný digitálny teplomer na meranie telesnej teploty. Rozsah merania je od 32 do 42 °C.

ZĽAVA
30%



2⁵³

Obj. kód	Cena €	-30 % €
E3 15ECO	3,62	2,53

AZT

Automatický zapisovač teploty s pamäťou do chladničky

- maximálne pohodlie a pokoj
- umiestni sa do chladničky
- začne zaznamenávať teplotu v nastavenom intervale (od 10 sekúnd do 18 hodín), prednastavený interval zápisu je každých 6 hodín
- namerané hodnoty teploty sa nepretržite ukladajú do pamäte prístroja
- pamäť na 32000 záznamov (pri nastavení intervalu zápisu 1x za 6 hodín je to viac ako 18 rokov prevádzky)
- v prípade kontroly ŠÚKL alebo hygieny sa prístroj pripojí k počítaču cez USB rozhranie a namerané údaje sa vytlačia
- vymeniteľná, bežne dostupná batéria CR 2032
- aj keď je batéria vybitá, údaje sa nevymažú
- personál nemusí každý deň zapisovať údaje z teplomeru do knihy
- údaje sa zaznamenávajú nepretržite, cez víkendy aj sviatky
- rozsah meraných teplôt od -30 do +60 °C, dieliky po 0,1 °C, presnosť ±0,5 °C
- možno nastaviť vizuálny alarm informujúci o prekročení limitnej teploty
- prednastavená dolná limitná teplota je 2 °C a horná limitná teplota 8 °C
- kalibrácia v teplotnom rozsahu od 2 do 8 °C pre chladničku
- za príplatok 20,- € možno kalibrovať aj v inom teplotnom rozsahu
- kalibračný list je súčasťou dodávky
- rozmery 84 x 36 x 14 mm, hmotnosť 23 g

KALIBRAČNÝ LIST

AZT 0208 plne nahrádza vedenie záznamovej knihy teplôt chladiaceho zariadenia pre termolabilné liečivá a látky.

74⁶⁰

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
VDI-AZT-0208	82,89	74,60



MINMAX PLUS

Digitálny teplomer na meranie vonkajších alebo vnútorných teplôt a ich minimálnych a maximálnych hodnôt spĺňa podmienky na meranie teploty v chladničkách v lekárnach a zdravotníckych zariadeniach. Teplomer sa dodáva so špeciálnym rámčekom, pomocou ktorého ho možno pripevniť na sklo. Merací cyklus MAX a MIN teploty sa spustí stlačením tlačidla RESET. Teplomer je kalibrovaný v rozsahu pracovnej teploty na skladovanie liekov v chladničke v 3 bodoch (2, 4 a 8 °C).

- rozsah merania: -30 až +50 °C
- presnosť merania: ±0,8 °C (pri teplote -20 až +10 °C), inak ±1 °C
- rozlíšenie: 0,1 °C
- rozmery 64 x 44 x 14 mm (s rámčekom 90 x 72 x 18 mm)

38⁷¹

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
VDI 30.1042 CAL	43,01	38,71



KALIBRAČNÝ LIST

LEKÁRSKE TOPÁNKY

ABEBA

Pohodlné lekárske pracovné topánky

Tieto pohodlné lekárske pracovné topánky sú určené na dlhodobé nosenie v zdravotníckej prevádzke. Anatomický tvar, nízka hmotnosť a protišmyková podrážka podporujú pohodlie aj istejšiu chôdzu počas celého dňa.

Výhody v praxi

Veľkou výhodou je zosilnená päťová časť, ktorá pomáha lepšie tlmiť energiu pri došlápe, a vysoká priedušnosť obmedzujúca potenie. Topánky sú vhodné tam, kde personál dlho stojí alebo počas zmeny veľa chodí.

Hlavné vlastnosti

Model sa ponúka vo vyhotovení z hovädzej kože a má antistatickú úpravu. Protišmyková PVC podrážka je podľa podkladov odolná voči oderu, ohybu, olejom a živočíšnym tukom. Výrobca aj predajné podklady uvádzajú súlad s normou EN ISO 20347:2012 pre pracovnú obuv.

Úrčenie a použitie

Sú vhodné pre zdravotnícky personál, ambulancie, kliniky aj ďalšie prevádzky, kde je dôležitá pohodlná a ľahko čistiteľná pracovná obuv. Uplatnia sa pri každodennom nosení v ordinácii aj na oddelení.

Technické parametre

Pracovná zdravotnícka obuv. Anatomický tvar. Vyhotovenie z hovädzej kože. Protišmyková PVC podrážka. Antistatické vyhotovenie. Hmotnosť približne 360 g. Norma EN ISO 20347:2012.



45⁷⁶



Pri objednávaní, prosíme, uveďte model a veľkosť topánok!

ZĽAVA
10%



QR kód: kompletný sortiment topánok



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
AB-24018-XX	Model 24018, mikrovlnáko	50,84	45,76
AB-87020-XX	Model 87020, koža	50,84	45,76
AB-87030-XX	Model 87030, koža	50,84	45,76

XX = Vaša veľkosť

CUSCO**Sterilné plastové zrkadlo**

Sterilné plastové gynekologické zrkadlo (spekulum) dostupné v troch veľkostiach (S, M, L) na optimálne prispôsobenie anatómii každej pacientky. Spekulum sa dodáva v individuálnom vrecku označenom dátumom sterilizácie a expirácie, má dlhšie čeluste pre lepší prístup ku krčku maternice a zaoblenú špičku na minimálnu traumatizáciu pacientky. Nechladí, nespôsobuje alergické reakcie a znižuje riziko prenosu infekcie.

- **cena za balenie so 100 ks**

**37⁹⁹**

Obj. kód	Popis	Cena €
1322611003	Veľkosť S	37,59
1322611004	Veľkosť M	37,59
1322611005	Veľkosť L	37,59

GYNEAS**Nesterilný lubrikačný gél**

- nemastný, vo vode rozpustný, nedráždi, nelepí sa, nežmolkuje, bez parfumácie
- klinicky testovaný, možno aplikovať na sliznice
- kompatibilný s prezervatívami a prístrojmi
- vhodný na elektrodiagnostiku, cystoskopiu, vaginálne a rektálne vyšetrenia

- **objem 250 ml**

**ZĽAVA
10%****6⁹⁷**

Obj. kód	Cena €	-10 % €
71436	7,74	6,97


CYTO BRUSH**Nesterilné kefy na endocervikálne a vaginálne odbery**

Nylonové štetiny sú usporiadané špirálovito a umožňujú tak odber materiálu v dostatočnom množstve. Tyčinka s dĺžkou 200 mm je ohýbná.

- **cena za balenie s 10 ks**

**3⁸⁸**

Obj. kód	Cena €	-20 % €
B9 1200	3,85	3,08

**ZĽAVA
20%****K-Y****Sterilný lubrikačný gél**

- nemastný, priehľadný, vo vode rozpustný, nedráždi, bez parfumácie
- prirodzené pH - 5,5
- klinicky testovaný, možno aplikovať na sliznice
- kompatibilný s prezervatívami a prístrojmi
- vhodný na elektrodiagnostiku, cystoskopiu, vaginálne a rektálne vyšetrenia, pohlavný styk pri vaginálnej suchosti

- **tuba s 82 g**

4⁹⁶**ZĽAVA
15%**

Obj. kód	Cena €	-15 % €
41680	5,83	4,96

GYN&PUSH PLAST**Plastové kliešte na biopsiu krčka maternice**

- sterilné, jednotlivito balené
- **cena za balenie s 25 ks**

**96⁷³**

Obj. kód	Cena €
46313	96,73

HYSTEROMETR DOUBLE**Na dilatáciu krčka pri aplikácii vnútromaternicového telieska**

- jeden hysteroskop pre všetky priemery
- jedna strana so zväčšujúcim sa priemerom od 2,66 do 4 mm (CH8 - CH12)
- druhá strana so zväčšujúcim sa priemerom od 3,3 do 4,7 mm (CH10 - CH14)
- dĺžka 30 cm
- sterilné, jednotlivito balené

- **cena za balenie s 25 ks**

26⁵³**ZĽAVA
10%**

Obj. kód	Cena €	-10 % €
46315	29,48	26,53

ZOO SORTIMENT

- figúrky zo zdravotne neškodného maľovaného plastu
- zaručene netoxické
- darčeky pre malých pacientov
- **cena za balenie so 104 ks**

18¹⁸



ZĽAVA
15%

Obj. kód	Cena €	-15 % €
P1 004	21,39	18,18

MEDICUS

Prepracovaná lekárska taška

- veľkorysý úložný priestor pri hmotnosti iba 2900 g
- vyberateľné plastové vložky s variabilným členením
- vhodná na obväzový materiál aj mobilné ošetrovanie rán
- odolný, ľahko čistiteľný a dezinfikovateľný materiál Polymousse
- priestranné predné vrecko
- ramenný popruh
- vhodná na domáce návštevy, preväzy a náročnú každodennú zdravotnícku prevádzku
- hmotnosť 2900 g
- rozmery 42 x 32 x 21 cm

Súčasťou dodávky je ramenný popruh.

NOVINKA



Obj. kód	Popis	Cena €
1.07.415	Farba modrá	374,94
1.07.417	Farba červená	374,94
1.07.411	Farba čierna	374,94

374⁹⁴

EMITNÁ MISKA

Dĺžka 250 mm, sterilizovateľná v autokláve pri teplote 130 °C.

ZĽAVA
10%

4⁷⁵



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
18 21564	Farba ružová	5,28	4,75
18 21561	Farba modrá	5,28	4,75
18 21562	Farba petrolejová	5,28	4,75
18 21563	Farba tyrkysová	5,28	4,75
18 2503	Farba biela	5,28	4,75

PEDIATRICKÉ ŠKRTIDLO

- ergonomické
- jednoducho ovládateľné

16⁷⁵

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
G2 906-MAGIC	Magic	18,61	16,75
G2 906-ZOO	ZOO	18,61	16,75

GLORA

Kompaktný práškový hasiaci prístroj

- náplň 2 kg
- určený pre triedy požiarov A, B a C
- možnosť prerušiť hasenie a následne v ňom znovu pokračovať
- jednoduché ovládanie
- jednoduché overenie prevádzkyschopnosti pomocou ventilu
- vhodný pre ambulancie, ordinácie, domácnosti aj vozidlá
- praktické bezpečnostné vybavenie na rýchly zásah pri vzniku požiaru

52⁴³

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
GL-P2 G	58,25	52,43



LEBKA

- trojdielny model
- hmotnosť 0,7 kg

129⁶¹

ZĽAVA
15%

Obj. kód	Cena €	-15 % €
E3 A20	152,48	129,61



SERVOSPORT

- na podchladenie tkaniva pri opuchoch a poraneniach
- obsahuje mentol a mäta
- neobsahuje freóny
- objem 300 ml

7⁰¹

ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
H7 05	10,01	7,01



EKG PÁS KOMFORTNÝ

EKG pás umožňuje bleskové rozmiestnenie hrudných a končatinových elektród, rýchle vykonanie EKG vyšetrenia a znižuje náklady na spotrebný materiál. Pás sa umiestni na hrudník pacienta, konektor sa pripojí k EKG prístroju. Pri tomto páse sa používa iba jedna uzemňovacia svorková končatinová elektróda, ostatné 3 končatinové elektródy sú integrované v páse. EKG pás možno pripojiť ku všetkým typom EKG prístrojov, ktoré majú štandardný konektor.

703⁴⁰**ZĽAVA
10%**

Obj. kód	Cena €	-10 % €
TAP11060h/LM	781,55	703,40

**EKG GÉL****Dobre vodivý EKG gél**

- nezanecháva stopy na pokožke
- ľahko sa s ním pracuje
- vynikajúca vodivosť

**ZĽAVA
10%**

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
H5 03333	250 ml	3,51	3,16
H5 0334	Kubitainer, 5 litrov	24,78	22,30

od 3¹⁶**EKG ELEKTRODA STRESS TEST**

- na dlhodobé monitorovanie
- veľmi dobre vodivý gél
- záťažové EKG, holter
- RTG transparentný
- priemer 45 mm
- penový podklad
- cena za balenie s 30 ks

8³⁶

Obj. kód	Cena €
H5 5550SG	8,36

EKG SPREJ**Dobre vodivý EKG sprej**

- nezanecháva stopy na pokožke
- objem 230 ml

**ZĽAVA
15%****4⁶⁷**

Obj. kód	Cena €	-15 % €
H5 5230	5,49	4,67

EKG ELEKTRODA VLÍSOVÁ

- veľmi dobre vodivý gél
- pre dospelých
- priemer 55 mm
- farebný kód zelený
- pre citlivú pokožku
- cena za balenie s 30 ks

8²⁸

Obj. kód	Cena €
H5 0307	8,28

**EKG ELEKTRODA PENOVÁ**

- veľmi dobre vodivý gél
- penový podklad
- pre dospelých

od 6⁴⁹

Obj. kód	Popis	Cena €
H5 0305	Priemer 55 mm, 30 ks	6,49
H5 03055	Priemer 55 mm, 300 ks	56,60
H5 0306	Priemer 50 mm, 30 ks	7,98

CULTURA M

Malý a kompaktný laboratórny inkubátor

Inkubátor udržiava stálu teplotu 37 °C, ktorá je potrebná napr. na inkubáciu testov Uricult. Do inkubátora možno vložiť až 18 nádobiek so vzorkami, 12 Petriho misiek alebo iných krvných nádobiek. Nastavenie možno plynulo meniť v rozmedzí od 25 do 45 °C. Prístroj má priehľadné predné veko, cez ktoré možno dobre pozorovať vložené nádoby, ľahko sa čistí, je malý a kompaktný a nevyžaduje žiadnu údržbu. Prístroj švajčiarskej výroby zodpovedá európskym štandardom CE. Vonkajšie rozmery 310 x 155 x 168 mm, vnútorné rozmery 220 x 120 x 150 mm, hmotnosť 1,1 kg, napájanie 220 V, 50 Hz, príkon 30 W. Presnosť udržiavania stálej nastavenej teploty je ± 1 °C.



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
C7 140651	Cultura M, inkubátor	315,13	283,62
C7 71701	Plastový držiak skúmaviek pre inkubátor	90,34	81,28

ULTRASAFE

Ultrasafe sa používa na bezpečný a takmer bezbolestný odber krvi na diagnostické účely vo všetkých oblastiach medicíny. Lanceta je sterilná a jej ostrie je chránené pred použitím aj po ňom, takže nehrozí poranenie personálu infikovanou krvou. Pomocou tejto lancety sa získa optimálne množstvo krvi na diagnostické účely. Zelená je vhodná na odber krvi v oblasti päty u novorodencov aj starších detí.

Pracovný postup je jednoduchý:

1. z lancety sa odstráni priehľadný kryt
2. lanceta sa pritlačí na miesto odberu
3. pritlačením na miesto odberu sa uvoľní pružinový mechanizmus a lanceta prenikne cez pokožku
4. po punkcii sa lanceta vloží do nádoby na infekčný odpad

• cena za balenie so 100 ks



Obj. kód	Popis	Cena €
A2 393413	17G, zelená, hĺbka vpichu 2.0 mm	16,81
A2 397413	21G, modrá, hĺbka vpichu 1,8 mm	16,81
A2 395413	21G, oranžová, hĺbka vpichu 2,2 mm	16,81
A2 396413	21G, ružová, hĺbka vpichu 2,8 mm	16,81
A2 394413	26G, žltá, hĺbka vpichu 1.8 mm	16,81
A2 398413	28G, fialová, hĺbka vpichu 1,8 mm	16,81

16st

MOČOVÉ TESTOVACIE PRÚŽKY

- dobre čitateľná stupnica
- dlhý dátum použiteľnosti
- cena za balenie so 100 ks

Typ prúžkov	Parametre										
	Glukóza	Bielko-vina	pH	Krv	Bilirubin	Ketóny	Špec. hmotnosť	Leukocyty	Nitrity	Urobilinogén	Kys. askorbová
K4 6098	x	x	x								
K4 6111	x	x	x	x				x	x	x	x
K4 6092	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
K4 6099	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
K4 6120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
K4 6098	Servotest 3	12,16	10,94
K4 6111	Servotest 8	18,67	16,80
K4 6092	Servotest 9	19,30	17,37
K4 6099	Servotest 10	25,06	22,55
K4 6120	Servotest 11	27,79	25,01

ZĽAVA
10%

od 10st



COAGUCHEK® TEST

Testovacie prúžky pre CoaguChek® XS

- cena za balenie s 24 ks

ZĽAVA
20%

149st



Obj. kód	Cena €	-20 % €
C1 1001266	186,70	149,36

CRP ECONOMY

Test na stanovenie hladiny C-reaktívneho proteínu v krvi alebo sére

- výsledok testu sa odčíta za 5 minút
- všetky potrebné súčasti testu v balení
- krv sa odoberá beznou lancetou z brúska prsta
- test nie je potrebné uchovávať v chladničke
- cena za balenie s 10 ks

ZĽAVA
10%

44st



Obj. kód	Cena €	-10 % €
C3 401030	49,42	44,48

CURAPOR®

Sterilný samolepiaci obväz

- pripravený na okamžité použitie
- ošetrovanie rán a prevazy rán všetkého druhu
- spoľahlivé uzavretie obväzu zo všetkých strán

ZĽAVA
10%

od 2⁹⁹



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
32902	7 cm x 5 cm, 5 ks	2,66	2,39
32903	10 cm x 8 cm, 5 ks	3,81	3,43

DERMAPLAST®

Značkové poinjekčné náplasti

- nelepia sa k rane
- nespôsobujú alergické reakcie
- pevne držia
- cenovo výhodné
- rozmery 4 x 1,6 cm
- cena za balenie s 250 ks

ZĽAVA
30%



Obj. kód	Cena €	-30 % €
535381	9,46	6,62

6⁶²

RUDANAHT®

Sterilný náplastový steh

Výborne lepiace elastické náplastové pásiky sa používajú na adaptáciu okrajov rán pri čerstvých poraneniach. Možno ich použiť aj na operačné rany. Telová farba.

od 0⁸⁵



ZĽAVA
20%

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
060803	75 mm x 3 mm, 5 ks	1,21	0,97
060806	75 mm x 6 mm, 3 ks	1,06	0,85

RUDAVLIES® STERILNÝ

Sterilný rýchloobväz je vyrobený z bieleho elastického vlásu, ktorý je vybavený hypoalergénnym polyakrylátovým lepidlom. Vankúšik sa nelepí k rane a má veľmi vysokú absorpčnú schopnosť. Lepidlo výborne drží a nezanedáva stopy na pokožke.

- cena za balenie s 50 ks

od 4²⁹



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
072585	5 cm x 7 cm	4,77	4,29
072586	10 cm x 6 cm	9,04	8,14
072587	10 cm x 8 cm	10,22	9,20
072588	12 cm x 10 cm	14,58	13,12
072590	15 cm x 10 cm	16,97	15,27
072591	20 cm x 10 cm	21,21	19,09
072592	25 cm x 10 cm	25,39	22,85
072593	30 cm x 10 cm	37,42	33,68
072595	35 cm x 10 cm	42,66	38,39

ZĽAVA
10%

MINISTRIPS®

Poinjekčná náplast

- flexibilný hnedý plast
- odolná voči vode, nešpiní sa
- jednotlivo balená
- cena za balenie s 500 ks

od 9⁸⁸



Obj. kód	Popis	Cena €
090094	0,9 x 3,8 cm	9,88
090105	1,6 cm x 5,7 cm	10,93
090206	1,9 cm x 7,6 cm	12,32
090307	2,5 cm x 7,6 cm	15,17

RUDASILK®

Hypoalergénna hodvábná náplast je vybavená polyakrylátovým lepidlom. Je vhodná na fixáciu krytia, obväzov, sond, katétrov a pod. vo všetkých odboroch medicíny.

ZĽAVA
15%



od 0⁹³



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
070591	1,25 cm x 9 m, bez bočných krúžkov	1,09	0,93
070592	2,5 cm x 9 m, bez bočných krúžkov	2,16	1,84
070595	5 cm x 9 m, bez bočných krúžkov	3,21	2,73

NOBAFIX®

Biele elastické fixačné ovínadlo

- fixácia sadrových dláh, krytie rán
- 45 % buničitá vata, 55 % polyamid
- jemná, hladká a hustá štruktúra
- dĺžka 4 m
- **cena za balenie s 20 ks**




Obj. kód	Popis	Cena €
410345	4 cm x 4 m	4,27
410365	6 cm x 4 m	4,86
410385	8 cm x 4 m	5,83
410405	10 cm x 4 m	7,36
410425	12 cm x 4 m	9,29
410455	15 cm x 4 m	11,49

od 4²⁷

NOBATEL®

Ľahké ovínadlo so stredným ťahom je vyrobené zo 49 % bavlny a 51 % polyamidu. Je natiahovateľné o 80 %. Používa sa ako univerzálne ovínadlo vo všetkých odboroch medicíny. Dĺžka 5 m.

- **cena za balenie s 10 ks**



od 4⁴⁸

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
425504	4 cm x 5 m	4,98	4,48
425506	6 cm x 5 m	5,62	5,06
425508	8 cm x 5 m	6,21	5,59
425510	10 cm x 5 m	8,07	7,26
425512	12 cm x 5 m	9,21	8,29
425515	15 cm x 5 m	11,40	10,26
425520	20 cm x 5 m	14,35	12,92

**ZĽAVA
10%**

NOBALASTIK®

Ovínadlo so stredným ťahom obsahuje 67 % bavlny, 27 % polyamidu a 6 % elastanu. Používa sa na fixáciu všetkých typov dláh, pri športových poraneniach na podporný a kompresný účinok, v chirurgii na kompresiu hrudníka pri zlomeninách rebier a na stabilizáciu krytia rán, vo flebológii na podporné obväzy.

- **cena za balenie s 10 ks**



od 5⁹⁷

Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
451304	4 cm x 5 m	5,97	5,07
451306	6 cm x 5 m	7,31	6,21
451308	8 cm x 5 m	7,69	6,54
451310	10 cm x 5 m	9,67	8,22
451312	12 cm x 5 m	11,40	9,69
451315	15 cm x 5 m	14,32	12,17

**ZĽAVA
15%**

NOBASTRETCH®

Hnedé, jemne tkané trvalé elastické ovínadlo s dlhým ťahom je vyrobené z 97 % bavlny a 3 % elastanu. Je natiahovateľné o 170 %. Je vhodné na kompresiu a podporu svalového a pohybového aparátu. Možno ním dosiahnuť individuálne nastaviteľný trvalý pokoľový tlak. To je vhodné najmä u pacientov, ktorí musia šetriť choré alebo poranené miesta a nesmú ich zaťažovať. Používa sa pri športových poraneniach. Vo flebológii a vo vnútornom lekárstve sa používa na podporu znižovania opuchov dolných končatín. Dĺžka 7 m.



Obj. kód	Popis	Cena €
480706	6 cm x 7 m	3,59
480708	8 cm x 7 m	4,19
480710	10 cm x 7 m	4,77
480712	12 cm x 7 m	5,90

od 3⁵⁹



NOBATEX®

Biele elastické fixačné ovínadlo sa skladá zo 71 % buničitej vaty a 29 % polyamidu. Má krepovanú štruktúru. Používa sa na modelovanie a fixáciu sadrových dláh. Používa sa aj na fixáciu krytia rán, kde sa s výhodou využíva jeho výplňový efekt. Dĺžka 4 m.

- **cena za balenie s 20 ks**



od 3³²



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
413345	4 cm x 4 m	4,15	3,32
413365	6 cm x 4 m	5,41	4,33
413385	8 cm x 4 m	5,90	4,72
413405	10 cm x 4 m	7,10	5,68
413425	12 cm x 4 m	8,19	6,55

**ZĽAVA
20%**

NOBA® UNIVERSAL

- univerzálne ovínadlo
- prírodná farba
- elastické, natiahovateľné o 120 %
- dĺžka 5 m
- **cena za balenie s 10 ks**



**ZĽAVA
30%**

od 3⁷⁹

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
430504	4 cm x 5 m	5,41	3,79
430506	6 cm x 5 m	6,00	4,20
430508	8 cm x 5 m	7,69	5,38
430510	10 cm x 5 m	8,49	5,94
430512	12 cm x 5 m	9,88	6,92
430515	15 cm x 5 m	12,04	8,43
430520	20 cm x 5 m	15,76	11,03



PUR-ZELLIN®

Buničité štvorčeky na rolke

- okraje tampónov zosilnené
- tampóny v tvare vankúšika
- neprašné, neotierajú sa
- na čistenie pokožky pred injekciami
- ako savý vankúšik pri malých poraneniach
- na lokálnu dezinfekciu
- rozmery 4 x 5 cm
- cena za balenie s 500 ks

2⁹³

ZĽAVA
30%

Obj. kód	Cena €	-30 % €
H2 1432130	4,18	2,93

ZELLTIP ECONOMY

Buničité štvorčeky

- extrémne savé
- neprašné
- ľahko sa oddeľujú

ZĽAVA
30%

3⁵⁵

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
G6 0801	A Štvorčeky Zelltip, 2 x 520 ks	5,07	3,55
G6 0802	B Omnibox, zásobník na buničité štvorčeky	14,46	10,12



MULOVÉ TAMPÓNY

Sú vyrobené z bielych bavlnených vlákien. Používajú sa vo všetkých oblastiach chirurgie, traumatológie a v ďalších odboroch medicíny.

od 0¹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
877015	Nesterilné, priemer 2,5 cm, 250 ks	8,36	5,85
877020	Nesterilné, priemer 3,0 cm, 250 ks	9,93	6,95
877025	Nesterilné, priemer 3,5 cm, 250 ks	15,04	10,53
877033	Nesterilné, priemer 4,0 cm, 250 ks	19,26	13,48
877040	Nesterilné, priemer 4,5 cm, 250 ks	22,77	15,94
877050	Nesterilné, priemer 5,0 cm, 250 ks	37,08	25,96
735220	Sterilné, veľkosť slivky, 2 ks	0,26	0,18
735520	Sterilné, veľkosť slivky, 5 ks	0,52	0,36
735620	Sterilné, veľkosť slivky, 10 ks	0,77	0,54
735720	Sterilné, veľkosť slivky, 20 ks	1,45	1,02

ZĽAVA
30%



STERILUX® NESTERILNÝ

Klasický gázový kompres so založenými okrajmi

- možno ho viackrát rozložiť
- nevytvára strapkavé okraje
- výborná savosť, priehľadnosť, mäkkosť, hebkosť
- na všestranne ošetrovanie rán
- pri prvom ošetrení znečistených rán
- ako tampón pri malých zákrokoch
- 100 % bavlna
- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
20%

od 1¹⁰



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
481006	5 x 5 cm	1,38	1,10
481008	7,5 x 7,5 cm	2,76	2,21
481007	10 x 10 cm	4,44	3,55
418805	10 x 20 cm	10,48	8,38

OMNISPAT STANDARD

Drevené ústne lopatky

- nesterilné
- vyrobené z čisto opracovaného dreva
- lopatky sú sterilizovateľné
- dĺžka 15 cm, šírka 1,8 cm
- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
20%



Obj. kód	Cena €	-20 % €
922500	2,09	1,67

1⁶⁷

VEĽMI SAVÉ KRYTIE NESTERILNÉ

Vysoko absorpčné krytie na ranu je na strane, ktorá neprilieha k rane, vybavené zeleným vlásom nepriepustným pre tekutiny. Absorpčné jadro má mimoriadnu savosť a používa sa pri silno secerňujúcich, infikovaných alebo chronických ranách a pri tzv. vlhkom hojení rán.

- cena za balenie s 25 ks

Obj. kód	Popis	Cena €	-30 % €
840011	10 cm x 10 cm	2,92	2,04
840012	10 cm x 20 cm	5,41	3,79
840015	15 cm x 25 cm	8,19	5,73
840022	20 cm x 20 cm	11,45	8,02
840024	20 cm x 40 cm	18,46	12,92

ZĽAVA
30%

od 2⁴



ÚSTNE RÚŠKO

Rúško sa dá ľahko opakovane nasadiť, má optimálne filtračné vlastnosti a nízky dýchací odpor. Mäkké gumičky na pohodlné umiestnenie za ušami.

- cena za balenie s 50 ks

2⁴⁸



Obj. kód	Cena €
672042	2,48

CURAPLAST®

Náplasti telovej farby

- balené v kotúči a v kartóniku
- ľahko sa vytahujú
- rozmery 2 x 4 cm
- cena za balenie s 250 ks

10⁹³



Obj. kód	Cena €
400431	10,93

NOBAHAFT®

- elastické fixačné ovinadlo
- latexová vrstva
- prilnavé k sebe
- nelepia sa k rane

od 1⁰⁰



Dĺžka 4 m, farba biela

Obj. kód	Šírka	Cena €
470004	4 cm	1,00
470006	6 cm	1,06
470008	8 cm	1,21
470010	10 cm	1,61
470012	12 cm	1,94

Dĺžka 20 m

Šírka	Farba modrá	Farba zelená	Farba červená	Cena €
6 cm	471206	472206	473206	4,90
8 cm	471208	472208	473208	5,41



CURATEST®

Alergologická testovacia náplast'

Curatest je náplast' z netkanej textílie, ktorá nedráždi pokožku, určená na epikutánne testy.

- jednoduchá manipulácia pri vkladaní a aplikácii
- dobre a trvalo drží
- popisovateľný, odnímateľný bočný okraj na uľahčenie diagnostiky
- dobre savé vankúšiky z netkanej textílie
- šetrná k pokožke
- podkladová netkaná textília: biela, 100% polypropylén
- uchytenie testovacej komory: polyesterová fólia
- cena za balenie s 50 ks

32⁵⁴

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
163055	36,16	32,54



SEDISAFE®

Rýchlosedimentačný systém

Pipety z plastu na jednorazové hygienické použitie. Pipety obsahujú komôrku naplnenú citrátom sodným, nie je potrebné používať krv s NaCl. Veľmi rýchle a hygienické vykonanie sedimentácie.

47³⁰



ZĽAVA
20%

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
A9 184010	Sedimentačný stojan	12,63	10,10
A9 244467	Pipety s NaCl, 100 ks	59,13	47,30

BABYPORE

Det'ské náplasti s vankúšikom

- vodoodolné
- vhodné pre citlivú pokožku
- rozmery 16 x 56 mm
- cena za balenie s 20 ks

2¹⁵



Obj. kód	Cena €
1320900001	2,15



AKU TAPE

Špeciálna tejpovacia náplast' na kineziologický tejpung

Používa sa na ošetrovanie bolestivých kĺbov, často po športových poraneniach. Náplast' sa nalepiť cez kĺb. Pevne drží a spôsobuje trvalý posun kože voči podkožiu – vytvára sa tak trvalá masáž väzov. Tlakom na receptory kože sa vyplavujú telové endorfíny, ktoré výrazne znižujú pocit bolesti. Kineziologickým tejpovaním možno dosiahnuť tieto účinky: zníženie bolesti, zlepšenie svalového tonusu, protizápalové pôsobenie, zníženie opuchu, zlepšenie prekrvenia, zmierňovanie neurovegetatívnych porúch.



20⁰¹



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
S8 AT001	5 cm x 5 m, farba červená	22,23	20,01
S8 AT002	5 cm x 5 m, farba modrá	22,23	20,01
S8 AT105	5 cm x 5 m, farba zelená	22,23	20,01
S8 AT104	5 cm x 5 m, farba čierna	22,23	20,01
S8 AT003	5 cm x 5 m, farba telová	22,23	20,01
S8 AT015	2,5 cm x 5 m, farba červená, 2 rolky	22,23	20,01
S8 AT016	2,5 cm x 5 m, farba modrá, 2 rolky	22,23	20,01
S8 AT017	2,5 cm x 5 m, farba čierna, 2 rolky	22,23	20,01
S8 AT004	2,5 cm x 5 m, farba telová, 2 rolky	22,23	20,01

DLAHA NA PRSTY

Dlaha je vyrobená z hliníkového pásika, na jednej strane obsahuje výplňový mäkký materiál. Dlaha sa ľahko tvaruje, skracuje sa pomocou nožníc. Používa sa na rýchlu a jednoduchú imobilizáciu prstov.

ZĽAVA
10%

od 1⁵⁶



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
943212	48 cm x 1,2 cm	1,73	1,56
943218	48 cm x 1,8 cm	1,83	1,65
943225	48 cm x 2,5 cm	1,92	1,73

RUDADERM JUNIOR

Náplasti s detskými motívmi

- ekonomické balenie
- detské motívy
- sterilné, jednotlivo balené
- vhodné na ošetrovanie menších poranení, miest vpichu
- so savým vankúšikom
- hypoalergénne
- cena za balenie s 500 ks



od 12⁶³



Obj. kód	Popis	Cena €
091105	1,6 x 5,7 cm	12,63
091206	1,9 x 7,6 cm	13,47

RUDAMED® JUNIOR

Sterilná náplast' na ošetrovanie detských pacientov

- vodoodolná, pružná
- kontaktný krycí vankúšik
- potlačená detskými motívmi
- šírka 6 cm, dĺžka 10 cm
- cena za balenie s 10 ks

1⁰⁶

Obj. kód	Cena €
084106	1,06



NÁVLEKY STANDARD

Návleky sa používajú pri krátkodobých návštevách jednotiek intenzívnej starostlivosti, lekárskeho ambulancie a ďalších čistých priestorov. Sú vyrobené z polyetylénu. Sú určené na jednorazové použitie.

- cena za balenie so 100 ks

4²⁶

Obj. kód	Cena €
675100	4,26



INJEKT

Sterilné dvojdielne striekačky

- zelený piest pre dobrú čitateľnosť stupnice
- úsporný piest bez mŕtveho priestoru
- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
10%

od 5²⁸



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
I4 4606027V	Objem 2/3 ml	5,87	5,28
I4 4606051V	Objem 5/6 ml	7,98	7,18
I4 4606108V	Objem 10/12 ml	11,78	10,60
I4 4606205V	Objem 20/24 ml	15,58	14,02

INZULÍN

Značkové sterilné striekačky

17³²

- U40, objem 1 ml, bez ihly
- ľahko sa pohybujúci piest
- konektor Luer
- dokonalá priehľadnosť valca
- jednotlivo sterilne balené
- cena za balenie so 100 ks



Obj. kód	Cena €
I3 040100	17,32

NEOPOINT®

- veľmi ostré ihly
- konektor Luer
- cena za balenie so 100 ks

ZĽAVA
20%

od 2⁹⁴



Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
L1 0220	Sivá, 27G 3/4, 12 mm x 0,40 mm	3,68	2,94
L1 0301	Sivá dlhá, 27G 1 1/2, 40 mm x 0,40 mm	5,83	4,66
L1 0101	Hnedá, 26G 1/2, 12 mm x 0,45 mm	4,51	3,61
L1 0218	Hnedá dlhá, 26G 7/8, 16 mm x 0,45 mm	3,68	2,94
L1 0102	Oranžová, 25G 5/8, 16 mm x 0,50 mm	4,51	3,61
L1 0302	Oranžová dlhá, 25G 1 1/2, 40 mm x 0,50 mm	5,83	4,66
L1 0217	Fialová, 24G 1, 25 mm x 0,55 mm	3,68	2,94
L1 0216	Modrá, 23G 1, 25 mm x 0,60 mm	3,68	2,94
L1 0214	Modrá dlhá, 23G 1 1/4, 30 mm x 0,60 mm	3,68	2,94
L1 0212	Čierna, 22G 1 1/4, 30 mm x 0,70 mm	3,68	2,94
L1 0202	Zelená, 21G 1 1/2, 40 mm x 0,80 mm	3,68	2,94
L1 0105	Zelená dlhá, 21G 2, 50 mm x 0,80 mm	9,75	7,80
L1 0201	Žltá, 20G 1 1/2, 40 mm x 0,90 mm	3,68	2,94
L1 0107	Žltá dlhá, 20G 2 3/4, 50 mm x 0,90 mm	10,22	8,18
L1 0104	Béžová, 19G 1 1/2, 40 mm x 1,10 mm	4,77	3,82
L1 0103	Ružová, 18G 1 1/2, 40 mm x 1,20 mm	4,77	3,82

MEDIWARE® LUER LOCK

Značková sterilná striekačka s mimoriadne ľahko sa pohybujúcim a dobre tesniacim piestom a skrutkovacím konektorom Luer Lock. Popis valca je veľmi dobre čitateľný a nezmazáva sa.

od 0²²



Obj. kód	Popis	Cena €
I3 0501	Objem 2/3 ml	0,22
I3 0502	Objem 5/6 ml	0,27
I3 0503	Objem 10/12 ml	0,33
I3 0504	Objem 20/25 ml	0,55
I3 0506	Objem 50/60 ml	1,11

MEDIWARE® LUER

Značková sterilná striekačka s mimoriadne ľahko sa pohybujúcim a dobre tesniacim piestom a konektorom Luer. Popis valca je veľmi dobre čitateľný a nezmazáva sa.

od 0¹⁴

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
I3 0510	Centrálna koncovka Luer, objem 2/3 ml	0,15	0,14
I3 0511	Centrálna koncovka Luer, objem 5/6 ml	0,18	0,16
I3 0512	Centrálna koncovka Luer, objem 10/12 ml	0,23	0,21
I3 0513	Excentrická koncovka Luer, objem 20/25 ml	0,34	0,31
I3 040700	Excentrická koncovka Luer, objem 50/60 ml	1,00	0,90

JANET

Preplachovacie striekačky s katérovým nadstavcom

- veľmi ľahko sa pohybujúci gumový piest
- sterilne balené

od 1⁴²

ZĽAVA
15%



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
I3 041200	Objem 100 ml	4,39	3,73
I3 040800	Objem 60 ml	1,67	1,42

WING-FLO

Krídlová ihla s hadičkou, ostrá kanyla, jednotlivo sterilne balená, koncovka Luer Lock, farebné kódovanie priemerov.

- cena za balenie s 50 ks

16⁹⁷



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 0027	Wing-Flo, krídlová ihla s hadičkou, 0,40 x 19 mm, 27G, sivá	16,97
I4 0025	Wing-Flo, krídlová ihla s hadičkou, 0,50 x 19 mm, 25G, oranžová	16,97
I4 0023	Wing-Flo, krídlová ihla s hadičkou, 0,60 x 19 mm, 23G, modrá	16,97
I4 0022	Wing-Flo, krídlová ihla s hadičkou, 0,70 x 19 mm, 22G, čierna	16,97
I4 0021	Wing-Flo, krídlová ihla s hadičkou, 0,80 x 19 mm, 21G, zelená	16,97
I4 0020	Wing-Flo, krídlová ihla s hadičkou, 0,90 x 19 mm, 20G, žltá	16,97
I4 0019	Wing-Flo, krídlová ihla s hadičkou, 1,1 x 19 mm, 19G, béžová	16,97
I4 0018	Wing-Flo, krídlová ihla s hadičkou, 1,2 x 19 mm, 18G, ružová	16,97

INFÚZNA SÚPRAVA

od 0⁰⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
GA606103	Infúzna súprava Gama 103	0,90
GA606127	Infúzna súprava Gama 127	0,95

SAFE TOUCH

Bezpečná kridlová ihla s hadičkou

Vylučuje možnosť poranenia personálu infekčnou ihlou. Venepunkcia sa vykonáva bežným spôsobom. Pri vytiahnutí ihly zo žily sa stlačí bočná pružná časť, ihla bezpečne zájde do ochrannej trubičky, z ktorej ju už nemožno vytiahnuť. Pružné kridelká a hadička so skrutkovacím konektorom Luer Lock so zátkou na jednoduchú venepunkciu.



Obj. kód	Popis	Cena €
I4 6025	0,5 x 20 mm, 25G, oranžová	1,11
I4 6023	0,6 x 20 mm, 23G, modrá	1,11
I4 6022	0,7 x 20 mm, 22G, čierna	1,11
I4 6021	0,8 x 20 mm, 21G, zelená	1,11
I4 6019	1,1 x 20 mm, 19G, béžová	1,11

1¹¹

INTROCAN

- intravenózna bezpečnostná kanylá

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



1⁵⁷

Obj. kód	Popis	Cena €
4251601-01	0,7 x 19 mm, 24G, žltá	1,57
4251628-01	0,9 x 25 mm, 22G, modrá	1,57
4251644-01	1,1 x 32 mm, 20G, ružová	1,57
4251679-01	1,3 x 45 mm, 18G, zelená	1,57
4251687-01	1,3 x 32 mm, 18G, zelená	1,57
4251695-01	1,7 x 50 mm, 16G, sivá	1,57

SERVOBOX

Bezpečné nádoby na použité ihly a striekačky

- zátkopka zabráňujúca vypadnutiu infikovaných predmetov
- bezpečnostný hermetický uzáver
- bez zvyšku spalovateľné, nezaťažujú životné prostredie

od 0⁷³

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
I9 0101	Žltá, 100 ml	0,81	0,73
I9 0105	Žltá, 500 ml	1,34	1,21
I9 0115	Žltá, 1500 ml	1,82	1,64
I9 0120	Žltá, 2000 ml	2,25	2,03
I9 0125	Čierna, 5000 ml	8,04	7,24
I9 0130	Čierna, 11000 ml	13,37	12,03
I9 0135	Čierna, 20000 ml	21,39	19,25



MEDIWARE LANCET

Ostré a bezpečné krvné lancety, jednotlivito sterilne balené. Špeciálne tvarovaný konkávny hrot zabezpečuje maximálne množstvo odobratej krvi pri minimálnom poranení tkaniva.

- cena za balenie s 500 ks



Obj. kód	Cena €
B2 01500	18,92

18⁹²

TRANSOFIX

Obojstranný bodec

- na prenos tekutín medzi nádobami



ZĽAVA
30%

0⁵⁴



Obj. kód	Cena €	-30 % €
I4 4090500	0,77	0,54

MAXICREP®

Ekonomická papierová rolka na vyšetrovacie ležadlá


- 2 vrstvy kvalitného bieleho papiera
- hmotnosť 40 g/m²
- perforácia po 38 cm
- jednotlivo hygienicky balená
- dĺžka 150 m

ZĽAVA
10%



od 81³⁵

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
K7 40	Šírka 40 cm, 6 ks	90,39	81,35
K7 45	Šírka 45 cm, 6 ks	111,09	99,98
K7 50	Šírka 50 cm, 6 ks	117,42	105,68
K7 55	Šírka 55 cm, 4 ks	90,39	81,35
K7 59	Šírka 59 cm, 4 ks	104,75	94,28



DUOCREP®

Papierová rolka na vyšetrovacie ležadlá

- dve vrstvy kvalitného bieleho papiera (hmotnosť 40 g/m²)
- perforácia po 30 cm
- dĺžka 50 m

ZĽAVA
20%

od 6¹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
G7 5040	Šírka 40 cm	7,72	6,18
G7 5046	Šírka 46 cm	8,70	6,96
G7 5050	Šírka 50 cm	8,83	7,06
G7 5055	Šírka 55 cm	9,98	7,98
G7 5059	Šírka 59 cm	10,48	8,38



OMNICREP STANDARD

Ekonomická papierová rolka na vyšetrovacie ležadlá

Táto rolka je vhodná na bežné použitie vo všetkých typoch ambulancií.

- dĺžka 50 m, šírka 58 cm
- 2 vrstvy
- papier 2x 16 g/m²
- perforácia po 38 cm
- počet útržkov 132
- biela farba

6²⁹



Obj. kód	Cena €
108.015.SG	6,29

OMNICREP ECO

Nepremokavá papierová rolka na vyšetrovacie ležadlá

Táto rolka je vhodná na bežné použitie vo všetkých typoch ambulancií.

- dĺžka 50 m, šírka 50 cm
- 2 vrstvy
- recyklovaný papier 20 g/m² + HDPE 6g/m²
- perforácia po 38 cm
- počet útržkov 132
- biela farba

5⁰³



Obj. kód	Cena €
108.023.SE	5,03

OMNICREP PLUS

Vlísová rolka na vyšetrovacie ležadlá

- dĺžka 70 m, šírka 50 cm
- odolný, príjemný materiál
- 1 vrstva netkanej textilie
- perforácia po 38 cm
- počet útržkov 184
- biela farba

6⁷²



Obj. kód	Cena €
108.033.SA	6,72

OMNICREP AQUA

Nepremokavá rolka na vyšetrovacie ležadlá

- dĺžka 50 m, šírka 50 cm
- 3 vrstvy (2x papier 21 g/m², 1x HDPE 6 g/m²)
- perforácia po 38 cm
- počet útržkov 132

od 5⁴⁵



Obj. kód	Popis	Cena €
108.023.SA	Farba biela	5,45
108.023.SG	Farba zelená	6,29
108.023.SB	Farba modrá	6,29
108.023.SBL	Farba čierna	7,56
108.023.PR	Detské obrázky	7,56

SUPERECO

Skladané uteráky

- bielený recyklát
- 75% belosť
- 2 vrstvy
- **cena za balenie 20x 250 ks = 5000 ks**

39⁰²


Obj. kód	Cena €
72450	39,02

BIO

Jemný BIO toaletný papier

- rýchlo sa rozkladá v odpade - do 15 s
- veľmi pevný a zároveň mäkký
- 4 rolky nahradia 9 klasických roliek
- **cena za balenie so 4 rolkami**

4 rolky Bio = 9 bežných roliek


2³¹

Obj. kód	Cena €
10300N	2,31

LEONIDA

Kvalitné skladané uteráky

- dve vrstvy snehobielej buničiny
- dobre savé, netrhajú sa
- kvalitné osušenie, nízka spotreba
- bez cudzorodých prímies, sklenených vlákien a pod.
- rozmery 22 x 22 cm
- **cena za balenie s 3150 ks**

ZĽAVA
20%

37⁸⁵

Obj. kód	Cena €	-20 % €
72121	47,34	37,85

PROFESSIONAL

Pevný, mäkký, dvojvrstvový toaletný papier

- veľký návin 500 útržkov, 55 m
- dĺžka útržku 11 cm
- priemer rolky 120 mm
- **cena za balenie so 4 rolkami**

4 rolky Professional = 10 bežných roliek


4⁹⁰

Obj. kód	Cena €
10080	4,90

HYDROSOL

Skladané splachovateľné papierové uteráky

Splachovateľný trojvrstvový papierový uterák je vhodný do vysoko rizikových prevádzok, kde možno uteráky namiesto odpadkového koša vyhadzovať do toalety. V odpade sa veľmi rýchlo rozkladá (do 9 sekúnd).

- **cena za balenie s 15x 170 ks = 2550 ks**

35¹²

ZĽAVA
10%


Obj. kód	Cena €	-10 % €
72115	39,02	35,12

BIO

Dvojvrstvové skladané papierové uteráky

- z BIO ekologicky recyklovanej celulózy
- najlepší pomer ceny a kvality
- rozmer 21,5 x 21 cm
- **cena za balenie s 12x 250 ks**

ZĽAVA
10%

30²²

Obj. kód	Cena €	-10 % €
72101	33,58	30,22

VYŠETROVACIE RUKAVICE

DRACULA

Univerzálny nástenný držiak krabičiek s rukavicami

- pomocou samolepiacich páskov sa prilepi na stenu
- posuvná časť umožňuje uchytiť krabičku
- nosnosť držiaka je 1 kg

7⁷⁰



Obj. kód	Cena €	-20 % €
N9 0850	9,62	7,70

ZĽAVA
20%

VYŠETROVACÍ PRST NOBA®

Pružný pevný vyšetrovací prst z latexu, neprská, ľahko sa nasadzuje.

- cena za balenie so 100 ks



2⁷⁵

Obj. kód	Popis	Cena €	-20 % €
902352	Malý (S)	3,44	2,75
902353	Stredný (M)	3,44	2,75
902354	Veľký (L)	3,44	2,75
902355	Extra veľký (XL)	3,44	2,75

ZĽAVA
20%

OMNICARE NITRIL

Bezlatexové, nealergizujúce, nepúdrované vyšetrovacie rukavice

- cena za balenie so 100 ks



5²⁸

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
RD30019002	Malé (S)	5,87	5,28
RD30019003	Stredné (M)	5,87	5,28
RD30019004	Veľké (L)	5,87	5,28
RD30019005	Extra veľké (XL)	5,87	5,28

ZĽAVA
10%

NOBAGLOVE NITRIL

Nitrilové nepúdrované vyšetrovacie rukavice

- bez púdrov, bez latexu, pre citlivú pokožku
- nespôsobujú alergické reakcie
- veľmi elastické
- netrhajú sa
- pevné
- cena za balenie so 100 ks

5²⁸

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
905561	Malé (S)	5,87	5,28
905562	Stredné (M)	5,87	5,28
905563	Veľké (L)	5,87	5,28

ZĽAVA
10%



UKAVICE EKO NITRIL

Vyšetrovacie rukavice

- bezlatexové
- nealergizujúce nepúdrované
- cena za balenie so 100 ks

4¹⁸

Obj. kód	Popis	Cena €
EKO-Nitril-XS	Extra malé (XS)	4,18
EKO-Nitril-S	Malé (S)	4,18
EKO-Nitril-M	Stredné (M)	4,18
EKO-Nitril-L	Veľké (L)	4,18
EKO-Nitril-XL	Extra veľké (XL)	4,18



SOFTHAND® LATEX

Latexové nepúdrované vyšetrovacie rukavice

- veľmi pružné
- výborné úchopové vlastnosti
- netrhajú sa
- cena za balenie so 100 ks

7²²



Obj. kód	Popis	Cena €	-15 % €
H9 0400	Extra malé (XS)	8,49	7,22
H9 0401	Malé (S)	8,49	7,22
H9 0402	Stredné (M)	8,49	7,22
H9 0403	Veľké (L)	8,49	7,22
H9 0404	Extra veľké (XL)	8,49	7,22

ZĽAVA
15%

CITROCLOREX 2%

Dezinfekčný prípravok na okamžité použitie, neriedi sa, účinkuje rýchlo. Na dezinfekciu pokožky.

- objem 250 ml

9⁵⁰



Obj. kód	Cena €
3061580	9,50

ASEPTODERM

Alkoholový dezinfekčný prostriedok na pokožku

Používa sa na dezinfekciu pokožky pred injekciami, rezmi, punkciami, odbermi krvi, zavedením katétra, drobnými chirurgickými zákrokmi a na predoperačnú a pooperačnú dezinfekciu pokožky. Neobsahuje aldehydy, fenoly ani kvartérne amóniové zlúčeniny. Baktericídny, tuberkulocídny, účinný proti kvasinkám, obmedzene virucídny (HBV, HIV, vírus chrípky).

od 7³⁹



Obj. kód	Popis	Cena €
00-5010P-0025E6	Sprej, 250 ml	7,39
00-5010P-010E6	Fľaša 1000 ml	11,65

SEPTODERM®

Tekutá alkoholová dezinfekcia pokožky

- výborná znášanlivosť s pokožkou
- bez farbív, parfumov a alergénnych zložiek
- jednoduchá aplikácia pomocou rozprašovača
- rýchly a dlhotrvajúci účinok
- objem 250 ml

ZĽAVA
10%

10⁴⁵



Obj. kód	Cena €	-10 % €
70000211	11,61	10,45

SKINSEPT F

Vysoko účinný bezfarebný prípravok určený na dezinfekciu operačného poľa a pokožky pred injekciami, punkciami a pod. Neobsahuje jód. Neriedi sa.

od 8⁹⁹



Obj. kód	Popis	Cena €
3020640	350 ml, s rozprašovačom	9,50
3020620	500 ml	8,99

ALKOTIP® ECOBOX

Dezinfekčné a čistiace vankúšiky

- napustené 70 % alkoholom
- ľahko sa vyberajú zo zásobnej nádoby
- rozmery 44 x 44 mm
- cena za balenie so 155 ks

8⁵⁵



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
G6 0202	9,50	8,55

ALKOTIP®

Štvorčeka Alkotip® sú napustené 70 % izopropylalkoholom a používajú sa na čistenie pokožky pred venepunkciou a inými drobnými zákrokmi.

od 6⁵⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
G6 02	62 x 26 mm, 100 ks	6,56
G6 0250	62 x 26 mm, 250 ks	12,16
G6 03	45 x 87 mm, 100 ks	11,07
G6 04	90 x 110 mm, 100 ks	17,74
G6 01	Alkoholové čistiace tyčinky, dĺžka 100 mm, 50 ks	12,16

STERILLIUM PURE

- prvý prípravok na dezinfekciu rúk, ktorý môžu bez obáv používať alergici, astmatici a ľudia s atopickým ekzémom
- výborne hydratuje pokožku
- neobsahuje farbivá ani parfumácie
- má rovnakú účinnosť ako prípravok Sterillium
- bakteriálny, protikvasinkový, virucídny proti obaleným vírusom, tuberkulocídny a mykobaktericídny (všetko najneskôr do 30 s)

od 3⁸³



Obj. kód	Popis	Cena €
B-9816831	Fľaša 100 ml	3,83
B-9816841	Fľaša 500 ml	8,56
B-9816861	Fľaša 1000 ml	14,43
B-9816871	Kanister 5 l	50,41

STERILLIUM® MED

Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk

- bez farbív a parfumácie
- zvláčňujúci účinok
- okamžitý účinok

ZĽAVA
10%

od 4⁵⁴



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
B-981036	Fľaša 100 ml	5,04	4,54
B-981037	Fľaša 500 ml	12,24	11,02
B-981038	Fľaša 1000 ml	20,37	18,33
B-981039	Kanister 5 l	69,94	62,95

ASEPTOMAN GEL

Alkoholový dezinfekčný gél, ktorý sa vtiera do pokožky rúk. Presné dávkovanie a jednoduchšia aplikácia bez stekania vďaka príjemnému gélovému zloženiu. Neobsahuje kumulatívne látky s dlhodobým účinkom, ktoré by mohli mať na pokožku dráždivý alebo senzibilizujúci účinok. Kompatibilný so všetkými umývacími roztokmi. Bez aldehydov, fenolov a kvartérnych amóniových zlúčenín.

od 4⁶⁵



Obj. kód	Popis	Cena €
00-409-0015-01	Fľaštička 150 ml	4,65
00-409-005	Fľaštička 500 ml	7,39
00-409-010	Fľaša 1 l	13,28

STERILLIUM® GEL PURE

Alkoholový gélový prípravok

- hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk
- vynikajúca starostlivosť o pokožku
- bakteriálny
- fungicídny proti kvasinkám
- tuberkulocídny
- mykobaktericídny
- virucídny proti obaleným vírusom vrátane HBV, HIV, HCV
- nezávislý od dostupnosti umývadla či vody

ZĽAVA
10%

od 4⁵¹



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
B-980388	Fľaša 475 ml, pumpička	11,18	10,06
B-981314	Fľaštička 100 ml, bez pumpičky	5,01	4,51

MANUSEPT® BASIC

Dezinfekcia rúk

- bez farbív a parfumácie
- základné spektrum účinnosti
- dobrá znášanlivosť s pokožkou

od 6⁴¹

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
B-977142	Fľaša 500 ml	7,12	6,41
B-977140	Fľaša 1000 ml	12,24	11,02
B-977145	Kanister 5 l	43,75	39,38

SEPTODERM GEL

Gélový alkoholový dezinfekčný prípravok na báze kombinácie alkoholov. Určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. S obsahom zvláčňujúcich prísad pre extra ochranu pokožky.

- hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk
- rýchly a dlhotrvajúci účinok
- široké spektrum účinku vrátane celého spektra vírusov a mykobaktérií
- zanecháva pocit sviežej, jemnej a vláčnej pokožky
- príjemná aplikácia a nižšia spotreba vďaka gélovej formulácii
- objem 500 ml

13⁴⁴



Obj. kód	Cena €
70000265	13,64

BACILLOL® 30 FOAM

Dezinfekcia citlivých povrchov

- vynikajúca materiálková znášanlivosť
- pôsobí rýchlo
- jednoduchá aplikácia z fľaše s penovačom
- bez farbív a parfumácie

od 13⁶⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
E1 981307	Fľaša 750 ml, penovač	13,60
B-981127	Kanister 5 l	58,67



BACILLOL® AF

Alkoholový prípravok na rýchlu dezinfekciu plôch

- neobsahuje aldehydy
- nezanedáva rezíduá, bez vonných prísad

od 10⁵²

Obj. kód	Popis	Cena €
E1 973385	Fľaša 500 ml	10,52
B-815870	Rozprašovač pre fľašu 500 ml	8,68
E1 973380	Fľaša 1000 ml	19,05
E1 973389	Kanister 5 l	50,60



BACILLOL® TISSUES

Dezinfekčné utierky

- široké spektrum účinnosti
- rýchly účinok za 30 sekúnd
- výborná materiálková znášanlivosť

od 13³⁵

Obj. kód	Popis	Cena €
E1 975670	Dóza so 100 ks	14,28
E1 975673	Náhradná náplň, 100 ks	13,35



BACILLOL 30 SENSITIVE TISSUES

Utierky bez aldehydov na rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov

- baktericídne, fungicídne
- virucídne na obalené vírusy
- účinné proti norovírusom, polyomavírusom, rotavírusom
- rýchly účinok
- utierky sa netrhajú
- roztok dobre zmáča povrchy, rýchlo schne
- bez aldehydov, farbív a parfumácie
- nie je potrebné používať rukavice
- rozmer 180 x 200 mm
- cena za balenie s 80 ks

ZĽAVA
10%

15⁹⁷

Obj. kód	Cena €	-10 % €
E1 981312	17,74	15,97



MIKROBAC® TISSUES

Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekčné utierky

- vhodné na čistenie a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok
- cena za balenie s 80 ks

ZĽAVA
10%

Obj. kód	Cena €	-10 % €
E1 977040	22,30	20,07



KORSOLEX® BASIC

Účinná dezinfekcia nástrojov a endoskopov

- široké spektrum účinnosti
- vhodný do ultrazvukového kúpeľa

od 46⁰⁰

Obj. kód	Popis	Cena €
E1 972672	Kanister 2 l	46,00
E1 972679	Kanister 5 l	101,29



SANI-CLOTH AF3

Kvartérny amóniový prípravok bez alkoholu, ktorý vytvára roztok dva v jednom, ideálny na čistenie a dezinfekciu. Tuberkulocídny, virucídny, baktericídny a kvasinkocídny účinok počas 1 minúty. Použitie na bežné čistenie a dezinfekciu priestorov s vysokou frekvenciou pohybu, povrchy s vysokým počtom dotykových bodov, bežné vybavenie a neinvazívne zdravotnícke pomôcky. Vopred dávko-
vané jednorazové čistiace a dezinfekčné utierky bez alkoholu, ktoré sa málo žmolujú a nevyžadujú
miešanie ani odmeriavanie. Neobsahujú alkohol, bieliadla ani PHMB, nedráždia pokožku ani nespô-
sobujú senzibilizáciu. Rozmer 27 x 21 cm.

- cena za balenie s 200 ks

19³⁸

Obj. kód	Cena €
P-EAF3011	19,38



CLEANISEPT TISSUES

Dezinfekčné utierky bez alkoholu

- ideálne na rýchlu dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a neinvazívnych zdravotníckych pomôcok citlivých na alkohol
- šetné k materiálom
- bez aldehydov a fenolov
- dermatologicky testované

od 8³⁶

Obj. kód	Popis	Cena €
00-208-D100-01	Nádoba so 100 ks	10,05
00-208-R100-01	Náplň so 100 ks	8,36



BOMIX® PLUS

Bezaldehydový prípravok na dezinfekciu nástrojov

- vynikajúci čistiaci účinok
- široké spektrum účinnosti
- výborná materiálková znášanlivosť
- príjemná vôňa

od 51⁹⁶

Obj. kód	Popis	Cena €
B-980320	Fľaša 2 l	51,96
B-980321	Kanister 5 l	79,83



DEZINFEKČIA POVRCHOV A PODLÁH

MIKROBAC PLUS

Mikrobac Plus je koncentrát na báze KAS a aminorov na prípravu dezinfekčného a čistiacieho roztoku na profylaktickú dezinfekciu povrchov zdravotníckych pomôcok a plôch. Používa sa v oblasti zdravotnej starostlivosti (nemocnice, domovy pre seniorov, opatrovateľské a záchranné služby, zubné a lekárske ambulancie) a vo verejných priestoroch. Na každodennú dezinfekciu a čistenie všetkých vodeodolných povrchov vo všetkých hygienicky významných oblastiach. Vďaka svojmu zloženiu s nízkym zápachom je vhodný najmä na použitie v blízkosti pacientov alebo klientov. Iba na profesionálne použitie.

- baktericídny, tuberkulocídny
- virucidne na obalené vírusy
- protikvasinková účinnosť
- objem 5 l

79⁴³



Obj. kód	Cena €
B-9819170	79,83

INCIDIN LIQUID

Tekutý dezinfekčný prípravok na báze alkoholov na priame použitie, určený na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu predmetov a plôch postrekom. Neriedi sa, je pripravený na okamžité použitie.



od 12¹⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
3086930	600 ml, bez rozprašovača	12,16
10200449	Rozprašovač pre fľašu 600 ml	3,83
3042450	Fľaša 1 l	18,84
3042470	Kanister 5 l	77,02

MIKROBAC FORTE

Dezinfekčný prípravok Mikrobac forte má veľmi dobrú materiálovú znášanlivosť a vynikajúcu čistiacu schopnosť, neobsahuje formaldehyd, má široké spektrum účinnosti vrátane MRSA a pôsobí veľmi rýchlo.

Oblasť použitia: dezinfekcia a čistenie vo všetkých oblastiach medicíny, v ambulanciách, ordináciách a lekárnach. Všade tam, kde sa vyžaduje maximálna úroveň hygieny, účinnosť a dobrá dostupnosť. Na dezinfekciu pracovných povrchov, ležadiel pre pacientov, lekárskeho vozíka a neponoriteľných lekárskeho nástrojov.

od 1¹⁴



Obj. kód	Popis	Cena €
E1 10104	Vrecko s 20 ml	1,14
E1 10109	Kanister 5 litrov	67,12

INCIDIN OXYFOAM S

Dezinfekčný prostriedok so sporocídnym účinkom na báze peroxidu vodíka, sprej.

- objem 750 ml

19⁴⁷



Obj. kód	Cena €
3115830	19,47

OPTISAL N

Koncentrát na čistenie a dezinfekciu

- nelepivý
- bez aldehydov a fenolov
- príjemná, svieža vôňa
- vysoká čistiaca sila
- široké spektrum účinku

od 32⁴⁵



Obj. kód	Popis	Cena €
00-214-010	Fľaša 1 l	32,45
00-214-050	Kanister 5 l	97,35

INCIDIN PRO

Najmodernejší tekutý koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok určený na profesionálnu dezinfekciu a čistenie všetkých umývateľných plôch.

od 69²⁰



Obj. kód	Popis	Cena €
3076620	2 l	69,20
3076730	6 l	145,83

DESCOCEPT SPECIAL

Dezinfekčný prostriedok na povrchy

- rýchly dezinfekčný prostriedok bez alkoholu
- vysoká čistiaca účinnosť
- extra krátky čas kontaktu
- bez alkoholu, bez aldehydov, bez fenolov
- ideálny na akrylátové sklo
- pripravený na použitie, neriedi sa

od 8⁵⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
00-208-0075	Fľaša 750 ml, rozprašovač	11,14
00-208-010	Fľaša 1 l	8,56
00-208-050	Kanister 5 l	31,21

BACOBAN® NEALKO TISSUES**Nealkoholové dezinfekčné utierky na povrchy**

- účinok počas 5 minút
- neobsahujú alkohol, fenoly ani aldehydy
- dezinfekcia ultrazvukových sond
- **cena za balenie s 50 ks**

6⁹⁷**ZĽAVA
10%**

Obj. kód	Cena €	-10 % €
BACDLTU	7,74	6,97

BACOBAN® NEALKO

- dezinfekčný prostriedok na povrchy zdravotníckych pomôcok
- dlhodobá účinnosť - až 10 dní
- neobsahuje alkohol, fenoly ani aldehydy

od 10⁵⁹**ZĽAVA
10%****NA DEZINFEKCIU
ULTRAZVUKOVÝCH SOND**

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
BACDL1	Fľaša s 500 ml hotového 1% roztoku, rozprašovač	11,77	10,59
BACWB1	Fľaša s 1000 ml koncentrátu a odmerkou	56,69	51,02

**BACOBAN®****Moderný superúčinný dezinfekčný prostriedok**

- účinnosť až 10 dní
- mikrobiologický účinok počas 5 minút

21⁸⁹**ZĽAVA
10%**

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
BAC500	Fľaša bez rozprašovača, 500 ml	24,32	21,89
BSP500	Rozprašovač pre fľašu 500 ml	4,42	3,98

PIERCING BLOMDAHL = SYSTÉM PRE ÚSPEŠNÚ LEKÁRSKU PRAX A SPOKOJNÝCH PACIENTOV

BLOMDAHL

CARING JEWELLERY SINCE 1985

Made in Sweden



PREČO SYSTÉM BLOMDAHL?

Nepoužívame zlato ani chirurgickú oceľ

V západnej populácii je 10 % obyvateľov alergických na zlato alebo nikel, chirurgická oceľ obsahuje 8-16 % niklu.

Procedúra je sterilná

Piercer neprichádza do styku s pokožkou, nemusí sa dezinfikovať, kazeta obsahuje sterilnú náušnicu, rana nehnisá.

Procedúra je menej bolestivá, menej krváca a je presnejšia, ako prepichovanie uší ihlou.

Procedúra je rýchla a jednoduchá

Dieťa sa menej bojí.

Nastrelená náušnica má skrytý hrot

Nehrozí poranenie pokožky za uchem ostrým hrotom náušnice.

Rana sa rýchlo hojí

Špeciálny dizajn náušnice zabezpečuje dostatočný prívod vzduchu k rane.

Jednoduché nasadenie trvalej náušnice

Otvor v uchu je dostatočne veľký na trvalú náušnicu, pretože dočasná náušnica má vhodný priemer dierku.

Zdravotnícka pomôcka

Výroba a sterilizácia všetkých komponentov systému Blomdahl prebieha vo Švédsku podľa prísnych noriem na výrobu chirurgických implantátov (zdravotníckych pomôcok), v súlade s normou ISO 13485, hoci zatiaľ zákon nevyžaduje, pretože piercer podľa európskej legislatívy doposiaľ nie je zdravotníckou pomôckou.

Silná marketingová podpora poskytovateľov

www.facebook.com/blomdahlcz/

www.blomdahl.cz

Štartovacia súprava Piercer Blomdahl obsahuje 1 prístroj Piercer Blomdahl, dezinfekčné štvorčeky, značkovaciu fixku, 1 sponku na vlasy, zrkadielko, 1 tréningové ucho, **12 vzoriek náušnic**, podrobný návod a 10 sterilných plastových náušnic s bielym kryštálom.

Štartovacia súprava Piercer Blomdahl DOUBLE obsahuje navyše **1 prístroj**, **1 tréningové ucho** a **1 sponku na vlasy**.

ZĽAVA
26-53%

od 96⁸⁹



Súprava s 2 prístrojmi je vhodná na simultánný piercing oboch uší. Túto procedúru klienti požadujú čoraz častejšie. Deti vnímajú simultánný piercing ako podstatne menej bolestivý než piercing každého ucha zvlášť.

Obj. kód	Popis	Cena €	Zľava €	Zľava
11-108-0115	PIERCER UCHA BLOMDAHL DOUBLE, štartovacia súprava, 2 prístroje, 10 plastových náušnic kryštál	245,53	116,51	53 %
11-101-0115	PIERCER UCHA BLOMDAHL, štartovacia súprava, 1 prístroj, 10 plastových náušnic kryštál	130,98	97,35	26 %

PLASTOVÉ NÁUŠNICE SEDMOKRÁSKA

Náušnice neobsahujú nikel, ucho po piercingu nehnisá. Dĺžka dierky je 6 mm, priemer hlavičky je 5 mm.

• **cena za balenie s 10 ks**



12-0114-56
Fialka/Kryštál

12-0114-55
Akvamarín/Kryštál

12-0114-83
Kryštál/Ruža

12-0114-57
Ruža/Ruža

12-0114-45
Dúha/Alexandrit

12-0114-43
Zafír

12-0114-41
Kryštál

12-0114-42
Ružový
kamienok

12-0114-98
Svetlá fantázia

12-0114-99
Fantázia

12-0114-47
Svetloružový
kamienok/Ame-
tyst

12-0114-46
Alexandrit/Ružový
kamienok

73⁸⁹

PIERCING BLOMDAHL = SYSTÉM PRE ÚSPEŠNÚ LEKÁRSKU PRAX A SPOKOJNÝCH PACIENTOV

Aby sa klienti mohli ľahko zorientovať, kde sa nachádza najbližšie miesto, kde sa vykonáva ušný piercing Blomdahl, na serveri www.blomdahl.cz je zverejnený „Zoznam poskytovateľov bezpečného ušného piercingu Blomdahl“.

Ak si želáte zverejniť v tomto „Zozname“ aj Vašu ambulanciu, pošlite nám, prosíme, krátky e-mail na info@harmmed.sk so súhlasom so zverejnením. Ďakujeme.




BLOMDAHL

CARING JEWELLERY SINCE 1985

Made in Sweden

Počas celého roka 2026 prebieha na Facebooku reklama s mapou poskytovateľov piercingu Blomdahl. Každá žena v ČR alebo SR, ktorá používa Facebook, uvidí mapu poskytovateľov aspoň 1x za rok.



NÁUŠNICE PRÍRODNÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1210-00
Plochý tvar



12-1201-01
Kryštál

NÁUŠNICE PRÍRODNÝ TITÁN TIFFANY

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm. Sú osadené kryštálmi.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1203-01
Kryštál

NÁUŠNICE TITÁN TIFFANY

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm. Sú osadené kryštálmi.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1403-01
Kryštál



12-1303-01
Kryštál

12-1303-59
Perla

NÁUŠNICE POZLÁTENÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1301-01
Kryštál



12-1310-00
Plochý tvar

NÁUŠNICE STRIEBORNÝ TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1401-03
Ruža



12-1401-05
Akvamarín



12-1401-01
Kryštál



12-1410-00
Plochý tvar

NÁUŠNICE PRÍRODNÝ TITÁN SEDMOKRÁSKA

Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-12166-01
Kryštál



12-12166-55
Akvamarín/Kryštál



12-12166-92
Ruža/Kryštál

NÁUŠNICE ČIERNY TITÁN

Dĺžka drieku je 6 mm.

• cena za balenie s 10 ks

73⁹⁹



12-1526-00
Plochý tvar
priemer 5 mm



12-1510-00
Plochý tvar
priemer 4 mm

PLASTOVÉ NÁUŠNICE

Náušnice neobsahujú nikl. Dĺžka drieku je 6 mm, priemer hlavičky je 4 mm.

• cena za balenie s 10 ks

12-0103-26
Fialka



12-0103-01
Kryštál



12-0103-03
Ružový kamienok



12-0103-04
Zafír



12-0103-12
Čierny diamant




12-0103-10
Rubín



12-0103-05
Akvamarín



12-0103-02
Dúha



12-0103-07
Gagát



12-0103-14
Modrý zirkón

52⁹⁹

NOVINKY 2026

Dĺžka drieku 6 mm
Priemer hlavičky 4 mm



12-1301-03
Ruža

BIG - pre väčšiu viditeľnosť
Dĺžka drieku 6 mm
Priemer hlavičky 5 mm



12-0124-01
Kryštál

od 52⁹⁹

• cena za balenie s 10 ks

LONG - pre hrubšie ucho
Dĺžka drieku 8 mm
Priemer hlavičky 4 mm



12-5301-01
Kryštál



12-5301-03
Ruža



12-5401-01
Kryštál



12-5401-03
Ruža

DISPLEJ BLOMDAHL COUNTER

Pre lekárske ambulancie

Nastrelené náušnice nie sú určené ako trvalé náušnice na dlhodobé nosenie – najneskôr do 20 týždňov by sa mali vymeniť za trvalé náušnice.

Prečo trvalé náušnice z lekárskeho plastu?

Hojenie rany po piercingu trvá až 12 mesiacov. Po celý tento čas je rana v priamom kontakte s materiálom náušnice. Kožní lekári preto odporúčajú počas hojenia používať ako trvalú náušnicu náušnicu z bezpečného, inertného materiálu - lekárskeho plastu.

Zlaté, strieborné náušnice a náušnice z chirurgickej ocele uvoľňujú nikel a počas procesu hojenia môžu vyvolať trvalú celoživotnú precitlivosť. Lekársky plast Blomdahl je biologicky inertný a nespôsobuje alergické reakcie.

Na túto skutočnosť môžete klientov upozorniť ako na prirodzenú súčasť nastreľovania náušníc — a ponúknuť im trvalú náušnicu priamo v ambulancii.

Displej sa dodáva prázdny, bez trvalých náušníc.

Pojme 20 párov trvalých náušníc Blomdahl.

Lekárom poskytujeme zľavu 25 % na celý sortiment trvalých náušníc Blomdahl: www.blomdahl.cz

Zľavový kód: LEK26347



QR kód: www.blomdahl.cz



15²⁵

Obj. kód	Cena €
15-001-1920	15,25

ZÁSTENA LAHKÝ HLINÍK

Pojazdná trojkridlová zástena pre zdravotnícke prevádzky


- vhodná na oddelenie vyšetrovacieho alebo ošetrovacieho priestoru
- stabilná konštrukcia so stredným kridlom na dvojtom podvozku
- bočné kridla otočné o 360°
- jednoduché a flexibilné nastavenie podľa priestoru
- umývateľná látka vhodná na bežnú zdravotnícku prevádzku
- stredné kridlo široké 50 cm
- bočné kridla široké 45 cm
- výška 165 cm
- hmotnosť 9 kg
- vhodná pre ambulancie, ordinácie, vyšetrovne a prezliekacie priestory

ZĽAVA
10%

ropimex®
Sichtschutz-Systeme

506⁷⁰

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
RBP-MINT	Farba mäťová	563,00	506,70
RBP-WEISS	Farba biela	563,00	506,70
RBP-GELB	Farba žltá	563,00	506,70
RBP-BLAU	Farba svetlomodrá	563,00	506,70
RBP-BEIGE	Farba béžová	563,00	506,70




VYŠETROVACÍ VOZÍK MEDINET

Na každodennú ambulantnú prevádzku

- oceľová konštrukcia z profilov 20 x 20 mm
- povrchová úprava práškovým nástrekom RAL 9007
- jedna zásuvka s možnosťou doplnenia druhej
- doska stola a police v perleťovo bielej farbe
- dvojité kryté kolieska na jednoduchý presun
- vhodný pre prístroje, spotrebný materiál a dokumentáciu
- celkové pracovné zaťaženie do 50 kg
- zaťaženie zásuvky do 10 kg
- zaťaženie dosky stola a police do 20 kg
- rozmery 58 x 45 cm
- výška 75 cm
- dodávaný v rozloženom stave

Súčasťou dodávky je jedna zásuvka.

351⁵¹



ZĽAVA
10%

Obj. kód	Popis	Cena €	-10 % €
F7 0101	Vyšetrovací vozík Medinet, jedna zásuvka	390,57	351,51
S7 201300	Kompletná zásuvka navyše pre vozík Medinet	152,09	136,88



THE SMART KETTLE

Rýchlovarná kanvica s nastavením teploty

- objem 1,7 l
- otočná základňa o 360°
- obojstranný vodoznak
- vyberateľný filter
- podsvietené tlačidlá ovládacieho panela
- ergonomicky tvarovaná rukoväť
- nastavenie teplôt: 80, 85, 90, 95 a 100 °C
- funkcia na udržanie nastavenej teploty počas 20 minút
- zvuková signalizácia dosiahnutia nastavenej teploty/varu
- automatické vypnutie
- ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody
- príkon: 2200 W
- rozmery: 22,2 x 19 x 24,8 cm

105⁵³

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Cena €	-10 % €
SKE825BSS	117,26	105,53

THE TEA MAKER

Automatický čajovar

1. Do kanvice nalejete vodu (max. 1,2 l).
2. Na nehrdzavejúce sitko položíte sypaný čaj alebo čaj vo vrecku.
3. Nastavíte program pre správnu teplotu lúhovania čaju (zelený, čierny, biely...).
4. Nastavíte požadovanú intenzitu čajového výluhu (silný, stredný, slabý).
5. Nastavíte čas, kedy má byť čaj hotový.

A odídete domov...

Pred Vaším príchodom do ambulancie prístroj automaticky zohreje vodu na správnu teplotu podľa typu čaju, sitko s čajom klesne nadol a následne sa zdvihne cez zohriatu vodu, takže sa čaj správne vylúhuje. Nakoniec sa sitko zastaví hore, aby čaj nezostal ponorený vo vode a ďalej sa nelúhoval.

Po príchode do ambulancie máte správne vylúhovaný a temperovaný čaj pripravený na okamžité použitie.

211⁰⁹

ZĽAVA
10%



Obj. kód	Cena €	-10 % €
BTM800	234,54	211,09

RÝCHLOVARNÁ KANVICA KE 411

Nová rýchlovarná kanvica Catler KE 411 ponúka nielen vysoký výkon, ktorý vodu zohreje bleskovo, ale aj krásny sklenený dizajn s modrým podsvietením. Vďaka LED podsvieteniu si vychutnáte pôsobivý pohľad na vriacu vodu. Kanvica je vybavená ochranou proti prehriatiu. Kvalitné bezpečnostné sklo v kombinácii s nehrdzavejúcou oceľou skrášli každú kuchynskú linku. S kapacitou 1 liter šetríte čas aj energiu, pretože ohrievate len toľko vody, koľko potrebujete. Pomôže vám pri tom aj dobre viditeľný vodoznak.

- objem 1 l
- modré LED svetlo zabudované v tele kanvice
- výklopné veko, jednoduché otváranie veka stlačením tlačidla
- skryté nehrdzavejúce výhrevné teleso
- ochrana proti vyvareniu vody a prehriatiu
- pri vare sa automaticky vypne
- ukazovateľ hladiny vody
- konektor Strix
- príkon 2200 W

ZĽAVA
10%

31³²



Obj. kód	Cena €	-10 % €
KE 411	34,80	31,32

KE 3010

Kompaktná nehrdzavejúca rýchlovarná kanvica

- objem 1 l
- skryté výhrevné teleso na jednoduché čistenie
- odnímateľný vodný filter
- otočná základňa 360°
- termostat Strix
- ochrana proti prehriatiu a chodu naprázdno
- príkon 1850-2200 W
- napätie 220-240 V, 50-60 Hz
- výška s podstavcom 21 cm
- dĺžka prívodného kábla 80 cm
- rozmery 19 x 13 x 21,5 cm
- vhodná pre ambulancie, menšie kuchynky, kancelárie aj domácnosti

ZĽAVA
10%

31³²



Obj. kód	Cena €	-10 % €
KE 3010	34,80	31,32

EKO CORE 500

Profesionálny digitálny zosilňujúci fonendoskop s 3-kanálovým EKG

- vhodný pre praktických lekárov, špecialistov, prvú pomoc aj veterinárne lekárstvo
- technológia TrueSound pre veľmi čistú kvalitu posluchu
- až 40-násobné zosilnenie zvukov
- 8-násobné aktívne potlačenie okolitého hluku
- 3 zvukové filtre: kardio, pľúcny a rozšírený
- farebný displej zobrazuje EKG krivku a srdcovú frekvenciu v reálnom čase
- 3-kanálové EKG a fonokardiogram možno zobraziť v mobilnej aplikácii
- možnosť ukladania a prehrávania EKG aj fonokardiogramu vrátane zvuku
- dĺžka záznamu 15 až 120 sekúnd
- záznamy možno odosielať e-mailom vo formáte PDF
- aplikácia pre iOS a Android zdarma
- Bluetooth 4.2
- nabíjateľná lítiová batéria s výdržou až 300 minút nepretržitej prevádzky
- celková dĺžka 69 cm
- celková hmotnosť 186 g
- priemer membrány 3 cm
- nabíjanie cez USB-C
- bez latexu a ftalátových zmäkčovadiel
- vhodný pre dospelých aj pediatrických pacientov

Súčasťou dodávky je digitálny fonendoskop Eko CORE 500, nabíjací kábel USB-C, náhradné olivky, návod, vyhlásenie o zhode a certifikát CE.



**ZÍSKAJTE ZĽAVU 10 %
S KÓDOM EC260910**



QR kód: inštruktážne video

od 664²⁶



Obj. kód	Popis	Cena €
COR501	EKO Core 500, strieborný	664,26
EK0004	EKO Core 500, čierne	703,36
EK0011	EKO Core 500, šampanský	703,36
EK0013	EKO Core 500, ružový	742,46

Harrmed Medical, Šulekova 2, 811 06 Bratislava

(tu sa neprijímajú zásielky a balíky)

Ceny, zľavy a akcie platia od 1.9.2026 do 27.9.2026. Zmeny vyhradené.

**harrmed
MEDICAL**

www.harrmed.sk